

## TISSU-TRANS® FILTRON 100cc and 250cc

Système stérile de prélèvement de graisse à filtre

### 3-TT-FILTRON 100 et 250cc

**STERILE**

Les éléments stériles comprennent :

- ◆ Récipient de prélèvement avec filtre et embout pour l'évacuation des déchets.
- ◆ Tube de prélèvement de 180 cm (qualité médicale à rayure jaune) avec connecteur en L.
- ◆ Tube de transfert de 15cm (qualité médicale) à embout Luer Lock.

#### Les articles suivants sont indispensables

- ◆ Tube d'aspiration standard (1/4" ou 5/16" ID)
- ◆ Bocal à déchets
- ◆ Source d'aspiration (réglée à +/-15" Hg. (380mm) ou 50% de la puissance)
- ◆ Canule de prélèvement de 3mm
- ◆ Canule de réinjection
- ◆ Seringues Luer Lock pour le transfert et la réinjection

#### Remarques avant l'emploi :

1. Le Tissu-Trans Filtron est stérile et à usage unique.  
A utiliser pour un seul patient.



**Ne pas restériliser ou réutiliser.**






Le dispositif pourrait causer une infection ou les propriétés inertes du dispositif pourrait changer si utilisé ou restérilisé.

2. Le dispositif est prêt à l'emploi. **Ne pas ouvrir le récipient ou le couvercle.**
3. S'assurer que les tissus soient bien hydratés comme pour le procédé de tumescence super hydraté.
4. Employer obligatoirement un bocal d'aspiration standard entre le FILTRON et la source d'aspiration. Durant le prélèvement, les déchets sont filtrés et aspirés dans le bocal à déchets.
5. Il est recommandé d'employer une canule de 3mm.
6. Il est recommandé d'utiliser la tubulure de qualité médicale fournie pour assurer un parcours non toxique.
7. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est déchiré ou percé.

#### Instructions:

1. Retirer les éléments stériles et les placer sur une surface stérile .
2. **Poser le FILTRON droit sur le champ stérile** . Il doit être tenu vertical. A L'infirmière "stérile" peut poser un doigt ou le pouce sur le dispositif pour le maintenir droit
3. Localiser la tubulure de prélèvement à rayure jaune avec le connecteur L :  
Connecter le coude de connexion de la tubulure à l'embout PATIENT sur le couvercle du récipient. **B**  
Connecter l'autre bout de la tubulure à la canule de liposuction.
4. Connecter le tube à aspiration standard à l'embout VAC du couvercle du récipient. **C**  
Connecter l'autre bout du tube au bocal de déchet et d'aspiration.
5. Mettre l'aspiration en route. Vérifier toutes les connections.  
**Ajuster la pression négative à 15" ou 380mm Hg. D**  
Le système peut être testé avec une solution saline stérile pour assurer un débit correct.
6. **Prélever le volume de graisse désiré.** La graisse de qualité restera dans le filtre et les déchets seront aspirés dans le bocal à déchets. La graisse restant dans le filtre est prête à la réinjection.


*La graisse filtrée peut encore contenir 3-5% de liquide, ce qui est nécessaire pour assurer un débit correct durant le transfert. Une fois la graisse transférée dans les seringues, elle peut être encore décantée et l'excès de liquide éliminé.*





### Récupération/transfert Le système est inversé

1. Arrêter l'aspiration. Déconnecter les tubes du couvercle du FILTRON en maintenant la stérilité .
2. Enlever le capuchon blanc attaché sur le côté du couvercle du FILTRON pour fermer l'embout VAC . **A.**
3. Attacher le tube de transfert a l'embout PATIENT . **B.** Fermer le clamp blanc du tube de transfert. **Tous les ports sont obturés .**
4. Faire pivoter précautionneusement le Filtron la tête en bas .
5. Attacher une seringue Luer Lock au tube de transfert. Débloquer le clamp et drainer la graisse à injecter . **C.** Répéter le procédé pour les seringues supplémentaires .  
Si il reste un peu de graisse dans le dispositif, enlever le couvercle pour l'extraire..
6. Lorsque le volume désiré a été transféré, se débarrasser du système complet..
7. Attacher la canule de réinjection. La graisse est prête à être injectée au récipiendaire .



**Jeter dans un réceptacle standard pour déchets médicaux.**



CEpartner4U, Esdoornlaan 13  
3951DB Maarn Hollande  
[www.cepartner4u.eu](http://www.cepartner4u.eu)



**Avertissements :** 1 Ce dispositif ne peut en soi , entraîner une réduction de poids significative . 2. Ce dispositif doit être utilisé avec une extrême prudence chez les patients atteints de maladies chroniques . 3. La perte de sang et de fluides corporels endogène peut affecter défavorablement la stabilité hémodynamique opératoire ou postopératoire.

**Précautions:** 1. Cet appareil est conçu pour améliorer les formes du corps en éliminant, par de petites incisions, les surcharges graisseuses . 2. L'utilisation de ce dispositif est limitée aux médecins qui ont atteint la maîtrise du prélèvement par liposuction . 3. Les résultats de cette procédure peuvent varier en fonction de l'âge du patient, du site chirurgical, et l'expérience du médecin . 4. Les résultats de ce procédé peuvent être permanents ou non . 5. Le prélèvement de graisse devrait se limiter à la quantité nécessaire pour obtenir l'effet cosmétique recherché . 6. Tous les éléments réutilisables doivent être stérilisés et tous les éléments à usage unique doivent être remplacés pour chaque patient .

Ce système doit être utilisé avec des pompes médicales, des tubes et des canules, prévus pour le prélèvement de la graisse destinée au remodelage du corps. La graisse doit être réinjectée par un dispositif d'injection adéquat.

Ce dispositif sert à l'aspiration, le prélèvement et le transfert de tissus autologues Il est spécialement conçu pour l'aspiration des tissus mous non souhaités. Ne pas réutiliser ni re-stériliser. Usage unique. Uniquement sur prescription. La loi fédérale limite la vente de ce dispositif au médecin ou sur prescription médicale .

