

TISSU-TRANS® FILTRON 100cc and 250cc

Sistema estéril de extracción de grasa con filtros

3-TT-FILTRON 100 et 250


STERILE

Artículos Estériles Incluidos:

- ◆ Recipiente de extracción con filtro y puerto de aspiración.
- ◆ Tubo de recogida de 180 cm con conector L (grado médico, raya amarilla).
- ◆ Tubo de transferencia de 15 cm con punta Luer Lock (grado médico).

Se necesitan los siguientes elementos adicionales:

- ◆ Tubo de succión estándar
- ◆ Recipiente de residuos
- ◆ Fuente de succión (regulada a ± 15 "Hg (380mm) o 50% de la capacidad)
- ◆ Cánula de extracción de 3mm
- ◆ Cánula de reinyección
- ◆ Jeringas Luer Rock para la transferencia y la reinyección



Notas antes del uso:

1. El Tissu-Trans Filtron es estéril y desechable. Utilizar para un solo paciente.



No reesterilizar o reutilizar.


El dispositivo podría causar infección o las propiedades inertes del dispositivo podrían cambiar si reutilizado o-reesterilizado

1. El producto está listo para su uso. **No abrir el recipiente o la tapa.**
2. Asegurarse de que los tejidos estén bien hidratados como para el proceso de la tumescencia súper hidratada
3. **Se debe usar** un recipiente de residuos estándar entre el FILTRON y la bomba de aspiración. Durante la extracción, los residuos son filtrados y aspirados en el recipiente de residuos.
4. **Se recomienda utilizar** una cánula de extracción de 3mm.
5. **Se recomienda utilizar** el tubo de grado médico previsto para asegurar una ruta no tóxica.
6. No usarlo si la bolsa estéril está rasgada o pinchada.



Instrucciones:

1. Retirar los componentes estériles y colocarlos en un área estéril.
2. **Cubrir el FILTRON en posición vertical con una funda estéril para mesa de Mayo (o equivalente). Debe mantenerse vertical. A.**
3. Buscar el tubo de extracción (raya amarilla) con el conector L: Unir el conector L del tubo al puerto PATIENT en la tapa del recipiente. **B** Conectar el otro extremo a la cánula de liposucción.
4. Conectar el tubo de aspiración estándar al puerto VAC en la tapa del recipiente. **C** Conectar el otro extremo al recipiente de residuos y a la bomba de aspiración.
5. Activar la succión. Comprobar todas las conexiones.






Ajustar la presión de vacío a 15" o 380 mm Hg. D

El sistema puede ser probado con una solución salina estéril para asegurar un flujo adecuado.

6. Acerca de la obtención del volumen de grasa deseado. La grasa de calidad permanecerá en el filtro mientras que los residuos serán aspirados al recipiente de residuos. La grasa que se permanezca en el filtro estará lista para la reinyección.

La grasa filtrada todavía puede tener entre un 3-5% de líquido, un flujo adecuado durante la transferencia. Después de que la grasa se transfiere a las jeringas, se puede decantar más y el exceso de líquido ser expulsado.





Extracción/ Transferencia: el dispositivo permanece en posición vertical.

1. Apagar la aspiración, desconectar los tubos de la tapa del FILTRON manteniendo la esterilidad.
2. Retirar el tapón blanco en la tapa del FILTRON, para cerrar el puerto VAC. **A**
3. Fijar el tubo de transferencia al puerto PATIENT. **B**
Cerrar la pinza blanca del tubo de transferencia. **Todos los puertos deben estar cerrados.**
4. Invertir cuidadosamente el FILTRON.
5. Enganchar la jeringa Luer Lock al tubo de transferencia. Abrir la pinza y extraer la grasa para la reinyección. **C** Repetir el proceso con jeringas adicionales.
Si una parte de la grasa se permanece en el filtro, retirar la tapa para extraerla.
6. Cuando el volumen deseado haya sido transferido, desechar todo el sistema.
7. Enganchar la cánula de reinyección. La grasa está lista para volver a ser inyectada al sitio de receptor

Eliminar en recipiente de residuos médicos estándar .



CEpartner4U, Esdoornlaan 13
3951DB Maarn Holanda
www.cepartner4u.eu



Advertencias: 1. Este dispositivo no puede por sí misma dar lugar a la reducción de peso significativa. 2. Este dispositivo debe utilizarse con extrema precaución en pacientes con enfermedades crónicas. 3. La pérdida de sangre y fluidos corporales endógenas pueden afectar negativamente a la estabilidad hemodinámica entra o postoperatoria.

Precauciones: 1. Este dispositivo está diseñado para mejorar la forma del cuerpo mediante la eliminación, a través de pequeñas incisiones, del exceso de grasa. 2. El uso de este dispositivo está limitado a los médicos que han alcanzado el dominio de la tasa de la liposucción. 3. Los resultados de este procedimiento pueden variar dependiendo de la edad del paciente, del sitio quirúrgico, y de la experiencia del médico. 4. Los resultados de este proceso pueden ser permanentes o no. 5. l'extracción de la grasa debe limitarse a la cantidad necesaria para lograr el efecto cosmético deseado. 6. Todos los artículos reutilizables deben ser esterilizados y todas las piezas desechables se deben cambiar para cada paciente.

Este sistema es para ser usado con bombas médicas, tubos y boquillas, previstas para la eliminación de grasa destinada para el contorno corporal. La grasa debe ser reinyectada por un dispositivo de inyección adecuado. Este dispositivo se utiliza para succionar la recogida y la transferencia de tejido autólogo Está especialmente diseñado para la extracción de tejido no deseado. No reutilizar o re esterilizar. Desechables. Prescripción solamente. La ley federal limita la venta de este dispositivo o el médico o por orden del medico.

