

RESULTADOS

Os usuários da LaserComb perceberão alguns ou todos os seguintes benefícios:

- ✓ Crescimento de cabelo novo a partir de folículos dormentes
- ✓ Uma queda considerável na queda de cabelo
- ✓ Increased speed of hair growth
- ✓ Aumento da velocidade em que o cabelo cresce
- ✓ Aumento da maleabilidade do cabelo



HAIRMAX®

HAIRMAX.COM

Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana

1.800.9REGROW (734769)



LEXINGTON INTL., LLC
777 YAMATO ROAD, SUITE 105
BOCA RATON, FL 33431
T. +1.561.417.0200 F. +1.561.892.0747

PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Quem é o melhor candidato para a HairMax LaserComb®?

R: A LaserComb pode ser utilizada por homens e mulheres com cabelos finos ou com calvície causada por uma condição hereditária*. Os médicos utilizam um sistema conhecido como Classificação de Norwood e Hamilton (homens) e a Escala de Ludwig (Savin) (mulheres) para descrever o grau da queda do cabelo. O seu médico pode discutir com você se a LaserComb é adequada para o tratamento da sua condição.

P: Com que frequência preciso usar a LaserComb?

R: Recomenda-se o uso da LaserComb 3 vezes por semana com um intervalo de pelo menos 1 dia entre cada tratamento. Dependendo do modelo, o tempo total do tratamento varia de 8 a 15 minutos.

P: A LaserComb pode ser utilizada com outros medicamentos?

R: Sim, a LaserComb funciona bem com outros produtos para queda de cabelo. Você deve, no entanto, conversar sobre isso com o seu médico e determinar qual método de tratamento é mais adequado às suas necessidades individuais.

P: Os resultados melhorarão quando a LaserComb for utilizada com mais frequência do que 3 vezes por semana?

R: Foi determinado que três vezes por semana é a quantidade ideal de uso necessária para gerar os melhores resultados. A utilização da LaserComb por mais de três vezes por semana não apresenta quaisquer benefícios adicionais ao tratamento.

P: Quanto tempo após o uso da LaserComb os resultados começam a aparecer?

R: A experiência varia, mas a maioria dos usuários começa a enxergar os benefícios em menos de 16 semanas. No entanto, o cabelo cresce vagarosamente e alguns usuários podem levar mais tempo para enxergarem os benefícios. Aguarde 26 semanas completas de uso para ver o crescimento do cabelo novo, redução da perda de cabelo, além de um cabelo mais saudável e mais maleável.

P: Qual é a melhor hora para usar a LaserComb?

R: A LaserComb é melhor utilizada após o banho. Ela pode ser utilizada no couro cabeludo seco ou molhado, mas deve ser utilizada antes da aplicação de qualquer tópico, gel ou demais produto para o cabelo.

QUESTIONS AND ANSWERS

continued...

P: Terei um aumento da perda de cabelo?

R: Alguns usuários têm aumento inicial de eflúvio telógeno após o início do tratamento. Este é um bom sinal e indica que um novo cabelo anágeno saudável está crescendo para substituir o cabelo telógeno enfraquecido.

P: Qual é a diferença entre os 3 modelos?

R: A energia a laser distribuída por cada um dos dispositivos é a mesma. A única diferença está no tempo de tratamento necessário de cada sessão. Quanto mais lasers o dispositivo possui menor é o tempo necessário.

P: Com que frequência a HairMax LaserComb® precisa ser carregada?

R: Os modelos LaserComb Lux 9, Premium e Professional 12 estão equipados com uma bateria recarregável e quando estiverem com a carga completa (dentro de 2 a 3 horas) podem ser utilizados por cerca de 10 horas com uso contínuo. Quando a bateria precisar de carga, a LaserComb será desligada. Recomenda-se que você sempre coloque a LaserComb de volta na base para carregar após cada uso para manter a carga completa. O modelo Advanced 7 não é recarregável. Substitua as baterias conforme necessário.

P: A potência do laser da LaserComb diminui se a bateria não estiver com a carga completa?

R: A LaserComb é concebida para proporcionar a dose ideal de energia a laser e não diminui conforme a bateria é descarregada. Ao invés disso, se a bateria ficar fraca demais, o dispositivo será desligado completamente e o usuário será alertado da necessidade de carga. A bateria foi desenvolvida para durar de 2 a 3 semanas sem carga. Se estiver viajando por mais de 2 semanas, recomendamos que você leve o seu cabo de energia caso o dispositivo necessite de carga enquanto estiver na viagem.

P: Como utilizo a LaserComb para tratar a minha queda de cabelo?

R: Coloque a LaserComb rente ao seu couro cabeludo de forma que as duas linhas com os pininhos fiquem em contato com o couro cabeludo. Inicie com um movimento gentil e vagaroso usando a LaserComb no sentido contrário do crescimento do seu cabelo de frente para trás. Em seguida, movimente a LaserComb da mesma maneira de um lado para o outro. Repita estas etapas usando o tempo total de tratamento recomendado do seu dispositivo.

HAIRMAX®
The science of hair growth.

INFORMAÇÕES DO PACIENTE

Descobertas sobre o crescimento do cabelo, cuidados com o cabelo e ciência do cabelo



INTRODUÇÃO

Algumas pessoas dizem que o cabelo completa o homem ou a mulher; ele é chamado de nossa coroa de glória e define o nosso estilo, moldando a nossa apresentação pessoal. Para muitas pessoas, perder o cabelo é uma experiência frustrante.

Graças à HairMax LaserComb¹¹, agora existe uma esperança bem fundamentada para aqueles que sofrem com queda de cabelo e cabelo fino.

A Lexington International, LLC iniciou um trabalho de desenvolvimento de Fototerapia a Laser há mais de 20 anos na Austrália. Desde então, a empresa se encontra na vanguarda desta tecnologia emergente. Em 2001, a LaserComb foi introduzida no mercado e, desde seu ponto de partida, mais de 93% dos usuários da LaserComb se encontram satisfeitos com os resultados.

Em 2007, com base em um estudo clínico em diversos laboratórios, a LaserComb recebeu a Liberação de Comercialização da FDA para tratar a Alopecia Androgênica e promover o crescimento do cabelo em homens*. Em 2011, com base em estudos clínicos em diversos laboratórios, a LaserComb recebeu a Liberação de Comercialização da FDA para tratar a Alopecia Androgênica e promover o crescimento de cabelo em mulheres*.

Desde 2001, um total de 7 estudos clínicos conduzidos com 460 indivíduos foram realizados e todos os estudos demonstraram a eficácia e segurança da LaserComb.

A LaserComb manual está disponível sem a necessidade de ter uma receita e é uma aquisição única que proporciona benefícios de longo prazo. Ela é portátil, fácil de usar e somente requer três tratamentos por semana. A LaserComb é até esmo descrita como "terapêutica" ou "calmante" por vários usuários.

Disponível em 3 modelos diferentes e comercializada em 163 países, a LaserComb está rapidamente se tornando o padrão para o tratamento eficaz da queda de cabelo.




COMO FUNCIONA A HAIRMAX



Pininhos de repartimento do cabelo para uma trajetória sem obstruções do folículo capilar.

A HairMax LaserComb[®] opera através do princípio de fotobioestimulação, um processo pelo qual a energia a laser é distribuída aos folículos capilares. A fotobioestimulação promove fatores de crescimento dentro do folículo capilar. Alguns usuários relatam estabilização da queda de cabelo no início do tratamento seguido posteriormente por um crescimento de cabelo novo mais grosso e mais rapidamente. Isto revela que a LaserComb visa de maneira eficaz o folículo capilar ao nível celular e através da fotobioestimulação acelera o processo de crescimento do cabelo e ao mesmo tempo induz o crescimento de um cabelo mais denso (ou terminal) onde antes talvez houvesse um cabelo enfraquecido e fino.

OBJETIVOS DO TRATAMENTO



Fornecer energia para um crescimento saudável.
Estimular a raiz para o crescimento de um cabelo novo e saudável.
Incentivar o folículo viloso para estimular uma transformação em um cabelo saudável.
Não existe nenhum folículo e este estágio da condição está além da revitalização.

Evidências clínicas demonstram a reversão da miniaturização, aumento no número de cabelos por unidade folicular e prolongamento da fase anágena de crescimento.

INDICAÇÕES DE USO

*Os modelos HairMax Advanced 7, Lux 9, Premium e Professional 12 são indicados para o tratamento da Alopecia Androgênica e promovem o crescimento do cabelo em homens com Classificações de Norwood e Hamilton de Ila a V e em mulheres com Classificações de Ludwig (Savin) 1-4, 11-1, 11-2 ou com padrões frontais de queda de cabelo, além de homens e mulheres que têm tipos de pele Fitzpatrick de I a IV. Iluminação a Laser – evite exposição direta com o olho.

O seu provedor de serviços de saúde discutirá se a LaserComb é adequada para o tratamento da sua condição.

ESTUDOS QUE DEMONSTRAM A EFICÁCIA DA HAIRMAX EM MULHERES



Em 2010, dois ensaios clínicos duplo-cego foram realizados em mulheres, com idades de 25 a 60 anos de idade com Alopecia Androgênica em vários locais de pesquisa em todo o país. Estes ensaios foram realizados mediante diretrizes estritas de Boas Práticas Clínicas e foram aprovados por um Conselho de Revisão Independente, além de serem supervisionados por uma Política de Contratação de Empresas. Os indivíduos foram selecionados de forma aleatória para usar um dispositivo HairMax LaserComb[®] ou um Dispositivo de Controle. Os indivíduos usaram a LaserComb por um período de 26 semanas e a alteração da contagem de cabelos em relação à linha de base foi avaliada. Abaixo encontra-se um gráfico com os resultados.



Como pode ser visto, os indivíduos que usaram a LaserComb tiveram um aumento médio de 132,2 cabelos por polegada quadrada em comparação à 17,4 cabelos por polegada quadrada com o dispositivo de controle no fim do estudo após 26 semanas. A contagem de cabelo é uma média e alguns indivíduos utilizando a LaserComb tiveram um aumento de mais de 250 cabelos por polegada quadrada em relação à sua linha de base. Os indivíduos no grupo com a LaserComb observaram um crescimento de cabelo após 16 semanas, além disso, o crescimento de cabelo aumentou dramaticamente no fim do estudo após 26 semanas. Sobretudo, mais de 95% de todos os indivíduos que utilizaram a LaserComb observaram um crescimento de cabelo após 26 semanas e nenhum efeito colateral grave foi relatado. Os indivíduos também relataram ter observado um aumento da densidade e da plenitude dos cabelos.

Os resultados deste estudo foram essenciais para submeter e, posteriormente, conseguir a Liberação classe 510 (k) de Comercialização da FDA concedida em 2011 para tratar a queda de cabelo em mulheres*

ESTUDOS QUE DEMONSTRAM A EFICÁCIA DA HAIRMAX EM HOMENS



Em 2010, dois ensaios clínicos duplo-cego foram realizados em homens, com idade de 25 a 60 anos com Alopecia Androgênica em uma variedade de locais de pesquisa em todo o país. Estes ensaios foram realizados mediante diretrizes estritas de Boas Práticas Clínicas e foram aprovados por um Conselho de Revisão Independente, além de serem supervisionados por uma Política de Contratação de Empresas. Os indivíduos foram selecionados de forma aleatória para usar o dispositivo HairMax LaserComb[®] Advanced 7, Lux 9, Professional 12 ou um dispositivo de controle. Os indivíduos usaram a LaserComb por um período de 26 semanas e a alteração da contagem de cabelos em relação à linha de base foi avaliada. Abaixo encontra-se um gráfico com os resultados.



Como pode ser visto, os indivíduos que usaram a LaserComb tiveram um aumento médio de 139,3 cabelos por polegada quadrada em comparação à 27,7 cabelos por polegada quadrada para o dispositivo de controle no fim do estudo após 26 semanas. A contagem de cabelo é uma média e alguns indivíduos usando a LaserComb tiveram um aumento de mais de 300 cabelos por polegada quadrada com relação à sua linha de base. Sobretudo, mais de 93% de todos os indivíduos que usaram a LaserComb tiveram um crescimento de cabelo após 26 semanas e nenhum efeito colateral grave foi relatado. Os indivíduos também relataram ter observado um aumento da densidade e da plenitude dos cabelos.

Em 2006, um ensaio clínico com a LaserComb em comparação a um dispositivo falso foi enviado para a FDA como parte do processo de aprovação 510 (k). O estudo foi elaborado para avaliar a promoção do crescimento do cabelo, alterações na densidade do cabelo e a segurança. Este estudo demonstrou que a LaserComb foi eficaz e segura no tratamento da queda de cabelo hereditária em homens* e foi um fator essencial para a concessão da Liberação de Comercialização da FDA em 2007.