

# RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

## INSTRUCTION GUIDE FOR ANTERIOR NASAL SWAB SPECIMENS

For private use/home use/self-testing

REF	IN40C5-2	For 1 Test/Box
REF	IN40C5-4	For 5 Tests/Box
REF	IN40C5-6	For 20 Tests/Box

Please follow the instruction leaflet carefully.

**INTENDED USE**  
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an immunochromatography based one step in vitro test. It is designed for the rapid qualitative determination of SARS-CoV-2 virus antigen in anterior nasal swabs from individuals suspected of COVID-19 within the first seven days of symptom onset. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card shall not be used as sole basis to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infection. Children under 14 years of age should be assisted by adults.

**SUMMARY**  
The novel coronavirus belongs to the  $\beta$  genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Currently, the patients caused by the novel coronavirus are the main source of infection, asymptomatic infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

**MATERIALS PROVIDED**

Components	For 1 Test/Box	For 5 Tests/Box	For 20 Tests/Box
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (sealed foil pouch)	1	5	20
Sterile swab	1	5	20
Extraction tube	1	5	20
Sample extraction buffer	1	5	20
Instructions for use (this leaflet)	1	1	1
Tube stand	1 (packaging)	1	1

**PERFORMANCE (SENSITIVITY AND SPECIFICITY)**

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card was compared to the confirmed clinical diagnosis. The study involved 156 samples.

Sensitivity	97.72%
Specificity	99.20%
Accuracy	98.72%

A feasibility study demonstrated that:  
- 99.10% of non-professionals carried out the test without requiring assistance  
- 97.87% of the different types of results were interpreted correctly

**INTERFERENCES**

None of the following substances at the tested concentration showed any interference with the test:

Whole Blood: 1%	Alkaloi: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrin: 0.15%	Trombramycin: 0.0004%	Oxymetazolin: 15%
Menthol: 0.15%	Cromolyn: 15%	Benzocaine: 0.15%
Fluticasone Propionate: 5%	Mupirocin: 0.25%	Zicam Nasal Spray: 5%
Osseltamivir Phosphate: 0.5%	sodium chloride: 5%	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

**IMPORTANT INFORMATION BEFORE THE EXECUTION**

- Read this instruction guide carefully.
- Do not use the product beyond the expiration date.
- Do not use the product if the pouch is damaged or the seal is broken.
- Store the test device at 4 to 30 °C in the original sealed pouch. Do Not Freeze.
- The product should be used at room temperature (15 °C to 30 °C). If the product has been stored in a cool area (less than 15 °C), leave it at normal room temperature for 30 minutes before using.
- Handle all specimens as potentially infectious.
- Inadequate or inappropriate specimen collection, storage, and transport may yield inaccurate test results.
- Use the swabs included in the test kit to ensure optimal performance of the test.
- Proper specimen collection is the most important step in the procedure. Make sure to collect enough specimen material (nasal secretion) with the swab, especially for anterior nasal sampling.
- Blow the nose several times before collecting specimen.
- The specimens should be tested as soon as possible after collection.
- Apply the drops of test specimen well (S).
- Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- Children under 14 years of age should be assisted by an adult.
- LIMITATIONS

- The test is to be used exclusively for the qualitative detection of SARS-CoV-2 viral antigen in anterior nasal swab specimens. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined as part of this test.
- Proper specimen collection is critical. Failure to follow the procedure may result in inaccurate test results. Improper collection, storage, or even freezing and thawing of the specimen can lead to inaccurate test results.
- If the viral load of the specimen is below the detection limit of the test, the test may produce a negative result.
- As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should be made by the physician after evaluation of all clinical and laboratory results.
- A negative result does not exclude viral infection except for SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.
- A positive result does not exclude coinfection with other pathogens.
- The SARS-CoV-2 rapid antigen test can detect both viable and non-viable SARS-CoV-2 material. The performance of the SARS-CoV-2 rapid test is dependent on viral load and may not correlate with other diagnostic methods performed on the same specimen.
- Users should test specimens as soon as possible after specimen collection and within two hours of specimen collection.
- Sensitivity for nasal or oropharyngeal swabs may be lower than nasopharyngeal swabs. It is recommended to use the nasopharyngeal swab specimens by healthcare professionals.
- Monoclonal antibodies may fail to detect, or detect with less sensitivity, SARS-CoV-2 viruses that have undergone minor amino acid changes in the target epitope region.
- The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. Specimens collected after day 5-7 of illness are more likely to be tested negative compared to a RT-PCR assay.
- The kit was validated with the assorted swabs. Use of alternative swabs may result in false negative results.
- The validity of Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card has not been proven for identification/confirmation of tissue culture isolated and should not be used in this capacity.
- Cross-reactivity of the Test Device was evaluated by testing viruses and other microorganisms. The final test concentrations of viruses and other microorganisms are documented in the Cross-Reactivity-Study. The therein following viruses and other microorganisms except the Human SARS-coronavirus have no effect on the test results of the Test Device. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens. Positive results may occur in cases of infection with SARS-CoV.

**PREPARATION**






- Clear, clean and dry a flat surface.
- Check the test kit contents. Make sure that nothing is damaged or broken.
- Minut at hand.
- Blow your nose several times before collecting specimen.
- Wash hands.

**DISPOSAL**  
The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

**PROCEDURE**

This test is suitable for people of all ages. The recommended operators are aging from 14 to 90. Children under 14 years of age should be tested by an adult. Do not continue the test if the child feels any pain.

Rotate the lid of sample extraction buffer bottle.  
**Caution: Open it away from your face and be careful not to spill any of the liquid.**



**INTERPRETATION OF RESULTS**  
**Positive:**  
If two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive.  
**Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.**  
**Negative:**  
If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.  
**Invalid:**  
If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.

**QUALITY CONTROL**  
The control line is an integrated reagent and is used to control the procedure. The control line appears when the test has been performed correctly and the reagents are reactive.

**FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)**  
**How does the detection work?**  
The N protein of the SARS-CoV-2 virus reacts with the stripe-like coating of the test line and, if present, results in a color change, i.e. a red line appears. Therefore, if the sample does not contain any viral proteins or antigens, there will be no red test line (T).  
**When should I test myself?**  
You can test yourself whether you have symptoms or not. Studies show that earlier testing within the first 4 days of illness typically means a higher viral load, which is easier to detect. Since the test result is a snapshot valid for that point in time, testing should be repeated as recommended by local authorities.  
**What can affect my test result? What should I pay attention to?**  
Be sure to blow your nose multiple times before collecting the specimen.  
Be sure to visibly collect sample material (nasal secretions).  
Perform the test immediately after taking the sample.  
Follow the instructions for use carefully.  
Apply the drops of extraction solution only to the sample well (S).  
Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.  
**The test strip is clearly discolored or smudged? What is the reason for this?**  
The test strip is discolored or smudged, as the liquid absorption of the test strip is naturally limited. If the control line does not appear or the test strip is badly smudged or discolored, making it unreadable, please repeat the test according to the instructions.  
**I have taken the test, but I don't see a control line (C). What should I do?**  
Your test result is invalid. Observe the answer to question 4 and repeat the test according to the instructions for use.  
**I am unsure about reading the result. What should I do?**  
For the result to be positive, 2 straight horizontal lines must be clearly visible with the full width of the cassette. If you are still unsure about the results, contact the nearest health facility according to the recommendations of your local authorities.  
**My result is positive. What should I do?**  
If your result is positive and the test kit clearly indicates the control line as well as the test line, you should contact the nearest medical facility as recommended by your local authorities. Your test result may be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.  
**My result is negative. What should I do?**  
If your result is only negative shows the control line, this may mean that you are negative or that the viral load is too low to be detected. If you experience symptoms (headache, fever, fatigue, loss of sense of smell or taste, etc.), please consult your primary care physician, or the nearest health care facility as recommended by your local authorities.  
If you are not sure, you can repeat the test.  
**How can I dispose of the test kit?**  
The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

**ACCESSORIES:**

Accessory	Manufacturer	EC-Representative	CE-Mark
Swab A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg Germany	acc. 93/42/EEC 0197
Swab B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinchou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengua No18, CP 29006, Malaga, Spain	acc. 93/42/EEC 0197

**EXPLANATION FOR SYMBOLS**

	In Vitro Diagnostics Use		See instructions for Use		Expiry Date
	Tests per Kit		Keep dry		Batch Number
	Authorized Representative		Keep away from sunlight		Manufacturer
	Do not reuse		Do not use if package is damaged		Store between 4-30 °C
	CE Mark		Catalogue Number		Warning, please refer to the instruction
	H317: Warning! Liquid component may cause an allergic skin reaction.				

**GERMAN**  
**SARS-COV-2 ANTIGEN SCHNELLTEST**  
**GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ANTERIO-NASELE (NASE VORNE)-ABSTRICHPROBEN**  
**Für den privaten Gebrauch / Selbsttest**

**Bitte befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.**

Der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest ist ein auf Immunochromatographie basierender, einstufiger In-vitro-Test. Er ist für die schnelle qualitative Bestimmung von SARS-CoV-2-Virus-Antigen in anterioren Nasenstrichen (Nase vorne) von Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome konzipiert. Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest soll nicht als einzige Grundlage für die Diagnose oder den Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion verwendet werden. Kinder unter 14 Jahren sollten von einem Erwachsenen unterstützt werden.

**ZUSAMMENFASSUNG**  
Die neuartigen Coronaviren gehören zu ß-Gattung. COVID-19 ist eine ansteckende und akute Atemwegserkrankung. Menschen sind generell empfänglich. Zurzeit bilden die mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienteninnen und Patienten die größte Infektionsquelle, wobei auch asymptomatisch infizierte Personen eine Infektionsquelle darstellen können. Auf Basis aktueller epidemiologischer Untersuchungen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meistens jedoch 3 bis 7 Tage. Als wichtigste Symptome gelten u.a. Fieber, Ermüdung, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn und trockener Husten. In einigen Fällen wurden auch Symptome wie verstopfte Nase, laufende Nase, Halsschmerzen, Muskelschmerzen und Durchfall nachgewiesen.

**MITGELIEFERTE MATERIALIEN**

Bestandteile	Für 1 Test/Box	Für 5 Tests/Box	Für 20 Tests/Box
SARS-CoV-2 Antigen Testkassette (versiegelte Folienbeutel)	1	5	20
Steriler Abstrichprüfer	1	5	20
Extraktionstube	1	5	20
Extraktionslösung	1	5	20
Gebrauchsanweisung (diese Beilage)	1	1	1
Röhrchenständer	1 (in Box)	1	1

**LEISTUNGSFÄHIGKEIT (SENSITIVITÄT UND SPEZIFITÄT)**  
Die Rapid SARS-CoV-2-Antigen Test Card wurde mit der bestmöglichen klinischen Diagnose verglichen. In der Studie wurden 156 Proben getestet.  
**Sensitivität** 97,72%  
**Spezifität** 99,20%  
**Genauigkeit** 98,72%

Eine Machbarkeitsstudie zeigte als nachfolgendes Ergebnisse:  
- 99.10% nicht-professioneller Anwender führten den Test erfolgreich selbstständig durch  
- 97.87% der verschiedenen Arten von Ergebnissen wurden richtig interpretiert

**INTERFERENZEN**  
Keine der folgenden Substanzen in der getesteten Konzentration interferierte mit dem Test:

Vollblut: 1%	Alkaloi: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrin: 0,15%	Trombramycin: 0,0004%	Oxymetazolin: 15%
Menthol: 0,15%	Cromolyn: 15%	Benzocain: 0,15%
Fluticasonpropionat: 5%	Mupirocin: 0,25%	Zicam Nasalspray: 5%
Osseltamivir Phosphat: 0,5%	Natriumchlorid: 5%	Human Anti-Maus-Antikörper (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

**WICHTIGE INFORMATION VOR DER DURCHFÜHRUNG**

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Beutel beschädigt oder das Siegel gebrochen ist.
- Lagern Sie den Test zwischen 4 und 30 °C im versiegelten Originalbeutel. Nicht einfrieren.
- Das Produkt sollte bei Raumtemperatur (15 °C bis 30 °C) verwendet werden. Wenn das Produkt in einem kühleren Bereich (weniger als 15 °C) gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung 30 Minuten bei normaler Raumtemperatur stehen.
- Behandeln Sie alle Proben als potentiell infektiös.
- Unzureichende oder ungenaue Probenentnahme, -lagerung und -transport können zu ungenauen Testergebnissen führen.
- Verwenden Sie die in Testkit enthaltenen Tupfer, um eine optimale Durchführung des Tests zu gewährleisten.
- Die korrekte Probenentnahme ist der wichtigste Schritt bei der Durchführung des Tests. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Tupfer genügend Probematerial (Nasensekret) sammeln, insbesondere bei der anterioren nasalen Probenahme.
- Schnäuzen Sie die Nase vor der Probenentnahme mehrmals.
- Die Proben sollten so schnell wie möglich nach der Entnahme untersucht werden.
- Geben Sie die Tropfen der Testprobe nur in die Probenverfärbung (S).
- Zu viele oder zu wenige Tropfen der Extraktionslösung können zu einem ungenügenden oder falschen Testergebnis führen.
- Kinder unter 14 Jahren sollten von einem Erwachsenen unterstützt werden.

**ENSICHERUNGEN:**

- Der Test ist ausschließlich zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Virusantigen in anterior nasalen (Nase vorne), Abstrichproben zu verwenden. Die genaue Konzentration von SARS-CoV-2 Virusantigen kann im Rahmen dieses Tests nicht bestimmt werden.
- Die sachgemäße Probenentnahme ist von entscheidender Bedeutung. Die Nichtbeachtung der Vorgehensweise kann zu ungenauen Testergebnissen führen. Die unsachgemäße Entnahme, Lagerung oder auch das Einfrieren und Auftauen der Probe kann zu ungenauen Testergebnissen führen.
- Wenn die Viruslast der Probe unter der Nachweisgrenze des Tests liegt, kann der Test zu einem negativen Ergebnis kommen.
- Wie bei allen diagnostischen Tests sollte eine endgültige klinische Diagnose nicht auf dem Ergebnis eines einzelnen Tests beruhen, sondern von der Arztin bzw. dem Arzt nach Auswertung aller klinischer Ergebnisse und Labordiagnostik gestellt werden.
- Ein negatives Ergebnis schließt abgesehen von SARS-CoV-2 eine virale Infektion nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekulardiagnostische Methoden bestätigt werden.
- Ein positives Ergebnis schließt eine Koinfektion mit anderen Pathogenen nicht aus.
- Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest kann sowohl lebensfähiges als auch nicht lebensfähiges SARS-CoV-2-Material nachweisen. Die Leistung des SARS-CoV-2-Schnelltests hängt von der Viruslast ab und korreliert möglicherweise nicht mit anderen Diagnosemethoden, die an derselben Probe durchgeführt wurden.
- Anwender sollten die Proben so schnell wie möglich nach der Probenentnahme und jedenfalls innerhalb von zwei Stunden nach der Probenentnahme testen.
- Die Sensitivität bei nasalen oder oropharyngealen Abstrichen kann niedriger sein als bei Nasopharyngeal-Abstrichen. Es ist empfohlen die Methode des Nasopharyngeal-Abstriches durch medizinisches Fachpersonal anzulernen.
- Monoklonale Antikörper, die geringere Empfindlichkeiten aufweisen.
- Wenn die Viruslast in einer Probe kann mit zunehmender Krankheitsdauer abnehmen. Daher, die nach dem 5. bis 7. Krankheitstag entnommen werden, werden – verglichen mit einem RT-PCR-Assay - mit größerer Wahrscheinlichkeit negative gesteuert.
- Das Kit wurde mit den beiliegenden Abstrichprüfern validiert. Die Verwendung alternativer Abstrichprüfer kann zu falschen Ergebnissen führen.
- Die Gültigkeit des SARS-CoV-2-Antigen Schnelltests wurde nicht für die Identifizierung/Bestätigung von Gewebekultursisolaten nachgewiesen und sollte in dieser Eigenschaft nicht verwendet werden.
- Die Kreuzreaktivität der Testkassette wurde durch Testen von Viren und anderen Mikroorganismen bewertet. Die endgültigen Testkonzentrationen der Viren und anderen Mikroorganismen sind in der Cross-Reactivity-Studie dokumentiert. Die darin aufgeführten Viren und anderen Mikroorganismen mit Ausnahme des humanen SARS-Koronavirus haben keinen Einfluss auf die Testergebnisse der Testkassette. Positive Testergebnisse schließen Koinfektionen mit anderen Erregern nicht aus. Positive Ergebnisse können in Fällen einer Infektion mit SARS-CoV auftreten.

**VORBEREITUNG**

- Eine ebene Fläche freimachen, reinigen und trocken.
- Überprüfen Sie den Inhalt des Kits.
- Stellen Sie sicher, dass nichts beschädigt oder zerbrochen ist.
- Timer zu Hand nehmen.
- Schnäuzen Sie vor der Probenentnahme mehrmals die Nase.
- Waschen Sie Ihre Hände.

**ENTSORGUNG**

Das Testkit kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

**VERFAHREN:**

- Öffnen Sie die Extraktionslösung.  
**VORSICHT: Öffnen Sie es vom Gesicht weg und achten Sie darauf, dass Sie nichts von der Flüssigkeit verschütten.**
- Drücken Sie den gesamten Inhalt der Extraktionslösung in das Extraktionsröhrchen.  
**VORSICHT: Vermeiden Sie den Kontakt der beiden Behälter.**
- Finden Sie den Tupfer in der versiegelten Verpackung vor sich. Identifizieren Sie die weiche, textile Spitze des Tupfers.  
Ziehen Sie die Tupferverpackung auf und nehmen Sie den Tupfer vorsichtig heraus.  
**VORSICHT: Versuchen Sie die weiche, textile Spitze des Tupfers nicht mit den Händen zu berühren.**
- Führen Sie den Tupfer vorsichtig in ein Nasenloch ein. Die Tupferspitze sollte wenigstens 2,5 cm vom Rand des Nasenloch eingehängt werden. Drehen Sie entlang der Schleimhaut im Nasenloch, um sicherzustellen, dass sowohl Schleim als auch Zellen gesammelt werden. Drehen Sie den Tupfer 3-4 Mal. Belassen Sie den Abstrichprüfer einige Sekunden im Nasenloch. Wiederholen Sie den Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.  
**VORSICHT: Dies kann sich unangenehm anfühlen. Führen Sie den Tupfer nicht tiefer ein, wenn Sie starken Widerstand oder Schmerzen spüren.**
- Führen Sie den Abstrichprüfer mit der Probe in das Extraktionsröhrchen ein. Drehen Sie den Tupfer nun drei bis fünf (3-5) Mal. Belassen Sie den Abstrich 1 Minute im Extraktionspuffer.  
Drücken Sie das Extraktionsröhrchen mit den Fingern zusammen und entfernen danach so gut wie möglich die Lösung vom Abstrichprüfer während Sie den Abstrichprüfer herausziehen und entsorgen.
- Setzen Sie die Abdeckkappe mit Tropfaufsatz auf das Extraktionsröhrchen.
- Bringen Sie die Komponenten des Kits vor dem Testen auf Raumtemperatur. Öffnen Sie den Beutel und entnehmen Sie die Testkassette. Legen Sie die Testkassette auf eine flache und ebene Oberfläche.  
**VORSICHT: Nach dem Öffnen muss die Testkassette sofort verwendet werden.**
- Drehen Sie das Extraktionsröhrchen um und geben Sie 3 Tropfen (75 µl) der Testprobe auf die Probenverfärbung (S), indem Sie das Extraktionsröhrchen leicht andrücken.  
**VORSICHT: Die Bildung von Luftblasen in der Probenverfärbung (S) ist zu vermeiden.**
- Das Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt.  
**Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis verfälschen. Das gebrauchte Gerät kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.**

**DEUTUNG DER TESTERGEBNISSE**

**Positiv:**  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten zwei Farblinien – eine Farblinie im Kontrollbereich (C) und eine Farblinie im Testbereich (T) – erscheinen, so ist der Test gültig und positiv. Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Ein positives Ergebnis schließt eine Koinfektion mit anderen Pathogenen nicht aus.

**Negativ:**  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten eine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, jedoch im Testbereich (T) keine Farblinie zu sehen ist, so ist der Test gültig und negativ. Ein negatives Ergebnis schließt eine virale Infektion mit SARS-CoV-2 nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekulardiagnostische Methoden bestätigt werden.

**Ungültig:**  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten keine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, so ist der Test ungenügend. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.

**QUALITÄTSKONTROLLE**  
Die Kontrolllinie ist ein integriertes Reagenz und dient der Kontrolle des Verfahrens. Die Kontrolllinie erscheint, wenn der Test korrekt durchgeführt wurde und die Reagenzien reaktiv sind.

**FRAGEN UND ANTWORTEN (FAQ)**  
**1. Wie funktioniert die Erkennung?**  
Das N-Protein des SARS-CoV-2-Virus reagiert mit der streifenförmigen Beschichtung der Testlinie und führt bei Vorhandensein zu einem Farbumschlag, d.h. eine rote Linie erscheint. Wenn die Probe keine Virusproteine bzw. Antigene enthält, kommt es daher zu keiner roten Test-Linie (T).  
**2. Wann sollte man sich selbst testen?**  
Sie können sich selbst testen, ob Sie Symptome haben oder nicht. Studien zeigen, dass frühere Tests innerhalb der ersten 4 Krankheitsstage typischerweise eine höhere Viruslast bedeuten, die leichter zu erkennen ist. Da das Testergebnis eine für diesen Zeitpunkt gültige Momentaufnahme ist, sollten die Tests gemäß den Empfehlungen der örtlichen Behörden wiederholt werden.  
**3. Was kann mein Testergebnis beeinflussen? Worauf sollte ich achten?**  
Achten Sie darauf vor der Probenentnahme gründliche zu schnäuzen. Achten Sie darauf sichtbar Probematerial (Nasensekret) zu entnehmen. Führen Sie den Test unmittelbar nach der Probenentnahme durch. Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung genau. Bringen Sie die Tropfen der Extraktionslösung nur auf der Probenverfärbung (S) auf. Zu viele oder zu wenige Tropfen an Extraktionslösung können zu einem ungenügenden bzw. falschen Testergebnis führen.  
**4. Der Teststreifen ist deutlich verfärbt bzw. verschleiert? Woran liegt das?**  
Bitte beachten Sie, dass die Testkassette nicht mit mehr als 3 Tropfen Probe verwendet werden sollte, da die Flüssigkeitsaufnahme des Teststreifens natürlich begrenzt ist. Falls die Kontrolllinie nicht erscheint oder der Teststreifen stark durcheinander oder verfärbt ist, was ihn unlesbar macht, wiederholen Sie den Test bitte gemäß den Anweisungen.  
**5. Ich habe den Test gemacht aber sehe keine Kontroll-Linie (C). Was soll ich tun?**  
Ihr Testergebnis ist ungenügend. Beachten Sie die Antwort auf Frage 4 und wiederholen Sie den Test gemäß der Gebrauchsanweisung.  
**6. Ich bin mir beim Ablesen des Ergebnisses unsicher. Was soll ich tun?**  
Damit das Ergebnis positiv ist, müssen 2 gerade horizontale Linien mit der vollen Breite der Kassette deutlich sichtbar sein. Wenn Sie sich über die Ergebnisse immer noch nicht sicher sind, wenden Sie sich gemäß den Empfehlungen Ihrer örtlichen Behörden an die nächstgelegene Gesundheitseinrichtung.  
**7. Mein Ergebnis ist positiv. Was soll ich tun?**  
Wenn Ihr Ergebnis positiv ist, dann sollte die Kontrolllinie als auch die Testlinie deutlich angezeigt. Sollten Sie sich an der nächstgelegenen medizinischen Einrichtung wenden, wie von Ihren örtlichen Behörden empfohlen. Ihr Testergebnis wird möglicherweise doppelt überprüft, und die Behörde bzw. Einrichtung erklärt Ihnen die entsprechenden nächsten Schritte.  
**8. Mein Ergebnis ist negativ. Was soll ich tun?**  
Wenn Ihr Ergebnis negativ ist, dann sollte die Kontrolllinie als auch die Testlinie deutlich angezeigt. Sollten Sie sich an der nächstgelegenen medizinischen Einrichtung wenden, wie von Ihren örtlichen Behörden empfohlen. Ihr Testergebnis wird möglicherweise doppelt überprüft, und die Behörde bzw. Einrichtung erklärt Ihnen die entsprechenden nächsten Schritte.  
**9. Was kann das Testkit entsorgen?**  
Das Testkit kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

Zubehör	Hersteller	EU-Bevollmächtigter	CE-Kennzeichnung
Abstrichprüfer A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2, 69124 Heidelberg Germany	acc. 93/42/EEC 0197
Abstrichprüfer B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinchou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengua No18, CP 29006, Malaga, Spain	acc. 93/42/EEC 0197

**ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG:**

**IVD**: In Vitro Diagnostik Test  
**LOT**: Chargennummer  
**EC/REP**: Bevollmächtigter Vertreter  
**REF**: Katalog-Produktnummer  
**CE**: CE Zeichen  
**0123**: Herstelleridentifikationsnummer

Hersteller	Bevollmächtigter Vertreter	CE-Kennzeichnung
Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. 90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R. China.	Bevollmächtigter Vertreter: Technomed GmbH Stallagger Straße 31B A-8045 Graz	Lotus Nl B.V. Koninkrijk Julianenlaan 10, 1e Verd, 2595AA, Hague, Netherlands.

**FRENCH**  
**TEST RAPIDE D'ANTIGÈNE SARS-COV-2**  
**NOTICE D'UTILISATION POUR ÉCHANTILLONS NASAUX ANTERIEURS (À L'AVANT DU NEZ) SUR ÉCOUVILLO**  
**Pour usage privé / auto-test**  
**REF** IN40C5-2 **Pour 1 test/boîte**  
**REF** IN40C5-4 **Pour 5 tests/boîte**  
**REF** IN40C5-6 **Pour 20 tests/boîte**

Veillez suivre la notice d'utilisation.

**UTILISATION**  
Le test rapide d'antigène SARS-CoV-2 est un test in vitro en une seule étape, basé sur l'immunochromatographie. Il est conçu pour la détermination qualitative rapide de l'antigène du virus SARS-CoV-2 dans des écouvillons nasaux antérieurs (à l'avant du nez) des personnes suspectées d'être atteintes de COVID-19 dans les sept premiers jours suivant l'apparition des symptômes. Le test rapide d'antigène SARS-CoV-2 ne doit pas être utilisé comme seule base de diagnostic ou d'exclusion de l'infection par le SARS-CoV-2. Les enfants de moins de 14 ans doivent être assistés par un adulte.

**RÉSUMÉ**  
Les nouveaux coronavirus appartiennent au genre ß. Le COVID-19 est une maladie respiratoire aiguë et contagieuse. Les êtres humains y sont généralement sensibles. Actuellement, les patients infectés par le nouveau coronavirus constituent la principale source d'infection, bien que les personnes infectées de manière asymptomatique puissent également être une source d'infection. D'après les études épidémiologiques actuelles, la période d'incubation est de 1 à 14 jours, mais généralement de 3 à 7 jours. Les principaux symptômes sont la fièvre, la fatigue, la perte de l'odorat et/ou du goût et la toux sèche. Dans certains cas, des symptômes tels que nez bouché, écouvlement nasal, mal de gorge, douleurs musculaires et diarrhée ont également été observés.

**MATÉRIEL FOURNI**

Composants	Pour 1 test/boîte	Pour 5 tests/boîte	Pour 20 tests/boîte
Cassette de test de l'antigène SARS-CoV-2 (sachet en plastique scellé)	1	5	20
Écouvillon stérile	1	5	20
Tube d'extraction	1	5	20
Solution d'extraction			







## RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD INSTRUCTION GUIDE FOR ANTERIOR NASAL SWAB SPECIMENS

For private use/home use/self-testing

REF	1N40C5-2	For 1 Test/Box
REF	1N40C5-4	For 5 Tests/Box
REF	1N40C5-6	For 20 Tests/Box

Please follow the instruction leaflet carefully.  
INTENDED USE

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an immunochromatography based one step in vitro test. It is designed for the rapid qualitative determination of SARS-CoV-2 virus antigen in anterior nasal swabs from individuals suspected of COVID-19 within the first seven days of symptom onset. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card shall not be used as sole basis to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infection. Children under 14 years of age should be assisted by a caregiver.  
SUMMARY

The novel coronavirus belongs to the  $\beta$  genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Currently, the patients caused by the novel coronavirus are the main source of infection, asymptomatic infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

### MATERIALS PROVIDED

Components	For 1 Test/Box	For 5 Tests/Box	For 20 Tests/Box
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card (sealed foil pouch)	1	5	20
Sterile swab	1	5	20
Extraction tube	1	5	20
Sample extraction buffer	1	5	20
Instructions for use (this leaflet)	1	1	1
Tube stand	1 (packaging)	1	1

### PERFORMANCES (SENSITIVITY AND SPECIFICITY)

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card was compared to the confirmed clinical diagnosis. The Study involved 156 samples.

Sensitivity	99.77%
Specificity	99.20%
Accuracy	98.72%

A feasibility study demonstrated that:

- 99.10% of non-professionals carried out the test without requiring assistance
- 97.87% of the different types of results were interpreted correctly

### INTERFERENCES

None of the following substances at the tested concentration showed any interference with the test.

Whole Blood: 1%	Alkaloi: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrin: 0.15%	Oxymetazolin: 0,0004%	Oxymetazolin: 15%
Menthol: 0,15%	Cromolyn: 15%	Benzocain: 0,15%
Fluticason Propionate: 5%	Mupirocin: 0,25%	Zicam Nasal Spray: 5%
Osceltamivir Phosphate: 0,5%	sodium chloride: 5%	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

### IMPORTANT INFORMATION BEFORE THE EXAMINATION

- Read this instruction guide carefully.
- Do not use the product beyond the expiration date.
- Do not use the product if the pouch is damaged or the seal is broken.
- Store the test device at 4 to 30 °C in the original sealed pouch. Do Not Freeze.
- The product should be used at room temperature (15°C to 30°C). If the product has been stored in a cool area (less than 15°C), leave it at normal room temperature for 30 minutes before using.
- Handle all specimens as potentially infectious.
- Inadequate or inappropriate specimen collection, storage, and transport may yield inaccurate test results.
- Use the swabs included in the test kit to ensure optimal performance of the test.
- Correct specimen collection is the most important step in the procedure. Make sure to collect enough specimen material (nasal secretion) with the swab, especially for anterior nasal sampling.
- Blow the nose several times before collecting specimen.
- The specimens should be tested as soon as possible after collection.
- Apply the drops of test specimen only to the specimen well (S).
- Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

### LIMITATIONS

- The test is to be used exclusively for the qualitative detection of SARS-CoV-2 viral antigen in anterior nasal swab specimens. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined as part of this test.
- Proper specimen collection is critical. Failure to follow the procedure may result in inaccurate test results. Improper collection, storage, or even freezing and thawing of the specimen can lead to inaccurate test results.
- If the viral load of the specimen is below the detection limit of the test, the test may produce a negative result.
- As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should be made by the physician after evaluation of all clinical and laboratory results.
- A negative result does not exclude viral infection except for SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.
- A positive result does not exclude coinfection with other pathogens.
- The SARS-CoV-2 rapid antigen test can detect both viable and non-viable SARS-CoV-2 material. The performance of the SARS-CoV-2 rapid test is dependent on viral load and may not correlate with other diagnostic methods performed on the same specimen.
- Users should test specimens as soon as possible after specimen collection and within two hours of specimen collection.
- Sensitivity for nasal or oropharyngeal swabs may be lower than nasopharyngeal swabs. It is recommended to use the nasopharyngeal swab specimens by healthcare professionals.
- Monoclonal antibodies may fail to detect, or detect with less sensitivity, SARS-CoV-2 viruses that have undergone minor amino acid changes in the target epitope region.
- The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. Specimens collected after day 5-7 of illness are more likely to be tested negative compared to an RT-PCR assay.
- The kit was validated with the assorted swabs. Use of alternative swabs may result in false negative results.
- The validity of Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card has not been proven for identification/confirmation of tissue culture isolates and should not be used in this capacity.
- Cross-reactivity of the Test Device was evaluated by testing viruses and other microorganisms. The final test concentrations of viruses and other microorganisms are documented in the Cross-Reactivity-Study. The therein following viruses and other microorganisms except the Human SARS-coronavirus have no effect on the test results of the Test Device. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens. Positive results may occur in cases of infection with SARS-CoV.

### PREPARATION

- Clear, clean and dry a flat surface.
- Check the test kit contents. Make sure that nothing is damaged or broken.
- Wash your hands.
- Blow your nose several times before collecting specimen.
- Wash hands.

**DISPOSAL.** The test may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

### PROCEDURE

This test is suitable for people of all ages. The recommended operators are aging from 14 to 90. Children under 14 years of age should be tested by an adult. Do not continue the test if the child feels any pain.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

### INTERPRETATION OF RESULTS

**Positive:**  
If two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive.  
**Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.**

**Negative:**  
If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.

**Invalid:**  
If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.

**QUALITY CONTROL**  
The control line is an integrated reagent and is used to control the procedure. The control line appears when the test has been performed correctly and the reagents are reactive.

### FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

- How does the detection work?**  
The N protein of the SARS-CoV-2 virus reacts with the stripe-like coating of the test line and, if present, results in a color change, i.e. a red line appears. Therefore, if the sample does not contain any viral proteins or antigens, there will be no red test line (T).
- When should I test myself?**  
You can test yourself whether you have symptoms or not. Studies show that earlier testing within the first 4 days of illness typically means a higher viral load, which is easier to detect. Since the test result is a snapshot valid for that point in time, testing should be repeated as recommended by local authorities.
- What can affect my test result? What should I pay attention to?**  
Be sure to blow your nose multiple times before collecting the specimen.  
Be sure to visibly collect sample material (nasal secretions).  
Perform the test immediately after taking the sample.  
Follow the instructions for use carefully.  
Apply the drops of extraction solution only to the sample well (S).  
Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
- The test strip is clearly discolored or smudged? What is the reason for this?**  
The test strip is naturally limited. If the control line does not appear or the test strip is badly smudged or discolored, making it unreadable, please repeat the test according to the instructions.
- I have taken the test, but I don't see a control line (C). What should I do?**  
Your test result is invalid. Observe the answer to question 4 and repeat the test according to the instructions for use.
- I am unsure about reading the result. What should I do?**  
For the result to be positive, 2 straight horizontal lines must be clearly visible with the full width of the cassette. If you are still unsure about the results, contact the nearest health facility according to the recommendations of your local authorities.
- My result is positive. What should I do?**  
If your result is positive and the test kit clearly indicates the control line as well as the test line, you should contact the nearest medical facility as recommended by your local authorities. Your test result may be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.
- My result is negative. What should I do?**  
If the test kit only shows the control line, this may mean that you are negative or that the viral load is too low to be detected. If you experience symptoms (headache, fever, fatigue, loss of sense of smell or taste, etc.), please consult your primary care physician, or the nearest health care facility as recommended by your local authorities.  
If you are not sure, you can repeat the test.
- How can I dispose of the test card?**  
The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

### ACCESSORIES:

Accessory	Manufacturer	EC-Representative	CE-Mark
Swab A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegrasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	acc. 93/42/EEC 0197
Swab B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	C/MC Medical Devices & Drugs S.L C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Malaga, Spain	0197 acc. 93/42/EEC

**EXPLANATION FOR SYMBOLS**

IVD	In Vitro Diagnostics Use	See Instructions for Use	Expiry Date
Tests per Kit	Keep dry	LOT	Batch Number
Authorized Representative	Keep away from sunlight	Manufacturer	
Do not reuse	Do not use if package is damaged	Store between 4-30 °C	
CE Mark	CE Mark	REF	Catalogue Number
Warning	H317: Warning! Liquid component may cause an allergic skin reaction.		

**VERWENDUNGSZWECK**  
Der SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest ist ein auf Immunochromatographie basierender, einstufiger In-vitro-Test. Er ist für die schnelle qualitative Bestimmung von SARS-CoV-2-Virus-Antigen in anterioren Nasenabstrichen (Nase vom) von Personen mit Verdacht auf COVID-19 innerhalb der ersten sieben Tage nach Auftreten der Symptome konzipiert. Der SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest soll nicht als einzige Grundlage für die Diagnose oder den Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion verwendet werden. Kinder unter 14 Jahren sollten von einem Erwachsenen unterstützt werden.

**ZUSAMMENFASSUNG**  
Die neuartigen Coronaviren gehören zu  $\beta$ -Gattung. COVID-19 ist eine ansteckende und akute Atemwegserkrankung. Menschen sind generell empfänglich. Zurzeit bilden die mit dem neuen Coronavirus infizierten Patienten und Patienten die größte Infektionsquelle, wobei auch asymptomatisch infizierte Personen eine Infektionsquelle darstellen können. Auf Basis aktueller epidemiologischer Untersuchungen beträgt die Inkubationszeit 1 bis 14 Tage, meistens jedoch 3 bis 7 Tage. Als wichtigste Symptome gelten u.a. Fieber, Ermüdung, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn und trockener Husten. In einigen Fällen wurden auch Symptome wie verstopfte Nase, laufende Nase, Halsschmerzen, Muskelschmerzen und Durchfall nachgewiesen.

**MITGELIEFERTE MATERIALIEN**

Bestandteile	Für 1 Test/Box	Für 5 Tests/Box	Für 20 Tests/Box
SARS-CoV-2 Antigen Testkassette (versiegelte Folienbeutel)	1	5	20
Steriler Abstrichprüfer	1	5	20
Extraktionstube	1	5	20
Extraktionslösung	1	5	20
Gebrauchsanweisung (diese Beilage)	1	1	1
Röhrchenständer	1 (in Box)	1	1

**LEISTUNGSFÄHIGKEIT (SENSITIVITÄT UND SPEZIFITÄT)**  
Die Rapid SARS-CoV-2-Antigen Test Card wurde mit der bestmöglichen klinischen Diagnose verglichen. In der Studie wurden 156 Proben getestet.

Sensitivität	99,77%
Spezifität	99,20%
Genauigkeit	98,72%

Ein Machbarkeitsstudie zeigte alle nachfolgenden Ergebnisse:  
- 99,10% nicht-professioneller Anwender führten den Test erfolgreich selbstständig durch  
- 97,87% der verschiedenen Arten von Ergebnissen wurden richtig interpretiert

**INTERFERENZEN**  
Keine folgenden Substanzen in der getesteten Konzentration interferierte mit dem Test.

Vollblut: 1%	Alkaloi: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrin: 15%	Tombamycin: 0,0004%	Oxymetazolin: 15%
Menthol: 0,15%	Cromolyn: 15%	Benzocain: 0,15%
Fluticason Propionat: 5%	Mupirocin: 0,25%	Zicam Nasal Spray: 5%
Osceltamivir Phosphat: 0,5%	Natriumchlorid: 5%	Human Anti-Maus Antikörper (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

### WICHTIGE INFORMATION VOR DER DURCHFÜHRUNG

- Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfallsdatums.
  - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Beutel beschädigt oder das Siegel gebrochen ist.
  - Lagern Sie den Test zwischen 4 und 30 °C im versiegelten Originalbeutel. Nicht einfrieren.
  - Das Produkt sollte bei Raumtemperatur (15°C bis 30°C) verwendet werden. Wenn das Produkt in einem kühleren Bereich (weniger als 15°C) gelagert wurde, lassen Sie es vor der Verwendung 30 Minuten bei normaler Raumtemperatur stehen.
  - Behandeln Sie alle Proben als potentiell infektiös.
  - Unzureichende oder ungenaue Probenentnahme, -lagerung und -transport können zu ungenauen Testergebnissen führen.
  - Verwenden Sie die in Testkit enthaltenen Tupfer, um eine optimale Durchführung des Tests zu gewährleisten.
  - Die korrekte Probenentnahme ist der wichtigste Schritt bei der Durchführung des Tests. Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Tupfer genügend Probematerial (Nasensekret) sammeln, insbesondere bei der anterioren nasalen Probenahme.
  - Schützen Sie die Nase vor der Probenentnahme mehrmals.
  - Die Proben sollten so schnell wie möglich nach der Entnahme untersucht werden.
  - Geben Sie die Tropfen der Testprobe nur in die Probenverlierung (S).
  - Zu viele oder zu wenige Tropfen der Extraktionslösung können zu einem ungenügenden oder falschen Testergebnis führen.
  - Kinder unter 14 Jahren sollten von einem Erwachsenen unterstützt werden.
- EINSCHRÄNKUNGEN:**
- Der Test ist ausschließlich zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Virusantigen in anterior nasalen (Nase vom), Abstrichproben zu verwenden. Die genaue Konzentration von SARS-CoV-2 Virusantigen kann im Rahmen dieses Tests nicht bestimmt werden.
  - Die sachgemäße Probenentnahme ist von entscheidender Bedeutung. Die Nichtbeachtung der Vorgehensweise kann zu ungenauen Testergebnissen führen. Die unsachgemäße Entnahme, Lagerung oder auch das Einfrieren und Auftauen der Probe kann zu ungenauen Testergebnissen führen.
  - Wenn die Virelast der Probe unter der Nachweisgrenze des Tests liegt, kann der Test zu einem negativen Ergebnis kommen.
  - Wie bei allen diagnostischen Tests sollte eine endgültige klinische Diagnose nicht auf dem Ergebnis eines einzelnen Tests beruhen, sondern von der Arzt bzw. dem Arzt nach Auswertung aller klinischer Ergebnisse und Laborbefunde gestellt werden.
  - Ein negatives Ergebnis schließt abgesehen von SARS-CoV-2 eine virale Infektion nicht aus und sollte bei Verdacht von COVID-19 durch molekulardiagnostische Methoden bestätigt werden.
  - Ein positives Ergebnis schließt eine Koinfektion mit anderen Pathogenen nicht aus.
  - Der SARS-CoV-2-Schnelltest kann sowohl lebensfähiges als auch nicht lebensfähiges SARS-CoV-2-Material nachweisen. Die Leistung des SARS-CoV-2-Schnelltests hängt von der Virulast ab und korreliert möglicherweise nicht mit anderen Diagnostikmethoden, die an derselben Probe durchgeführt wurden.
  - Anwender sollten die Proben so schnell wie möglich nach der Probenentnahme und jedenfalls innerhalb von zwei Stunden nach der Probenentnahme testen.
  - Die Sensitivität bei nasalen oder oropharyngealen Abstrichen kann niedriger sein als bei Nasopharyngeal-Abstrichen. Es ist empfohlen die Methode des Nasopharyngeal-Abstrichs durch medizinisches Fachpersonal auszuüben.
  - Monoklonale Antikörper, die geringfügige Aminosäureveränderungen in der Zelloberfläche erfahren haben, können SARS-CoV-2-Viren möglicherweise nicht oder mit geringerer Empfindlichkeit nachweisen.
  - Die Menge des Antigens in einer Probe kann mit zunehmender Dauer der Erkrankung abnehmen. Daher, die nach dem 5. bis 7. Krankheitstag entnommen werden, werden – verglichen mit einem RT-PCR-Assay – mit größerer Wahrscheinlichkeit negative getestet.
  - Das Kit wurde mit den beiliegenden Abstrichprüfern validiert. Die Verwendung alternativer Abstrichprüfer kann zu falschen Ergebnissen führen.
  - Die Gültigkeit des SARS-CoV-2-Antigen Schnelltests wurde nicht für die Identifizierung/Bestätigung von Gewebekultursisolaten nachgewiesen und sollte in dieser Eigenschaft nicht verwendet werden.
  - Die Kreuzreaktivität der Testkassette wurde durch Testen von Viren und anderen Mikroorganismen bewertet. Die endgültigen Testkonzentrationen der Viren und anderen Mikroorganismen sind in der Cross-Reactivity-Studie dokumentiert. Die darin aufgeführten Viren und anderen Mikroorganismen mit Ausnahme des humanen SARS-Koronaviren haben keinen Einfluss auf die Testergebnisse der Testkassette. Positive Testergebnisse schließen Koinfektionen mit anderen Erregern nicht aus. Positive Ergebnisse können in Fällen einer Infektion mit SARS-CoV auftreten.

### VORBEREITUNG

- Eine ebene Fläche freimachen, reinigen und trocknen.
  - Überprüfen Sie den Inhalt des Testkits
  - Stellen Sie sicher, dass nichts beschädigt oder zerbrochen ist.
  - Timer zur Hand nehmen
  - Schützen Sie vor der Probenentnahme mehrmals die Nase.
  - Waschen Sie Ihre Hände.
- ENTSORGUNG**  
Das Testkit kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.
- VERFAHREN:**
- - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  -

Das Ergebnis wird nach 15-20 Minuten angezeigt.  
**Vorsicht: Nach über 20 Minuten kann das Ergebnis verfälschen.**  
Das gebrauchte Gerät kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

**DEUTUNG DER TESTERGEBNISSE**

**Positiv:**  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten zwei Farblinien – eine Farblinie im Kontrollbereich (C) und eine Farblinie im Testbereich (T) – erscheinen, so ist der Test gültig und positiv. Das Ergebnis ist als positiv zu werten, egal wie schwach die Farblinie im Testbereich (T) zu sehen ist. Ein positives Ergebnis schließt eine Koinfektion mit anderen Pathogenen nicht aus.

**Positiv**

**Negativ:**  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten eine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, so ist der Test ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.

**Negativ**

**Ungültig:**  
Wenn innerhalb von 15-20 Minuten keine Farblinie im Kontrollbereich (C) erscheint, so ist der Test ungültig. Wiederholen Sie den Test mit einer neuen Testkassette.

**Ungültig**

**QUALITÄTSKONTROLLE**  
Die Kontrolllinie ist ein integriertes Reagenz und dient der Kontrolle des Verfahrens. Die Kontrolllinie erscheint, wenn der Test korrekt durchgeführt wurde und die Reagenzien reaktiv sind.

**FRAGEN UND ANTWORTEN (FAQ)**

- Wie funktioniert die Erkennung?**  
Das N-Protein des SARS-CoV-2-Virus reagiert mit der streifenförmigen Beschichtung der Testlinie und führt bei Vorhandensein zu einem Farbumschlag, d.h. eine rote Linie erscheint. Wenn die Probe keine Virusproteine bzw. Antigene enthält, kommt es daher zu keiner roten Test-Linie (T).
- Wann sollte ich mich selbst testen?**  
Sie können sich selbst testen, ob Sie Symptome haben oder nicht. Studien zeigen, dass frühere Tests innerhalb der ersten 4 Krankheitstage typischerweise eine höhere Viruslast bedeuten, die leichter zu erkennen ist. Da das Testergebnis eine für diesen Zeitpunkt gültige Momentaufnahme ist, sollten die Tests gemäß den Empfehlungen der örtlichen Behörden wiederholt werden.
- Was kann mein Testergebnis beeinflussen? Worauf sollte ich achten?**  
Achten Sie darauf vor der Probenentnahme gründliche zu schälen.  
Achten Sie darauf sichtbar Probematerial (Nasensekret) zu entnehmen.  
Führen Sie den Test unmittelbar nach der Probenentnahme durch.  
Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung genau.  
Bringen Sie die Tropfen der Extraktionslösung nur auf der Probenverlierung (S) auf.  
Zu viele oder zu wenige Tropfen an Extraktionslösung können zu einem ungenügenden bzw. falschen Testergebnis führen.
- Der Teststreifen ist deutlich verfärbt bzw. verschleiert? Woran liegt das?**  
Bitte beachten Sie, dass die Testkassette nicht mit mehr als 3 Tropfen Probe verwendet werden sollte, da die Flüssigkeitsaufnahme des Teststreifens natürlich begrenzt ist. Falls die Kontrolllinie nicht erscheint oder der Teststreifen stark durcheinander oder verfärbt ist, was ihn unlesbar macht, wiederholen Sie den Test bitte gemäß den Anweisungen.
- Ich habe den Test gemacht aber keine Kontroll-Linie (C). Was soll ich tun?**  
Ihr Testergebnis ist ungültig. Beachten Sie die Antwort auf Frage 4 und wiederholen Sie den Test gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Ich bin mir beim Ablesen des Ergebnisses unsicher. Was soll ich tun?**  
Damit das Ergebnis positiv ist, müssen 2 gerade horizontale Linien mit der vollen Breite der Kassette deutlich sichtbar sein. Wenn Sie sich über die Ergebnisse immer noch nicht sicher sind, wenden Sie sich gemäß den Empfehlungen Ihrer örtlichen Behörden an die nächstgelegene Gesundheitseinrichtung.
- Mein Ergebnis ist positiv. Was soll ich tun?**  
Wenn Ihr Testergebnis positiv ist, sollte die Kontrolllinie als auch die Testlinie deutlich anzeigen, sollten Sie sich an die nächstgelegene medizinische Einrichtung wenden, wie von Ihren örtlichen Behörden empfohlen. Ihr Testergebnis wird möglicherweise doppelt überprüft, und die Behörde bzw. Einrichtung erklärt Ihnen die entsprechenden nächsten Schritte.
- Mein Ergebnis ist negativ. Was soll ich tun?**  
Wenn das Testergebnis negativ ist, bedeutet dies, dass Sie negativ sind oder dass die Viruslast zu gering ist, um erkannt zu werden. Wenn Sie Symptome verspüren (Kopfschmerzen, Fieber, Migräne, Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns usw.), konsultieren Sie bitte Ihren Hausarzt bzw. die nächstgelegene Gesundheitseinrichtung gemäß den Empfehlungen Ihrer örtlichen Behörden.  
Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie den Test wiederholen.
- Was kann ich das Testkit entsorgen?**  
Das Testkit kann mit dem normalen Hausmüll unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden.

**ZUBEHÖR:**

Zubehör	Hersteller	EU-Bevollmächtigter	CE-Kennzeichnung
Abstrichprüfer A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225109 Jiangsu P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegrasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	acc. 93/42/EEC 0197
Abstrichprüfer B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	C/MC Medical Devices & Drugs S.L C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Malaga, Spain	0197 gem. 93/42/EEC

**ERKLÄRUNG DER SYMBOLE AUF DER VERPACKUNG:**














IVD	In Vitro Diagnostik Test	Gebrauchsinformation	Ablaufdatum
Tests per Kit (inhalt)	Trocken lagern	LOT	Chargennummer
Bevollmächtigter Vertreter	Vor der Sonne geschützt lagern	Hersteller	
Nicht wiederverwenden (einweg)	Nicht verwenden wenn Packung beschädigt	Lagern zw. 4-30°C	
CE Zeichen	CE Zeichen	REF	Katalog-Produktnummer
Warning	H317: Achtung! Flüssige Komponente (Extraktionslösung) kann allergische Hautreaktionen verursachen.		

**Hersteller:** Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.  
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R. China.

**Bevollmächtigter Vertreter:** Lotus NL B.V.  
Koninkrijk Julianenplein 10, 1e Verd, 2959AA, The Hague, Netherlands.


**Distributor:** Techmedom GmbH  
Stallgerger Straße 31B  
A-8045 Graz

Version 4.3 Datum: 1. April 2021





7. Sıcınca probókwe palcamı, sıcakıyag tım samym jak najwıcszka ılıość rozwtoru z wymazókw podczás jej wyacıyag z próbówk w celu uytılızag.



Zalicać próbówkę nasadką wyposazoną w kroplomierz.

Przed wykonaniem testu wszystkie komponenty z zestawu muszą osiągnąć temperaturę pokojową. Otworzyć opakowanie z kasetką testową. Pobyć kasetkę testową na płaskim i równym podłożu.

**OSTROŻNIE:** Kasetka testowa musi zostać użyta od razu po otwarciu opakowania.

Otwórcić próbówkę i wycisnąć 3 krople badanego roztworu (75 µl) do zagłębienia w kasete testowej (S), lekko ścisnąć probówkę.

**OSTROŻNIE:** Nie należy dopuszczać do tworzenia się pecherzyków powietrza w zagłębieniu kasetki (S).

Wynik będzie widoczny po 15-20 minutach. **Ostróżnie:** Po upływie ponad 20 minut wynik może ulec zafałszowaniu. Po użyciu produktu można uytılızować ze zwyklymi odpadami komunalnymi, przestrzegając ılıcchych zasad gospodarkı odpadami.

#### INTERPRETACJA WYNIKÓW

**Dodatni:** Jeśli po upływie 15-20 minut pojawiają się dwie kolorowe kreski – jedna w obszarze kontrolnym (C) oraz jedna w obszarze testowym (T) – wynik testu jest dodatni. Wynik należy uznać za dodatni także, jeśli kreska w obszarze testowym (T) jest słabo widoczna. Dodatni wynik testu nie wyklucza współzakażenia innymi patogenami.

**Ujemny:** Jeśli po upływie 15-20 minut w obszarze kontrolnym (C) pojawi się jedna kreska, natomiast w obszarze testowym (T) pobrany materiał (wydzielina z nosa) powinien być widoczny na waku. Test należy przeprowadzić bezpośrednio po pobraniu wymazu.

**Nieważny:** Jeśli po upływie 15-20 minut nie pojawi się kolorowa kreska w obszarze kontrolnym (C), wynik testu jest nieważny. Test należy powtórzyć przy użyciu nowej kasetki testowej.

#### KONTROLA JAKOŚCI

Linia kontrolna jest jednym z odczytników i pełni funkcję kontrolną dla procedury badania. Pojawienie się linii kontrolnej świadczy o poprawnym wykonaniu testu i wykonywaniu odczytników.

#### PYTANIA I ODPOWIEDZI (FAQ)

**1. Na czym polega wykrywanie antygenu?** Białko N wirusa SARS-CoV-2 wchodzi w reakcję z paskami porównającymi linie testowa i w przypadku obecności przeciwciał powoduje zmianę ich barwy, co skutkuje pojawieniem się czerwonej kreski. Natomiast jeśli badana próbka nie zawiera białek wirusowych, czerwona kreska testowa (T) się nie pojawia.

**2. Kiedy powiniennemogó samodzielnie wykonać test?** Możesz poddać się takiemu testowi bez względu na to, czy masz objawy zakażenia, czy też nie. Badania wykazały, że wcześniejsze wykonanie testu, tj. w pierwszych 4 dniach choroby, wiąże się z wyższym szczeniением antygenu, co pozwala na łatwiejsze wykrycie. Powinaz wykonać test jest ważny tylko w momencie wykonywania, testy należy powtarzać zgodnie z zaleceniami właściwych organów lokalnych.

**3. Co może wpłynąć na wynik testu? Na co należy uważać?** Przed pobraniem wymazu pamiętaj o dokładnym wymyćciu rąk wodą z mydłem. Pobrany materiał (wydzielina z nosa) powinien być widoczny na waku. Test należy przeprowadzić bezpośrednio po pobraniu wymazu.

**4. Kreska testowa jest wyraźniej obserwowalna lub rozmyta. Czym jest to spowodowane?** Należy pamiętać, że na kasetce testowej nie powinno się podawać więcej niż 3 krople badanego roztworu, ponieważ chłonność paska testowego jest naturalnie ograniczona. Jeśli kreska kontrolna jest niewidoczna lub mocno rozmyta lub obserwowalna, test należy wykonać ponownie zgodnie z instrukcją.

**5. Po przeprowadzeniu testu nie pojawia się kreska kontrolna (C). Co robić w takiej sytuacji?** Wynik testu jest nieważny. Należy przeczytać odpowiedzi na pytanie 4 i powtórzyć test zgodnie z informacjami w ulocie.

**6. Nie mam pewności co do odczytu wyników testu. Co robić w takiej sytuacji?** Aby wynik mógł zostać uznany za dodatni, na kasetce muszą być widoczne 2 proste, poziome kreski o długości odpowiadającej szerokości kasetki. Jeśli nadal nie masz pewności co do wyniku, udaj się do najbliższego placówki leczniczej, zgodnie z zaleceniami lokalnych władz.

**7. Użytkalem wynik dodatni. Co robić w takiej sytuacji?** Jeśli uzyskany wynik jest pozytywny, a na zestawie diagnostycznym występuje również kreska kontrolna, jak i testowa, należy skontaktować się z najbliższą placówką medyczną, zgodnie z zaleceniami miejscowych władz. Wynik testu zostanie sprawdzony prawdopodobnie dwukrotnie, a następnie właściwy organ lub placówka sponsorująca Co do dalszym postępowaniu.

**8. Użytkalem wynik ujemny. Co robić w takiej sytuacji?** Jeśli na zestawie diagnostycznym wyraźnie widoczna jest jedynie kreska kontrolna, może to oznaczać, że nie jesteś zakażony lub że poziom antygenu jest zbyt niski, by wykryć zakażenie. Jeśli odczuwasz objawy (ból głowy, gorączka, migrena, urata wężu lub smaku), skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym lub najbliższą placówką leczniczą, wskazując przez ılıcchne władze.

**9. Jak należy uytılızować zestaw diagnostyczny?** Zestaw diagnostyczny można uytılızować ze zwyklymi odpadami komunalnymi, przestrzegając ılıcchych zasad gospodarkı odpadami.

Akcesoria	Producent	Autoryzowany przedstawiciel na terenie UE	Oznakowanie CE
Wymazówka A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225100 Jiangsu P.R. China	Liins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,89124 Heidelberg Germany	zgodzie z 93/42/ECC
Wymazówka B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain	zgodzie z 93/42/ECC

**OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:**

Symbol	Opis	Symbol	Opis	Symbol	Opis
	Test do diagnostyki <i>in vitro</i>		Instrukcja użycia		Termin przydatności
	Liczba testów na zestaw (zawartość)		Przechowywać w suchym miejscu		Numer partii
	Autoryzowany przedstawiciel		Chronić przed nagrzaniem		Producent
	Nie używać ponownie (produkt jednorazowy)		Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone		Przechowywać w temp. 4 – 30°C
	Oznaczenie CE		Numer katalogowy produktu		Uwaga, przestrzegaj instrukcji użycia

H317: Uwaga! Komponenty płynne (roztwór ekstrakcyjny) mogą powodować alergiczne reakcje skórne.

**Producent:** Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.  
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial  
Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China

**Dystrybutor:** Technomed GmbH  
Stallberger Straße 31B  
A-8045 Graz

wersja 4.3 data: 1 kwietnia 2021

#### FINNISH

### SARS-COV-2-ANTIGENIPIKATESTI

#### NEŃAN ETUOSASTA OTETTAVAN VANUUPIKONŃAYTYEEN KÄYTTÖOHJE

##### Yksityiskäyttööntsestaukseen

REF	1N40C5-2	1 testi/pakkaus
REF	1N40C5-4	5 testi/pakkaus
REF	1N40C5-6	20 testi/pakkaus

**Noudata käyttöohjeitä.** Käyttökäytötulos SARS-CoV-2-antigenipikateisti on yksivaiheinen in vitro -testi, joka perustuu immunokromatografiaan. Se on suunniteltu nopeaan kvalitatiiviseen SARS-CoV-2-viruksen antigeenin määritykseen COVID-19-tauhin epäiltien henkilöiden nenän etuosasta otettavista näytteistä ensimmäisen selittämisen päivän kuluksessa oireiden ilmaantumisesta. SARS-CoV-2-antigenipikateisti ei tule käyttää ainoana saraisnan SARS-CoV-2-infektion diagnosoimiseen tai poissulkuemiseen. Aikuisen tulisi vaiuoa alle 14-vuotiaiden lapsien tekemä testä.

**TUETU TAUIDUSTA** Uudet koronaviruset kuuluvat 8-sukuun, COVID-19 on tarttuva ja akuutti hengityselinten saraisna. Ihmiset ovat yleensä altaita tauidelle. Uudella koronavirusella infektoituneet potilaat ovat täällä hetkellä suurin infektiolähde, mutta myös oireettomasti infektoituneet voivat toimia infektiolähteenä. Nykyisten epidemiologisten tutkimusten perusteella taudin lähtöaikaa on 1–14 päivää, useamman kulkeman 3–7 päivää. Tärkeimmät oireet ovat mm. kuume, väsymys, haju- /takuin makuistiin menetyt sekä kuiva yskä. Jossakin tapauksissa havaittiin myös muita oireita, kuten tukkoinen nenä, vuotoa nenä, kuruukku, lihaskipu ja ripuli.

PAKKAUSTEN SISÄLTÖ	Tarvikkeet	1 testi/pakkaus	5 testi/pakkaus	20 testi/pakkaus
SARS-CoV-2-antigeenitestauskasetti (suljettu foliopussi)		1	5	20
Sterilii näytepuikko		1	5	20
Uuttoputki		1	5	20
Uuttoliuos		1	5	20
Käyttöohje (tämä lile)		1	1	1
Pukitteluine		1 (pakkauksessa)	1	1

AKTIIVISUUS	Akatiivisyys
Kohoveny: 1 %	Akatiivisyys: 10 %
Fenylefriini: 15 %	Tombromoniini: 0,0004 %
Mentoli: 0,15 %	Kromoloni: 15 %
Bentsokaini: 0,15 %	Mupirocni: 0,25 %
Flutikasoni: 0,0004 %	Zicam-näennäsmuuta: 5 %
Oseeltamiviriini: 0,0004 %	Natrumkloridi: 1200 mg/ml

**SUORITUSKYKY (HERKKYYS JA KOHDENTUNEISUUS)** SARS-CoV-2-antigenipikateistikorttia verrattiin viivitelletun kliniiseen diagnoosiin. Tutkimuksessa testattiin 156 näytettä.

**2. Herkkyyt:** - 99,10 % erityistä herkkyyttä, joka eivätkä ammatillisia, suorittivat testin onnistuneesti itse - 97,81 % erityistä tarkkuutta tulkituin oikein

**HAIRIÖTEKIJÄT** Mikään seuraavista aineista testatussa pituusussaan ei häiriinny testiä.

Kohoveny: 1 %	Musini: 2 %
Fenylefriini: 15 %	Tombromoniini: 0,0004 %
Mentoli: 0,15 %	Kromoloni: 15 %
Bentsokaini: 0,15 %	Mupirocni: 0,25 %
Flutikasoni: 0,0004 %	Zicam-näennäsmuuta: 5 %
Oseeltamiviriini: 0,0004 %	Natrumkloridi: 1200 mg/ml

**ENNEN TESTIN SUORITTAMISTA**

- Lue käyttöohje huolellisesti läpi.
- Älä käytä tuotetta viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Älä käytä tuotetta, jos foliopussi on vaurioitunut tai sinetti on murtunut.
- Säilytä testä 4–30 °C:n lämpötilassa sinetöidssä alkuperäisessä. Ei saa pakastaa.
- Tuote tulee käyttää huonelämpötilassa (15–30 °C). Jos tuotetta on säilytetty viileämmässä tilassa (alle 15 °C), anna sen seistä normaalisissa huoneolosuhteissa 30 minuuttia ennen käyttöä.
- Kastate kaikki näytteitä mahdollisesti tartuttuina.
- Näytteiden puutteellinen tai epätarkka keruu, säilytys ja kufelus voivat johtaa virheisiin tulostuloksiin.
- Käytä testipakkauksessa olevaa näytepuikkoa testin optimaaliseen toimivuuteen valmistamiseksi.
- Näytteen oieka keruu on testin suorittamisen tärkein vaihe. Varmista, että kerää näytepuikolla riittävästi näytemateriaalia (nenän eritettä), varsinkin nenän etuosasta.
- Niistä nenä useamman kerran ennen näytteen ottamista.
- Näytteen on kufeltava mahdollisimman nopeasti näytteen ottamisesta.
- Tiputa näytelä vain näytekaivoon (S).
- Jos uuttolioksen tippoja on liikaa tai liian vähän, testiliuos voi olla mitätön tai virheellinen.
4. Aikuisten tulisi vaiuoa alle 14-vuotiaiden lapsien tekemä testä.

#### RAJOITTEET:

- Testä käytetään vain SARS-CoV-2-viruksen antigeenin kvalitatiiviseen todentamiseen nenän etuosasta otettavissa vanuupikonäytteisissä SARS-CoV-2-viruksen antigeenin tarkkaa pituusuita ei voida määrittää tämän testin puitteisissa.
- Näytteen oikealla otolla on ratkaiseva merkitys. Toimenpiteen noudattamatta jättäminen voi johtaa virheellisiin tulostuloksiin. Virheellinen otto, säilytys tai näytteen pakastaminen ja sulattaminen voivat johtaa virheellisiin tulostuloksiin.
- Jos näytteen viruskuorma on alle testin havaitsemisrajan, testi voi antaa negatiivisen tuloksen.
- Kuten kaikkien diagnostisten testien kohdalla, lopullisiin kliniisiin diagnoosiin ei tulisi perustaa yhden testin tulokseen, vaan lääkäriin tulisi tehdä se arvotilanne kaikki kliiniset tulokset ja laboratoriotulokset.
- SARS-CoV-2:ta lukuun ottamatta negatiivisen tulos ei sulje pois virusinfektioita, ja se tulisi vahvistaa molekyyliidiagnostikkamenetelmillä, jos epäillään COVID-19-infektioita.
- Positiivinen tulos ei sulje pois samanaikaista infektiota muiden patogeenien kanssa.
- SARS-CoV-2-antigenipikateisti ei sovellu virusten tunnistamiseen SARS-CoV-2-materiaali. SARS-CoV-2-pikateisti tuloskkuksen rippuu viruskuormasta, eikä se välttämättä korreloi muiden samalla näyteellä suoritettujen diagnostisten menetelrien kanssa.
- Käyttäjien tulisi testata näytteet mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen, joka tapauksessa kahden tunnin kuluksessa näytteen ottamisesta.
- Nenästä tai nieluista otettavien näytetien herkkyyt voi olla pienempi kuin nenänielunäytteenä. Suosittelavaa on, että terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät nenänielunäytteenä.
- Monoklonaliset vasta-aineet, joissa on tapahtunut vähäisiä aminohappomuutoksia kohteena olevalla epiitooppialueella, eivätkä välttämättä pysty havaitsemaan SARS-CoV-2-viruksia tai havaitsevat ne pienemmällä herkkyydellä.
- Antigeenin määrä näyteessä voi laskea sairauden edetessä. Näytteet, jotka on otettu 5–7. sairauspäivän jälkeen, ovat RT-PCR-menetelmään verrattuna todennäköisemmin negatiivisia.
- Testin luotettavuus on todennettu pakkauksen näytepuikkoiin. Muiden näytepuikkojen käyttö voi johtaa väärin negatiivisiin tuloksiin.
- SARS-CoV-2-antigenipikateistin pituusuita ei ole osoitettu kudosviljelysoluolattien tunnistamiseen vahvistamisesta, eikä sitä tule käyttää tässä omalaadussa.
- Testikasetin ristireaktiivisuus arvioitiin testaamalla viruksia ja muita mikro-organismeja. Virusten ja muiden mikro-organismien lipulliset testiliuosuudet on dokumentoitu ristireaktiivisuustutkimukseen. Siinä lueteilla viruksilla ja muilla mikro-organismilla, ihmisen SARS-koronavirus lukuun ottamatta, ei ole vaikuttanut testikasetin tulostuloksiin. Positiiviset testitulokset eivät sulje pois samanaikaista infektiota muiden patogeenien kanssa. Positiivisia tuloksia voi esiintyä SARS-CoV-2-infektion yhteydessä.

#### VALMISTELU


- Valitse vapaa tasainen pinta, puhdista ja kuivaa se.

- Tarkista testipakkauksen sisältö.
- Varmista, että kaikki larvikkeet ovat ehjiä.
- Aseta ajastin viereen.
- Niistä nenä useamman kerran ennen näytteen ottamista.
- Peese kädet.

#### HÄVITTÄMINEN

Testipakkauks voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana voimassaolevia paikallisia määräyksiä noudattamalla.

#### TESTIMENETELMÄ



Aseta suljetussa pakkauksessa oleva näytepuikko eteesi. Tunustele näytepuikon pehmeä kärkeä.

Avaa näytepuikon pakkauks ja ota näytepuikko varovasti ulos. **VARO:** älä koske käsiin näytepuikon pehmeään kärkeen.

Työnää näytepuikko varovasti sieraimen. Näytepuikon kärki tulee löytää vähintään 2,5 cm sisään sieraimen reunasta. Kierrä näytepuikkoa sieraimen limakalvoilla varmistukseksi, että saat kerättyä sekä limaa että soluja. Kierrä näytepuikkoa 3–4 kertaa. Pidä näytepuikkoa muutama sekunti sieraimessa. Toista testi samalla näytepuikolla toisessa sieraimessa. **VARO:** testaus voi tuntua epämiellyttävältä. Älä työnnä näytepuikkoa syvemmälle, jos tunnet vahvan vasten tai kipua.

Laita näytteen sisältävä näytepuikko uuttoputkeen. Kierrä näytepuikkoa 3–5 kertaa. Jätä näytepuikko 1 minuutin ajaksi uuttoliokseen.

Puista uuttoputkea somilla yhteen ja poista näytepuikosta mahdollisimman paljon liuosta samalla kun vedät näytepuikkoa ulos. Hävittä näytepuikko.

Puista uuttoputkea somilla yhteen ja poista näytepuikosta mahdollisimman paljon liuosta samalla kun vedät näytepuikkoa ulos. Hävittä näytepuikko.

Aseta lippakärjellä varustettu suojakorki uuttoputkeen.

Tuo testipakkauksen osat huoneen lämpöön ennen testausta. Avaa pussi ja ota testikasetti. Aseta testikasetti tasaiselle pinnalle. **VARO:** testikasetti on käytettävä heti avamisen jälkeen.

Käännä uuttoputki ylösalaisin ja tiputa 3 lippaa (75 µl) näyettä näytekaivoon (S) painamalla varovasti uuttoputkea. **VARO:** välttämättä muodostumista näytekaivoon (S).

Testitulokset näkyvät 15–20 minuutin kuluksessa. **VARO:** tulokset voivat muuttua virheelliseksi yli 20 minuutin kuluksessa.

Testitulokset näkyvät 15–20 minuutin kuluksessa. **VARO:** tulokset voivat muuttua virheelliseksi yli 20 minuutin kuluksessa.

#### TESTITULOKSET

Symbol	Opis
	Positiivinen tulos
	Negatiivinen tulos
	Mitätön tulos

**Positiivinen tulos:** Jos kaksi väriästä viivaa ilmestyy 15–20 minuutin kuluksessa – yksi värillinen viiva kontrollialueella (C) ja yksi värillinen viiva testialueella (T) – testi on pätevä ja positiivinen. Tulos on arvioitava positiiviseksi riippumatta siitä, kuinka heikosti värillinen viiva näkyy testialueella (T). Positiivinen tulos ei sulje pois samanaikaista infektiota muiden patogeenien kanssa.

**Negatiivinen tulos:** Jos yksi värillinen viiva ilmestyy 15–20 minuutin kuluksessa kontrollialueella (C), mutta testialueella (T) ei näy mitään viivaa, testi on pätevä ja negatiivinen. Negatiivinen tulos ei sulje pois SARS-CoV-2-virusinfektioita, ja se tulisi vahvistaa molekyyliidiagnostikkamenetelmillä, jos epäillään COVID-19-infektioita.

**Mitätön tulos:** Jos kontrollialueella (C) ei näy väriästä viivaa 15–20 minuutin kuluksessa, testi on mitätön. Toista testi uudella testikasetilla.

**LAADUNVALVONTA** Kontrolliviiva on integroitu reagenssi, jota käytetään menetelmän tarkistukseen. Kontrolliviiva ilmestyy, kun testi on suoritettu oikein ja reagenssit ovat reaktiivisia.

**KYIVYKSIÄ JA VASTAUKSIA (UKK)**

**1. Mitön tunnistus toimii?** SARS-CoV-2-viruksen N-proteiini reagoi testiviivan nauhamaisen pinnotteeseen ja johtaa siinä tapauksessa värinmuutoksen, eli alueelle ilmestyy punainen viiva. Jos näytle ei sisällä viruksen proteiinia tai antiigeenia, testialueella (T) ei silloin ilmesty punaista viivaa.

**2. Mitön miun tulisi suorittaa testi?** Voi suorittaa testin riippumatta siitä, orko sinulla oireita tai ei. Tutkimukset osoittavat, että 4 ensimmäisen sairauspäivän aikana suoritettujen testien viruskuorma on tyypillisesti suurempi, mikä on helpompi havaita. Koska testiliuos on vain hetken voimassa oleva liuospääosa, testi tulisi toistaa paikallisten viranomaisien suositusten mukaisesti.

**3. Mikä voi vaikuttaa testitulokseen? Mitä miun tulisi huomioida?** Niistä nenäsi kunnolla ennen näytteen ottamista. Varmista, että näytemateriaalia (nenän eritettä) on riittävästi. Suorita testi välittömästi näytteenoton jälkeen. Noudata tarkasti käyttöohjeita. Tiputa uuttolioksen tipat vain näytekaivoon (S).

**4. Testiliuos on selvästi värjätynyt tai tarttunut. Mistä tämä johtuu?** Testikasettiin ei saa tiputtaa 3 lippaa enemäpää, koska testiliuska pystyy imemään nestettä vain rajallisen määrän. Jos kontrolliviiva ei tule näkyviin tai testiliuska on tarttunut tai värjätynyt, jolloin se on lukulovelton, toista testi ohjeiden mukaisesti.

**5. Toin testi, mutta silinä ei näy kontrolliviivaa (C). Mitä miun tulisi tehdä?** Testiliuos on mitätön. Katso 4. kysymyksen vastaus ja toista testi käyttöohjeen mukaisesti.

**6. Olen epävarma lukiessiän tulosta. Mitä miun tulisi tehdä?** Jotta tulos on positiivinen, kasetissa on oltava selvästi näkyvissä 2 vaakaosaa viivaa koko kasetin leveydeltä. Jos et ole vieläkään varma tuloksesta, ota yhteyttä lähimpään terveydenhoitolaikseen paikallisten viranomaisien suositusten mukaisesti.

**7. Tuloksen on positiivinen. Mitä miun tulisi tehdä?** Jos tulos on positiivinen ja testikasetissa näkyy selvästi sekä kontrolliviiva että testiviiva, ota yhteyttä lähimpään terveydenhoitolaikseen paikallisten viranomaisien suosittelemalla tavalla. Testituloksesi tarkistetaan mahdollisesti kaksi kertaa, ja viranomaisen tai hoitolaiksen neuvoston avulla, miten mitoit tämän jälkeen.

**8. Tuloksen on negatiivinen. Mitä miun tulisi tehdä?** Jos testikasetissa näkyy selvästi vain kontrolliviiva, se voi tarkoittaa, että olet negatiivinen tai että viruskuorma on liian pieni havaittavaksi. Jos sinulla on oireita (päänsärky, kuume, migreeni, haju- tai makuistiin menetyt jne.), ota yhtye lääkäriin tai lähimpään terveydenhoitolaikseen paikallisten viranomaisien suositusten mukaisesti.

**9. Mitön testipakkauks tulee hävittää?** Testipakkauks voidaan hävittää normaalin talousjätteen mukana voimassaolevia paikallisia määräyksiä noudattamalla.

#### LISÄTARVIKKEET:

Lisätarvikkeet	Valmistaja	Valtuutettu edustaja EU:ssa	CE-merkintä
Näytepuikko A	Jiangsu Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangling District Yangzhou 225100 Jiangsu P.R. China	Liins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,89124 Heidelberg Germany	Direktiivin 93/42/EY mukainen
Näytepuikko B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yonzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain	Direktiivin 93/42/EY mukainen

**PAKKAUKSESSA OLEVAT MERKIT:**

Symbol	Opis	Käyttöohje	Vimeinen käyttöpäivä
	In Vitro -diagnostinen testi		
	Testien lukumäärä per pakkauks (sisältö)	Säilytettävä kuivassa	Eränumero
	Valtuutettu edustaja	Säilytettävä auringonvalolta suojattuna	Valmistaja
	Ei saa käyttää uudelleen (kertakäyttöinen)	Ei saa käyttää, jos pakkauks on vaurioitunut	Säilylysämpötila 4–30 °C
	CE-merkintä		Luettelo-tuotenumero
	H317: Huomiel Nestemäiset komponentit (uuttoliuos) voivat aiheuttaa allergisen ihoreaktion.		Huomio, noudata käyttöohjeita

Valmistaja:	Xiamen Boson Biotech Co., Ltd. 90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China	Valtuutettu edustaja:	Lotus NL B.V. Koninng Julianaplein 10, te Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
-------------	---	-----------------------	--

Jakelijä:	Technomed GmbH Stallberger Straße 31B A-8045 Graz
-----------	---

Versio 4.3 Päiväys: 1. huhtikuuta 2021

#### SWEDISH

### SARS-COV-2-ANTIGENSNNBBTEST

#### BRUKSANVISING FOR ANTERIOR NASAL TOPSPROVNING (I FRÄMRE NÄSAN)

##### För personlig användning/självrövtagning

REF	1N40C5-2	För 1 test/kartong
REF	1N40C5-4	För 5 tester/kartong
REF	1N40C5-6	För 20 tester/kartong

**Föl bruksanvisningen. ANVÄNDNINGSMÖRÄDE** SARS-CoV-2-antigenennbbtestet är ett ettsgett in vitro-test som baseras på immunkromatografi. Snabbtestet har utvecklats för snabb, kvalitativ bestämning av SARS-CoV-2-virusantigen med anterior nästspövning (främre näsan) på personer med misstänkt COVID-19 om de, för första dagarna efter uppträde symptom. SARS-CoV-2-antigenennbbtestet får inte användas som enda grundval för diagnos eller utslutning av en SARS-CoV-2-infektion. Barn under 14 år bör få hjälp av en vuxen.

#### SAMMANFATTNING

De nya coronavirusen tillhör till 8-släktet. COVID-19 är en smittsamt och akut luftvägssjukdom. Människor är generellt mottagliga. För närvarande utgör patienter som infekterats av det nya coronaviruset den största smittakällan, där även asymtomatiskt infekterade personer kan utgöra en infektiönskälla. Aktuella epidemiologiska undersökningar pekar på en inkubationsperiod på 1–14 dagar. De viktigaste symtomen är bland annat feber, rinnande, förlost av lukt- och/eller smaksinne samt törstlösa. I några fall har även symptom som nstäppighet, rinnande näsa, halsont, muskelsmärtor och diarré påväts.

**MEDFÖLJANDE MATERIEL** Testkassetter för SARS-CoV-2-antigenennbbtestet (förselagad foliepåse) För 1 test/kartong För 5 tester/kartong För 20 tester/kartong

Steril toppsine 1 5 20  
Extraktionsrör 1 5 20  
Extraktionslösling 1 5 20  
Bruksanvisning