

KiCA Evo

Massage Device Instructions

筋膜枪使用说明书

Bedienungsanleitung


Manuel d'Utilisateur

Manual de Usuario

Manuale Utente

사용설명서

V 1.0




EN	Massage Device Instructions	1/
CN	筋膜枪使用说明书	5/
DE	Bedienungsanleitung	9/
FR	Manuel d'Utilisateur	13/
ES	Manual de Usuario	17/
IT	Manuale Utente	21/
KR	사용설명서	25/


KiCA Evo

Massage Device Instructions

EN V1.0



Overview



- [1] Rotation button
- [2] Foldable arm
- [3] Extendable handle (Built-in battery)
- [4] Speed control button
- [5] Indicator for battery/revolution speed
- [6] Mode indicator
- [7] Charging port
- [8] Power button/Heating button


- [9] Spherical head
- [10] U-shaped head
- [11] Cone head
- [12] Tree head
- [13] Wedge head
- [14] Heating head

Massage head	Reference
Spherical head	Relax soft tissues and sensitive muscles
U-shaped head	Massage neck (not cervical vertebrae) and tendon
Cone head	Percuss deep tissues like meridians and acupoint, etc.
Tree head	Relax large, small and sensitive muscle groups
Wedge head	Massage lumbar and leg muscles
Heating head	Massage the muscles of the body

Start to Use


1. Install / replace massage head

Install a massage head into the hole in front of the device according to your need.




2. Angle adjusting


Press the rotation button and hold it down then rotate the foldable arm (6 optional angles). Release the rotation button to fix the foldable arm, and you can hear a "click" sound after fixed.



3. Extend and retract

Rotate the handle in direction of icon to unlock, then pull/push it to extend/retract, and lock it after the adjustment.


 Do not hold the gaps when retract the handle, or it may hurt your hand.





4. Power On / Off

Power On: Long press the power button until hear the tone.

Power Off: Long press the power button until hear the tone to power off.
The product will auto power off, if there is no operation within 3 minutes in pause mode*.



 Do not touch the middle and the back of the two massage heads while the product is running to avoid injuries.
Do not power on the device when it is folded.




* Pause mode: Slide the speed control button down to the bottom, the revolution speed will down to 0.

5. Hot compress

Install the heating head, and single tap the heating button when the device is running to turn on this function.

This function is unavailable with other massage heads.







Hot compress	Mode indicator	Temperature
Off (Default)	Green	Room temperature
On	Yellow	40°C ±3°C




6. Speed control

Slide the speed button to adjust revolution speed.

Revolution speed: 0*~3200rpm ±10%

Figure	Revolution speed indicator	Revolution speed
		High
		Medium
		Low

7. Locked motor protection


 Do not press the massage head firmly to block the motor rotation while using, otherwise it will reduce the service life of the product!

This product has locked motor protection function. If the rotation is blocked for 10 seconds, it will stop running automatically.
Single tap the power button to start again.

8. Intelligent protection

This product has intelligent protection function. After working for 10 minutes continuously and the product will stop running automatically. Single tap the power button to start again.

9. Indicator



Indicator while using:

Indicator for battery/ Revolution speed	Mode indicator	Description
White light keeps on	Green light keeps on	Fully charged
White light flashes	Green light keeps on	Low power, need recharging
Light off	Yellow light flashes	Pause* and the hot compress function is on


Indicator while charging:

Indicator for battery/ Revolution speed	Mode indicator	Description
	Green light keeps on	Charging completed
	Red light flashes	High level of battery
	Red light flashes	Medium level of battery
	Red light flashes	Low power

Figure: ● Light off ☉ Light on

10. Charging

Do not use it while charging.



11. Specifications

Product Name: KiCA Evo Massage Device

Product Model: KiCAEvo

Operating Voltage Range: 13.2V-16.8V

Operating Temperature Range: 0°C ~+40°C

Charging Temperature Range: 0°C ~+40°C

Battery Capacity: 1600mAh

Charging Time: About 7.5H

Weight: About 730g

Size:

About 98×239×81mm (Fold)

About 148×330×81mm (Unfold to 90°, extended)

Theoretical Battery Life: About 12H (Test in lab environment with Low speed)


Packing list:

Main body×1, Spherical head×1, U-shaped head×1,
Cone head×1, Tree head×1, Wedge head×1, Heating head×1,
USB-C cable×1, Storage bag×1, Manual×1


KiCA Evo

筋膜枪使用说明书

CN V1.0



产品概述



- [1] 旋转按钮
- [2] 折叠臂
- [3] 可延长手柄（内置电池）
- [4] 调速键
- [5] 电量 / 转速指示灯
- [6] 模式指示灯
- [7] 充电接口


- [8] 电源键 / 热敷键
- [9] 球头
- [10] U形头
- [11] 圆锥头
- [12] 树形头
- [13] 楔形头
- [14] 热敷头

按摩头	参考
球头	放松软组织及敏感肌群
U形头	按摩颈部（非颈椎）与跟腱处
圆锥头	冲击深层组织，如经络、穴位等
树形头	放松大小肌群及敏感肌群
楔形头	按摩腰部、腿部肌肉
热敷头	按摩放松全身范围肌肉

产品使用


1. 安装 / 更换按摩头

根据需求选择按摩头插入筋膜枪前方圆孔内。



2. 角度调节


按住旋转按钮，可旋转折叠臂（六个卡位可选）。
松开旋转按钮，听到“咔”声，表示卡紧。



3. 长度调节

按图标方向解锁，施力延长 / 缩短，然后锁紧。

⚠️ 缩短时不要握住接缝处，避免夹手。




4. 开机 / 关机


开机：长按电源键，出现提示音后松开。

关机：长按电源键，出现提示音即可关机。

暂停模式*下，3分钟无操作，则自动关机。



⚠️ 机器运行时，禁止触摸按摩头后方，避免受伤。
折叠状态下，禁止开机。




5. 热敷

安装热敷头，机器运转状态下单击热敷键开启该功能。

其他按摩头不支持该功能。

热敷功能	模式指示灯	温度
不开启（默认）	绿色	室温
开启	黄色	40°C ±3°C



6. 调速

滑动调速键可调节击打速度。转速：0* 至 3200rpm±10%

图示	转速指示灯	速度
		高
		中
		低

7. 堵转保护

⚠️ 使用时，请勿强力按压按摩头阻碍电机转动，否则会降低设备使用寿命！

本机具有堵转保护功能。堵转 10 秒，停止运行。


如需再次启动，只需单击电源键。

* 暂停模式：调速键滑到最下端，转速为 0。

8. 智能保护

本机具有智能保护功能。运行 10 分钟后，停止运行。
如需再次启动，只需单击电源键。

9. 指示灯



使用中指示：

电量 / 转速指示灯	模式指示灯	说明
白灯常亮	绿灯常亮	电量充足
白灯闪烁	绿灯常亮	电量低，需要充电
灯熄灭	黄灯闪烁	暂停*，并开启热敷功能


充电中指示：

电量 / 转速指示灯	模式指示灯	说明
	绿灯常亮	充电完成
	红灯闪烁	高电量
	红灯闪烁	中电量
	红灯闪烁	低电量

图示：● 灯熄灭 ⚡ 灯亮起

10. 充电

⚠ 禁止充电时使用。



11. 参数型号

产品名称：KiCA Evo 筋膜枪

产品型号：KiCAEvo

工作电压范围：13.2V-16.8V

工作温度范围：0°C ~+40°C

充电温度范围：0°C ~+40°C

电池容量：1600mAh

充电时长：约 7.5 小时

主机重量：约 730g

产品尺寸：

约 98×239×81mm (折叠)

约 148×330×81mm (展开 90° , 延长)

理论续航时长：约 12 小时 (低速 , 实验室环境)


包装清单：

主机 ×1, 球头 ×1, U 形头 ×1, 圆锥头 ×1, 树形头 ×1, 楔形头 ×1, 热敷头 ×1, Type-C 充电线 ×1, 收纳袋 ×1, 说明书 ×1


KiCA Evo

Bedienungsanleitung

DE V1.0



Produktübersicht




- [1] Schwenktaste
- [2] Klappbarer Arm
- [3] Ausziehbare Griff (integrierte Batterie)
- [4] Taste zur Geschwindigkeitsregelung
- [5] Leistungs-/Drehzahlsanzeige
- [6] Modusanzeige
- [7] Anschluss zum Aufladen
- [8] Einschalttaste/Heißappliziere Taste
- [9] Kugelkopf
- [10] U-förmiger Kopf
- [11] Konischer Kopf
- [12] Baumförmiger Kopf
- [13] Keilkopf
- [14] Heißapplizierbarer Kopf

Massagekopf	Referenz
Kugelkopf	Entspannung der Weichteile und empfindlichen Muskelgruppen
U-förmiger Kopf	Massage des Nackens (nicht der Halswirbelsäule) und der Achillessehne
Konischer Kopf	Wirkt auf tiefer liegende Gewebe wie Meridiane, Akupunkturpunkte usw.
Baumförmiger Kopf	Entspannt große und kleine Muskelgruppen und empfindliche Muskeln
Keilkopf	Massage der Muskeln des unteren Rückens und der Beine
Heißapplizierbarer Kopf	Massage und Entspannung der Muskulatur des gesamten Körperbereichs

Verwendung des Produkts


1. Anbringen/Austauschen des Massagekopfes

Der Massagekopf wird je nach Bedarf in das runde Loch vor der Fasziapistole eingesetzt.



2. Einstellung des Winkels


Halten Sie die Schwenktaste gedrückt, um den klappbaren Arm zu drehen (sechs Positionen verfügbar). Lassen Sie die Schwenktaste los und hören Sie ein "Klicken", das anzeigt, dass er fest eingerastet ist.



3. Anpassung der Länge

In Richtung des Symbols entriegeln, Kraft zum Verlängern/Verkürzen anwenden und dann verriegeln.

⚠ Halten Sie die Naht beim Kürzen nicht fest, um Quetschungen zu vermeiden.




4. Einschalten/Ausschalten


Einschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt und lassen Sie sie los, wenn ein Piepton ertönt.

Ausschalten: Halten Sie die Einschalttaste gedrückt und schalten Sie das Gerät aus, wenn ein Piepton ertönt.

Im Pausenmodus* ist 3 Minuten lang kein Betrieb möglich, dann schaltet sich das Gerät automatisch aus.



⚠ Berühren Sie bei laufendem Gerät nicht die Rückseite des Massagekopfes, um Verletzungen zu vermeiden. Im gefalteten Zustand ist es verboten, die Einschalttaste einzuschalten.




* Pausenmodus: Schieben Sie die Taste zur Geschwindigkeitsregelung nach unten, um die Rotationsgeschwindigkeit auf „0“ zu setzen.

5. Heißapplizieren

Installieren Sie den heißapplizierbaren Kopf und klicken Sie auf die heißapplizierbare Taste, um diese Funktion beim laufenden Gerät zu aktivieren.

Andere Massageköpfe unterstützen diese Funktion nicht.

Heißapplizierbare funktion	Modusanzeige	Temperatur
Nicht eingeschaltet (Standard)	Grün	Raumtemperatur
Einschalten	Gelb	40°C ±3°C



6. Geschwindigkeitsregelung

Durch Verschieben der Taste zur Geschwindigkeitsregelung wird die Schlaggeschwindigkeit eingestellt.

Drehzahl: von 0* bis 3200 U/min ±10%

Icon	Drehzahlsanzeige	Geschwindigkeit
		Hoch
		Mittlere
		Niedrig

7. Blockierschutz

⚠ Wenn Sie das Gerät benutzen, drücken Sie bitte nicht stark auf den Massagekopf, um die Rotation des Motors zu behindern, da dies sonst die Lebensdauer des Geräts verkürzt!

Das Gerät verfügt über eine Funktion zum Schutz vor blockierter Rotation.


Nach 10 Sekunden der blockierten Rotation stoppt das Gerät.
Um wieder zu starten, klicken Sie einfach auf die Einschalttaste.

8. Intelligenter Schutz

Das Gerät verfügt über eine intelligente Schutzfunktion. Nach 10 Minuten Betrieb stoppt das Gerät.

Um wieder zu starten, klicken Sie einfach auf die Einschalttaste.

9. Anzeigelampe



Anzeige bei der Verwendung:

Leistungs-/Drehzahlsanzeige	Modusanzeige	Beschreibung
Weiß Licht immer an	Grünes Licht immer an	Vollständig aufgeladen
Weiß Licht blinkt	Grünes Licht immer an	Niedriger Stromverbrauch, Aufladen erforderlich
Licht aus	Gelb Licht blinkt	Unterbrechen*, und Heißapplizieren aktivieren

Anzeige des Ladevorgangs:


Leistungs-/Drehzahlsanzeige	Modusanzeige	Beschreibung
	Grünes Licht immer an	Aufladung abgeschlossen
	Rot Licht blinkt	Hoher Batteriestand
	Rot Licht blinkt	Mittlerer Batteriestand

Leistungs-/Drehzahlsanzeige	Modusanzeige	Beschreibung
	Rot Licht blinkt	Schwache Leistung

Icon: ● Licht aus ☀ Licht an

10. Aufladen

Die Verwendung während des Ladens ist verboten.



11. Parameter Modell

Produktname: KiCA Evo Massage Device

Produktmodell: KiCAEvo

Betriebsspannungsbereich: 13,2 V-16,8 V

Betriebstemperaturbereich: 0 °C ~+40 °C

Ladetemperaturbereich: 0 °C ~+40 °C

Kapazität der Batterie: 1600 mAh

Aufladezeit: ca. 7,5 Stunden

Gewicht des Hauptgeräts: ca. 730 g

Abmessungen des Produkts:

Ca. 98×239×81mm (Gefaltet)

Ca. 148×330×81mm (Aufgeklappt 90° , verlängern)

Theoretische Lebensdauer: Ca. 12 Stunden (Niedrige Geschwindigkeit, Laborumgebung)

Packliste:

Hauptgerät×1, Kugelkopf×1, U-förmiger Kopf×1, Konischer Kopf×1,


Baumförmiger Kopf×1, Keilkopf×1, Heißapplizierbarer Kopf×1,

Typ-C-Ladekabel×1, Aufbewahrungstasche ×1, Anleitungsheft×1


KiCA Evo

Manuel d'Utilisateur

FR V1.0



Aperçue



- [1] Bouton de rotation
- [2] Bras repliable
- [3] Poignée extensible (batterie intégrée)
- [4] Touche de régulation de vitesse
- [5] Voyant batterie/vitesse de rotation
- [6] Indicateur de mode
- [7] Interface de charge
- [8] Bouton Alimentation/Compresses chaude


- [9] Tête sphérique
- [10] Tête en U
- [11] Tête conique
- [12] Tête d'arborescence
- [13] Tête de coin
- [14] Tête de compresses chaude

Tête de massage	Références
Tête sphérique	Détendre les tissus mous et les groupes musculaires sensibles
Tête en U	Massage du cou (non vertèbre cervicale) et du tendon d'Achille
Tête conique	Impact aux tissus profonds, tels que les méridiens, les points d'acupuncture, etc.
Tête d'arborescence	Détendre les grands et petits groupes musculaires ainsi que les groupes musculaires sensibles
Tête de coin	Massage des muscles lombaires et fémoraux
Tête de compresses chaude	Massage pour détendre les muscles dans tout le corps

Mode d'emploi


1. Montage/remplacement de la tête de massage

Sélectionnez la tête de massage en fonction de vos besoins et insérez-la dans le trou rond situé en avant du pistolet fascia.



2. Ajustage angulaire


Appuyez sur le bouton de rotation et maintenez-le enfoncé pour faire pivoter le bras repliable (six positions de verrouillage en option). Relâchez le bouton de rotation, lorsqu'un « clic » se fait entendre, cela signifie qu'il est bien verrouillé.



3. Réglage de la longueur

Déverrouillez dans le sens indiqué à la figure, exercez une force pour l'allonger/raccourcir, puis verrouillez-le.

 Ne tenez pas le joint lors du raccourcissement pour éviter de vous pincer les mains.





4. Démarrage/Arrêt


Démarrage : Appui long sur le bouton d'alimentation, et relâchez-le après qu'une tonalité d'avertissement se fait entendre.

Arrêt : Appui long sur le bouton d'alimentation, et l'appareil peut être éteint dès que la tonalité d'avertissement se fait entendre.

En mode pause*, l'appareil s'éteindra automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes.



 Pendant le fonctionnement de l'appareil, il est interdit de toucher le derrière de la tête de massage pour éviter des blessures.
Im gefalteten Zustand ist es verboten, die Bouton Alimentation einzuschalten.




* Mode pause: Faites glisser le touche de régulation de vitesse vers le bas pour régler la vitesse de rotation sur 0.

5. Compresse chaude

Montez la tête de compresse chaude, et cliquez sur le bouton Compresse chaude pour activer cette fonctionnalité lorsque la machine est en marche.

Cette fonction n'est pas prise en charge avec d'autres têtes de massage.








Fonction de compresse chaude	Indicateur de mode	Température
Désactiver (par défaut)	Vert	Température ambiante
Activer	Jaune	40°C ±3°C



6. Régulation de vitesse

Faites glisser la touche de régulation de vitesse pour régler la vitesse de percussion.

Vitesse de rotation : 0* à 3200rpm ±10%

	Icône	Voyant vitesse de rotation	Vitesse
			Haute
			Milieu
			Basse

7. Protection blocage du moteur

 N'appuyez pas avec force sur la tête de massage pour empêcher la rotation du moteur lors de l'utilisation, sinon cela réduira la durée de vie du produit !


La machine est dotée d'une fonction de protection contre le blocage

du moteur. Elle cessera de fonctionner après si la rotation est bloquée pendant 10 secondes.
 Pour redémarrer, il suffit d'un simple clic sur le bouton Alimentation.

8. Protection intelligente

L'appareil est doté d'une fonction de protection intelligente. Il cesse de fonctionner au bout de 10 minutes de fonctionnement.
 Pour redémarrer, il suffit d'un simple clic sur le bouton Alimentation.

9. Voyants



Indications pendant le fonctionnement:

Voyant batterie/vitesse de rotation	Indicateur de mode	Description
Le voyant blanc est toujours allumé	Le voyant vert est toujours allumé	Batterie suffisante
Le voyant blanc clignote	Le voyant vert est toujours allumé	Batterie faible, avoir besoin de recharger
Voyant éteint	Le voyant jaune clignote	Mettez en pause*, puis activez la compresse chaude

Indication pendant la charge:


Voyant batterie/vitesse de rotation	Indicateur de mode	Description
	Le voyant vert est toujours allumé	Chargement électrique terminé
	Le voyant rouge clignote	Batterie pleine
	Le voyant rouge clignote	Batterie moyenne

Voyant batterie/vitesse de rotation	Indicateur de mode	Description
	Le voyant rouge clignote	Schwache Leistung

Icône: ● Voyant éteint ☀ Voyant allumé

10. Chargement électrique

N'utilisez pas pendant la charge.



11. Spécifications


Désignation du produit : KiCA Evo Massage Device
 Modèle : KiCAEvo
 Plage de tension de fonctionnement : 13,2V-16,8V
 Plage de température de travail : 0°C ~+40°C
 Plage de température pendant le chargement : 0°C ~+40°C
 Capacité de la batterie : 1600mAh
 Durée du chargement: environ 7,5 heures
 Poids de l'unité principale : environ 730g
 Dimensions :
 Environ 98×239×81mm (Replié)
 Environ 148×330×81mm (Déplier à 90°, étendant)
 Autonomie théorique de la batterie : environ 12 heures (Basse vitesse, environnement de laboratoire)

Liste de conditionnement:
 Unité principale×1, Tête sphérique×1, Tête en U×1, Tête conique×1,
 Tête d'arborescence×1, Tête de coin×1, Tête de compresse chaude×1,
 Câble de charge de type-C×1, Sac de rangement×1, Manuel×1


KiCA Evo

Manual de Usuario

ES V1.0



Descripción de producto




- | | |
|--|---------------------------|
| [1] Botón de rotación | [9] Cabeza esférica |
| [2] Brazo plegable | [10] Cabeza en forma de U |
| [3] Mango extensible (batería incorporada) | [11] Cabeza de cono |
| [4] Botón de control de velocidad | [12] Cabeza de árbol |
| [5] Indicador de batería/velocidad | [13] Cabezal en cuña |
| [6] Indicador de modo | [14] Cabezal calefactor |
| [7] Puerto de carga | |
| [8] Botón de encendido/calentamiento | |

Cabeza de masaje	Referencia
Cabeza esférica	Ayuda a relajar los tejidos blandos y los grupos de pieles sensibles
Cabeza en forma de U	Masajear el cuello (columna no cervical) y el tendón de Aquiles
Cabeza de cono	Impactar tejidos profundos, como meridianos, puntos de acupuntura, etc.
Cabeza de árbol	Relajar los grupos musculares grandes y pequeños y los grupos musculares sensibles
Cabezal en cuña	Masajear los músculos de la cintura y las piernas
Cabezal calefactor	Masajear y relajar todos los músculos del cuerpo

Uso

1. Instalación/reemplazo del cabeza de masaje


Seleccione el cabeza de masaje según sus necesidades e insértelo en el orificio redondo que se encuentra frente a la pistola de masaje.



2. Ajuste de ángulo

Mantenga presionado el botón de rotación para girar el brazo plegable (seis engranajes opcionales).


Suelte el botón de rotación para fijar el brazo plegable, y podrá oír un "clic" después de fijarlo.



3. Ajuste de longitud

Desbloquee en la dirección del icono, aplique fuerza para alargar/acortar y luego bloquee.

 No sujete la conexión al acortar para evitar pellizcos.





4. Encendido/Apagado


Encendido: Mantenga pulsado el botón de encendido y suéltelo cuando suene el aviso.

Apagado: Mantenga pulsado el botón de encendido y apague cuando suene el aviso.

En el modo de pausa*, si no hay operación durante 3 minutos, se apagará automáticamente.



 Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, no toque la parte posterior de cabeza de masaje para evitar lesiones. En estado plegable, está prohibido encender Botón de encendido.




5. Compresión en caliente

Instale la cabeza de compresión en caliente, haga clic en el botón de compresión en caliente para activar esta función cuando el dispositivo esté en funcionamiento.

Otras cabezas de masaje no admiten esta función.

Compresión en caliente	Indicador de modo	Temperatura
No activado (por defecto)	Verde	Temperatura ambiente
Activado	Amarillo	40°C ± 3°C




6. Control de velocidad

Al deslizar el botón de control de velocidad se ajusta la velocidad de golpeo.

Velocidad de 0* a 3200 rpm ± 10%

	Icono	Indicador de velocidad	Velocidad
			Alta
			Moyen
			Baja

7. Protección de bloqueo

 Cuando utilice el dispositivo, no presione con fuerza la cabeza de masaje para bloquear la rotación del motor, de lo contrario se reducirá la vida útil del dispositivo!

El dispositivo está protegido contra el bloqueo. Después de 10 segundos


* Modo de pausa: Deslice el botón de control de velocidad hasta el fondo para llevar la velocidad de giro a 0.

de bloqueo, el dispositivo se detendrá.
Para volver a empezar, basta con pulsar el botón de encendido.

8. Protección inteligente

El dispositivo tiene una función de protección inteligente. Tras 10 minutos de funcionamiento, el dispositivo se detiene.
Para volver a empezar, basta con pulsar el botón de encendido.

9. Luz indicadora



Indicador durante el uso:

Indicador de batería/velocidad	Indicador de modo	Descripción
Luz blanco siempre encendida	Luz verde siempre encendida	Totalmente cargado
La luz blanco parpadea	Luz verde siempre encendida	Baja potencia, Necesitar recarga
Luz apagada	La luz amarillo parpadea	Pause* y luego active la Compresa caliente

Indicador durante la carga:


Indicador de batería/velocidad	Indicador de modo	Descripción
	Luz verde siempre encendida	Carga completa
	La luz roja parpadea	Nivel alto de batería
	La luz roja parpadea	Nivel medio de batería

Indicador de batería/velocidad	Indicador de modo	Descripción
	La luz roja parpadea	Bajo nivel de batería

Icono: ● Luz apagada ☼ Luz encendida

10. Cargando

Se prohíbe su uso cuando se está cargando.



11. Modelo de parámetros

Nombre de producto: KiCA Evo Massage Device

Modelo de producto: KiCAEvo

Rango de tensión de funcionamiento: 13,2V-16,8V

Rango de temperatura de funcionamiento: 0°C ~+40°C

Rango de temperatura de carga: 0°C ~+40°C

Capacidad de batería: 1600mAh

Tiempo de carga: aproximadamente 7,5 horas

Peso de caja: Aproximadamente 730 g

Dimensiones de producto:

Aproximadamente 98×239×81mm (Plegado)

Aproximadamente 148×330×81mm (Desplegado 90°, alargar)

Duración teórica de batería: Aproximadamente 12 horas (Baja velocidad, entorno de laboratorio)

Lista de embalaje:

Unidad principal×1, Cabeza esférica×1, Cabeza en forma de U×1,

Cabeza de cono×1, Cabeza de árbol×1, Cabezal en cuña×1,


Cabezal calefactor×1, Cable USB-C×1, Bolsa de almacenamiento ×1,

Manual de usuario×1


KiCA Evo

Manuale Utente

IT V1.0



Profilo di Prodotto




- [1] Pulsante della ruota
- [2] Braccio pieghevole
- [3] Maniglia estensibile (batteria integrata)
- [4] Pulsante della velocità
- [5] Indicatore di potenza/velocità gira
- [6] Indicatore di modalità
- [7] Interfaccia di ricarica
- [8] Pulsante di alimentazione/
pulsante della applica calda
- [9] Testa a sfera
- [10] Testa di modello-U
- [11] Testa conica
- [12] Testa di albero
- [13] Testa cuneo
- [14] Testa della applica calda

Testa di massaggio	Riferimento
Testa a sfera	Rilassa i tessuti molli e i muscoli sensibili
Testa di modello-U	Massaggiare il collo (vertebra non cervicale) e il tendine d'Achille
Testa conica	Impatti tessuti profondi, come meridiani e acupunti ecc.
Testa di albero	Rilassare grandi e piccoli gruppi muscolari e gruppi muscolari sensibili
Testa cuneo	Massaggia i muscoli della vita e delle gambe
Testa della applica calda	Massaggia per rilassare i muscoli su tutto il corpo

Uso di prodotto


1. Installare/sostituire la testa di massaggio

La testa di massaggio deve essere inserita nel foro quadrato di fronte alla pistola a fascia, come richiesto.



2. Regolazione dell'angolo


Tenere premuto il pulsante di rotazione per ruotare il braccio pieghevole (sei punti sono opzionali). Rilasciare il pulsante rotante e sentire un suono di "clic", che indica che è bloccato.



3. Regolazione della lunghezza

Sblocca nella direzione dell'icona, applica la forza per allungare/accorciare, poi blocca.

 Non tenere la cucitura durante l'accorciamento per evitare il serraggio manuale.





4. Accensione/Spegnimento


Accensione: premere a lungo il pulsante di alimentazione e rilasciarlo dopo che appare il suono della ricorda.

Spegnimento: premere a lungo il pulsante di alimentazione per spegnere la macchina quando appare un suono della ricorda.

Nella modalità della pausa*, eseguisce nessun operazione per 3 minuti, si spegnerà automaticamente.



 Quando la macchina è in funzione, non toccare la parte posteriore della testa di massaggio per evitare lesioni. Nello stato piegato, è vietato accendere il Pulsante di alimentazione.




* Modalità della pausa: Fai scorrere il pulsante della velocità verso il basso per impostare la velocità di rotazione a 0.

5. Applica calda

Installa la testa della applica calda, fa clic singolo sul pulsante della applica calda per avviare la funzione quando la macchina è in esecuzione.

Altre teste di massaggio non supportano questa funzione.







Funzione della applica calda	Indicatore di modalità	Temperatura
Non aprire (predefinito)	Verde	Temperatura ambiente
Vai aprire	Giallo	40°C ±3°C



6. Regolazione della velocità

Fai scorrere il tasto di regolazione della velocità per regolare la velocità di attacco.

Velocità e': da 0* a 3200rpm ± 10%

Figura	Indicatore della velocità	Velocità
		Alto
		Media
		Basso

7. Protezione del rotore bloccato

 Durante l'uso, non premere con forza la testa di massaggio per impedire che il motore giri, altrimenti la durata del dispositivo sarà ridotta!

Questa macchina ha la funzione di protezione del rotore bloccato. Il rotore è bloccato per 10 secondi, si interrompe l'esecuzione.


Se ha bisogno di ricominciare, è sufficiente fare clic singolo sul pulsante di accensione.

8. Protezione intelligente

Questa macchina ha funzioni di protezione intelligente. Dopo l'esecuzione 10 minuti, interrompere l'esecuzione.

Se ha bisogno di ricominciare, è sufficiente fare clic singolo sul pulsante di accensione.

9. Luce dell'indicatore



Istruzioni per l'uso in corso:

Indicatore di potenza/velocità gira	Indicatore di modalità	Descrizione
La luce bianco è sempre accesa	La luce verde è sempre accesa	Potenza sufficiente
La luce bianco lampeggia	La luce verde è sempre accesa	Batteria scarica, Necessità di ricarica
Luce spenta	La luce giallo lampeggia	Metti in pausa* e attiva la Applica calda

Indicazione durante la ricarica:


Indicatore di potenza/velocità gira	Indicatore di modalità	Descrizione
	La luce verde è sempre accesa	Ricarica completata
		La luce rossa lampeggia
		La luce rossa lampeggia

Indicatore di potenza/velocità gira	Indicatore di modalità	Descrizione
		La luce rossa lampeggia
		Batteria bassa

Figura: ● Luce spenta ☀ Luce si accende

10. Ricarica

E' vietato utilizzare durante la ricarica.



11. Modello dei parametri

Nome del prodotto: KICA Evo Massage Device

Modello del prodotto: KICA Evo

Campo di tensione di esercizio: 13,2V-16,8V

Gamma di temperatura di esercizio: 0 °C ~+40 °C

Gamma di temperatura di carico: 0 °C ~+40 °C

Capacità della batteria: 1600mAh

Durata di ricarica: circa 7,5 ore

Peso della macchina principale: circa 730g

Dimensione di prodotto:

Circa 98×239×81mm (Piegato)

Circa 148×330×81mm (Svolge 90 °, allungare)

Durata della resistenza teorica: Circa 12 ore (Velocità bassa, ambiente di laboratorio)

Lista Imballaggio:

Macchina principale×1, Testa a sfera×1, Testa di modello-U×1,

Testa conica×1, Testa di albero×1, Testa cuneo×1,


Testa della applica calda×1, Linea di ricarica Type-C×1,

Sacchetto di stoccaggio×1, Istruzioni×1


KiCA Evo

사용설명서

KR V1.0



제품개요




- [1] 회전버튼
- [2] 접이식 축
- [3] 연장 핸들 (내장 배터리)
- [4] 속도제어 버튼
- [5] 전량 / 속도 표시등
- [6] 모드 표시등
- [7] 충전구
- [8] 전원버튼 / 열선버튼
- [9] 라운드볼 헤드
- [10] U형 헤드
- [11] 원뿔 헤드
- [12] 트리 헤드
- [13] 웨지 헤드
- [14] 허딩 헤드

마사지 헤드	참조
라운드볼 헤드	연조직 및 민감성 근육군 이완
U형 헤드	목 (비경추) 과 아킬레스 힘줄
원뿔 헤드	경락·혈자리 등 심층 조직
트리 헤드	크고 작고 민감한 근육
웨지 헤드	허리, 다리 근육
허딩 헤드	전신

사용설명


1. 헤드 교체

필요에 따라 마사지 헤드를 선택하여 근막층 전면의 둥근 구멍에 삽입합니다.



2. 각도 조절


회전버튼을 길게 눌러 접이식 축 각도 조절이 가능합니다. (6 단으로 선택 가능)
눌린 회전버튼을 놓아 접이식 축을 고정하면 고정후 “딸깍”소리가 들립니다.



3. 핸들 길이 조절


아이콘 방향으로 틀어 연장 잠금 해제 또는 연장 잠금이 된다.

⚠ 핸들 연장을 주릴 때 손가락 끼임을 주의하세요.




4. 전원 ON/OFF

전원 ON: 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 켜준다. 경고음이 울리면 전원 버튼을 놓아준다.
 전원 OFF: 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 꺼준다. 경고음이 울리면 전원 버튼을 놓아준다.
 정시상태*에서 3분간 동작이 없을 경우, 자동 OFF 됩니다.



⚠ 작동 중에 헤드 및 접이식 축 사이에 손을 대지 마세요. 다칠 수 있습니다.
 접이 상태에서 전원을 켜지 마세요.




* 정시상태 : 속도 버튼 최하단으로 밀어 속도 0.

5. 열점질

히팅 헤드 장착 후 작동중인 상태에서 열선 버튼을 눌러 실행하세요. 기타 헤드는 열점질 기능 지원되지 않습니다.

열점질 기능	모드 표시등	온도
OFF(기본설정)	녹색	실온
ON	주황색	40℃±3℃



6. 속도

속도 버튼을 밀어 속도 조절.

회전속도: 0~3200rpm ± 10%

	표시	속도 표시등	속도
↑ ↓			고속
			중속
			저속

7. 모터 정지 보호


⚠ 사용자, 마사지 헤드를 강하게 눌러 모터의 회전을 저해하지 마십시오. 그렇지 않으면 기기의 수명에 영향이 부과됩니다.

본 제품은 모터 보호 기능이 탑재되어 과압력으로 인해 모터 작동이 멈출 경우 10초 뒤 전원이 꺼집니다.
 재부팅이 필요하면 전원 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

8. 스마트 보호

본 제품은 지능형 보호 기능이 있습니다. 10분간 계속 작업하면 제품이 자동으로 작동이 중지됩니다.
재부팅이 필요하면 전원 버튼을 클릭하기만 하면 됩니다.

9. 표시등



사용중 표시 :

전량 / 속도 표시등	모드 표시등	설명
백색점등	녹색점등	풀 전량
백색점멸	녹색점등	저전량, 충전이 필요함
멸등	황색점멸	멈춤* 또는 얼쩍질기능 켜기


충전중 표시 :

전량 / 속도 표시등	모드 표시등	설명
	녹색점등	충전 완료
	적색점멸	고 전량
	적색점멸	중 전량
	적색점멸	저 전량

이미지 참조 : ● 꺼짐 ☀ 켜짐

10. 충전

⚠ 충전 시 사용 금지.



11. 스펙

제품명칭 : KiCA Evo Massage Device
 모델명 : KiCAEvo
 작동 전압 : 13.2V~16.8V
 작동 온도 : 0℃ ~+ 40℃
 충전 온도 : 0℃ ~+ 40℃
 배터리 용량 : 1600mAh
 충전시간 : 약 7.5 시간
 무게 : 약 730g
 사이즈 :
 약 98 × 239 × 81mm (적힌상태)
 약 148 × 330 × 81mm (90°로 펼친 연장상태)
 최대 사용시간 : 약 12 시간 (저속, 실험실환경)

구성품 :

본체×1, 라운드볼 헤드×1, U형 헤드×1, 원뿔 헤드×1,
 트리 헤드×1, 웨지 헤드×1, 히팅 헤드×1,
 Type-C 충전케이블×1, 수납 파우치×1, 사용설명서×1

Contraindications

1. Cancers
2. Metal bone anastomosis (do not use the device directly in the fracture area)
3. Osteoporosis
4. Vein thrombosis and pulsation
5. Hypertension
6. Pregnant woman
7. Varicose veins
8. Acute inflammation
9. Do not massage the bony area
10. Do not massage surgical site
11. Do not massage the cervical vertebrae and spine
12. Kidney stones (do not use the device near the kidneys)
13. Do not massage one episode for more than 5 minutes

Safety Instruction

1. It is recommend to massage your body after wearing dry clothes or placing a clean and dry towel on massage part, then gently press and move the device.
2. High-speed and high-pressure massage can only be used to soft tissues without feeling pain or maladjustments. Do not massage head and any skeletal sites with high speed and high pressure.
3. Massage the same part of the body with high speed and high pressure for a long time will.
4. Please keep your fingers, hair or, any other body hair away from the extendable part of the device to prevent pinching and clipping.
5. Do not discard or misuse this device.
6. Do not modify this device by yourself without permission.
7. Do not operate or charge the device when nobody was around.
8. This device is for adults only.
9. People with contraindicated symptoms should use this device with doctor's permission.

Notice

1. Make sure the massage head is not blocked by external force when the device is power on. If it is blocked, it will pause for a while and try to restart.
2. DO NOT contact the product with water or other liquid for the massage device is not waterproof.
3. DO NOT disassemble the product except marked detachable. It need send to after-sales or authorized service center to fix it if you accidentally disassemble it and cause abnormal work. The relevant costs are borne by

users.

4. Prolonged continuous operation may cause the motor surface temperature to rise, please operate carefully.
5. DO NOT drop or strike the product. If the product is abnormal, contact After-sales support.

Storage and Maintenance

1. Keep the product out of the reach of children and pets.
2. DO NOT leave the product near heat sources such as a furnace or heater. DO NOT leave the product inside of a vehicle on hot days.
3. Please storage the product in a dry environment.
4. DO NOT overcharge or overuse the battery, otherwise, it will cause damage to the battery core.
5. Never use the product when the temperature is too high or too low.

Precautions when discarding the product

The lithium ion battery used by the product is a recyclable and renewable valuable resource.

When discarding it, please have it handled by a professional agency that can recycle chargeable batteries. Before discarding the product, power it off and take the lithium ion battery out from it following the steps below. The battery is to be disposed of safely.

1. Disassemble the top housing with help of a professional tool.
2. Pull out the batter terminals from the PCBA.
3. Use a professional cutter to cut off the bottom housing and then take out the battery.

禁忌

1. 禁止癌症患者使用
2. 禁止接受金属骨针内固定术的患者使用（禁止直接在骨折部位使用）
3. 禁止骨质疏松症患者使用
4. 禁止静脉曲张和搏动症患者使用
5. 禁止高血压患者使用
6. 禁止孕妇使用
7. 禁止静脉曲张患者使用
8. 禁止急性炎症患者使用
9. 禁止按摩骨头部位
10. 禁止在术后部位使用
11. 禁止直接按摩颈椎、脊椎
12. 谨慎给肾结石患者使用（不要靠近肾脏区域）
13. 按摩同一个部位，不要超过 5 分钟

安全说明

1. 按摩部位建议身着干燥干净的衣物或放置干净干燥的毛巾后使用，需轻

轻按压并移动。

2. 在不产生疼痛感和不适感的情况下，只能对身体软组织部位使用高速和加压使用，不可以对头部和身体任何骨骼部位使用高速和高压。
3. 频繁的高速、高压对同一部位施压会造成擦伤，有疼痛感和不适应立即停止使用。
4. 手指、头发或全身任何部位毛发请远离设备伸缩部位，防止夹痛、夹伤。
5. 请勿丢弃和错误使用本产品。
6. 请勿私自对本产品做任何改装。
7. 请勿在无人的状态下运行或对本产品充电。
8. 本产品仅供成年人使用。
9. 禁忌范围症状人群请在医生指导下使用本产品。

注意

1. 本产品启动时请确保按摩头前无障碍物，如受外力阻挡，将短暂暂停后重新尝试启动。
2. 本产品不防水，请勿将本产品接触到水或其他液体。
3. 请勿拆卸产品整机，如不慎拆开导致工作异常，请寄回重新调试。由此产生的费用全部由客户承担。
4. 长时间持续工作可能导致电机表面温度升高，请谨慎操作。
5. 严禁摔落或碰撞，摔落或碰撞本产品有可能使其损坏，导致工作异常。如出现摔落或者碰撞导致工作异常，请及时联系客服。

存储和保养

1. 请将本产品存放在儿童及宠物接触不到的地方。
2. 禁止将本产品放在靠近热源（火炉或加热器等）的地方以及将置于热天的汽车内。
3. 请在干燥的环境中存储。
4. 切勿过充、过放电池，否则将对电池造成损害。
5. 切勿在温度太高或太低的环境下使用本产品。

产品废弃时注意事项

本产品所用的电池是回收再生资源。请在废弃时交给可进行充电式电池回收再生处理的专业机构进行处理。在废弃器具前，必须将电池从器具中取出。在取出电池时，器具必须断电。电池应安全地处置。取出步骤：

1. 用专业工具将开关盖板撬开。
2. 将电池引线端子从主板拔出。
3. 再用专业铁剪将外壳剪开，取出电池。

免责声明

感谢您选用本产品。本文所提及的内容关系到您的安全、合法权益及责任，请务必认真阅读，以及按照指导正确设置和使用本产品。不按照本文的说明和注意事项来操作，可能会给您和周围人带来伤害，损坏本产品或周围产品。

禁止任何用户的任何非法用途。用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品，本公司不承担终端客户对本产品所有调试和使用当中的风险和和责任（包括直接或间接或者第三方的损失）。

我公司对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品，将不予任何服务。

DE

Kontraindikationen

1. Verboten für Krebspatienten
2. Verboten bei Patienten, die sich einer internen Fixierung mit Metallknochenstiften unterziehen (direkte Anwendung an der Frakturstelle ist verboten)
3. Verboten bei Patienten mit Osteoporose
4. Verboten bei Patienten mit venöser Thrombose und Pulsation
5. Verbot der Anwendung bei Patienten mit Bluthochdruck
6. Verbot der Anwendung bei Schwangeren
7. Verboten bei Patienten mit venöser Diastase
8. Verboten für Patienten mit akuter Entzündung
9. Keine Massage von knöchernen Bereichen
10. Verboten an post-operativen Stellen
11. Die direkte Massage der Halswirbelsäule und der Wirbelsäule ist verboten
12. Vorsicht bei der Verabreichung an Patienten mit Nierensteinen (nicht in der Nähe des Nierenbereichs)
13. Massieren Sie die gleiche Stelle nicht länger als 3 Minuten

Sicherheitshinweise

1. Es wird empfohlen, die Massagefläche nach dem Tragen von trockener und sauberer Kleidung oder dem Auflegen eines sauberen und trockenen Handtuchs aufzutragen, das sanft gedrückt und bewegt werden muss.
2. Wenn keine Schmerzen und Beschwerden auftreten, nur die Weichteilbereiche des Körpers mit hoher Geschwindigkeit und Druck verwenden, nicht den Kopf und alle Skelettbereiche des Körpers mit hoher Geschwindigkeit und hohem Druck.
3. Häufige Anwendung von hoher Geschwindigkeit und hohem Druck auf denselben Bereich führt zu Abschürfungen, beenden Sie die Anwendung sofort, wenn Sie Schmerzen und Unbehagen spüren.
4. Halten Sie Finger, Haare oder andere Körperteile vom einziehbaren Teil des Geräts fern, um Quetschschmerzen und Verletzungen zu vermeiden.
5. Bitte werfen Sie dieses Produkt nicht weg und verwenden Sie es nicht unsachgemäß.
6. Bitte nehmen Sie keine Änderungen an diesem Produkt selbst vor.
7. Betreiben oder laden Sie dieses Produkt nicht unbeaufsichtigt.
8. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene geeignet.
9. Kontraindizierten Bereich von Symptomen Menschen verwenden Sie bitte das Produkt unter der Erlaubnis eines Arztes.

Achtung

1. Bitte stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis vor dem Massagekopf

befindet, wenn dieses Produkt gestartet wird, wenn es durch äußere Kraft blockiert wird, wird es kurz pausieren und versuchen, erneut zu starten.

2. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, bitte bringen Sie dieses Produkt nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
3. Bitte zerlegen Sie nicht das gesamte Produkt. Wenn Sie es versehentlich zerlegen und einen abnormalen Betrieb verursachen, senden Sie es zur erneuten Inbetriebnahme zurück. Die dadurch entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden.
4. Lange Zeit kontinuierliche Arbeit kann dazu führen, dass die Motoroberflächentemperatur steigt, bitte arbeiten Sie mit Vorsicht.
5. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt fallen zu lassen oder mit ihm zu kollidieren, da dies zu Schäden und Fehlfunktionen führen kann. Wenn ein Sturz oder eine Kollision zu einer abnormalen Arbeit führt, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

Lagerung und Wartung

1. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
2. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle (Ofen oder Heizung usw.) oder an heißen Tagen in einem Auto auf.
3. Bitte in trockener Umgebung lagern.
4. Laden Sie die Batterie nicht zu stark auf oder entladen Sie sie nicht zu stark, da dies zu Schäden an den Batteriezellen führt.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.

Vorsichtsmaßnahmen beim Entsorgen des Produkts

Die in diesem Produkt verwendete Batterie ist ein recycelbarer und erneuerbarer Rohstoff. Wenn Sie das Gerät entsorgen, übergeben Sie es bitte einer professionellen Organisation, die Akkus recyceln kann, zur Entsorgung. Bevor Sie das Gerät entsorgen, muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen der Batterien muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden. Batterien sollten sicher entsorgt werden. Schritte zur Entfernung:

1. Verwenden Sie ein professionelles Werkzeug, um die Schalterabdeckung abzuhebeln.
2. Ziehen Sie die Klemmen der Batteriekabel von der Hauptplatte ab.
3. Schneiden Sie dann mit einer professionellen Eisenschere das Gehäuse auf und entnehmen Sie die Batterie.

FR

Contre-indications

1. Cancers
2. Anastomose osseuse métallique (Défense de l'utiliser directement sur la zone de fracture)
3. Ostéoporose
4. Thrombose veineuse et pulsation
5. Hypertension
6. Femmes enceintes
7. Varice veineuse
8. Inflammation aigüe
9. Ne massez pas la zone osseuse
10. Ne massez pas la zone chirurgicale
11. Ne massez pas le rachis cervical et la colonne vertébrale
12. Utilisation prudente chez les personnes souffrant des calculs rénaux (ne pas approcher la région des reins)
13. La durée du massage sur une même zone ne doit pas excéder 3 minutes

Consignes de sécurité

1. Le client doit effectuer le massage après avoir porté des vêtements secs ou placé une serviette propre et sèche sur la zone de massage, et exerce une pression légère en déplaçant doucement l'appareil.
2. Le massage à vitesse et pression élevée ne peut être effectué que sur les tissus mous à condition qu'aucune douleur ou inconfort ne soit ressentie ; Impossible de masser la tête et toutes zones squelettiques à haute vitesse et haute pression.
3. Le massage prolongé à haute vitesse et pression sur une même zone corporelle provoquera des ecchymoses. Veuillez cesser de l'utiliser immédiatement si vous vous sentez la douleur ou l'inconfort.
4. Gardez vos doigts, vos cheveux ou tout poil corporel à l'écart de la partie extensible et rétractable de l'appareil pour éviter les pincements et les blessures.
5. Ne jetez ni utilisez ce produit à mauvais escient.
6. N'apportez aucune modification au produit sans autorisation.
7. N'utilisez ni charger le produit sans surveillance humaine.
8. Ce produit est exclusivement destiné aux adultes.
9. Les personnes souffrant des symptômes cités dans le cadre des contre-indications, ne peuvent utiliser le produit qu'avec l'autorisation d'un médecin.

Remarque

1. Assurez-vous que la tête de massage n'est pas bloquée par une force externe lorsque l'appareil est mise sous tension. S'il est bloqué, il se mettra en pause pendant un moment et essaiera de redémarrer.
2. NE PAS exposer le produit à l'eau ou aux autres liquide car l'appareil de

massage à percussion n'est pas étanche.

- NE démontez PAS le produit sauf s'il est marqué démontable. Il doit être envoyé au service après-vente pour le réparer si vous le démontez accidentellement et causez un fonctionnement anormal. Tous les frais qui en découlent seront à la charge du client.
- Un fonctionnement continu prolongé peut entraîner la hausse de la température superficielle du moteur, veuillez manipuler avec prudence.
- La chute ou la collision du produit peut l'endommager et provoquer un fonctionnement anormal. En cas de dysfonctionnement à cause de la chute ou collision, veuillez contacter notre service après-vente.

Stockage et entretien

- Gardez à l'écart des enfants et des animaux domestiques.
- NE laissez pas le produit à proximité d'une source de chaleur (four ou réchauffeur, etc.) ni le placez à l'intérieur d'un véhicule lors des journées chaudes.
- Veuillez le stocker dans un environnement sec.
- NE surchargez ni surutilisez la batterie, sinon cela endommagera le noyau de la batterie.
- N'utilisez pas le produit dans un environnement présentant une température trop élevée ou trop basse.

Précautions relatives à la mise au rebut du produit

La batterie utilisée par le produit consiste en une ressource précieuse recyclable et renouvelable. Lors de sa mise au rebut, veuillez la confier à un organisme professionnel qui est capable de procéder au recyclage des batteries rechargeables. Avant l'élimination du produit, la batterie doit être retirée de l'appareil. Mettez-le hors tension avant le retrait de la batterie. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité. Procédez aux étapes suivantes :

- Démontez le boîtier supérieur à l'aide d'un outil spécifique.
- Retirez la borne de la batterie de la carte de circuit imprimé.
- Coupez le boîtier inférieur à l'aide d'un cutter spécifiques, puis sortez la batterie.

ES

Contraindicaciones

- Cánceres
- Anatomosis de hueso metálico (no use el dispositivo directamente en el área de la fractura)
- Osteoporosis
- Trombosis y pulsaciones venosas
- Hypertension
- Pregnant woman
- Venas varicosas

- Inflamación aguda
- No masajee el área ósea
- No masajee el sitio quirúrgico
- No masajee las vértebras cervicales y la columna
- Cálculos renales (no use el dispositivo cerca de los riñones)
- No masajee un episodio durante más de 5 minutos

Instrucción de Seguridad

- Se recomienda masajear su cuerpo después de usar ropa seca o colocar una toalla limpia y seca en la parte del masaje, luego presione suavemente y mueva el dispositivo.
- El masaje de alta velocidad y alta presión solo se puede utilizar en tejidos blandos sin sentir dolor o desajustes. No masajee la cabeza ni los sitios esqueléticos con alta velocidad y alta presión.
- Masajear la misma parte del cuerpo con alta velocidad y alta presión durante mucho tiempo provocará abrasiones, deje de usarlo inmediatamente si siente dolor y se siente incómodo.
- Mantenga los dedos, el cabello o cualquier otro vello corporal alejados de la parte extensible del dispositivo para evitar pellizcos y cortes.
- No deseché ni haga un mal uso de este dispositivo.
- No modifique este dispositivo usted mismo sin permiso.
- No opere ni cargue el dispositivo cuando no haya nadie cerca.
- Este dispositivo es solo para adultos.
- Las personas con síndromos contraindicados deben usar este dispositivo con el permiso del médico.

Nota

- Asegúrese de que el cabezal de masaje no esté bloqueado por una fuerza externa cuando el dispositivo esté encendido. Si está bloqueado, se detendrá durante un tiempo e intentará reiniciarse.
- Este producto no es resistente al agua, no entre en contacto con el producto con agua u otro líquido.
- No desmonte el producto. Debe enviarlo al servicio posventa de FeiyuTech o al centro de servicio autorizado para repararlo si lo desmonta accidentalmente y provoca un funcionamiento anormal. Los costes correspondientes corren a cargo del usuario.
- El funcionamiento continuo prolongado puede hacer que la temperatura de la superficie del producto aumente; hágalo funcionar con cuidado.
- No deje caer ni golpee el producto, lo que puede dañarlo y causar un funcionamiento anormal. Si el producto es anormal, comuníquese con el servicio posventa de Feiyu.

Almacenamiento y Mantenimiento

- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje el producto cerca de fuentes de calor como un horno o

- calentador. No deje el producto dentro de un vehículo en días calurosos.
3. Almacene el producto en un ambiente seco.
 4. No sobrecargue ni use en exceso la batería, de lo contrario dañará el núcleo de la batería.
 5. No use nunca el producto cuando la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja.

Precauciones al desechar el producto

Las baterías utilizadas en este producto son recursos reciclables y renovables. Entréguelo a una organización profesional que pueda reciclar baterías recargables para su eliminación.

Antes de desechar el producto, la batería debe retirarse del producto. Al retirar la batería, el aparato debe estar apagado. La batería debe desecharse de forma segura. Siga los pasos:

1. Desmonte la carcasa superior con herramienta profesional.
2. Extraiga los terminales de la batería de la placa principal ("PCBA").
3. Corte la carcasa inferior con cortador profesional y luego saque la batería.

IT

Controindicazioni

1. È proibito per i malati di cancro
2. È vietato usarlo per i pazienti sottoposti a fissazione interna con ago metallico (è vietato usarlo direttamente sul sito della frattura)
3. È vietato per i pazienti affetti da osteoporosi
4. È vietato l'uso in pazienti con trombosi venosa e pulsazioni
5. È vietato per i pazienti con ipertensione
6. Vietato alle donne incinte
7. È vietato l'uso in pazienti con diastole venosa
8. È vietato l'uso in pazienti con infiammazione acuta
9. Non massaggiare le ossa
10. È vietato l'uso nel sito post-operatorio
11. È vietato massaggiare direttamente la colonna vertebrale e la spina dorsale cervicale
12. Usare con attenzione per i pazienti con calcoli renali (non avvicinarsi alla zona dei reni)
13. Massaggiare la stessa parte per non più di 5 minuti

Istruzioni di sicurezza

1. Si raccomanda di indossare abiti asciutti e puliti o di mettere asciugamani puliti e asciutti sulla zona del massaggio, che deve essere premuto e mosso delicatamente.
2. Sotto la condizione di nessun dolore e disagio, solo l'alta velocità e la pressione possono essere usate per le parti del tessuto molle del corpo, e l'alta velocità e la pressione non possono essere usate per la testa e

qualsiasi parte ossea del corpo.

3. Frequenti pressioni ad alta velocità e ad alta pressione sulla stessa parte causeranno abrasioni, dolore e disagio. Smettere di usarlo immediatamente.

4. Tenere le dita, i capelli o i peli di qualsiasi parte di tutto il corpo lontano dalla parte telescopica dell'attrezzatura per evitare dolori e lesioni da pizzicotti.

5. Non gettare o utilizzare in modo improprio questo prodotto.

6. Non modificare questo prodotto senza autorizzazione.

7. Non far funzionare o caricare il prodotto senza persone.

8. Questo prodotto è solo per adulti.

9. Le persone con controindicazioni e sintomi dovrebbero usare questo prodotto con il permesso di un medico.

Fare attenzione

1. Quando si avvia questo prodotto, assicurarsi che non ci siano ostacoli davanti alla testina di massaggio. Se è bloccata da una forza esterna, si fermerà brevemente e cercherà di ripartire.

2. Questo prodotto non è impermeabile. Non toccare questo prodotto con acqua o altri liquidi.

3. Non smontare l'intero prodotto. Se viene smontato accidentalmente, con conseguente funzionamento anormale, si prega di rimandarlo indietro per un nuovo debugging. Tutte le spese che ne derivano sono a carico del cliente.

4. Il funzionamento continuo per lungo tempo può portare all'aumento della temperatura superficiale del motore. Si prega di operare con cautela.

5. È severamente vietato cadere o scontrarsi. La caduta o la collisione con questo prodotto può danneggiarlo e causare un funzionamento anormale. In caso di funzionamento anormale causato dalla caduta o dalla collisione, si prega di contattare il dipartimento post-vendita in tempo.

Conservazione e manutenzione

1. Si prega di tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

2. È vietato mettere il prodotto vicino alla fonte di calore (stufa o riscaldatore, ecc.) e in macchina nei giorni caldi.

3. Conservare in un ambiente asciutto.

4. Non sovraccicare o scaricare la batteria, altrimenti si danneggia la cella della batteria.

5. Non usare questo prodotto in un ambiente con una temperatura troppo alta o troppo bassa.

Precauzioni per l'abbandono del prodotto

Le batterie utilizzate in questo prodotto sono risorse riciclabili e rinnovabili. Si prega di darlo ad un'organizzazione professionale che

possa riciclare le batterie ricaricabili per lo smaltimento.
Prima di gettare l'apparecchio, la batteria deve essere rimossa dall'apparecchio. Quando si rimuove la batteria, l'apparecchio deve essere spento. Le batterie devono essere smaltite in modo sicuro. Fasi di rimozione:

1. Fare leva sulla piastra di copertura dell'interruttore con strumenti professionali.
2. Estrarre il terminale del cavo della batteria dalla scheda principale.
3. Tagliare il guscio con forbici di ferro professionali e togliere la batteria.

KR

사용금지:

1. 암환자 사용금지
2. 금속내과정술을 받은 환자의 사용금지 (골절부위에 직접 사용금지)
3. 골다공증 환자 사용금지
4. 정맥혈전 및 박동 환자에게는 사용금지
5. 고혈압 환자 사용금지
6. 임신부 사용금지
7. 정맥이완증 환자 사용금지
8. 급성 염증 환자 사용 금지
9. 뼈 부위 마사지 금지
10. 수술 후 부위 사용 금지
11. 경추, 척추를 직접 마사지 사용 금지
12. 신장결석 환자 사용주의
13. 같은 부위에 5 분 이상 마사지하지 않는다

안전 설명:

1. 마사지 부위는 건조하고 깨끗한 옷을 입거나 깨끗하고 건조한 수건을 놓고 가볍게 눌러서 움직이는 것이 좋습니다.
2. 통증과 불편함이 없는 경우에는 본체의 연조직 부위에만 고속과 가압으로 사용할 수 있으며 머리와 신체의 어떤 뼈 부위에도 고속과 고압을 사용할 수 없습니다.
3. 활과상을 입을 수 있으며 통증과 부적응 시 즉시 사용을 중지합니다.
4. 손가락, 모발 또는 전신 어느 부위나 모발은 기기의 신축부위에서 멀리 떨어져 끼임을 방지합니다.
5. 본 제품을 바르게 사용하세요.
6. 본 제품을 임의로 개조하지 마십시오.
7. 사람이 없는 상태에서 작동하거나 충전하지 마십시오.
8. 본 제품은 성인 전용입니다.
9. 금지사항 범위에 증상이 있는 분은 의사의 허가 하에 제품을 사용하십시오.

주의사항:

1. 본 제품 작동시 마사지 부위에 대어 있는 상태에서 작동하지 마세요. 의부적응 부하가 없는 상황에서 작동하시고 마사지 부위에 마사지하세요.
2. 본 제품은 방수처리가 되어있지 않습니다. 물 또는 기타 액체에 노출하지 마세요.

3. 임의로 제품을 분해 조립하지 마세요. 이로 인해 발생하는 모든 비용은 모두 고객이 부담한다.

4. 장기간 지속 작업은 모터 표면 온도가 증가됨으로 사용에 주의하세요.
5. 떨어뜨리거나 부딪히면 제품이 손상되어 작동 이상이 발생할 수 있습니다. 추락 또는 충돌로 인한 작동 이상 발생 시 즉시 A/S에 연락하시기 바랍니다.

보관 및 유지보수:

1. 본 제품은 아동 및 반려동물 접촉하지 못한 곳에 보관하십시오.
2. 본 제품은 열원 (로나 가열기 등)의 장소와 열원 자동차 내보야 한다.
3. 건조 환경에서 보관하십시오.
4. 과충전 또는 방전 보관하지 마세요. 배터리 셀이 손상될 수 있습니다.
5. 온도가 너무 높거나 너무 낮은 환경에서 본 제품을 사용할 수 없습니다.

제품 폐기 주의사항:

본 제품에 사용되는 배터리 팩은 재활용 가능한 재생 자원입니다. 폐기 시 충전식 배터리의 회수 및 재생 처리가 가능한 전문 기관에 맡겨 주십시오. 기기를 폐기하기 전에 반드시 기기에서 배터리를 꺼내야 하고, 배터리를 꺼낼 때는 기기의 전원을 꺼야 하며, 배터리는 안전하게 폐기해야 합니다. 단계:

1. 전용공구를 사용하여 제품 후 뚜껑을 분해한다.
2. 배터리 팩의 배선 및 메인보드를 분리한다.
3. 배터리 팩을 제거한다.

Find More Features



Website



Youtube



Facebook

解锁更多玩法



微信小程序



抖音



微信



微博



快手

This document is subject to change without notice.

说明书内容如有更新，恕不另行通知。

Der Inhalt der Betriebsanleitung kann ohne vorherige Ankündigung aktualisiert werden.

Le contenu du manuel peut être modifié sans préavis.

Este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.

Il contenuto del manuale è soggetto ad aggiornamenti senza preavviso.

본 설명서는 통지 없이 내용이 일부 변경될 수 있습니다.

Warranty Card / 售后服务卡

Product Model

产品型号

Serial Number

序列号

Purchase Date

购买日期

Customer Name

客户姓名

Customer Tel

客户电话

Customer Email

客户邮箱

Warranty:

1. Within one year from the date of selling, the product is malfunctioning under normal due to non-artificial reasons.
2. The malfunction of the product is not caused by artificial reasons such as unauthorized disassemble or conversion or addition.
3. The buyer is able to provide the certificate of maintenance service: the warranty card, the legitimate receipts, invoices, or screenshot of purchasing.

The followings cases are not included under the warranty:

1. Unable to provide legitimate receipt and warranty card with buyer's info.
2. The damage caused by human or irresistible factor.

More details about after-sales policy, please refer to after-sales page on website: <https://www.kica-tech.com/en/support>

* Our company reserves the right of final interpretation on the above-mentioned after sales terms and limitations.

保修范围:

1. 自购买之日起，产品主体在 1 年内，产品在正常使用情况下出现非人为的性能故障。
2. 无擅自拆机、无擅自改装或加装产品、其它非人为引起的故障。
3. 可提供维修服务凭证：保修卡，正规发票，单据或购买截图。

以下情况不在保修范围内：

1. 不能提供正规购买凭证和填写详细信息的保修卡。
2. 人为或不可抗因素造成的损害。

更多保修细则以售后政策为准：<https://www.kica-tech.com/cn/support>

* 本公司保留对上述售后条款和限制进行最终解释的权利。

QUALIFIED
CERTIFICATE
合格证

Checker
检验员
Production Date
生产日期





Guilin Feiyu Technology Incorporated Company
桂林飞宇科技股份有限公司

www.kica-tech.com | service@kica-tech.com | Tel +86 773-2320865 电话 400-990-6118