

## EN DNA Cardiovascular Health Test



### DNA Cardiovascular Health Test

Instructions for Use

- Návod k použití
- Gebrauchsanweisung
- Brugsanvisning
- Instrucciones de uso
- Mode d'emploi
- Istruzioni per l'uso
- Gebruiksaanwijzing
- Bruksanvisning
- Användaranvisningar



**A** 1 DNA sampling kit €€
**B** 1 test-ID card with 1 sticker

**C** 1 transport tube
**D** 1 return envelope




### Information and tips

Read the Directions for Use carefully before you begin and follow the listed steps.

<span><span><span></span></span></span>	<b>IMPORTANT</b>
<span><span><span></span></span></span>	<ul style="list-style-type: none"><li>We can only analyse your sample if you activate your test with the test-ID of your test-ID card! More details on this can be found in step 2+3.</li> <li>The sample should only be taken between Sunday and Tuesday (latest) and sent off on the same day. Please take into account any public holidays.</li> <li>Before brushing your teeth, the sample should be collected. Please avoid the use of mouthrinses, mouthwashes, chewing gum or other substances refreshing your breath.</li> <li>Do not eat, drink and smoke 30 minutes before sample taking, as this may lead to the falsification of results.</li></ul>
<span><span><span></span></span></span>	<b>WARNINGS</b>
<span><span><span></span></span></span>	<ul style="list-style-type: none"><li>Store this kit out of reach of children.</li> <li>This test is not suitable for children.</li> <li>The kit may only be used for adults aged 18 and older.</li> <li>The product is for single use only.</li> <li>Danger of suffocation</li> <li>If eyes or skin come into contact with the preservative liquid, rinse them with water and contact a doctor.</li> <li>Do not ingest the liquid!</li> <li>If you are pregnant or are breastfeeding, use the kit only after consulting your therapist.</li></ul>
<span><span><span></span></span></span>	If you have any questions visit our help website: <a href="http://help.cerascreen.com">help.cerascreen.com</a>

**Supplier | Lieferant | Leverador | Proveedor | Fournisseur | Fornitore | Leverancier | Leverandør | Leverantör:**
**A:** DNA Genotek Inc.,500 Palladium Dr #3000, Kanata, ON K2V 1C2, Canada

















help.cerascreen.com
SKU: 99090820
CRS3-DNA-Heart\_INT\_001
www.cerascreen.info
Valid from August 2022



## EN DNA Cardiovascular Health Test

The cerascreen® DNA Cardiovascular Health Test is a send-in sampling kit for determining a potentially increased need for specific nutrients that may help protect your blood vessels and therefore also your heart. The test serves to detect your individual genetic characteristics (genotypes), which reflect the structure of your specific genes, from a saliva sample.

















#### Your test kit contains



### CS DNA Test Zdravého Srdce

DNA Test Zdravého Srdce cerascreen® je sada pro odběr a odesání vzorku pro stanovení zvýšené potřeby určitých živin, které mohou přispět k ochraně vašich cév a tím i zdraví vašeho srdce. Test slouží k analýze určitých genetických informací (genotypů) ze vzorku slin, které odrážejí strukturu odpovídajících genů.
















#### Vaše testovací sada obsahuje



### DE DNA Herzgesundheits Test

Der cerascreen® DNA Herzgesundheits Test ist ein Probenahme- und Einsendekit zur Bestimmung eines erhöhten Bedarfs bestimmter Nährstoffe, die zum Schutz Ihrer Blutgefäße und somit Ihrer Herzgesundheit beitragen können. Der Test dient zur Analyse bestimmter genetischer Ausprägungen (Genotypen) mittels Speichelprobe, die den Aufbau der entsprechenden Gene widerspiegeln.











#### Ihr Testkit beinhaltet



### DA DNA Test af Hjertesundhed

DNA-Hjertesundhedstesten fra cerascreen® er et sæt til prøvetagning og indsendelse for at fastlægge et øget behov for bestemte næringsstoffer, der kan bidrage til at beskytte dine blodkar og dermed dit hjertes sundhed. Testen bruges til at analysere bestemte genetiske kendetegn (genotyper) vha. en spyttprøve, der afspejler opbygningen af de tilsvarende gener.















#### Dit testkit indeholder



### ES Test ADN Salud del Corazón

El Test ADN Salud del Corazón de cerascreen® es un kit de muestreo y envío para determinar una posible mayor necesidad de ciertos nutrientes que pueden contribuir a proteger sus vasos sanguíneos y, con ello, su salud cardiovascular. La prueba se utiliza para analizar determinadas características genéticas (genotipo) a través de una muestra de saliva, con la que se puede observar la estructura de genes específicos.















#### Su kit de prueba contiene



### FR Test ADN Santé cardiovasculaire

Le test ADN Santé cardiovasculaire cerascreen® est un kit de prélèvement et d’envoi d’échantillon permettant de déterminer un besoin accru en certains nutriments qui peuvent aider à protéger vos vaisseaux sanguins et donc votre santé cardiaque. Le test est utilisé pour analyser certaines caractéristiques génétiques (génotypes) à l’aide d’un échantillon de salive qui reflète la structure des gènes correspondants.




















#### Votre coffret de test contient



### IT Test DNA Salute del Cuore

Il Test DNA Salute del Cuore cerascreen® è un kit per il prelievo e la spedizione del campione che permette di determinare un aumento del fabbisogno di alcuni nutrienti che possono aiutare a proteggere i vasi sanguigni e quindi la salute del cuore. Il test viene utilizzato per analizzare alcune caratteristiche genetiche (genotipi) utilizzando un campione di saliva che riflette la struttura dei geni corrispondenti.

#### Il kit per il test contiene




## NL Hartgezondheid DNA Test

De cerascreen® Hartgezondheid DNA Test is een bemonsterings- en retourkit om te bepalen of er een verhoogde behoefte is aan bepaalde voedingsstoffen, die kunnen helpen bij het beschermen van uw bloedvaten en daarmee de gezondheid van uw hart. Met behulp van een speekselmonster worden bepaalde genetische kenmerken (genotypen) geanalyseerd, die de structuur van de overeenkomstige genen weerspiegelen.

## Uw testset omvat



**A** 1 DNA-bemonsteringskit
**€€**
**B** 1 test-ID-kaart met 1 sticker



**C** 1 transportbuisje
**D** 1 retourenvelop

## Informatie en instructies

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door alvorens de stappen op te volgen.

<p><b>BELANGRIJK</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Wij kunnen uw bloedmonster alleen analyseren als u uw test activeert met de test-id van uw test-id-kaart! Bij stap 2 + 3 wordt dit uitvoeriger beschreven.</li> <li>Het monster dient te worden afgenomen tussen zondag en dinsdag (uiterlijk) en nog dezelfde dag te worden opgestuurd. Houd rekening met eventuele feestdagen.</li> <li>De monster moet worden genomen voordat u uw tanden poetst. Vermijd mondspoelmiddelen, mondwater, kauwgom of andere ademverfrissende stoffen.</li> <li>Eet, drink en rook niet 30 minuten vóór het monstername, aangezien dit kan leiden tot vervalsing van de resultaten.</li></ul>

- WAARSCHUWINGEN**
- Bewaar deze set buiten het bereik van kinderen.
  - Deze test is niet geschikt voor kinderen.
  - De set mag uitsluitend worden gebruikt voor personen die minimaal 18 jaar oud zijn.
  - Het product is voor eenmalig gebruik.
  - Gevaar voor verstikking
  - Als ogen of huid in contact komen met de conserveringsvloeistof, spoel ze dan met water en neem contact op met een arts.
  - Niet vloeibaar inslikken!
  - Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, dient u eerst met uw behandelaar te overleggen alvorens de set te gebruiken.

Voor vragen kunt u terecht op ons helpportaal:

[help.cerascreen.com](https://help.cerascreen.com)

## Gebruiksaanwijzing

- Controleer of aan alle vereisten voor monstername is voldaan. Lees het gedeelte "Informatie en instructies" zorgvuldig door.
- Bent u een nieuwe klant? Maak dan een gebruikersaccount voor testactivering aan op [my.cerascreen.com](https://my.cerascreen.com) of in de **my cerascreen®**-app. Instructies hiervoor vindt u in onze „Veelgestelde vragen” op [help.cerascreen.com](https://help.cerascreen.com).
- Meld u zich aan in de **my cerascreen®**-app (Android, iOS) of op [my.cerascreen.com](https://my.cerascreen.com) om uw testrapport te ontvangen. Voer het 6-cijferige ID-nummer op uw test-ID-kaart in onder "Test activeren" en volg de instructies. Activeer de test op de dag van de monsterafname.
- Leg alle hulpmiddelen uit de testset op een schone ondergrond en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Open de verpakking van de DNA-bemonsteringsset voorzichtig vanaf het uiteinde met de openingspijl ("OPEN HERE").
- Trek het bemonsteringsstaafje aan het handvat uit de verpakking. Zorg ervoor dat de sponskop niet in contact komt met enig oppervlak alvorens te bemonsteren.
- Breng de sponskop voor de tanden langs het mondvestibule in (niet in de keel) en zo diep als comfortabel is. Ga voorzichtig te werk om het risico van verstikking te vermijden.
- Schraap met een tandenborstelbeweging gedurende **60 SECONDEN** met het DNA-wattenstaafje langs de binnenkant van uw wangen, over uw tandvlees en onder uw tong.
- Houd de buis nu rechtop om te voorkomen dat de blauwe vloeistof eruit lekt.
- Schroef de blauwe dop van de buis zonder de spons aan te raken. Doe de sponskop in de buis en sluit het deksel goed af.
- Draai het afgesloten buisje om en schud het **15 keer** krachtig.
- Verwijder het zelflevende etiket met vierkante code van de test-ID-kaart en plak het op de gevulde DNA-verzamelbuis.
- Schuif vervolgens de monsterbuis in de grotere transportbuis en sluit deze goed af. Doe de transportkoker in de retourenveloppe. Sluit de envelop zorgvuldig en verstuur hem onmiddellijk gratis per post. Controleer of u de test hebt geactiveerd en gooi de gebruikte onderdelen bij het huisvuil.

## SV DNA Hjärtholstotet

Vårt cerascreen® DNA Hjärtholstotet är ett provtagnings- och insändningskit för att bestämma om du eventuellt har ett ökat behov av vissa näringsämnen som kan bidra till att skydda dina blodkärl och därmed även din hjärthälsa. Testet används för att analysera vissa genetiska egenskaper (genotyper) genom salivprover, som återspeglar strukturen för motsvarande gener.

## Provtagningsutrustningen innehåller



**A** 1 DNA-provtagningsatts
**€€**
**B** 1 Test ID-kort med 1 klistermärke



**C** 1 transportröret
**D** 1 returkuvert

## Information och anvisningar för testet

- Läs noga igenom användaranvisningarna innan du börjar och följ de angivna stegen.

<p><b>VIKTIGT</b></p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Vi har endast möjlighet att analysera ditt prov om du har aktiverat provet med provtagnings-id: et på id-kortet för provtagning! Mer information om detta hittar du under steg 2+3.</li> <li>Provet ska endast tas mellan söndag och tisdag (senast) och skickas in samma dag. Ta hänsyn till allmänna helgdagar.</li> <li>Innan du borstar tänderna bör provet samlas in. Undvik att använda munsköljningar, munvatten, tuggummi eller andra ämnen för att fräscha upp andedräkten.</li> <li>Ät, drick och rök inte 30 minuter före provtagning, eftersom det kan leda till felaktiga resultat.</li></ul>

### VARNINGAR

- Förvara utrustningen utom räckhåll för barn.
- Detta test är inte lämpligt för barn.
- Utrustningen får endast användas på vuxna som har fyllt 18 år.
- Produkten är endast avsedd för engångsbruk.
- Kvänningsrisk
- Om ögon eller hud kommer i kontakt med konserveringsvätskan, skölj dem med vatten och kontakta läkare.
- Intag inte vätska!
- Använd endast utrustningen i samråd med din behandlare om du är gravid eller ammar.

Om du har frågor kan du kontakta vår hjälpportal:

[help.cerascreen.com](https://help.cerascreen.com)

## Användaranvisningar

- Kontrollera att alla villkor för provtagning är uppfyllda. Läs avsnittet "Information och instruktioner" noggrant.
- Är du en ny kund? Registrera då ett användarkonto på [my.cerascreen.com](https://my.cerascreen.com) eller i **my cerascreen®**-app så att du kan aktivera testet. Under FAQ på [help.cerascreen.com](https://help.cerascreen.com) får du reda på hur du ska göra.
- För att du ska kunna erhålla din resultatrapport, loggar du in dig på **my cerascreen®**-app (Android, iOS) eller på [my.cerascreen.com](https://my.cerascreen.com). Vid "aktivera test" anger du det 6- siffriga ID-numret på ditt ID-kort för provtagning. Följ sedan anvisningarna. Vänligen aktivera testet samma dag som du tar provet.
- Placera setets alla tillbehör på en ren yta och kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Öppna försiktigt förpackningen på DNA-provtagningsgatsen från slutet med öppningspilen ("OPEN HERE").
- Dra ut stickprovet ur förpackningen med handtaget. Se till att svamphuvudet inte kommer i kontakt med någon yta innan provtagning.
- För in svamphuvudet framför tänderna förbi munhallen (inte i halsen) och så djupt som bekvämt. Försätt försiktigt för att undvika risken för kvävning.
- Gnid med DNA-svabben **60 SEKUNDER** med en tandborstningsrörelse över insidan på kinderna, över tandkötet och under tungan.
- Håll nu röret upprätt för att förhindra att den blå vätskan läcker ut.
- Skruva loss det blå locket från röret utan att vidröra svampen. Sätt svamphuvudet i röret och stäng locket ordentligt.
- Vänd det förseglade röret och skaka det kraftigt **15 gånger**.
- Ta bort etiketten med fyrkantig kod från test-ID-kortet och sätt den på det fyllda DNA-uppsamlingsröret.
- Skjut sedan provröret i det större transportröret och täta det tätt. Placera transportröret i kuvertet. Försegla kuvertet försiktigt och skicka det omedelbart med posten gratis. Kontrollera om du har aktiverat testet och kassera de använda komponenterna i hushållsavfallet.

<b>IVD</b>	<b>EN:</b> In vitro diagnostics <p><b>DE:</b> In-vitro-Diagnostikum <b>CS:</b> Diagnostický zřetavnický prostředek <b>in vitro</b> <b>DA:</b> In-vitro-diagnose <b>ES:</b> Diagnóstico in vitro <b>FI:</b> In vitro-diagnostiikka <b>FR:</b> Diagnostic in vitro <b>EL:</b> Διαγνωστικό εξετασέοc in vitro <b>IT:</b> Diagnostica in vitro <b>NL:</b> In-vitrodagnostiek <b>NO:</b> In vitro-diagnostikk <b>PL:</b> Diagnostyka in vitro <b>PT:</b> Diagnóstico in vitro <b>SV:</b> In vitro-diagnostik</p>	<b>EN:</b> For single use only <p><b>CS:</b> Pouze pro jednorázové použití <b>DE:</b> Nur zum einmaligen Gebrauch <b>DA:</b> Kun til engangsbrug <b>ES:</b> De un solo uso <b>FI:</b> Vain kertäkäyttöön <b>FR:</b> À usage unique <b>EL:</b> Για μία μόνο χρήση <b>IT:</b> Esclusivamente monouso <b>NL:</b> Uitsluitend voor eenmalig gebruik <b>NO:</b> Kun for engangsbruk <b>PL:</b> Tyko do jednorazowego użyciu <b>PT:</b> Exclusivamente para uso único <b>SV:</b> Endast för engångsbruk</p>
------------	---	---

<b>EN:</b> Manufacturer <p><b>CS:</b> Výrobce <b>DE:</b> Hersteller <b>DA:</b> Fabrikant <b>ES:</b> Fabricante <b>FI:</b> Valmistaja <b>FR:</b> Fabricant <b>EL:</b> Κατασκευαστής <b>IT:</b> Produttore <b>NL:</b> Fabrikant <b>NO:</b> Produsent <b>PL:</b> Producent <b>PT:</b> Fabricante <b>SV:</b> Tillverkare</p>	<b>EN:</b> Contains 1 kit <p><b>CS:</b> Obsahuje 1 sadu <b>DE:</b> Enthält 1 Kit <b>DK:</b> Indeholder 1 sæt <b>ES:</b> Contiene 1 kit <b>FI:</b> Sisältää 1 pakkauksen <b>FR:</b> Contient 1 coffret <b>EL:</b> Περιέχει 1 κιτ <b>IT:</b> Contiene 1 kit <b>NL:</b> Bevat 1 set <b>NO:</b> Inneholder 1 sett <b>PL:</b> Zawiera 1 zestaw <b>PT:</b> Contém 1 kit <b>SV:</b> Innehåller 1 utrustning</p>
--	--

<b>CE</b>	<b>EN:</b> Conformité Européenne <p><b>CS:</b> Conformité Européenne <b>DE:</b> Conformité Européenne <b>DA:</b> Conformité Européenne <b>ES:</b> Conformidad europea <b>FI:</b> Conformité Européenne <b>FR:</b> Conformité européenne <b>EL:</b> Conformité Européenne <b>IT:</b> Conformità Europea <b>NL:</b> Conformité Européenne <b>NO:</b> Conformité Européenne <b>PL:</b> Oznaczenie CE <b>PT:</b> Conformidade Europeia <b>SV:</b> Conformité Européenne</p>	<b>EN:</b> Expiration Date <p><b>CS:</b> Datum použitelnosti <b>DE:</b> Verfallsdatum <b>DA:</b> Udløbsdato <b>ES:</b> Fecha de caducidad <b>FI:</b> Vanhentamispäivä <b>FR:</b> Date de péremption <b>EL:</b> Ημερομηνία λήξης <b>IT:</b> Data di scadenza <b>NL:</b> Vervaldatum <b>NO:</b> Utløpsdato <b>PL:</b> Termin ważności <b>PT:</b> Data de validade <b>SV:</b> Utgångsdatum</p>
-----------	---	---

<b>LOT</b>	<b>EN:</b> Batch Number <p><b>CS:</b> Číslo série <b>DE:</b> Chargennummer <b>DA:</b> Batchnummer <b>ES:</b> Número de lote <b>FI:</b> Eränumero <b>FR:</b> Numéro de lot <b>EL:</b> Αριθμός παρτίδας <b>IT:</b> Numero lotto <b>NL:</b> Batchnummer <b>NO:</b> Batchnummer <b>PL:</b> Numer partii <b>PT:</b> Número de lote <b>SV:</b> Partinummer</p>	<b>SKU</b>	<b>EN:</b> Item Number <p><b>CS:</b> Číslo položky <b>DE:</b> Artikelnummer <b>DA:</b> Varenummer <b>ES:</b> Número de artículo <b>FI:</b> Kohdesnumero <b>FR:</b> Numéro d'article <b>EL:</b> Αριθμός είδος <b>IT:</b> Numero articolo <b>NL:</b> Artikelnummer <b>NO:</b> Varenummer <b>PL:</b> Numer pozycji <b>PT:</b> Número de item <b>SV:</b> Artikelnummer</p>
------------	--	------------	--

<b>EN:</b> Read the Instructions for Use before taking the sample. <p><b>CS:</b> Přečt odebráním vzorku si přečtěte návod k použití. <b>DE:</b> Vor Durchführung die Gebrauchsanweisung lesen. <b>DA:</b> Læs brugsanvisningen inden du tager prøven. <b>ES:</b> Lea las instrucciones de uso antes de realizar la prueba. <b>FI:</b> Lue käyttöohjelet ennen näytteen ottamista. <b>FR:</b> Lire le mode d'emploi avant de prélever l'échantillon. <b>EL:</b> Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη λήψη του δείγματος. <b>IT:</b> Leggere le istruzioni per l'Uso prima di prelevare il campione. <b>NL:</b> Lees de gebruiksaanwijzing voordat u bloed gaat prikken. <b>NO:</b> Les bruksanvisningen før du tar prøven. <b>PL:</b> Przed wykonaniem testu należy zapoznać się z instrukcją użycia. <b>PT:</b> Leia as Instruções de Utilização antes de recolher a amostra. <b>SV:</b> Läs användaranvisningarna före provtagning.</p>
---

<b>EN:</b> Store at a temperature between 15 °C and 25 °C <p><b>CS:</b> Uchovávejte při teplotě od 15 °C do 25 °C <b>DE:</b> Lagerung zwischen 15 °C und 25 °C <b>DA:</b> Opbevares ved temperaturer mellem 15 °C og 25 °C <b>ES:</b> Almacenar a una temperatura entre 15 °C y 25 °C <b>FI:</b> Säilytä 15 – 25 °C:een lämpötilassa <b>FR:</b> À conserver à une température comprise entre 15 °C et 25 °C <b>EL:</b> Φυλάσσεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 15 °C και 25 °C <b>IT:</b> Conservare ad una temperatura tra 15 °C e 25 °C <b>NL:</b> Bewaren bij een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C <b>NO:</b> Oppbevares ved en temperatur mellom 15 °C og 25 °C <b>PL:</b> Przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C <b>PT:</b> Guardar a uma temperatura entre de 15 °C e 25 °C <b>SV:</b> Förvara vid temperaturer mellan 15 °C och 25 °C</p>
--

<b>PZN</b>	<b>EN:</b> Pharmaceutical Registration Number <p><b>CS:</b> Farmaceutické registrační číslo <b>DE:</b> Pharmazentralnummer <b>DA:</b> Farmaceutisk registreringsnummer <b>ES:</b> Número de registro farmacéutico <b>FI:</b> Lääketieteellisten rekisteröintinumero <b>FR:</b> Numéro d'enregistrement pharmaceutique <b>EL:</b> Αριθμός υπηρώου φαρμακευτικών ειδών <b>IT:</b> Numero di Registrazione Farmaceutica <b>NL:</b> Farmaceutisch registratienummer <b>NO:</b> Farmasøytisk registreringsnummer <b>PL:</b> Numer w rejestrze farmaceutycznym <b>PT:</b> Número de registo farmacêutico <b>SV:</b> Farmakologiskt gruppnummer inklusive kod för förpackningsstorlek</p>
------------	--