

tynor

Ortho Heating Gel Bag (Electric)

ऑर्थो हीटिंग जेल बैग (इलेक्ट्रिक)

Bolsa De Gel Térmico Ortho (Eléctrica)

Sac De Gel Chauffant Ortho (Electrique)

كيس جل التدفئة أورثو (الكهربائي)

REF | 87



USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام

1.



- Connect charging lead to product and switch on the plug.
- चार्जिंग लीड को उत्पाद से कनेक्ट करें और प्लग पर स्विच करें।
- Conecte el cable de carga al producto y conecte el enchufe.
- Brancher le câble de charge au produit et allumer la fiche.

• اربط سلك الشحن بالمنتج وضع القابس في مقبس التيار الكهربائي.

2.



- The light indicator will turn off when fully charged.
- पूरी तरह से चार्ज होने पर लाइट इंडिकेटर बंद हो जाएगा
- Se apagará el indicador lumínico cuando esté completamente cargado.
- Le voyant lumineux s'éteint à pleine charge.

• سوف ينطفئ مؤشر الضوء عندما يكتمل الشحن

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser كيفية الاستخدام

3.



- Switch off and remove the charging lead from the product.
- स्विच बंद करें और चार्जिंग लीड को उत्पाद से हटा दें
- Apáguelo y retire el cable de carga del producto.
- Éteindre et débrancher le câble de charge du produit.
- قم بفصل التيار الكهربائي وإزالة سلك الشحن من المنتج

4.



- Sit/ lie down in a comfortable position. Place the Heating Pad Gel bag on the affected body part requiring heat therapy.
- आरामदायक स्थिति में बैठें / लेटें। हीट थैरेपी बैग को प्रभावित अंग पर रखें, जहाँ थैरेपी की आवश्यकता है।
- Siéntese / tumbese en una posición cómoda. Coloque la bolsa de gel de la almohadilla térmica en la parte del cuerpo afectada que requiera terapia térmica.
- S'asseoir / se coucher dans une position confortable. Placer le sac de gel chauffant sur la partie du corps qui nécessite une thérapie.
- اجلس/استلقي في وضع مريح. ضع وسادة كيس جل التدفئة على الجزء المصاب من الجسم الذي يتطلب علاجًا حراريًا.

Ortho Heating Gel Bag (Electric)

English

INTRODUCTION:

Ortho Heating Gel Bag (electric) is a user friendly, portable device to provide effective heat therapy for long duration. The therapy of the injured and painful area is particularly helpful for sub-acute and chronic injuries, it induces vaso dilation and tissue healing. The warmth decreases muscle spasm, relaxes tense muscles, relieves pain and can increase the range of motion. Along with pain relieving drugs, heat therapy has a synergistic effect.

Quick electric charging ensures product is ready to use in minutes. Cordless use ensures safety and unrestricted access.

CONSTRUCTION:

The gel pouch is made from three layered PVC, coated with soft feather like fabric. Multiple safety features like thermal cutoff, thermal fuse and LED indicator ensure better life & safety.

APPLICATIONS:

- Muscular and Joint Pain
- Backache
- Sprains and spasms
- Rheumatoid or other arthritis
- Geriatric care
- Sore or over worked muscles
- General comfort in extra cold conditions
- Abscess and Boils

FEATURES:

- Long Heat retention time
- Portable
- Auto-cutoff LED indicator
- Multi-layered insulation for safety and proper distribution of heat.
- Soft and flexible

▲ CAUTION:

- Don't use product while charging
- Disconnect the electric lead before use
- Avoid sharp fold of the Pad and the main lead
- Don't pull the main lead
- Avoid contact with sharp edges
- Do not sleep on the Heating Pad
- Check for any mechanical damage before use
- Don't use for infant or mentally challenged
- Don't use on persons with sensitive skin or ischemic limbs.

ऑर्थो हीटिंग जेल बैग (इलेक्ट्रिक)

Hindi

निर्देश:

ऑर्थो हीटिंग जेल बैग (इलेक्ट्रिक) उपयोगकर्ता के अनुकूल, लंबी अवधि के लिए प्रभावी हीट थेरेपी प्रदान करने वाला एक पोर्टेबल डिवाइस है। घायल और पीड़ादायक स्थान की थेरेपी विशेष रूप से सब-एक्यूट और पुरानी चोटों के लिए सहायक है, यह वासो डिलेशन और टिश्यू हीलिंग में सहायता करता है। इसकी गर्मी से मांसपेशियों में ऐंठन कम होता है, तनावपूर्ण मांसपेशियों को आराम मिलता है, दर्द से राहत मिलता है और साथ ही गति की सीमा भी बढ़ा सकती है। दर्द निवारक दवाओं के साथ, हीट थेरेपी का एक सहक्रियात्मक प्रभाव होता है।

त्वरित इलेक्ट्रिक चार्जिंग इस बात को सुनिश्चित करता है कि उत्पाद कुछ ही मिनट में उपयोग के लिए तैयार है। कॉर्डलेस के इस्तेमाल से सुरक्षा और अप्रतिबंधित पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकता है।

निर्माण:

जेल पाउच का निर्माण तीन स्तर वाले पीवीसे से किया गया है, जो कपड़े की तरह नरम पंख से लेपित है। थर्मल कटऑफ, थर्मल फ्यूज और एलईडी इंडिकेटर जैसी कई सुरक्षा विशेषताएं बेहतर जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करती हैं।

अनुप्रयोग:

- मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द
- पीठ दर्द
- मोच और ऐंठन
- संघिशोथ या अन्य गठिया
- जेरियाट्रिक देखभाल
- अधिक काम करने के कारण मांसपेशियों पर छाले
- अतिरिक्त ठंड की स्थिति में सामान्य आराम
- फोड़ा और फूंसी

विशेषताएं:

- लंबे समय तक ऊष्मा को प्रतिधारण करने का समय
- पोर्टेबल
- ऑटो-कटऑफ एलईडी इंडिकेटर
- सुरक्षा और ऊष्मा के उचित वितरण के लिए बहुस्तरीय इन्सुलेशन।
- नरम और लचीला।

▲ सावधानी:

- चार्ज करते समय उत्पाद का उपयोग न करें
- इस्तेमाल करने से पहले इलेक्ट्रिक लीड को डिस्कनेक्ट करें।
- पैड की तेज तह और मेन लीड से बचें।
- मेन लीड को न खींचें।
- नकीले किनारों के संपर्क से बचें।
- हीटिंग पैड पर न सोएं।
- इस्तेमाल से पहले किसी भी यांत्रिक क्षति की जाँच करें।
- शिशु या मानसिक रूप से विकलांगों के लिए उपयोग न करें
- संवेदनशील त्वचा या इस्केमिक अंगों वाले व्यक्तियों पर उपयोग न करें।

English

POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only .

Hindi

दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी है। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित है।

Spanish

DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

French

POLITIQUE POUR LES MARCHANDISES DÉFECTUEUSES:

Tous les produits fabriqués par Tynor Orthotics (P) Limited sont couverts par une garantie de six mois contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Les unités défectueuses doivent être retournées à Tynor Orthotics (P) Limited par le Super Dealer concerné pour être remplacées, ainsi que le «Formulaire de retour du produit» dûment rempli. La responsabilité de Tynor Orthotics (P) Limited sera limitée au coût du produit seulement.

Arabic

المساسة المعنية بالمنتجات المعيبة

تتبع جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورثوتيكس (ب) المحدودة بضمن ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع. يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاستبدال مع "طلب إرجاع منتج" تتم تعبئته في الوقت المناسب.

تلتخص مسؤولية تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

PRODUCT CARE



Switch off after charging



Keep dry



Consult instructions for use

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number


tynor

Manufactured by:

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, JLPL Ind. Area, Mohali - 160 055 (Pb) India

Consumer Care Cell: 1800-1212-656

E-mail: care@tynor.in or write to manufacturer

www.tynorindia.com

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

UM-187-19-1

www.tynorindia.com