

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.  
Print date: August 2015

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.

Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

## Table of Contents

<b>1. Before You Start</b> .....	<b>2</b>
1.1. Silk'n Silhouette™ device description .....	2
1.2. Package contents .....	3
<b>2. Silk'n Silhouette™ intended use</b> .....	<b>3</b>
<b>3. Safety with Silk'n Silhouette™</b> .....	<b>3</b>
<b>4. Contrarindications</b> .....	<b>4</b>
<b>5. When not to use Silk'n Silhouette™</b> .....	<b>5</b>
<b>6. Get started!</b> .....	<b>5</b>
<b>7. Treatment regimen</b> .....	<b>7</b>
<b>8. Maintenance of Silk'n Silhouette™</b> .....	<b>10</b>
8.1. Cleaning Silk'n Silhouette™ .....	10
<b>9. Troubleshooting</b> .....	<b>10</b>
<b>10. Customer Service</b> .....	<b>11</b>
<b>11. Specifications</b> .....	<b>11</b>
<b>12. Labeling</b> .....	<b>133</b>

# 1. Before You Start

Before using Silk'n Silhouette™ for the first time, please read this Instructions for Use booklet in its entirety, and watch the Silk'n Silhouette™ training video.



Pay particular attention to sections on device use procedures, device operation, and after-use procedures. We recommend you re-familiarize yourself with this Instructions for Use booklet before each use of Silk'n Silhouette™.

Silk'n Silhouette™ is a powerful electrical device. As such, it should be used with special attention to safety. Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Silk'n Silhouette™.

## 1.1 Silk'n Silhouette™ device description

The Silk'n Silhouette™ has a TREATMENT SURFACE with four ELECTRODES and a THERMAL SENSOR, a TREATMENT MODE SELECTION BUTTON, and an ADJUSTABLE STRAP. (To enlarge pop out inner rubber section located in center of strap).

- ① Adjustable strap
- ② Treatment mode selection button
- ③ Treatment mode indicator lights
- ④ Treatment surface with four electrodes
- ⑤ Thermal sensor
- ⑥ Treatment led lights



## 1.2. Package contents

Upon opening the Silk'n Silhouette™ package, you will find the following parts:

- Silk'n Silhouette™ Body Contouring Device
- A bottle of Slider Gel
- An AD/DC wall mount adaptor
- This Instruction for Use booklet

## 2. Silk'n Silhouette™ Intended Use

Silk'n Silhouette™ is intended for cellulite and circumferential reduction.

## 3. Safety with Silk'n Silhouette™

**Silk'n Silhouette™ protects your skin:**

Silk'n Silhouette™ comes with a THERMAL SENSOR designed to measure skin temperature and stabilize the emitted heat energy.

To prevent overheating, a unique built-in heat stabilizer inside the Silk'n Silhouette™ measures the treated skin temperature during session. As a rise in the treated skin temperature is detected (42°C-43°C), the stabilizer will automatically stop emitting heat, until skin temperature lowers enough for the stabilizer to resume heating.



**Note: Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment!**

## 4. Contraindications

### Important Safety Information – Read Before Use!

Silk'n Silhouette™ is not designed for everyone. Please read and consider the information in the following section before use. For further information and personalized advice you may also visit [www.silkn.com](http://www.silkn.com) or your local Silk'n™ domain.

- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a pacemaker or internal defibrillator, or any other active electrical implant anywhere in the body.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a permanent implant in the treated area such as metal plates and screws, silicone implants or an injected chemical substance.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a current history or condition of cancer, or pre-malignant moles.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you are pregnant or nursing.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a history of diseases stimulated by heat, such as recurrent Herpes Simplex in the treatment area. If so you may treat only following a prophylactic regime.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you suffer from poorly controlled endocrine disorders, such as diabetes and thyroid conditions.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you suffer from epilepsy
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have a disease related to photosensitivity, such as Porphyrria, Polymorphic Light Eruption, Solar Urticaria, Lupus, etc.
- If you have any other condition which in your physician's opinion would make it unsafe for you to be treated.
- If your skin was treated with a physician-prescribed drug within the past 6 months, please consult with your physician.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you have any active condition in the treatment area, such as sores, psoriasis, eczema, and rash.
- Do not use Silk'n Silhouette™ if you had any surgery in the treated area within 3 months prior to treatment.

## 5. Do not use Silk'n Silhouette™:

- With attachments or accessories are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- If there is a damaged cord or plug
- If you see or smell smoke when it is in use.
- If it is not working properly or if it appears damaged.
- If its THERMAL SENSOR is cracked, or broken.
- If the outer shell is cracked or is coming apart.

Please contact Silk'n Customer Service.

## 6. Get Started!

1. Remove Silk'n Silhouette™ DEVICE and other components from box.
2. Plug the AC/DC ADAPTOR cord into Silk'n Silhouette™ socket.
3. Plug the AC/DC ADAPTOR into an electrical outlet. All three indicator lights will turn on and off repeatedly one after the other:
4. The device is now in Standby mode and is ready to start.

### **Treat with Silk'n Silhouette™ safely and properly!**

5. Spread a thin layer of Slider Gel on the designated treatment area.  
Alternatively, spread a moderate amount of Slider Gel on the device's TREATMENT SURFACE. The Slider Gel is designed to better conduct the energy into your skin, for optimal results.
6. Press the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON. TREATMENT MODE I INDICATOR LIGHT will turn on.
7. Attach the TREATMENT SURFACE to the skin. Please note that the skin must be clean and dry before applying slider gel. Skin should be free of other moisturizers and lotions that can harm the device.

## Treatment Modes

Silk'n Silhouette™ offers 3 types of treatment represented by 3 TREATMENT MODE INDICATOR LIGHTS.

The treatment mode determines the nature of Silk'n Silhouette™ energy delivered to your skin. Modes differ but complement each other.

Setting the Treatment Modes

- To set a TREATMENT MODE, press the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON repeatedly to move between modes:
  - LOW: Energy Level 1
  - MEDIUM: Energy Level 2
  - HIGH: Energy Level 3
- When the desired treatment is set, the TREATMENT MODE INDICATOR LIGHTS will indicate the mode chosen.



**LOW**

Energy Level 1



**MEDIUM**

Energy Level 2



**HIGH**



Energy Level 3

8. Attach the device to the designated skin area. You will feel a mild sensation of warmth.
  9. Move the device in gentle massage- like linear motions on the designated area (HIPS, BUTTOCKS, THIGHS, CALF, BACK, THORAX, BELLY AND ARMS). Progress slowly and carefully.
  10. If you wish to change treatment modes in mid-treatment, press the BUTTON again. This will change the treatment mode on the spot and allow you to treat the same, or different areas with different modes according to your needs.
- Please note: the TREATMENT SURFACE cannot be in contact with the skin when changing mode.

## 7. Treatment Regimen

Treating with Silk'n Silhouette™ is easy! Just follow the illustrations below, and you are on your way to a whole new look!

It is important to preheat treatment area before moving to higher levels. Always begin treatments on low as indicated in illustration, for best results be sure to increase energy level to medium or high for remaining session. As energy level increase so do results.



\* Depending on user tolerance

## THIGH



02:00

LOW

15:00

MEDIUM | HIGH\*

## CALF



02:00


LOW

10:00

MEDIUM | HIGH\*

On Each Side

## BACK



02:00


LOW

12:00

MEDIUM | HIGH\*

On Each Area

## THORAX



02:00

LOW


10:00

MEDIUM | HIGH\*


\* Depending on user tolerance



## BELLY



## ARM



\* Depending on user tolerance

### 7.1. What to expect when treating with Silk'n Silhouette™?

For many people, using Silk'n Silhouette™ may be their first experience with a heat-based device designed for home use. Silk'n Silhouette™ is simple to use, and sessions go by quickly. During a Silk'n Silhouette™ session it is normal to experience and feel:

- **A Sensation of Warmth** – During each session it is normal to feel a mild sensation of warmth from the heat energy.
- **Some Mild Red or Pink Color** – During and just after your Silk'n Silhouette™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like coloration of the skin.

However if you see full redness of the skin, or blistering, stop using Silk'n Silhouette™ immediately.

#### For best results keep the following schedule

Start with sessions twice a week for 10 weeks to give your body an intensive treatment. By then you will be able to see a change in your body contours. Maintain results by treating once every 2 weeks.



Please note: optimal results depend on accurately following the treatment regimen!

## 7.2. After treating with Silk'n Silhouette™

- When Silk'n Silhouette™ session has been completed turn Silk'n Silhouette™ off by unplugging the AC/DC ADAPTOR cord from the electrical outlet.
- After each session it is recommended that you clean your Silk'n Silhouette™ device, especially the TREATMENT SURFACE (See: 8.1 "Cleaning Silk'n Silhouette™").
- After cleaning, it is recommended to store your Silk'n Silhouette™ device in its original box, and keep it away from water!

# 8. Maintenance of Silk'n Silhouette™

## 8.1. Cleaning Silk'n Silhouette™

After each treatment session, it is necessary to clean your Silk'n Silhouette™ device, and especially the TREATMENT SURFACE. Unplug Silk'n Silhouette™ before cleaning

- Unplug Silk'n Silhouette™ before cleaning.
- Use absorbent paper (such as toilet paper or hand drying napkins) to gently wipe the gel residue off the TREATMENT SURFACE.
- Never immerse Silk'n Silhouette™ or any of its parts in water!

# 9. Troubleshooting

## “My Silk'n Silhouette™ does not start.”

- Make sure the POWER ADAPTOR is properly connected to the Silhouette™ device.
- Make sure the POWER ADAPTOR is plugged into an electrical outlet on the wall.

## “Heat energy is not emitted and I don't feel any heat emitted from the device even though I pressed the TREATMENT MODE SELECTION BUTTON”

- Heat will not be emitted if the TREATMENT SURFACE is not touching to your skin. This is a safety feature. Make sure the device is tightly pressed to your skin before starting treatment.



Do not attempt to open or repair your Silk'n Silhouette™ device. Only authorized Silk'n™ personnel are permitted to perform repairs.

- Trying to open Silk'n Silhouette™ may also damage the device and will void your warranty.
- Please contact Silk'n™ Customer Service if you have a broken or damaged device in need of repair.

## 10. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, [www.silkn.com](http://www.silkn.com).  
If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)

For customers in other countries: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 11. Specifications

Technology		HT™
Wavelength Red light		620nm±20nm
Wavelength IR		850nm±20nm
Radio Frequency		1 MHz ±30%; 24W max
Operation and Safety		Heat stabilizer preventing skin overheating
Package Size		22cm X 22cm X 14cm
System weight		200gr
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmospheric pressure	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa
Adaptor		Model: KSAPVO361200300D5
■ Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.9A
■ Output		12Vdc; 3A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.  
Print date: August 2015

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.

Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

## Table of Contents

1. Avant de commencer.....	2
1.1. Description du dispositif Silk'n Silhouette™ .....	2
1.2. Contenu du paquet .....	3
2. Usage auquel Silk'n Silhouette™ est destiné.....	3
3. Sécurité avec Silk'n Silhouette™.....	3
4. Contre-indications .....	4
5. N'utilisez pas Silk'n Silhouette™.....	5
6. Commencez!.....	5
7. Schéma thérapeutique .....	7
7.1. À quoi peut-on s'attendre en utilisant Silk'n Silhouette™?.....	10
7.2. Après un traitement avec Silk'n Silhouette™ .....	10
8. Entretien de Silk'n Silhouette™ .....	10
8.1. Nettoyage de Silk'n Silhouette™.....	10
9. Dépannage .....	10
10. Service clientèle .....	11
11. Spécifications .....	11
12. Étiquetage .....	133

# 1. Avant de commencer

Avant d'utiliser Silk'n Silhouette™ pour la première fois, veuillez lire ce mode d'emploi dans son intégralité et visionner la vidéo Silk'n Silhouette™.

Prêtez une attention particulière aux parties concernant les procédures d'utilisation, le fonctionnement du dispositif et les procédures post-utilisation.

Nous vous recommandons de lire bien attentivement les consignes d'utilisation avant chaque traitement avec Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ est un dispositif électrique puissant. Il convient donc de prendre des mesures de sécurité particulières pour l'utiliser.



Veuillez lire tous les avertissements et consignes de sécurité avant d'utiliser cet appareil et les respecter scrupuleusement lorsque vous utilisez Silk'n Silhouette™

## 1.1 Description de l'appareil Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ dispose d'une SURFACE DE TRAITEMENT dotée de quatre ÉLECTRODES et d'un CAPTEUR THERMIQUE, d'un BOUTON DE SÉLECTION DE MODE DE TRAITEMENT et d'une sangle réglable.

- ① Sangle réglable
- ② Bouton de sélection du mode de traitement
- ③ Lampes témoin des modes de traitement
- ④ Surface de traitement dotée de quatre électrodes
- ⑤ Capteur thermique
- ⑥ Surface de traitement

Voyants lumineux de traitement



## 1.2. Contenu du paquet

À l'intérieur du paquet Silk'n Silhouette™ vous trouverez les pièces suivantes :

- L'appareil de contour corporel Silk'n Silhouette™
- Une bouteille de gel Slider
- Un adaptateur mural CA/CC
- Ce mode d'emploi

## 2. Usage auquel Silk'n Silhouette™ est destiné

Silk'n Silhouette™ a été conçu pour réduire la cellulite et le contour corporel.

## 3. Sécurité avec Silk'n Silhouette™

### Silk'n Silhouette™ protège votre peau

Silk'n Silhouette™ est livré avec un CAPTEUR THERMIQUE conçu pour mesurer la température de la peau et stabiliser l'énergie thermique émise.

Pour éviter toute surchauffe, un stabilisateur de chaleur intégré au dispositif Silk'n Silhouette™ mesure la température de la peau traitée pendant une séance. Lorsqu'une augmentation de la température de la peau traitée est détectée (42-43°C), le stabilisateur cesse automatiquement d'émettre de la chaleur jusqu'à ce que la température de la peau baisse suffisamment pour reprendre le réchauffement.



Remarque: assurez-vous que l'appareil touche votre peau et exerce une pression sur elle avant de commencer le traitement!

## 4. Contre-indications

### Informations importantes pour votre sécurité - À lire avant toute utilisation!

Silk'n Silhouette™ ne convient pas à tout le monde. Veuillez lire attentivement les informations contenues dans ce paragraphe avant l'utilisation. Pour toute information complémentaire et des conseils personnalisés consultez le site [www.silkn.com](http://www.silkn.com) ou le site local de Silk'n™.

- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous êtes équipé d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur interne ou de tout autre implant électrique actif placé à quelq' autre endroit du corps.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous portez un implant permanent dans la zone traitée tel qu'une plaque métallique et des vis, des implants en silicone ou une substance chimique injectée.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez actuellement d'un cancer ou de naevus précancéreux.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous avez suivi une radiothérapie ou une chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous êtes enceinte ou allaitez.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous avez des antécédents de maladies stimulées par la chaleur telles qu'un herpès simplex dans la zone du traitement. En pareil cas il convient de suivre un traitement prophylactique avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez de troubles endocrinologiques mal régulés tels qu'un diabète ou des problèmes de thyroïde.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez d'épilepsie.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez d'une affection liée à la photosensibilité, telle que la Porphyrine, la Lucite polymorphe, l'Urticaire solaire, le Lupus, etc.
- Si vous souffrez de toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.
- Si vous avez suivi un traitement médicamenteux prescrit par votre médecin au cours des 6 derniers mois, veuillez consultez votre médecin.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous souffrez d'une affection active dans la zone de traitement, telle qu'une plaie, un psoriasis, de l'eczéma ou une éruption cutanée.
- N'utilisez pas Silk'n Silhouette™ si vous avez subi une intervention chirurgicale dans la zone traitée au cours des 3 derniers mois ayant précédé le traitement.

## 5. N'utilisez pas Silk'n Silhouette™

- Avec des accessoires ou fixations non recommandés par Home Skinovations Ltd.
- Si son fil ou sa prise sont endommagés.
- Si vous voyez ou sentez de la fumée pendant l'utilisation.
- S'il ne fonctionne pas convenablement ou semble endommagé.
- Si son capteur thermique est fissuré ou cassé.
- Si la coque extérieure est fissurée ou se détache.

Veillez contacter l'assistance clientèle de Silk'n®

## 6. Pour commencer

1. Sortez l'appareil Silk'n Silhouette™ et les autres pièces de la boîte.
2. Branchez l'adaptateur CA/CC sur l'appareil Silk'n Silhouette™.
3. Branchez l'adaptateur CA/CC sur une prise électrique. Toutes les lampes témoin s'allument et s'éteignent à plusieurs reprises l'une après l'autre.
4. Le dispositif est désormais en mode STBY (attente) et prêt à fonctionner.

**Effectuez votre traitement avec Silk'n Silhouette™ en toute sécurité et en suivant les instructions!**

5. Étalez une fine couche de gel Slider sur la zone à traiter.  
Vous pouvez également étaler un peu de gel Slider sur la surface de traitement de l'appareil. Le gel Slider est conçu pour améliorer la conduction de l'énergie sur votre peau, pour des résultats optimaux.
6. Appuyez sur bouton de mode de sélection de traitement. La lampe témoin I de mode de traitement s'allume.
7. Posez la Surface de traitement sur la peau. Notez que la peau doit être propre et sèche avant le traitement, sans aucun produit hydratant ni lotion.



## Modes de traitement

Silk'n Silhouette™ propose 3 types de traitement représentés par 3 lampes témoin. Le mode de traitement détermine la nature de l'énergie appliquée par Silk'n Silhouette™ sur votre peau. Ces modes diffèrent entre eux mais sont complémentaires.

Sélection des modes de traitement

- Pour sélectionner un mode de traitement, appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de sélection du mode de traitement pour passer d'un mode à un autre.
  - Faible: Niveau n'énergie 1
  - Moyen: Niveau n'énergie 2
  - Elevé: Niveau n'énergie 3
- Une fois le traitement choisi, les lampes témoins du mode de traitement indiqueront le mode sélectionné.



**FAIBLE**

Niveau n'énergie 1



**MOYEN**

Niveau n'énergie 2



**ELEVÉ**

Niveau n'énergie 3


8. Appliquez l'appareil sur la zone de peau à traiter. Vous sentirez une légère sensation de chaleur.
9. Déplacez l'appareil en effectuant des mouvements linéaires doux comme un massage sur la zone à traiter (hanches, fesses, cuisses, mollets, dos, thorax, ventre et bras). Progressiez lentement et prudemment.
10. Si vous souhaitez changer de mode de traitement au milieu d'un traitement, appuyez à nouveau sur ce bouton. Le mode de traitement changera immédiatement et vous permettra de traiter les mêmes zones ou des zones différentes avec des modes différents en fonction de vos besoins.

## 7. Schéma thérapeutique

Le traitement avec Silk'n Silhouette™ est facile! Il vous suffit de suivre les illustrations ci-dessus et en route pour une nouvelle apparence!  
pour le premier traitement sur chacune des parties du corps à traiter; veuillez suivre les indications illustrées.  
À partir du second traitement vous pourrez passer aux niveaux d'énergie 2 et 3

Français

### HANCHES



02:00


FAIBLE

10:00

MOYEN | ELEVÉ\*

On Each Area

### FESSES



02:00

FAIBLE

15:00

MOYEN | ELEVÉ\*

On Each Side

\* Depending on user tolerance

## CUISSES



02:00

FAIBLE

15:00

MOYEN | ELEVÉ\*

— On Each Side —

## MOLLETS



02:00


FAIBLE

10:00

MOYEN | ELEVÉ\*

— On Each Side —

## DOS



02:00


FAIBLE

12:00

MOYEN | ELEVÉ\*

— On Each Area —

## THORAX



02:00


FAIBLE

10:00

MOYEN | ELEVÉ\*

\* Depending on user tolerance

## VENTRE



02:00


15:00

FAIBLE

MOYEN | ELEVÉ\*

On Each Area

## BRAS



02:00

10:00

FAIBLE

MOYEN | ELEVÉ\*

On Each Side

\* Depending on user tolerance

### 7.1. À quoi peut-on s'attendre lorsque l'on utilise Silk'n Silhouette™?

Pour beaucoup d'entre vous l'utilisation de Silk'n Silhouette™ est une toute première expérience avec un appareil thermique à usage domestique. Silk'n Silhouette™ est simple à utiliser et les séances sont rapides. Pendant les séances Silk'n Silhouette™, il est normal de ressentir:

- **Une sensation de chaleur** – Il est normal de sentir une légère sensation de chaleur due à l'énergie thermique dégagée, à chaque séance.
- **Une couleur rouge ou rose** – Pendant et immédiatement après une séance avec Silk'n Silhouette™ il n'est pas rare de voir apparaître une légère coloration rose de la peau.

Néanmoins en cas de rougeur prononcée de la peau ou de formation de cloques cessez immédiatement d'utiliser Silk'n Silhouette™.

#### Pour des résultats optimaux, suivez le protocole suivant

Commencez par deux séances par semaine pendant 10 semaines pour donner à votre corps un traitement intensif. D'ici là vous constaterez un changement dans votre contour corporel. Entretenez les résultats obtenus en effectuant un traitement toutes les deux semaines.



Remarque : la qualité des résultats dépend de la précision avec laquelle vous suivez le programme de soins!

## 7.2. Après un traitement avec Silk'n Silhouette™

- Une fois la séance avec Silk'n Silhouette™ terminée, éteignez l'appareil en débranchant le fil de l'adaptateur CA/CC.
- Après chaque séance, il est recommandé de nettoyer votre appareil Silk'n Silhouette™ et notamment la surface de traitement (voir la section 8.1. Nettoyage de Silk'n Silhouette™).
- Après le nettoyage, il est recommandé de ranger votre appareil Silk'n Silhouette™ dans sa boîte d'origine et de l'éloigner de l'eau!

## 8. Entretien de Silk'n Silhouette™

### 8.1. Nettoyage de Silk'n Silhouette™

Après chaque séance de traitement, il est nécessaire de nettoyer votre appareil Silk'n Silhouette™ et notamment la surface de traitement. Débranchez Silk'n Silhouette™ avant de le nettoyer.

- Débranchez Silk'n Silhouette™ avant de le nettoyer.
- Utilisez du papier absorbant (tel que du papier hygiénique ou des mouchoirs en papier) pour essuyer délicatement tous les résidus de gel de la surface de traitement.
- Ne jamais plonger Silk'n Silhouette™ ni aucune de ses pièces dans de l'eau!

## 9. Dépannage

### “Mon appareil Silk'n Silhouette™ ne se met pas en marche.”

- Assurez-vous que l'adaptateur de courant est correctement relié à votre dispositif Silhouette™.
- Assurez-vous que l'adaptateur de courant est branché à une prise électrique murale

### “Aucune énergie thermique n'est émise et je ne sens aucune chaleur sortir de l'appareil bien que j'aie appuyé sur le bouton de sélection du mode de traitement”

- Aucune chaleur ne peut être émise si la surface de traitement n'est pas posée sur votre peau. Il s'agit d'une mesure de sécurité. Assurez-vous que l'appareil touche votre peau et exerce une pression sur elle avant de commencer le traitement.



N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer votre appareil Silk'n Silhouette™. Seul le personnel agréé par Silk'n™ est autorisé à effectuer des réparations.

- Toute tentative d'ouverture de Silk'n Silhouette™ est susceptible d'endommager l'appareil et d'annuler votre garantie.
- Veuillez contacter le service clientèle de Silk'n™ si votre appareil est cassé, endommagé ou s'il doit être réparé.

## 10. Service clientèle

Pour plus d'information sur les produits de Silk'n™, veuillez consulter le site Web local de Silk'n™, [www.sikn.eu](http://www.sikn.eu) ou [www.sikn.com](http://www.sikn.com).

Si votre appareil est cassé, endommagé ou doit être réparé ou si vous avez besoin d'assistance pour toute autre question, veuillez contacter le service clientèle local de Silk'n™ :

Pour les clients résidant aux États-Unis et du Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@sikn.com](mailto:contact@sikn.com)

Pour les clients d'autres pays : [info@sikn.com](mailto:info@sikn.com)

## 11. Spécifications

Technologie		HT™
Lumière rouge de longueur d'onde		620 nm±20 nm; TBD mW
Longueur d'onde à infrarouge		850 nm±20 nm; TBD mW
Fréquence radio		100-240 VCA, 3 A
Fonctionnement et sécurité		Stabilisateur de chaleur empêchant une surchauffe de la peau
Taille du paquet		22 cm X 22 cm X 14 cm
Poids du système		200 grammes
Température	Fonctionnement	10 à 35°C
	Stockage	-40 to +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	-40 à +70°C
	Stockage	30 à 75 % HR
Pression atmosphérique	Fonctionnement	10 à 90 % HR
	Stockage	700 à 1 060 hPa
Adaptateur		500 à 1 060 hPa
■ Puissance		Modèle : KSAPVO361200300D5
■ Sortie		100-240 V ; 50-60 Hz ; 0,9 A

Copyright 2013 © Home Skinovations Ltd. All rights reserved.  
Print date: August 2015

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability.

Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.

Data is subject to change without notification. Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

## Table of Contents

1. ¿Qué es Silk'n Silhouette™?	2
1.1. Descripción del dispositivo Silk'n Silhouette™	2
1.2. Contenido del paquete	3
2. Intención de uso de Silk'n Silhouette™	3
3. Seguridad con Silk'n Silhouette™	3
4. Contraindicaciones	4
5. No usar Silk'n Silhouette™	5
6. Primeros pasos con Silk'n Silhouette™	5
7. Régimen de tratamiento	7
7.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Silhouette™?	10
7.2. Después del tratamiento con Silk'n Silhouette™	10
8. El mantenimiento de Silk'n Silhouette™	10
8.1. La limpieza de Silk'n Silhouette™	10
9. Resolución de problemas	10
10. Servicio al cliente	11
11. Especificaciones	11
12. Rotulación	133

# 1. ¿Qué es Silk'n Silhouette™?

Antes de usar Silk'n Silhouette™ por primera vez, lea íntegramente este folleto de instrucciones de uso y mire el vídeo formativo de Silk'n Silhouette™.

Preste especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso, la operación del dispositivo y los procedimientos para después del uso.

Le recomendamos que, antes de cada uso de Silk'n Silhouette™, vuelva a familiarizarse con este Manual de Uso. Silk'n Silhouette™ es un potente dispositivo eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad.



Por favor, lea todas las advertencias y precauciones de seguridad antes de usar el dispositivo y sígalas estrictamente cuando utilice Silk'n Silhouette™.

## 1.1 Descripción del dispositivo Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ cuenta con una SUPERFICIE DE TRATAMIENTO que tiene cuatro ELECTRODOS y un SENSOR TÉRMICO, un BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO y una CORREA AJUSTABLE.

- 1 Correa ajustable
- 2 Botón de selección del modo de tratamiento
- 3 Indicadores luminosos del modo de tratamiento
- 4 Superficie de tratamiento con cuatro electrodos
- 5 Sensor térmico
- 6 Superficie de tratamiento

Indicadores led de tratamiento





## 1.2. Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Silhouette™, hallará las siguientes partes:

- Dispositivo Silk'n Silhouette™ para la remodelación del contorno corporal
- Un frasco de gel deslizante
- Adaptador CA/CC de montaje a la pared
- Este folleto de instrucciones de uso

## 2. Intención de uso de Silk'n Silhouette™

Silk'n Silhouette™ está pensado para la reducción circunferencial y de la celulitis.

## 3. Seguridad con Silk'n Silhouette™

### Silk'n Silhouette™ protege la piel

Silk'n Silhouette™ viene con un SENSOR TÉRMICO diseñado para medir la temperatura de la piel y estabilizar la energía calorífica emitida.

Para evitar el sobrecalentamiento, el exclusivo estabilizador de calor incorporado de Silk'n Silhouette™ mide la temperatura de la piel tratada durante la sesión. En caso de detectarse un aumento de la temperatura de la piel tratada (42 °C - 43 °C), el estabilizador deja de emitir calor automáticamente, hasta que la temperatura de la piel desciende lo suficiente como para que el estabilizador reanude la emisión de calor.



**Nota:** Antes de iniciar el tratamiento, asegúrese de que el dispositivo esté bien presionado contra la piel.

## 4. Contraindicaciones

### Información de seguridad importante – ¡Leer antes de usar!

Silk'n Silhouette™ no está diseñado para todo el mundo. Antes de usar el dispositivo, lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para obtener más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio [www.silkn.com](http://www.silkn.com) o la página web de su localidad.

- No utilice Silk'n Silhouette™ si lleva un marcapasos o un desfibrilador interno, o cualquier otro implante eléctrico activo en cualquier parte del cuerpo.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si lleva un implante permanente en la zona tratada, como placas o tornillos metálicos, implantes de silicona o sustancias químicas inyectadas.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si tiene antecedentes de cáncer o si lo padece actualmente, o si tiene lunares precancerosos.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.
- No use Silk'n Silhouette™ si está embarazada o amamanta.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si tiene antecedentes de enfermedades que se vean estimuladas por el calor, como un Herpes Simplex recurrente en la zona de tratamiento. De ser así, podrá tratarse únicamente si sigue un tratamiento profiláctico.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece trastornos endocrinos mal controlados, como diabetes o problemas de tiroides.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece epilepsia
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece alguna enfermedad relacionada con la fotosensibilidad, como porfiria, erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.
- Si usted padece cualquier otra enfermedad que, a juzgar por su médico, haría que el tratamiento no fuera seguro para usted.
- Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco recetado por el médico, por favor consulte con su médico.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si padece alguna afección activa en la zona de tratamiento, como llagas, psoriasis, eccema o sarpullidos.
- No utilice Silk'n Silhouette™ si se ha sometido a alguna intervención quirúrgica en la zona de tratamiento en los 3 meses previos al tratamiento.

## 5. No usar Silk'n Silhouette™:

- Con acoples o accesorios no recomendados por Home Skinovations Ltd.
- Si tiene un cable o un enchufe dañado.
- Si ve o huele humo mientras usa el dispositivo.
- Si no funciona correctamente o parece estar dañado.
- Si el SENSOR TÉRMICO está rajado o roto.
- Si la carcasa exterior está agrietada o se separa.

Comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n®

## 6. Primeros pasos con Silk'n Silhouette™

1. Extraiga el DISPOSITIVO Silk'n Silhouette™ y el resto de componentes de la caja
2. Enchufe el cable del ADAPTADOR CA/CC en la ficha de Silk'n Silhouette™.
3. Enchufar el ADAPTADOR CA/CC en un tomacorriente. Los tres indicadores luminosos se encenderán y apagarán repetidamente uno tras otro.
4. Ahora el dispositivo está en el modo STBY (ESPERA), listo para comenzar.

**¡Use Silk'n Silhouette™ de un modo seguro y correcto!**

5. Extienda una fina capa de gel deslizante sobre la zona de tratamiento elegida  
Alternativamente, extienda una cantidad moderada de gel deslizante sobre la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO del dispositivo. El gel deslizante está diseñado para favorecer la conducción de la energía hacia la piel para obtener así mejores resultados.
6. Presione el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO Se encenderá el INDICADOR LUMINOSO DEL MODO DE TRATAMIENTO I.
7. Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO en la piel. Tenga en cuenta que, antes de realizar el tratamiento, la piel debe estar limpia y seca, y libre de cremas hidratantes y lociones.

### Modos de tratamiento

Silk'n Silhouette™ ofrece 3 tipos de tratamiento, representados por los 3 INDICADORES LUMINOSOS DEL MODO DE TRATAMIENTO.

El modo de tratamiento determina la naturaleza de energía que Silk'n Silhouette™ aplicará en la piel. Los modos son distintos, pero se complementan unos a otros.

### Configuración de los modos de tratamiento

- Para establecer un MODO DE TRATAMIENTO, pulse varias veces el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO para desplazarse de un modo a otro:
  - BAJO: Nivel de energía 1
  - MEDIO: Nivel de energía 2
  - ALTO: Nivel de energía 3
- Una vez que se haya definido el tratamiento deseado, los INDICADORES LUMINOSOS DEL MODO DE TRATAMIENTO indicarán el modo elegido.



**BAJO**

Nivel de energía 1



**MEDIO**

Nivel de energía 2



**ALTO**


Nivel de energía 3

8. Aplique el dispositivo a la zona de la piel elegida. Notará una leve sensación de calor.
9. Desplace el dispositivo realizando suaves movimientos lineales de masaje sobre el área elegida (caderas, nalgas, muslos, pantorrillas, espalda, tórax, panza y brazos). Avance despacio y con cuidado.
10. Si desea cambiar los modos en mitad del tratamiento, pulse de nuevo el BOTÓN. De esta forma, cambiará el modo de tratamiento sobre la marcha, lo que le permitirá tratar la misma zona o distintas zonas con diferentes modos de tratamiento, según sus necesidades.

## 7. Régimen de tratamiento

¡El tratamiento con Silk'n Silhouette™ es muy fácil! ¡Solo siga las ilustraciones siguientes para iniciar el camino hacia un aspecto totalmente renovado!  
Para el primer tratamiento en cada una de las partes del cuerpo, tratar según las indicaciones de la ilustración. A partir del segundo tratamiento en adelante, puede comenzar a tratar con los niveles de energía 2 y 3.

### CADERA



02:00


BAJO

10:00

MEDIO | ALTO\*

—— On Each Area ——

### NALGAS



02:00

BAJO

15:00

MEDIO | ALTO\*

—— On Each Side ——

\* Depending on user tolerance

## MUSLO



02:00

BAJO

15:00

MEDIO | ALTO\*

On Each Side

## PANTORRILLA



02:00


BAJO

10:00

MEDIO | ALTO\*

On Each Side

## ESPALDA



02:00


BAJO

12:00

MEDIO | ALTO\*

On Each Area

## TÓRAX



02:00


BAJO

10:00

MEDIO | ALTO\*


\* Depending on user tolerance

## PANZA



On Each Area

## BRAZO



On Each Side

\* Depending on user tolerance

### 7.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Silhouette™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n Silhouette™ puede ser su primera experiencia con un dispositivo basado en calor diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Silhouette™ es simple de usar, y las sesiones son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Silhouette™ es normal sentir y experimentar:

- **Una sensación de calor** – durante cada sesión, es normal sentir una tenue sensación de calor de la energía calorífica.
- **Tenue enrojecimiento o color rosa** – durante la sesión Silk'n Silhouette™ y justo después de ella, no es raro ver en la piel algún color rosado y muy tenue.  
No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel o ampollas, cese inmediatamente el uso de Silk'n Silhouette™.

#### Para obtener los mejores resultados, siga el siguiente calendario.

Comience con sesiones dos veces por semana durante 10 semanas para administrar al cuerpo un tratamiento intensivo. Para entonces ya podrá observar un cambio en el contorno corporal. Para mantener los resultados, siga aplicando el tratamiento una vez cada dos semanas.



Tenga en cuenta que, para conseguir resultados óptimos, deberá seguir minuciosamente el régimen de tratamiento.

## 7.2. Después del tratamiento con Silk'n Silhouette™

- Una vez finalizada la sesión con Silk'n Silhouette™, apague el Silk'n Silhouette™ desenchufando el cable del ADAPTADOR CA/CC del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el dispositivo Silk'n Silhouette™, especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO (vea: La limpieza de Silhouette™”).
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el dispositivo Silhouette™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.

# 8. El mantenimiento de Silk'n Silhouette™

## 8.1. El mantenimiento de Silk'n Silhouette™

Después de cada sesión de tratamiento, debe limpiarse el dispositivo Silk'n Silhouette™; especialmente la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO. Desenchufe el Silk'n Silhouette™ antes de limpiarlo.

- Desenchufe el Silk'n Silhouette™ antes de limpiarlo.
- Use papel absorbente (como papel higiénico o toallitas de papel) para limpiar con suavidad el gel sobrante de la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO.
- ¡No sumerja en agua ni el Silk'n Silhouette™ ni ninguna de sus partes!

# 9. Resolución de problemas

## “Mi Silk'n Silhouette™ no enciende”.

- Verificar que el ADAPTADOR DE CORRIENTE esté correctamente conectado al dispositivo Silhouette™.
- Verificar que el cable del ADAPTADOR DE CORRIENTE está enchufado en el tomacorriente en la pared.

## “No emite energía calorífica y no noto que salga calor del dispositivo, ni siquiera después de pulsar el BOTÓN DE SELECCIÓN DEL MODO DE TRATAMIENTO”.

- No se emitirá calor si no está colocada sobre la piel la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO. Esta es una medida de seguridad. Antes de iniciar al tratamiento, asegúrese de que el dispositivo esté bien presionado sobre la piel.



No intente abrir ni reparar su dispositivo Silk'n Silhouette™. Solo el personal autorizado por Silk'n™ tiene permiso para hacer reparaciones.



Tratar de abrir el Silk'n Silhouette™ también puede causar daños al dispositivo y anular su garantía.

- Por favor, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un dispositivo roto o dañado que necesite reparación.

## 10. Servicio al cliente

Para obtener más información sobre los productos Silk'n™, ingrese al sitio de su localidad: [www.silkn.eu](http://www.silkn.eu) o [www.silkn.com](http://www.silkn.com).

Si su dispositivo está roto, dañado, necesita una reparación o si el usuario requiere cualquier otra ayuda, comuníquese con el Servicio al Cliente de Silk'n Silhouette™ de su localidad:


Para clientes en Canadá y en los EE.UU.: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, [contact@silkn.com](mailto:contact@silkn.com)


Para clientes en otros países: [info@silkn.com](mailto:info@silkn.com)

## 11. Especificaciones

Tecnología		HT™
Longitud de onda de la luz roja		620 nm $\pm$ 20 nm; mW a confirmar
Longitud de onda de IR		850 nm $\pm$ 20 nm; mW a confirmar
Radiofrecuencia		1 MHz $\pm$ 30 %; máx. 25 W
Funcionamiento y seguridad		Estabilizador de calor para evitar el sobrecalentamiento de la piel
Tamaño del paquete		22 cm x 22 cm x 14 cm
Peso del sistema		200 g
Temperatura	Funcionamiento	10 °C a 35 °C
	Almacenamiento	-40 °C a +70 °C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 a 75% HR
	Almacenamiento	10 a 90% HR
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 a 1060 hPa
	Almacenamiento	500 a 1060 hPa
Adaptador		Modelo: KSAPVO361200300D5
■ Modelo		100-240 V; 50-60 Hz; 0,9 A
■ Salida		12Vdc; 3A

## 12. Labeling Étiquetage Rotulación



 Degree of protection against electric shock: type BF applied part

 WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

 Follow operating instructions

 CE Mark

 Do not use this appliance in a wet surrounding