

mē™



User guide
Mode d'emploi

User manual - original English instructions

These instructions, warnings and safety information within this user manual are intended to help ensure proper use and optimal results. It is important that you read this entire user manual before using your mē for the first time.

Table of contents

Introduction	3
Intended use of the mē	3
Getting to know your mē.....	4
Warnings	5
Using your mē for the first time	7
Skin sensitivity test.....	8
How to use your mē	8
What to expect during treatment.....	11
Treatment schedule	11
How to clean and store your mē.....	11
Disposal/recycling	12
Traveling with mē.....	12
Troubleshooting	13
Warranty.....	14
Manufacturer information.....	15

Congratulations!

mē is the only in-home compact hair removal device using patented elōs technology that is clinically proven to be safe and effective for all skin tones for permanent results on the body and face.

Introduction

Developed by the leading global aesthetic device company with the same technology used by dermatologists around the world, mē treatments disable the hair follicle so that unwanted hair does not grow back. Gentle, compact and easy to use, get ready to experience silky, smooth skin without the hassles of shaving and waxing!

Intended use of the mē

mē is an over-the-counter device intended for permanent hair reduction on the body for men and women and on women's facial hair below the cheek bone line.


Skin Tones

mē is intended for use on ALL skin tones (the skin tone you were born with).



Hair Colors

mē is clinically proven to be effective on the widest range of hair colors.



Results may vary based on individual's skin tone and hair color being treated and may require additional treatments beyond the full protocol. For more information, please contact Customer Care at www.mepower.com

Getting to know your mē mē package includes:

- mē device
- Power supply
- User manual

Device components

1. Control panel

- ① Power button
- ② elōs energy setting button with 3 energy level indicators: LOW- MEDIUM- HIGH
- ③ Power supply port

2. Cooling vents

Cool air is continuously circulated to keep the device cool while in use.

3. Treatment window



The light energy flashes out through the treatment window.

4. Radio frequency (RF) contact bars

Both RF bars must be in complete contact with the skin for the light energy to flash.

5. Power supply port

Connects the device to an electrical source during use.



Warnings

Who should not use (contraindications)

DO NOT use if you have epilepsy or light-induced seizures or chronic migraines. The energy flashes might cause severe headaches and migraines.

DO NOT use if you have an active implant, such as a pacemaker, incontinence device, insulin pump, etc. Use of the mē has not been tested in individuals with active implants, and, therefore, the effects are unknown.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. The mē should not be used by anyone, or on anyone, under the age of 18. The use of the mē on or by children has not been studied and could result in serious damage.

The mē is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

Warnings

DO NOT use if you are pregnant, trying to become pregnant (conceiving) or breast-feeding. The mē has not been tested on pregnant or breast-feeding women. Hormonal changes could increase skin sensitivity and the risk of skin damage.

DO NOT treat with the mē immediately after or before an

active tanning session - in natural light, on a tanning bed or when using sunless tanning products. If you are not certain whether you are tanning or sunburned it is recommended to do a skin sensitivity test (page 8) and wait 24 hours.

DO NOT use the mē on areas that have been sunburned as this can make the skin more susceptible to damage.

DO NOT use directly on parts of your skin where you have tattoos, dark brown or black spots (such as large freckles, birthmarks or moles). These areas may absorb too much light energy which can damage the skin.

DO NOT use on the ears, neck, nipples, genitalia or around the anus. These areas may have more sensitive skin and using the mē there may cause serious damage.

DO NOT use on or around the eyes, eyebrows or eyelashes. Doing so could cause permanent eye damage.

DO NOT use on a man's face, jaw or neck. Using the mē in these areas may result in skin damage.

DO NOT use the mē on any area where you may want the hair to grow back. The hair removal results may be permanent.

DO NOT use the mē if you are sensitive to light (photosensitive).

- Some diseases can be related to photosensitivity

including porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria and lupus.

- Some medications can be related to photosensitivity including: NSAIDS; steroids; antibiotics; phenothiazine; thiazide, diuretics, sulfonyluraes, sulfonamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Alpha-Hydroxy Acids (AHAs), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane® and/or topical retinoids.
- Undergoing radiation or chemo-therapy treatments.

These conditions can make the skin more sensitive to light and more susceptible to damage. Consult your doctor.

DO NOT use if you have an active or known skin condition in the treatment area including acne, sores, psoriasis, eczema, sunburns, melasma, herpes simplex, open wounds or a rash. These conditions can make the skin more sensitive to light and more susceptible to damage.

DO NOT use if you have a history of skin cancer or areas of potential skin malignancies. Use of the mē has not been tested in areas with skin cancer, and therefore, the effects are unknown.

DO NOT hold the treatment window still over one spot on the skin and emit multiple light flashes on the skin. Doing so may generate too much heat, which can damage the skin.

DO NOT cover the cooling vents during use, as they help

to keep the device cool during operation. Covering the cooling vents could result in the device overheating.

DO NOT get the mē damp or wet.

DO NOT use the mē while bathing or put it next to a bath or sink.

DO NOT operate the mē with a damaged plug or cord.

For means of isolation – disconnect the device from the mains.

Use only the power supply provided with the mē.

DO NOT open the outer covers of the mē or touch any inner parts.

DO NOT attempt to repair your mē device.


ALWAYS keep the cord away from heated surfaces. Failure to follow these precautions can cause electrocution, electric shock or result in damage.

ALWAYS attach the AC plug from the power supply into the device first, then into the wall socket.


DO NOT use the mē in an environment where a spark could cause an explosion, such as near a gas source.

Using your mē for the first time


Setting up your mē




1. Clean the treatment window with a non-alcohol based wet wipe or soft tissue. This is done in order to remove any debris or dust from the treatment window.




2. Connect the power cord into the power supply port found on the control panel of the mē.




3. Connect the power cord to an AC outlet.



4. Press the power button to turn the device on. All 3 energy level indicators will light up blue and start blinking.



5. Press the elōs button once to select the LOW energy level. When the energy indicator lights up steady blue, the mē is ready for use.



6. To increase the setting to MEDIUM or HIGH, press the elōs button until the indicator displays the desired level.

Note: When moving from HIGH to LOW, the device will reset. The energy indicator lights will cycle momentarily before the LOW energy indicator light appears a steady blue. Proceed treating on LOW only after the the LOW indicator light is steady.

Skin sensitivity test

If you are using the mē for the first time or treating a new body area, choose a small area close to the area you intend to treat. The Skin Sensitivity Test should be performed on LOW energy level:

- Prepare your skin for the test and follow the treatment instructions.
- Wait 30 minutes and check your skin for any reaction. If the skin appears normal, then you are ready to perform a full treatment.
- If the treated spot appears red or irritated, please wait 24 hours and repeat the test. Otherwise consult your doctor.

How to use your mē

If this is your first time using the device, be sure to conduct the Skin Sensitivity Test.

Step 1: Preparation

To prepare for your mē treatment:


- First remove hair from the area you want to treat.
- Clean your skin and dry it with a towel.
- This will ensure that the elōs technology is focused on the hair follicles beneath the surface for optimal efficacy.

If you have light hair, it is recommended that you wax or epilate immediately before treating with the mē in order to get the best results. Make sure to clean your skin of any wax or hair residue before starting treatment. Do not treat if you feel your skin is irritated from waxing or epilation.

Step 2: Activate

Press the power button to turn on your mē device and select your energy level (LOW, MEDIUM or HIGH):

- **LOW:** Press the elōs button once to select the lowest energy level. The left energy level indicator light will turn blue (image A) and you will hear the fan inside the device.
- **MEDIUM or HIGH:** Use the elōs button to select higher energy levels for greater efficacy (image B, C). Always start treating on LOW and if you are comfortable, move to MEDIUM or HIGH energy level for greater efficacy.



Step 3: Treating your body

Gently place the device on your skin, so that both RF contact bars are in complete contact with the skin (image D). The device will not work unless both RF contact bars are touching your skin.

- The mē will emit flashes of bright light - this is the elōs energy at work.
- Slowly glide the device over the treatment area, without lifting the device move to the next spot only after the treatment flash has been emitted.
- Continue gliding the device over the area so that you pass over the same area 2-3 times.



Step 4: Treating your face

Prepare your treatment area (women's faces below the cheek line):


- You can shave (dark hair), wax or tweeze (light hair) before using the mē.
- Make sure to clean your skin of any wax or hair residue before starting treatment.
- Do not treat if you feel your skin is irritated from waxing or tweezing.
- Gently place the device on your skin, so that both RF bars are in complete contact with the skin. The device will not work unless both RF contact bars are touching your skin.
- Allow one flash of elōs energy on your first target area.
- Lift the device and place it on the the next adjacent area and wait for each flash of elōs light to be emitted before moving to the next spot.
- Repeat this stamping motion until you have completed 2-3 passes of the entire area.



Treatment tips

When using the mē on difficult to treat areas (e.g. underarms) apply the device in two directions: left/right and up/down for full coverage (image A).

- If you find the light from the elōs flash too bright, you can wear sunglasses or goggles for your comfort.
- DO NOT hold the treatment window still over one spot and flash multiple light flash on the skin. Doing so may generate too much heat, which can damage the skin.
- The mē will automatically shut off if it is not in use for more than 3 minutes. Press the power button to turn the device back on.



What to expect during treatment

During treatment you may feel a warming sensation. You should always start your treatments at the LOW energy level and if you are comfortable, increase to MEDIUM or HIGH for even greater efficacy. If your skin looks slightly red after treatment, this should disappear within 24 hours.

Treatment schedule

Hair removal is a gradual process. Actual results will vary from person to person and depend on the body site being treated. Hair re-growth may fluctuate over time, depending on the person, body area, hair growth cycle and whether the instructions were followed correctly.

For best results, follow the full protocol of treating the target area once a week for 7 treatments. Use your temporary hair removal solution in between treatments. After your initial protocol, use your mē for touch-ups or as needed.

Note: Facial areas can be treated more frequently up to 2-3 times per week for 6 weeks if desired. Additional treatments may be needed for optimal results.




How to clean and store your mē

Turn the mē off by pressing the power button on the control panel. Unplug the power supply from AC outlet and power supply port (image A).

Clean the treatment window and outside surface of the mē using ONLY a non-alcoholic based wet wipe or soft tissue (image B).

Store the mē in a cool and dry place AWAY from the reach of children.



Disposal/Recycling

Please follow your local regulations for disposal of electric systems when recycling or disposing of your mē. If you have questions, please contact us at www.mepower.com.



Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

Traveling with mē

The mē is designed with universal voltage. That means that you can use the device all over the world. Interchangeable plugs are sold separately and vary by country. These are designed to work with the mē power supply. Make sure that the mē does not get wet while travelling, and do not use it in a wet environment.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Solution
No indicator lights are on.	<ul style="list-style-type: none"> Power supply is not properly connected to the device or to an electrical source. Device wasn't turned on. 	<ul style="list-style-type: none"> Ensure the DC plug of the power supply is securely plugged into the device and the other end is connected to an AC outlet. If the power supply has been properly connected, press the power button located on control panel of the device.
All 3 energy indicator lights are blinking blue.	<ul style="list-style-type: none"> An energy level was not selected after turning on the device. 	<ul style="list-style-type: none"> Press the eIōs button once to select the LOW energy level. To select MEDIUM or HIGH energy levels, use the eIōs button until the indicator light displays the energy level you desire.
No energy light flashes from treatment window.	<ul style="list-style-type: none"> Device wasn't turned on. eIōs energy level was not selected by pressing the eIōs button. RF skin contact bars not in contact with the skin in treatment area. Device was left idle for more than 3 minutes and turned off. 	<ul style="list-style-type: none"> In order for the mē to emit flashes, make sure all 3 conditions (device on, energy level selected, RF skin contact bars in contact with skin) are met. If the device was idle, press the power button to reactivate the device for treatment again.
All 3 energy indicator lights are steady blue (not blinking).	<ul style="list-style-type: none"> Device flashes consumed. Cooling vents covered Room temperature too high. 	<ul style="list-style-type: none"> Turn off and disconnect the device from the power supply and contact our Customer Care Specialists for assistance. Let device cool. Turn the device back on to re-attempt your treatment. Move to a cooler room.
3 energy indicators are blinking in a continuous cycle.	<ul style="list-style-type: none"> When the device was set to HIGH energy level the eIōs button was pressed to lower the energy level to LOW. 	<ul style="list-style-type: none"> Wait for the indicator lights to stop cycling and the LOW energy level indicator is a steady blue. Then treat the desired area.

TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, ILUMINAGE SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR MISUSE OF THIS PRODUCT INCLUDING ANY GENERAL, INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES - TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY THE LAW. THE WARRANTY PROVIDED IN THIS DOCUMENT IS THE SOLE AND EXCLUSIVE WARRANTY PROVIDED BY ILUMINAGE TO THE PRODUCT AND IT REPLACES ANY REPRESENTATION AND/OR WARRANTY INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR USE AND MERCHANTABILITY.

This warranty does not cover products determined by Iluminage to be damaged by any of the following: accident, misuse, abuse or alteration, servicing by unauthorised personnel, use with unauthorised accessories or use other than as instructed, connecting to an incorrect current or voltage and/or any other conditions beyond Iluminage's control.

Manufacturer information

Labels And Symbols

The mē device shows information pertaining to the device's part number, serial number, manufacturer information and the electrical and regulatory standards the mē complies with.

This device is not suitable for use in the presence of a flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

Definition of Symbols



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



Follow operating instructions



Class II equipment



Do Not use in wet environment



Degree of protection against electric type BF applied part



CE Mark



Illuminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

mē specifications*

Light spectrum: 550 - 1200 nm
Max optical: 4J/cm²
RF wave frequency - 6.78 MHz
Max radio frequency power - 5 Watt
Pulse light repetition rate: up to 1.1 Hz (1 pulse every 0.9 second)
Electrical rating - 100-240~0.4A, 50-60 Hz
Dimensions - 6 x 10 x 16 cm (W x L x H)
Weight - 0.3 kg

*Patented technology US6702808 and US5405368

Applicable Standards

Safety Standards

EN 60335-1:2012 / AC:2014;
EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A11:2010 / AC:2012;
EN 60335-2-27:2013; EN62233:2008
IEC 62301 Edition 2.0 2011-01; EN 50564:2011

EMC Standards

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007
IEC 60601-1-2:2007

Acceptable Environmental Conditions

Storage/Transport

Temperature - 10°C - 55°C (14°F - 131°F)
Humidity - 90% at 55°C (131°F)
Pressure - 700-1060 hPa

Operating

Temperature - 10°C-30°C (50°F-86°F)
Relative Humidity - Up to 80% at 37°C (99°F)
Altitude - Up to 2000m (6,500ft)

Mode d'emploi - Traduction Française de la notice d'origine

Les instructions, avertissements et consignes de sécurité de ce mode d'emploi sont destinés à assurer la bonne utilisation de l'appareil, et des résultats optimaux. Il est important que vous lisiez ce mode d'emploi avant d'utiliser même pour la première fois.

Pour toute question, veuillez contacter le service clients.
ILUMINAGE BEAUTY

Table des matières

Introduction	3
Utilisation prévue de mē	3
Découvrir mē	4
Avertissements	5
Première utilisation de votre mē	7
Test de sensibilité cutanée	8
Comment utiliser votre mē	8
À quoi s'attendre pendant le traitement	11
Programme de traitement.....	11
Nettoyage et stockage de votre mē	11
Élimination/recyclage	12
Voyager avec mē	12
Dépannage	13
Garantie	14
Informations techniques.....	15

Félicitations !

mē est le seul épilateur que l'on peut utiliser à domicile utilisant la technologie brevetée elōs. Il est cliniquement prouvé pour être efficace et sans danger pour tous les teints de peau, avec des résultats permanents.

Introduction

Mis au point par le leader mondial de l'esthétique et fonctionnant avec la même technologie que celle utilisée par les dermatologues dans le monde entier, les traitements avec mē désactivent le follicule pileux de sorte que les poils indésirables ne repoussent pas. Traitement doux, facile à appliquer et ne prenant que quelques minutes, préparez-vous à profiter d'une peau soyeuse et lisse sans les tracas du rasage ou de l'épilation à la cire.

Utilisation prévue de mē

mē est un appareil conçu pour être utilisé sur le corps des hommes et des femmes, ainsi que sur les poils du visage des femmes en dessous de l'axe du nez et des joues.

Teint de peau

mē peut être utilisé pour TOUS les teints de peau (votre couleur de peau naturelle).



Couleur du poil

mē est cliniquement prouvé pour être efficace sur la plus large gamme de couleurs de poils.



Les résultats peuvent varier en fonction du teint de peau et de la couleur des poils du sujet, et ils peuvent nécessiter des traitements supplémentaires au protocole complet décrit à la page 11. Pour plus d'informations, veuillez contacter le service clients via www.mepower.com.

Découvrir mē

Le coffret mē comprend :

- L'appareil mē
- L'alimentation électrique
- Le mode d'emploi

Composants de l'appareil

1. Tableau de commande

- ① Bouton de mise en marche
- ② Bouton de réglage de l'énergie eIōs avec trois indicateurs de niveaux d'énergie : FAIBLE MOYEN ÉLEVÉ
- ③ Prise d'alimentation

2. Ventilateurs d'aération couverts

L'air frais circule en permanence pour que l'appareil demeure froid au toucher pendant l'utilisation.

3. Fenêtre de traitement



L'énergie lumineuse émet des flashes à travers la fenêtre de traitement.

4. Barres de contact radiofréquence

Les deux barres RF doivent être entièrement au contact de la peau pour que les pulsations lumineuses soient émises.

5. Prise d'alimentation

Branchez l'appareil à une source d'alimentation électrique pendant l'utilisation.



Avertissements

Qui ne doit pas l'utiliser (contre-indications)

NE PAS utiliser l'appareil si vous souffrez d'épilepsie, de convulsions dues à la lumière ou de migraines chroniques. Les flashes peuvent provoquer de violents maux de tête et des migraines.

NE PAS utiliser l'appareil si vous avez un implant actif, par exemple un pacemaker, un dispositif pour incontinence, une pompe à insuline, etc. L'utilisation de mē n'a pas été testée sur des personnes portant des implants actifs, les effets sont donc inconnus.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. mē ne doit être utilisé par aucune personne de moins de 18 ans. L'utilisation de mē sur ou par des enfants n'a pas été étudiée, et pourrait entraîner des blessures graves.

L'appareil mē ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou au manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été supervisées ou formées.

Avertissements

NE PAS utiliser l'appareil si vous êtes enceinte ou essayez de l'être ou si vous allaitez. mē n'a pas été testé sur des femmes enceintes ou allaitantes. Les changements hormonaux peuvent

augmenter les risques de lésions sur la peau.

NE PAS utiliser mē immédiatement avant ou après une séance de bronzage à la lumière naturelle, sur un lit de bronzage ou conjointement avec l'utilisation de produits autobronzants. Si vous ne savez pas exactement si vous avez bronzé ou si vous avez un coup de soleil, il est recommandé d'effectuer un test de sensibilité cutanée (page 8) et d'attendre 24 heures.

NE PAS utiliser mē sur des zones ayant subi des coups de soleil, la peau y est plus sensible aux blessures.

NE PAS utiliser l'appareil sur des tatouages, des grains de beauté ou des points sombres (taches de rousseur, taches de naissance, ou verrues). Ces zones pourraient absorber trop d'énergie lumineuse et provoquer des lésions cutanées.

NE PAS utiliser l'appareil sur les oreilles, la nuque, les mamelons, les organes génitaux ou autour de l'anus. Dans ces zones, la peau peut être plus sensible et l'utilisation de mē peut entraîner de graves blessures.

NE PAS utiliser l'appareil sur ou autour des yeux, des sourcils et des cils. Cela pourrait provoquer des lésions oculaires permanentes.

NE PAS utiliser l'appareil sur le visage, la mâchoire ou la nuque d'un homme. L'utilisation de mē dans ces zones peut provoquer des blessures cutanées.

NE PAS utiliser mē sur une zone sur laquelle vous souhaitez que

des poils repoussent. L'épilation peut être permanente.

NE PAS utiliser mē si vous êtes photosensible (sensible à la lumière).

- Certaines maladies peuvent être liées à la photosensibilité, y compris la porphyrie, la lucite polymorphe, l'urticaire solaire et le lupus.
- Certains médicaments peuvent être liés à la photosensibilité, y compris : AINS, stéroïdes, antibiotiques, phénothiazine, thiazidiques, diurétiques, sulfonyluræes, sulfamides, DTIC, fluorouracile, vinblastine, griséofulvine, alpha-hydroxy-acides (AHA), bêta-hydroxy-acides (BHA), Retin-A, Accutane® et / ou rétinoïdes topiques.
- En cas de traitements de radiothérapie ou de chimiothérapie.

Ces conditions peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et plus vulnérable aux blessures. Consultez votre médecin.

NE PAS utiliser l'appareil si vous présentez un quelconque symptôme cutané dans la zone de traitement, comme de l'acné, des plaies, du psoriasis, de l'herpès, de l'eczéma, des brûlures, de l'herpès simplex, des blessures ou une éruption cutanée. Ces conditions peuvent rendre la peau plus sensible à la lumière et plus vulnérable aux blessures.

NE PAS utiliser l'appareil si vous avez des antécédents de cancer de la peau ou des zones potentielles de tumeurs malignes de la peau. L'utilisation de mē n'a pas été testée sur des zones affectées par un cancer de la peau, les effets

en sont donc inconnus.

NE PAS tenir immobile la fenêtre de traitement au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs impulsions lumineuses. Ces zones pourraient absorber trop d'énergie lumineuse et la peau pourrait être abîmée.

NE PAS couvrir les ventilateurs d'aération pendant l'utilisation. L'appareil pourrait alors surchauffer.

NE PAS mouiller ou humidifier mē.

NE PAS utiliser mē en prenant un bain, ne pas le placer près d'une baignoire ou d'un lavabo.

NE PAS activer mē avec une prise ou un cordon endommagé.

Pour isoler, débrancher l'appareil du secteur.

Utilisez uniquement l'adaptateur électrique fourni avec mē.

NE PAS ouvrir le capot externe de mē et ne pas toucher les éléments internes.

NE PAS tenter de réparer votre appareil mē.

TOUJOURS tenir éloigné l'appareil des surfaces chaudes.


Le non-respect de ces précautions peut provoquer une électrocution, un choc électrique ou entraîner des blessures.

TOUJOURS brancher le cordon d'alimentation électrique sur l'appareil en premier, puis sur la prise murale.


NE PAS utiliser mē dans un environnement où une étincelle pourrait provoquer une explosion, par exemple à proximité d'une source de gaz.

Première utilisation de votre mē


Configurer votre mē




1. Nettoyez la fenêtre de traitement à l'aide d'une lingette humide sans alcool ou d'un chiffon doux. Cela permet de retirer les poils, les débris ou la poussière de la fenêtre de traitement.




2. Branchez le câble d'alimentation dans la prise située sur le tableau de commande de mē.




3. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.



4. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer l'appareil. Les trois indicateurs de niveau d'énergie vont émettre une lumière bleue et commencer à clignoter.



5. Appuyez sur le bouton elōs une fois pour sélectionner le niveau d'énergie FAIBLE. Quand l'indicateur d'énergie émet une lumière bleue et fixe, mē est prêt à être utilisé.



6. Pour augmenter le réglage sur MOYEN ou ÉLEVÉ, appuyez sur le bouton elōs jusqu'à ce que l'indicateur affiche le niveau souhaité.

Remarque : En passant du niveau ÉLEVÉ à FAIBLE, l'appareil sera réinitialisé. Les voyants lumineux d'indicateur d'énergie effectueront un cycle momentané avant que le voyant bleu FAIBLE apparaisse de manière fixe. Procédez au traitement quand l'indicateur est sur FAIBLE, c'est à dire quand la lumière devient fixe.

Test de sensibilité cutanée

Si vous utilisez mē pour la première fois, ou si vous traitez une nouvelle zone de votre corps, choisissez un petit endroit proche de la zone que vous souhaitez traiter. Le test de sensibilité de la peau doit être effectué avec une énergie sur niveau FAIBLE :

- Préparez votre peau au test puis suivez les instructions de traitement.
- Attendez 30 minutes puis vérifiez la réaction de votre peau. Si la peau semble normale, vous pouvez effectuer l'intégralité du traitement.
- Si des rougeurs ou des irritations apparaissent sur la zone traitée, attendez 24 heures puis recommencez le test. Sinon, consultez votre médecin.

Comment utiliser votre mē

Si c'est la première fois que vous utilisez l'appareil, n'oubliez pas d'effectuer le test de sensibilité cutanée.

Étape 1 : Préparation

Vous préparer au traitement mē :

- Commencez par épiler les poils de la zone que vous souhaitez traiter.
- Nettoyez votre peau et séchez-la avec une serviette.
- Cela permettra à la technologie elōs de se centrer sur les follicules pileux sous la surface pour une efficacité optimale.



Si vous avez les poils clairs, il est recommandé de vous épiler à la cire ou d'une autre manière immédiatement avant le traitement avec mē pour obtenir de meilleurs résultats. Assurez-vous de bien nettoyer votre peau de tout résidu de cire ou de poil avant de commencer le traitement. Ne procédez pas au traitement si vous sentez que votre peau est irritée par l'épilation.

Étape 2 :

Allumez votre mē

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre mē et sélectionnez votre niveau d'énergie (FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ) :

- **FAIBLE** : Appuyez sur le bouton elōs une fois pour sélectionner le niveau d'énergie le plus faible. La lumière de l'indicateur de niveau d'énergie de gauche va passer au bleu (image A) et vous allez entendre le ventilateur à l'intérieur de l'appareil.
- **MOYEN** ou **ÉLEVÉ** : Utilisez le bouton elōs pour sélectionner les niveaux d'énergie supérieurs pour une plus grande efficacité (image B, C). Commencez toujours le traitement sur FAIBLE et, si vous vous sentez à l'aise, continuez sur les niveaux MOYEN ou ÉLEVÉ pour une efficacité accrue.



Étape 3 :

Traitement de votre corps

Placez délicatement l'appareil sur votre peau, pour que les deux barres de contact RF soient entièrement au contact de la peau (image D). L'APPAREIL NE FONCTIONNERA PAS À MOINS QUE LES DEUX BARRES DE CONTACT RF TOUCHENT VOTRE PEAU.

- Le mē va émettre des flashes lumineux - votre traitement elōs débute.
- Glissez lentement l'appareil sur la zone de traitement. Sans lever l'appareil, déplacez-le vers la zone suivante uniquement après que le flash de traitement ait été émis.
- Continuez de faire glisser l'appareil sur la zone afin de passer 2 à 3 fois au même endroit.



Étape 4 :

Traitement de votre visage

Préparez la zone à traiter (pour la femme, le visage est délimité sous la ligne des joues) :


- Vous pouvez raser (poils bruns) ou épiler seulement à la cire ou à la pince (poils blonds) avant d'utiliser mē.
- Assurez-vous de bien nettoyer votre peau de tout résidu de cire ou de poil avant de commencer le traitement.
- Ne pas traiter si vous sentez que votre peau est irritée après l'épilation à la cire ou à la pince.
- Placez délicatement l'appareil sur votre peau, pour que les deux barres RF soient entièrement au contact de la peau. L'appareil ne fonctionnera pas à moins que les deux barres de contact RF touchent votre peau.
- Effectuez un flash elōs sur la première zone que vous souhaitez traiter.
- Soulevez l'appareil et placez-le sur la prochaine zone adjacente, et attendez que le flash elōs soit émis avant de poursuivre sur la zone suivante.
- Répétez l'opération jusqu'à ce que vous soyez passé 2 à 3 fois sur toute la zone.



Conseils de traitement

En utilisant mē sur des zones difficiles à traiter (ex : les aisselles), appliquez l'appareil dans deux directions : gauche/droite et bas/haut pour couvrir toute la zone (Image A).

- Si vous trouvez que le flash elōs est trop lumineux, vous pouvez porter des lunettes foncées pour votre confort.
- NE PAS tenir immobile la fenêtre de traitement au-dessus d'une seule zone de la peau et émettre plusieurs flashes. Ces zones pourraient absorber trop d'énergie lumineuse et abîmer la peau.
- mē va automatiquement s'éteindre s'il n'est pas utilisé pendant plus de 3 minutes. Appuyez sur le bouton de mise en marche pour rallumer l'appareil.



À quoi s'attendre pendant le traitement

Vous pouvez ressentir une sensation de chaleur pendant le traitement. Vous devez toujours commencer le traitement par le niveau FAIBLE et si vous êtes à l'aise, passez à MOYEN ou à ÉLEVÉ pour plus d'efficacité. Si de légères rougeurs apparaissent sur votre peau après le traitement, elles devraient disparaître dans les 24 heures.

Programme de traitement

L'épilation est un processus graduel. Les résultats effectifs peuvent varier d'une personne à l'autre, et selon la zone à traiter. La repousse des poils peut fluctuer dans le temps, en fonction de la personne, de la zone corporelle, du cycle de croissance pileux et aussi du respect des instructions. Pour de meilleurs résultats, respectez le protocole de traitement de la zone cible une fois par semaine, pendant 7 traitements. Utilisez votre système d'épilation habituel classique entre les traitements. Après le protocole initial, utilisez votre mē pour des retouches ou selon besoins. Remarque : Les zones du visage peuvent être traitées plus fréquemment jusqu'à 2-3 fois par semaine pendant six semaines, si désiré. Des traitements supplémentaires peuvent être nécessaires pour des résultats optimaux.




Nettoyage et stockage de votre mē

Éteignez le mē en appuyant sur le bouton de mise en marche sur le tableau de commande. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur puis du mē. (image A).

Nettoyez la fenêtre de traitement et la surface externe du mē en utilisant UNIQUEMENT une lingette humide imbibée d'une lotion sans alcool ou un chiffon doux.

Stockez mē dans un endroit frais et sec TOUJOURS en dehors de portée des enfants.



Mise au rebut/Recyclage

Veillez respecter les réglementations locales pour la mise au rebut des systèmes électriques lors du recyclage ou de la mise au rebut de votre mē. Si vous avez des questions, veuillez nous contacter sur le site www.tanda.fr.



Déchet d'équipements électrique et électronique (DEEE).

Voyager avec mē

mē s'adapte aux tensions électriques universelles. Cela veut dire que vous pouvez utiliser l'appareil partout dans le monde. Des prises interchangeables sont vendues séparément et peuvent varier selon les pays. Elles sont conçues pour fonctionner avec l'alimentation électrique de mē. Assurez-vous que mē ne prenne pas l'humidité en voyageant, et ne l'utilisez pas en environnement humide.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Aucun voyant allumé.	<ul style="list-style-type: none"> L'alimentation électrique n'est pas correctement branchée à l'appareil ou à la prise électrique. L'appareil n'a pas été allumé. 	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la prise électrique est fermement branchée à l'appareil et que l'autre extrémité est branchée à une prise secteur. Si l'alimentation électrique est correctement branchée, appuyez sur le bouton Power situé sur le tableau de commande de l'appareil.
Les 3 indicateurs lumineux d'énergie émettent une lumière bleue clignotante.	<ul style="list-style-type: none"> Un niveau d'énergie n'a pas été sélectionné après avoir allumé l'appareil. 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton elōs une fois pour sélectionner le niveau d'énergie FAIBLE. Pour sélectionner les niveaux d'énergie MOYEN ou ÉLEVÉ, utilisez les boutons elōs jusqu'à ce que l'indicateur lumineux indique le niveau d'énergie désiré.
Il n'y a pas d'impulsion d'énergie lumineuse sortant de la fenêtre de traitement.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil n'est pas en marche. Le niveau d'énergie elōs n'a pas été sélectionné en appuyant sur le bouton elōs. Les barres d'émission RF ne sont pas en contact avec la peau sur la zone de traitement. L'appareil a été laissé inactif pendant plus de 3 minutes. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour que le mē émette des flashes, assurez-vous que les 3 conditions (l'appareil est allumé, le niveau d'énergie est sélectionné, les barres de contact RF sont au contact de la peau) soient remplies. Si l'appareil a été laissé inactif, appuyez sur le bouton pour réactiver l'appareil et recommencer le traitement.
Les 3 indicateurs lumineux d'énergie émettent une lumière bleue fixe (et non clignotante).	<ul style="list-style-type: none"> Flashes de l'appareil épuisés. Ventilateurs d'aération couverts La température de la pièce est trop élevée 	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez et débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et contactez un spécialiste du service clients pour plus d'assistance. Laissez l'appareil refroidir. Remettez l'appareil en marche pour essayer de procéder de nouveau au traitement. Allez dans une pièce plus fraîche.
3 indicateurs d'énergie clignotent sur un cycle continu.	<ul style="list-style-type: none"> L'appareil a été configuré au niveau ÉLEVÉ et on a appuyé sur le bouton elōs pour diminuer le niveau d'énergie à FAIBLE. 	<ul style="list-style-type: none"> Attendez que les voyants arrêtent leur cycle et que l'indicateur FAIBLE émette une lumière bleue fixe. Puis traitez la zone désirée.

Si vous rencontrez des problèmes persistants avec le mē, contactez les spécialistes de notre service clients sur le site www.mepower.com

Cette garantie ne couvre pas les produits qu'Iluminage estimera endommagés par une des opérations suivantes : accident, mauvaise utilisation, abus ou modification, entretien par des personnes non agréés, utilisation d'accessoires non autorisés ou utilisation autre que celle indiquée, branchement une source de courant électrique ou une source de tension incorrecte et / ou autres conditions hors du contrôle de Iluminage.

DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LOI, ILUMINAGE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS ISSUS DE L'UTILISATION OU DE LA MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE GÉNÉRAL, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU INDIRECT - DANS LA MESURE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI. LA GARANTIE FOURNIE DANS CE DOCUMENT EST LA SEULE GARANTIE EXCLUSIVE FOURNIE PAR ILUMINAGE POUR CE PRODUIT ET ELLE REMPLACE TOUTE DÉCLARATION ET / OU GARANTIE, Y COMPRIS L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER ET LA QUALITÉ MARCHANDE

Informations techniques

Étiquettes et symboles

L'appareil mē affiche des informations relatives au numéro de pièces et au numéro de série de l'appareil, des informations sur le fabricant et sur les normes électriques et réglementaires que mē respecte.

Cet appareil n'est pas adapté pour une utilisation en présence d'un mélange anesthésique inflammable avec l'air ou avec de l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

Définition des symboles



Déchet d'équipements électrique et électronique (DEEE)



Suivre les instructions suivantes



Équipement de classe II



Ne pas l'utiliser dans un environnement humide.



Niveau de protection contre la pièce appliquée de type électrique BF.



Marque de Certification CE



Iluminage Ltd.
Yokneam Illit 2069200, IL

Spécifications de mē*

Spectre lumineux : 550 – 1200 nm

Optique max. : 4J/cm²

fréquence d'onde RF - 6,78 MHz

Puissance max. de radiofréquence : 5 watts

Fréquence de répétition de la lumière pulsée : jusqu'à 1,1 Hz

(1 impulsion toute les 0,9 secondes)

Estimation électrique - 100-240~0,4 A, 50-60 Hz

Dimensions - 6 x 10 x 16 cm (La x L x H)

Poids - 0,3 kg

*Technologie brevetée US6702808 et US5405368

Normes applicables

Normes de sécurité

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-23:2003+A1:2008+A2:2012

EN 60335-2-27:2013

Normes EMC

EN 61000-6-1:2007

EN 61000-6-3:2007

Conditions de fonctionnement acceptables

Stockage/Transport

Température: 10°C - 55°C (14°F - 131°F)

Humidité - 90 % à 55°C (131°F)

Pression - 700-1 060 hPa

En fonctionnement

Température: 10°C-30°C (50°F-86°F)

Humidité relative - Jusqu'à 80 % à 37°C (99°F)

Altitude - Jusqu'à 2000 m (13 000 pi)





mē™



© 2015 All rights reserved. mē is a trademark of Illuminage Beauty Ltd.
The mē is manufactured by Illuminage Ltd.
(Kochav Yokneam Bldg. Yokneam Industrial Zone P.O Box 14 Yokneam Illit, 2069200, Israel
Innovation and design by Illuminage Beauty. Publication HU-PB01801NA