

REF KATALOGOVÉ ČÍSLO

MD ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK

Dentální rentgenové zástěry

Určený účel:

Rentgenové zástěry Palmero Healthcare slouží k ochraně pacienta před rentgenovým zářením generovaným zobrazovacími systémy. *Pouze pro použití pacientem, pokud není uvedeno jinak.*

Dodávají se v různých barvách pro tato použití:

Dentální zástěry = ekvivalent olova o tloušťce 0,35 mm

Hlavní materiály:

Dentální zástěry se vyrábějí z těchto materiálů:

- Vnitřní a vnější vrstvy z vinylu/nylonu
- Bariérová vrstva z olova nebo antimonu a vizmutu

Návod k použití:

POUŽITÍ: Přeložte přes pacienta PŘED snímkováním.

ČIŠTĚNÍ: Používejte vodu a mýdlo nebo čisticí prostředek na vinyl.

DEZINFEKCE: Používejte pouze dezinfekci vhodnou na vinyl.

LIKVIDACE: Recyklujte podle místních požadavků na likvidaci materiálů obsahujících olovo a vinyl.

Varování a upozornění:

MANIPULACE: Chraňte zástěru před extrémními teplotami, nenamáčejte ji a nedávejte ji do sušičky.

UCHOVÁVÁNÍ: Zástěru neskládejte, nepřehýbejte ani nenatahujte přes ostré rohy. Vždy ji opatrně pověste.

SKRYTÉ POŠKOZENÍ: Nesprávná manipulace může vést ke skrytému poškození. Zástěry by měly být pravidelně vizuálně kontrolovány, zda nejsou poškozené, a každoročně kontrolovány pomocí rentgenového snímku nebo fluoroskopie, zda jsou ještě stále neporušené.

Podle nařízení EU o zdravotnických prostředcích jsou uživatelé/pacienti povinni hlásit závažné nežádoucí příhody související se zdravotnickým prostředkem výrobci a příslušnému orgánu země, ve které k nim došlo.



Prát ručně



Nebělit



Nečistit
chemicky



Nežehlit



Nesušit v
sušičce



Ochrana proti
ionizujícímu
záření

- Modul B a Modul D, Notifikovaná osoba: 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
- Označuje, že byl výrobek certifikován podle nařízení (EU) o osobních ochranných prostředcích č. 2016/425.
- Označuje, že tento výrobek poskytuje ochranu proti lékařskému rentgenovému záření a že použitý ochranný materiál má ekvivalent olova 50 kV až 110 kV, jak je uvedeno na štítku na oděvu.
- Materiály použité při výrobě výrobků byly testovány metodami odpovídajícími normě EN 61331-1:2014.

ISO 9001

Tento výrobek byl vyroben v závodě, jehož systém řízení kvality je registrován podle normy ISO 9001:2015.

Prohlášení o shodě

EU prohlášení o shodě je dostupné online na <https://www.palmerohealth.com/pages/eu-certificates>.