

REF KATALOGNUMMER

MD MEDIZINPRODUKT

Dental-Röntgenschürzen

Verwendungszweck:

Röntgenschürzen von Palmero Healthcare werden verwendet, um den Patienten vor der von bildgebenden Systemen erzeugten Röntgenstrahlung zu schützen. *Nur für die Verwendung bei Patienten, sofern nicht anders angegeben.*

Erhältlich in verschiedenen Farben für die folgenden Anwendungen:

Dentalschürzen = 0,35 mm Bleigleichwert

Hauptmaterialien:

Dentalschürzen bestehen aus:

- Innen- und Außenschichten aus Vinyl/Nylon
- Barrierschicht aus Blei oder Antimon/Bismut

Gebrauchsanweisung:

ANWENDUNG: Vor dem Röntgen auf den Patienten legen.

REINIGUNG: Wasser und Seife oder einen für Vinyl geeigneten Reiniger verwenden.

DESINFEKTION: Nur ein für Vinyl geeignetes Desinfektionsmittel verwenden.

ENTSORGUNG: Gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Materialien aus Blei/Vinyl recyceln.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen:

HANDHABUNG: Die Schürze keinen extremen Temperaturen aussetzen, nicht in Flüssigkeiten eintauchen und nicht in einen Trockner geben.

LAGERUNG: Die Schürze nicht falten, knicken oder über eine scharfe Ecke hängen. Sorgfältig aufhängen.

VERDECKTE SCHÄDEN: Fehlgebrauch kann zu verdeckten Schäden führen. Schürzen sollten regelmäßig visuell auf Beschädigungen und jährlich durch Röntgen- oder Fluoroskopieuntersuchungen auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.

Nach der Medizinprodukteverordnung der EU sind Anwender/Patienten verpflichtet, schwerwiegende Ereignisse mit einem Medizinprodukt dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Landes, in dem sie aufgetreten sind, zu melden.



Handwäsche



Nicht bleichen



Nicht chemisch reinigen



Nicht bügeln



Nicht trocknergeeignet



Schutz vor ionisierender Strahlung

- Modul B und Modul D, benannte Stelle: 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Port Tunnel Business Park, Büro 13, Einheit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
- Gibt an, dass dieses Produkt gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen zertifiziert wurde.
- Bedeutet, dass dieses Produkt Schutz vor medizinischer Röntgenstrahlung bietet und dass das verwendete Schutzmaterial einen Bleigleichwert von 50 kV – 110 kV hat, wie auf dem Kleidungsetikett angegeben.
- Die für die Herstellung der Produkte verwendeten Materialien wurden mit Methoden geprüft, die der Norm EN 61331-1:2014 entsprechen.

ISO 9001

Dieses Produkt wurde in einem Werk hergestellt, dessen Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 zertifiziert ist.

Konformitätserklärung

Die EU-Konformitätserklärung kann online abgerufen werden: <https://www.palmerohealth.com/pages/eu-certificates>