

REF NÚMERO ARTÍCULO

MD PRODUCTO SANITARIO

Delantales de protección radiológica dental

Uso previsto:

Los delantales de protección radiológica de Palmero Healthcare sirven para proteger al paciente de la radiación producida por los sistemas de imagen. *Para uso exclusivo del paciente a menos que se especifique lo contrario.*

Disponible en diversos colores para las siguientes aplicaciones:

Delantales dentales = Equivalencia de 0,35 mm de plomo

Materiales principales:

Los delantales dentales están hechos de:

- Vinilo/nailon en las capas interiores y exteriores
- Plomo o antimonio/bismuto en la capa de barrera

Instrucciones de uso:

USO: póngaselo al paciente ANTES de tomar la radiografía.

LIMPIEZA: utilice agua y jabón o un limpiador de vinilo seguro.

DESINFECCIÓN: utilice únicamente un desinfectante de vinilo seguro.

ELIMINACIÓN: recicle siguiendo las normativas locales relativas a la eliminación de revestimientos de plomo-vinilo.

Advertencias y precauciones:

MANIPULACIÓN: no exponga el delantal a temperaturas extremas, no lo sumerja en líquidos y no lo meta en la secadora.

ALMACENAMIENTO: no doble, arrugue, ni cuelgue el delantal en una esquina puntiaguda. Cuélguelo con cuidado.

DAÑOS OCULTOS: el uso indebido puede causar daños ocultos. Debe realizar una inspección visual periódica de los delantales y revisarlos anualmente mediante radiografía o fluoroscopia para garantizar su integridad.

Según las normativas europeas sobre productos sanitarios, los usuarios/pacientes están obligados a informar al fabricante y a las autoridades competentes del país sobre cualquier hecho grave relacionado con un producto sanitario.



Lavado a mano



No usar lejía



No lavar en seco



No planchar



No secar en secadora



Protección de radiación ionizante

- Módulo B y Módulo D, Organismo notificado: 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 21, Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
- Identifica que este producto ha sido certificado según la normativa EPI (UE) 2016/425
- Significa que este producto ofrece protección contra los rayos X médicos y que el material de protección utilizado tiene una equivalencia de plomo de 50 kV – 110 kV, tal y como se indica en la etiqueta de la prenda.
- Los materiales utilizados en la fabricación de productos se ha probado con métodos equivalentes a EN61331-1:2014

ISO 9001

Este producto se ha fabricado en una planta cuyo sistema de gestión de calidad está registrado según ISO 9001:2015

Declaración de conformidad

Puede acceder a la declaración de conformidad UE online: <https://www.palmerohealth.com/pages/eu-certificates>