

REF ARTIKELNUMMER

MD MEDISCH HULPMIDDEL

Tandheelkundige röntgenschorten

Beoogd doel:

De röntgenschorten van Palmero Healthcare worden gebruikt om de patiënt te beschermen tegen röntgenstraling die afkomstig is van beeldvormende systemen. *Alleen voor gebruik bij de patiënt, tenzij anders aangegeven is.*

Verkrijgbaar in verschillende kleuren, voor de volgende toepassingen:

Tandheelkundige schorten = equivalent van 0,35 mm lood

Belangrijkste materialen:

Tandheelkundige schorten zijn gemaakt van:

- een binnenste en buitenste laag van vinyl/nylon
- een barrièrelaag van lood of antimoon/bismut

Gebruiksaanwijzing:

GEBRUIK: Breng het schort op de patiënt aan VOOR het maken van de röntgenopnames.

REINIGEN: Gebruik water en zeep of een reinigingsmiddel dat veilig is voor vinyl.

DESINFECTEREN: Gebruik alleen een desinfectiemiddel dat veilig is voor vinyl.

AFVOEREN ALS AFVAL: Voer af volgens de plaatselijke richtlijnen voor het afvoeren van afdekmiddelen van lood-vinyl.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen:

HANTERING: Stel het schort niet bloot aan extreme temperaturen en onderdompeling in vloeistoffen en droog het niet in een droger.

BEWAREN: Vouw en kreuk het schort niet en hang het niet over een scherpe rand. Hang het voorzichtig op.

VERBORGEN SCHADE: Verkeerd gebruik kan tot verborgen schade leiden. Controleer schorten regelmatig op beschadigingen en inspecteer ze jaarlijks door middel van een röntgenapparaat of fluoroscopie om te zien of ze nog goed werken.

Op grond van de verordening betreffende medische hulpmiddelen van de EU zijn gebruikers/patiënten verplicht om ernstige voorvallen met een medisch hulpmiddel te melden bij de fabrikant en de verantwoordelijke autoriteiten van het land waar de voorvallen zich hebben voorgedaan.



Handwas



Niet bleken



Niet stomen



Niet strijken



Niet drogen
in een
wasdroger



Bescherming
tegen ioniserende
straling

- Module B en Module D, aangemelde instantie: 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
- Bevestigd dat dit product is gecertificeerd op grond van de verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen
- Geeft te kennen dat dit product bescherming biedt tegen medische röntgenstraling en dat het gebruikte beschermende materiaal een loodequivalent heeft van 50 kV – 110 kV, zoals vermeld op het etiket van het kledingstuk
- De materialen die tijdens de productie van het product zijn gebruikt zijn getest op grond van methodes overeenkomstig EN61331-1:2014

ISO 9001

Dit product is gemaakt in een fabriek waarvan het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan ISO 9001:2015

Conformiteitsverklaring

De EU-conformiteitsverklaring is online op te vragen: <https://www.palmerohealth.com/pages/eu-certificates>