

Șorțuri pentru radiologie dentară

Domeniu de utilizare:

Șorțurile pentru radiologie dentară Palmero Healthcare se utilizează pentru a proteja pacientul împotriva radiațiilor X generate de sistemele de imagistică. *A se utiliza doar pentru pacient, dacă nu se specifică altfel.*

Disponibile într-o varietate de culori pentru următoarele aplicații:

Șorțuri pentru radiologie dentară = echivalent plumb 0,35 mm

Materiale principale:

Șorțurile pentru radiologie dentară sunt fabricate din:

- straturi interioare și exterioare din vinil/nilon
- strat de barieră din plumb sau antimoniu/bismut

Instrucțiuni de utilizare:

UTILIZARE: Îmbrăcați pacientul ÎNAINTE de expunerea radiologică.

CURĂȚARE: Folosiți apă și săpun sau un agent de curățare sigur pentru vinil.

DEZINFECTARE: Utilizați doar dezinfectante sigure pentru vinil.

ELIMINARE: Reciclați în conformitate cu cerințele locale pentru eliminarea foliilor din plumb/vinil.

Avertizări și precauții:

MANIPULARE: Nu expuneți șorțul la temperaturi extreme, nu-l scufundați în lichide și nu-l introduceți în uscător.

DEPOZITARE: Nu îndoțiți, nu șifonați și nu împăturiți șorțul în unghiuri ascuțite. Atârnați-l cu atenție.

DETERIORĂRI ASCUNSE: Utilizarea necorespunzătoare poate duce la apariția deteriorărilor ascunse. Pentru a depista eventualele deteriorări, șorțurile trebuie inspectate vizual cu regularitate și inspectate anual prin radiografie sau fluoroscopie, în scopul asigurării integrității continue.

În conformitate cu Regulamentul UE privind dispozitivele medicale, utilizatorii/pacienții sunt obligați să raporteze evenimentele grave apărute în legătură cu dispozitivul medical către producător și către autoritatea competentă din țara în care au survenit acestea.



Spălare
manuală



Nu folosiți
înălțitor



Nu curățați
chimic



Nu călcați



Nu uscați
în uscător



Protecție
împotriva
radiațiilor
ionizante

- Modulul B și Modulul D, organism notificat: 2895, Shirley Technologies (Europe) Limited, Port Tunnel Business Park, Office 13, Unit 21, Clonsaugh Business & Technology Park, Dublin 17, ROI
- Identifică acest produs ca fiind certificat în conformitate cu Regulamentul EIP (UE) 2016/425
- Înseamnă că acest produs oferă protecție împotriva razelor X medicale și că materialul de protecție utilizat este echivalentul plumb pentru 50 kV – 110 kV, după cum se specifică pe eticheta articolului de îmbrăcăminte.
- Materialele utilizate în fabricarea produselor au fost testate utilizând metode echivalente cu EN61331-1:2014

ISO 9001

Acest produs a fost fabricat într-o fabrică al cărei sistem de gestionare a calității este înregistrat în conformitate cu ISO 9001-2015

Declarație de conformitate

Declarația de conformitate UE poate fi accesată online: <https://www.palmerohealth.com/pages/eu-certificates>



Palmero Healthcare, LLC
120 Goodwin Place
Stratford, CT 06615, USA
Tel. (203)377-6424
Fax. (203)377-8988



Hu-Friedy Europe LLC & Co. KG
Bogenstrasse 6 - 8
78576 Emmingen - Liptingen
Germany



STERIS GmbH c/o BDO AG,
Längfeldweg 116A,
CH-2504 Biel-Bienne,
SWITZERLAND



STERIS Solutions Limited
Chancery House, Rayns Way
Watermead Business Park, Syston
Leicester LE7 1PF
United Kingdom