

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Manufactured by:

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, JLPL Ind. Area, Mohali - 160 055 (Pb) India
Consumer Care Cell: 1800-1212-656
E-mail: care@tynor.in or write to manufacturer
www.tynorindia.com

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

Ankle Support Urbane

एंकल सपोर्ट अर्बेन

Soporte de tobillo Urbane

Support de cheville Urbane

دعامة الكاحل



REF D18

Ref. Code: D1801161219

USER MANUAL

How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
Comment utiliser:
كيفية الاستخدام

1.



- Worn by a simple pull on application like socks.
- मोजे की तरह एक साधारण खिचाव द्वारा पहने।
- Usado por una aplicación de tirón simple, como medias.
- Porté par une simple traction sur l'application comme des chaussettes.
- سبلتُ امكلمعتسلا دذع طيسبلا دشلا للاذنم ماناندرام تيوبراوجلا

2.



- With longer half upwards.
- बड़े हिस्से को ऊपर की तरफ रखे।
- Con la parte más larga hacia arriba.
- Avec la partie la plus longue vers le haut.
- بحيث يكون الجزء الأطول والأعراض في الاتجاه العلوي

How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
Comment utiliser:
كيفية الاستخدام

3.



- So that heel fits in its position.
- जिससे एड़ी अपनी स्थिति में फिट हो सके
- De forma que el talón se ajusta en la posición
- De sorte que le talon s'ajuste dans sa position.
- بحيث يوضع الكعب في مكانه

Ankle Support Urbane

English

INTENDED USE :

Ankle Support Urbane is aesthetically designed to give support and compression to weak or injured ankle. The stabilizing silicon insert match the ankle contours giving superior support with therapeutic compression. It can be used in high impact, sporting activities or by individuals where repetitive ankle injuries are common. It also helps to control swelling, odema or sprains and rollovers of the ankle.

CONSTRUCTION:

Knitted on an advance state of art CNC flat knit machine to provide , 3 D shaped fabric, in a double layer nylon yarn. Intermingled spandex provides the unique four way stretch to the fabric which gives a superior compression and ankle support. The strong spandex thread runs spirally in the matrix of nylon locks to ensure its free movement to allow uniform compression even on uneven diameters of the foot and ankle.

The silicon insert is anatomically designed with correct softness to support and anchor both the medial and lateral malleolus of the ankle.

3D color pattern used gives the product sporty and highly pleasing looks

APPLICATIONS:

- Ankle instability
- Prophylaxis for sporting activity
- Improves endurance in Gym and outdoor activities
- Prevention of repetitive ankle injuries
- Sprains and ankle roll overs
- Post operative and post cast care

INSTRUCTIONS^[1]

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

एंक्ल सपोर्ट अर्बेन

Hindi

उपयोग :

एंक्ल सपोर्ट अर्बेन को कमजोर या चोटिल टखने को सहारा और संपीड़न देने के लिए सुंदरता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। चिकित्सीय संपीड़न के साथ बेहतर सहारा देकर स्टेबलाइजिंग सिलिकॉन इंसेर्ट टखने की आकृति से मेल खाता है। इसका उपयोग उच्च प्रभाव, खेदकूद गतिविधियों या उन व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, जहां टखने पर बार-बार चोट लगना सामान्य बात होती है। यह टखने के सूजन, ओडेमा या मोच या चोट को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

निर्माण:

दोहरी परत वाले नायलॉन के धागे में 3D आकार के कपड़े प्रदान करने के लिए एक उन्नत अत्याधुनिक CNC सपाट बुनाई मशीन पर बुना जाता है। मिश्रित स्पैन्डेक्स कपड़े को विशिष्ट चौतरफा फैलाव प्रदान करता है जो एक बेहतर संपीड़न और टखने को सहारा प्रदान करता है। मजबूत स्पैन्डेक्स धागा नायलॉन लॉक के आकार के मैट्रिक्स में सर्पिल रूप से चलता है जो पैर और टखने के असमान व्यास पर भी एकसमान संपीड़न देने के लिए इसकी स्वतंत्र गति को सुनिश्चित करता है।

सिलिकॉन इंसेर्ट टखने के औसत दर्जे और लैटरल मेल्लेलेस दोनों को सहारा या एंकर देने के लिए सही कोमलता के साथ शारिरिक रूप से डिजाइन किया गया है।

इन्टेमाल किया गया 3D रंग पैटर्न उत्पाद को स्पॉर्ट और बहुत ही आकर्षक रूप देता है।

अनुप्रयोग :

- टखने की अस्थिरता
- खेलकूद गतिविधियों के लिए प्रोफिलैक्सिस
- जिम और बाहरी गतिविधियों में स्थिरता में सुधार करता है
- टखने में बार-बार चोट लगने से रोकथाम करता है
- मोच और टखने में चोट
- पोस्ट ऑपरेटिव और पोस्ट कास्ट देखभाल

निर्देश^[1]

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- इन सतियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चक्के या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ - साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

Support de cheville Urbane

French

UTILISATION PRÉVUE:

Ankle Support Urbane est esthétiquement conçu pour soutenir et compresser la cheville faible ou blessée. L'insert en silicone stabilisant s'adapte aux contours de la cheville et offre un soutien inégalé grâce à la compression thérapeutique. Il peut être utilisé lors d'activités sportives à impact élevé ou par des personnes chez qui les blessures répétitives à la cheville sont fréquentes. Il aide également à contrôler l'enflure, l'œdème ou les entorses et les tonneaux de la cheville.

MATIERE:

Tricoté sur une machine à tricoter rectiligne CNC à la fine pointe de la technologie pour obtenir un tissu façonné en 3 D, dans un fil de nylon à double couche. L'élasthanne entremêlé offre un étirement unique dans les quatre sens du tissu, ce qui donne une compression supérieure et un meilleur support de la cheville. Le fil d'élasthanne robuste s'enroule en spirale dans la matrice de serrures en nylon pour assurer sa liberté de mouvement et permettre une compression uniforme, même sur les dix mètres inégaux du pied et de la cheville. L'insert en silicone est conçu de manière anatomique avec un douceur convenable pour soutenir et immobiliser la malléole interne et externe de la cheville.

Le motif de couleur 3D utilisé donne au produit un aspect sportif et très agréable.

APPLICATIONS:

- Instabilité de la cheville
- Prophylaxie de l'activité sportive
- Améliore l'endurance dans le gymnase et les activités de plein air
- Prévention des blessures répétitives à la cheville
- Foulures et entorses à la cheville
- Soins postopératoires et soins après plâtre

INSTRUCTIONS:

- Utilisez ce produit sous la surveillance stricte d'un médecin qualifié.
- Cessez l'utilisation et demandez l'avis d'un médecin qualifié, en cas de:
 - Sensation d'affaiblissement
 - Flux sanguin altéré
 - Éruption allergique ou démangeaisons
 - Douleur qui augmente ou persiste
- Consultez votre médecin en cas d'utilisation simultanée avec un autre appareil médical.
- Une mauvaise utilisation ou une utilisation non conforme de l'appareil peut entraîner des effets indésirables et une efficacité réduite.
- Suivez les instructions mentionnées sur la boîte avec soin.
- Gardez hors de la portée des enfants.

دعامة الكاحل

Arabic

الاستعمال المقصود:

بشكل جمالي لتوفير الدعم والضغط Ankle Support Urbane تم تصميم دعامة الكاحل للكاحل الضعيف أو المصاب. حشوة السليكون المثبتة تطابق محيط الكاحل مما يوفر دعماً فائقاً مع الضغط العلاجي. يمكن استخدامها في الأنشطة الرياضية ذات التأثير العالي أو بواسطة الأشخاص الذين يعانون من شيوخ الإصابات المتكررة في الكاحل. كما أنها تساعد على السيطرة أو التواء مفصل الكاحل. أو الالتواءات، أو الوذمة، على التورم

التركيب:

منسوجة على أحدث طراز من ماكينات التصنيع المسطحة باستخدام الحاسب الآلي لتوفير نسج ثلاثي الأبعاد على شكل خيوط نايلون مزدوجة الطبقة. توفر اللدائن المختلطة قابلية التمدد والمط للانسج في جميع الاتجاهات بشكل فريدة والذي يعطي أفضل ضغط ودعم للكاحل. تمتد خيوط الألياف اللدنة القوي بشكل حلزوني في نسج النايلون لضمان حرية الحركة للسمح بضغط مؤد حتى على أقطار الكاحل والمختلفة.

تم تصميم حشوة السليكون بشكل تشريحي مع لونة مضبوطة لدعم وتثبيت كلاً من الكعب الخشبي والكعب الإنسي للكاحل.

نمط اللون ثلاثي الأبعاد المستخدم يعطي المنتج مظهرًا رياضيًا وجذابًا للغاية

الاستخدام:

- عدم ثبات الكاحل
- الوقاية أثناء النشاط الرياضي
- تحسن القدرة على التحمل في صالة الألعاب الرياضية والأنشطة الخارجية
- الوقاية من إصابات الكاحل المتكررة
- التواء وتقلب الكاحل
- الرعاية بعد العمليات الجراحية وبعد الجبائر

إرشادات:

- استخدم هذا المنتج في ظل توجيه دقيق من طبيب مؤهل
- توقف عن استخدام المنتج واحصل على توجيه من طبيب مؤهل في الحالات التالية
 - القصور الحسي
 - قصور في تدفق الدم
 - طفق الأرجية أو الحكة
 - زيادة الألم أو استمراره
- استشر الطبيب الخاص بك في حالة استخدام جهاز طبي آخر بشكل متواصل
- قد تؤدي إساءة استخدام الجهاز أو الاستخدام الخاطئ له إلى حدوث آثار عكسية وانخفاض فعالية الجهاز
- التزم جيداً بالإرشادات المذكورة في العبوة
- احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال