

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JIPL, Mohali -160 055), (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

Pouch Arm Sling

पाउच आर्म स्लिंग
Cabestrillo De Brazo Con Bolsita
Élingue Poche Bras
کیس حمال الذراع

REF C 01/C 06/L 04



**Pouch Arm Sling
(Tropical)**



**Pouch Arm Sling
(Baggy)**



Pouch Arm Sling (Oxypore)

UM-C 01/ C 06/ L 04-18-2

USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام



- Place the injured arm in the pouch.
 - घायल बांह को पाउच में रखें।
 - Coloque el brazo dañado en el bolsa.
 - Placez le bras blessé dans la poche.
- ضع الذراع المصاب داخل الجراب




- The sling is crossed over the shoulder passes through the buckle and closed at a comfortable position. The length of the sling should ensure that the arm remains in flexed, slight acute angle position.
 - स्लिंग कंधे के ऊपर से पार की जाती है, बकल के अंदर से गुजारी जाती है और आरामदायक स्थिति में बंद की जाती है।
 - El cabestrillo se cruza por encima del hombro, se pasa a través de la hebilla y se cierra en un punto que proporcione una posición confortable. La longitud del cabestrillo ha de permitir que el brazo permanezca en posición de flexión en ligero ángulo agudo.
 - L'élingue est croisée sur l'épaule, passe à travers la boucle et fermée à une position confortable. La longueur de la bride doit assurer que le bras reste en flexion, égère position d'angle aiguë
- لوصولاً ذراعاً قليلاً مديراً لإبرمته مع، فتكلاً لوحاً تماماً عضوياً
حيزملاً عضوياً


How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام



- 3.
- Position the shoulder pad at the point of load bearing.
 - भार सहन करने के स्थान पर कंधा पैड लगाएं।
 - Coloque la almohadilla en el punto donde el hombro recibe la carga del peso del brazo.
 - Positionnez l'épaulière au point de charge.
- تمیوزیو می نشتم عضو فی عارڈنا لظوناً تماماً لوط ن مضیناً بجد
لمجلاً تحطقت ذراعاً فتکلاً تداوسو عضلاً لایلة تداو



- 4.
- Thumb can be hung in the thumb cradle for relief to thumb muscles.
 - अंगूठे की मांशपेशियों को आराम देने के लिए अंगूठे को थम्ब क्रेडल में लटकाया जा सकता है।
 - Puede dejar el pulgar en el soporte para aliviar los músculos del mismo.
 - Le pouce peut être accroché dans le berceau du pouce pour soulager les muscles du pouce.
- يمكن تعليق الإبهام في مهد الإبهام بهدف تخفيف ألم عضلات الإبهام.

English

Pouch Arm Sling

INTENDED USE :

Pouch Arm Sling holds, supports and immobilizes the sprained, broken or surgically operated arm in the flexion position while it recuperates. Smart design to cover the cast and give extra protection to the injured arm.

CONSTRUCTION:

Made out of three-layered PU bonded fabric, each layer imparting to the fabric its unique properties.

- Outer layer with raising provides soft feel and plush looks
- Middle PUF layer imparts cushioning and wrinkle free property.
- Inner layer gives the required strength and non tear ability

The Oxy-pore model is however made from 3D perforated fabric for enhanced ventilation

Adjustable cotton sling allows proper fitting and positioning of the arm One touch opening and closing of the buckle allows easy application and removal of the pouch. Ethafoam shoulder pad takes the entire load of the arm and promotes patient comfort. Thumb cradle maintains the thumb in abduction, helps in relieving the fatigue to the thumb muscles.

APPLICATIONS :

- Fractures of humerus, radius, ulna, clavicles, scapula
- Clavicle bone fracture
- Post surgical or post cast care of the arm
- Sprained or a dislocated shoulder
- Any other condition requiring support or immobilization of the arm

RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

INSTRUCTIONS: [4]

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.