

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing



Wipe with moist lint free cloth



Dry in shade in the insert provided in box



Apply talcum powder after every wash



Do not place on heater or use a hair dryer



Avoid dropping on hard surface

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :

- LOT** Batch code
M Manufacturing date
M Manufacturer
REF Catalogue number

tynor

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

tynor

Breast Prosthesis

ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस

Prótesis mamaria

الثدي الاصطناعي

REF 101-02



USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

- Unpack the product and read the how to use instructions carefully.
- उत्पाद को खोलें और उपयोग करने से संबंधित निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें।
- Desembale el producto y lea las instrucciones de uso detenidamente.
- قم بفك المنتج وقراءة تعليمات كيفية الاستخدام بعناية.

1.



- Wear special mastectomy bra. (Bra with a special designed pocket)
- विशेष मास्टेक्टोमी ब्रा पहनें। (विशेष रूप से तैयार किया गया पॉकेट वाला ब्रा)
- Lleve un sujetador especial para mastectomías. (Un sujetador con un bolsillo diseñado especialmente)
- حَمَّالَة (رتداء حمالة الصدر الخاصة باستئصال الثدي)
الصدر بها جيب مصمم خاص

2.



- Place the product in pocket.
- उत्पाद को पॉकेट में रखें।
- Coloque el producto en el bolsillo.
- ضع المنتج في الجيب.

Breast Prosthesis

English

INTENDED USE :

Tynor Breast Prosthesis is an artificial breast that gives the appearance, feel, touch, weight, softness, of a real breast. It looks realistic and feel more natural as compared to other available products. Counters the weight of other breast, helps in balancing the two sides & keeps the shoulder even and straight the posture. Specially designed bra's with pocket are used to hold the breast in its position

Made from high quality silicone material similar to our body tissue. Silicone is skin friendly and highly inert material

PRODUCT CARE:

- Keep the product away from sharp edges.
- Misuse, or improper use of the product can lead to decreased effectiveness
- Follow instructions mentioned on the instructions manual carefully.
- Avoid excessive pressure on product.
- Don't puncture or rupture the product
- It is recommended to remove the product while sleeping.
- Avoid excess pressure on product.
- Wipe the product with moist lint free cloth.
- After use, Do not place the product on a flat surface. Place the product in the box only.
- Wash regularly with plain water at room temp.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of, allergy rash or itching

APPLICATIONS:

- Restoring the original anatomy
- Restoring self-esteem
- Prevent scoliosis, post mastectomy
- Low back and cervical muscle strain

INSTRUCTIONS:

- Silicone breast prosthesis can be used only after minimum of eight weeks of therapy.

www.tynorindia.com

www.tynorindia.com

ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस

Hindi

उपयोग :

टाइनोर ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस एक कृत्रिम ब्रेस्ट है जो असली ब्रेस्ट का आकार, अनुभव, स्पर्श, वजन, कोमलता देता है। यह वास्तविक दिखता है और अन्य उपलब्ध उत्पादों की तुलना में अधिक प्राकृतिक होने का अनुभव कराता है। अन्य ब्रेस्ट के भार को संतुलित करता है, दोनों तरफ के भागों को संतुलित बनाए रखने में सहायता करता है और कंधे को सीधा और एक-समान पोस्चर रखता है। पॉकेट के साथ विशेष रूप से तैयार किए गए ब्रा का उपयोग ब्रेस्ट को इसकी सही स्थिति में थामे रखने के लिए किया जाता है

हमारे शरीर के उत्तक की तरह उच्च गुणवत्ता वाली सिलिकॉन सामग्री से बना

उत्पाद की देखभाल:

- उत्पाद को तेज किनारों से दूर रखें
- उत्पाद का गलत या अनुचित उपयोग करने से प्रभावशीलता में कमी आ सकती है
- निर्देश मैनुअल पर वर्णित निर्देशों का अनुसरण सावधानीपूर्वक करें।
- उत्पाद पर अत्यधिक दबाव से बचें।
- उत्पाद को न तो पंचर करें या न ही तोड़ें
- सोते समय उत्पाद को निकालने की सलाह दी जाती है।
- उत्पाद पर अतिरिक्त दबाव से बचें
- नम लिंट से मुक्त उत्पाद को पोछें।
- उपयोग के बाद, उत्पाद को सपाट सतह पर न रखें। उत्पाद को केवल बॉक्स में रखें
- कमरे के तापमान पर सादे पानी से नियमित रूप से साफ करें।
- एलर्जी, चकत्ता या खुजली होने की स्थिति में उपयोग करना बंद कर दें और किसी योग्य डॉक्टर से दिशानिर्देश प्राप्त करें

अनुप्रयोग:

- मूल शारीरिक रचना पुनः प्राप्त करना
- आत्मसम्मान पुनः प्राप्त करना
- स्कोलियोसिस, पोस्ट मास्टेक्टोमी रोकना
- पीठ और सरवाइकल मांसपेशी में कम तनाव

निर्देश:

- सिलिकॉन ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस का उपयोग केवल थेरेपी के कम से कम आठ सप्ताह के बाद किया जा सकता है।

Prótesis mamaria

Spanish

USO PREVISTO :

La prótesis mamaria Tynor es una mama artificial que ofrece la apariencia, sensación, tacto, peso suavidad de una mama real. Parece realista y presenta una sensación más natural en comparación con otros productos disponibles. Contrarresta el peso de la otra mama, ayuda a equilibrar los dos lados y mantiene el hombro nivelado y la postura recta. El sujetador especialmente diseñado con bolsillos se usa para mantener la mama en su posición

Fabricada en material de silicona de alta calidad similar a nuestro tejido corporal. La silicona es un material respetuoso con la piel y altamente inerte.

CUIDADOS DEL PRODUCTO:

- Mantenga el producto alejado de bordes filosos.
- El uso incorrecto o inapropiado del producto puede provocar una efectividad reducida.
- Siga detenidamente las instrucciones que se mencionan en el manual de instrucciones.
- Evite una presión excesiva sobre el producto.
- No pinche o rompa el producto.
- Se recomienda eliminar el producto mientras duerme.
- Evite el exceso de presión en el producto.
- Limpie el producto con un paño sin hilos húmedo.
- Tras su uso, no coloque el producto sobre una superficie plana. Coloque el producto únicamente en su envase.
- Lávelo regularmente con agua a temperatura ambiente.
- Deje de usarlo y busque asesoramiento de un facultativo cualificado en caso de erupción alérgica, o picor.

APLICACIONES:

- Restauración de la anatomía original
- Restauración de la autoestima
- Evita la escoliosis postmastectomía
- Tensión lumbar baja y cervical muscular

INSTRUCCIONES:

- Las prótesis mamarias de silicona pueden usarse solo después de un mínimo de ocho semanas de terapia.