

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing



Dry in shade on a flat surface



Do not dry-clean



Do not Iron



Do not bleach

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

UIM-007-18-1

Knee Cap with Patellar Ring

नी कैप विद पटेलर रिंग
Rodillera Con Anillo Rotular
Genouillère Avec Anneau Patellaire
غطاء الركبة المزود بحلقة للرضفة



REF D 07

How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
Comment utiliser:
كيفية الاستخدام

1.



2.



How To Use
Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें
Comment utiliser:
كيفية الاستخدام

3.



- Worn by a simple pull on application holding the flat springs, with the broader end facing upwards.
- आवेदन को फ्लैट स्प्रिंग्स पर एक साधारण पुल द्वारा ऊपर की ओर करके सामान्य रूप से पहना जाता है।
- Llevado por una aplicación de extracción simple que sostiene los muelles planos, con el extremo más ancho hacia arriba.
- Porté par une simple traction sur l'application tenant les ressorts plats, avec le côté le plus large vers le haut.

• يتم ارتداؤه من خلال سحب بسيط على التطبيق ممسكاً بالينابيع المسطحة ، مع مواجهة النهاية الأوسع للأعلى.

Knee Cap With Patellar Ring

English

INTENDED USE :

Knee Cap with Patella Ring is a next generation knee support to provide stabilization, compression, grip and support to the weak or unstable knee.

CONSTRUCTION:

Woven on the state of art CNC looms to provide seam less, anatomically shaped tube, in a double layer.

Double layered fabric with nylon on the outside and cotton on inside offers unique advantages. Nylon improves life and suppleness of the product. Nylon is aesthetically more pleasing and offers color fastness. Inner cotton layer is dermatophilic and hypoallergenic, it quickly absorbs moisture and transports to the outer nylon layer where it quickly gets evaporated, keeps the skin cool and comfortable. Intermingled spandex provides the unique four way stretch to the fabric.

The silicone patellar ring eliminates the pressure on the patella, essential for conditions like chondromalacia or retro-patellar cartilage damage. Silicone insert massages gently, improves the blood circulation.

Flat spring multiaxial hinge enhances lateral support to the knee, prevents the edge roll over, and reduces buckling of fabric in the pit of the knee.

APPLICATIONS :

- Mild instability of the knee joint
- Warmth, compression and support to the weak knee.
- Swellings and effusions of the knee
- Post operative, post surgical or post trauma management
- Patello femoral syndrome
- Injury to meniscus
- Arthritic knee conditions
- Support to geriatric or very active sports knee.
- Patella chondroplasty

RECOMMENDATION :

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

INSTRUCTIONS: (1)

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

नी कैप विद पटेलर रिंग

Hindi

उपयोग :

नी कैप विद पटेलर रिंग, विभिन्न ऑर्थोपेडिक रोगों के कारण कमजोर या अस्थिर घुटनों को स्थिरकरण, संपीड़न, पकड़ और सहारा प्रदान करने वाला घुटने का उन्नत सहारा है।

निर्माण:

रोहरी परत में सीबनरहित, शारीरिक बनावट के अनुसार ट्यूब के लिए इन्हें आधुनिक सीएनसी मिलों में बना जाता है।

वाहरी हिस्से पर नायलॉन और अंदर सूती, दोहरी परत का फ़ैब्रिक बेजोड़ लाभ प्रदान करता है। नायलॉन इस उत्पाद का जीवन और लचीलापन बेहतर बनाता है। नायलॉन सुंदरता की दृष्टि से अधिक सुखद होता है और रंगों में अधिक चटक प्रदान करता है। अंदरूनी सूती परत बैकटीरिया-रोधी और कम एलर्जी उत्पन्न करने वाली होती है, यह त्वचा में नमी को सोख लेती है और उसे वाहरी नायलॉन परत की ओर संचारित कर देती है जहां यह नमी तीव्रता से वाष्पित हो जाता है, जिससे त्वचा डंडी और सुखद रहती है। अंतर्निहित स्पैंडेक्स धाग इस फ़ैब्रिक को बेजोड़ चौतरफ़ा खिंचाव प्रदान करते हैं।

सिलिकॉन पटेलर छल्ला पटला पर संपर्क दाब को कम करता है, जो उपास्थिमृदा (कांजोमलेशिया) या रट्टा-पटेलर उपास्थि क्षति जैसी स्थितियों में आवश्यक होता है, सिलिकॉन मसाज को नरम तरीके से प्रविष्ट करता है, रक्त प्रवाह को सुधारता है।

सपाट स्प्रिंग वाले बहुअक्षीय कब्जे घुटने के पार्श्व सहारे में वृद्धि करते हैं, अधिक बढ़त रोल से बचाता है और घुटने के गड्ढे में फ़ैब्रिक जमा होने को कम करते हैं।

अनुप्रयोग :

- घुटने के जोड़ की हल्की अस्थिरता
- गर्मी, संपीड़न और कमजोर घुटने से समर्थन करते हैं।
- घुटने में सूजन और निःसर्जन
- ऑपरेशन, सर्जरी या आघात के बाद प्रबंधन
- पटेलो फीमलर सिंड्रोम
- नवचंद्रक (मिनिकस) की चोट
- घुटने की संधि प्रदाह संबंधी (आर्थिरिटिक) समस्याएं
- गठिया धुस्त घुटने या बेहद सक्रिय खेल में मंलग्न घुटने को महारा
- पटला की कांजोप्लास्टी

सलाह:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।

निर्देश: (1)

- इन सतिथियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी में लाल चकत्ते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- डॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

English

POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only .

Hindi

दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओर्थोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी है। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओर्थोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओर्थोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित है।

Spanish

DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

French

POLITIQUE POUR LES MARCHANDISES DÉFECTUEUSES:

Tous les produits fabriqués par Tynor Orthotics (P) Limited sont couverts par une garantie de six mois contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Les unités défectueuses doivent être retournées à Tynor Orthotics (P) Limited par le Super Dealer concerné pour être remplacées, ainsi que le «Formulaire de retour du produit» dûment rempli. La responsabilité de Tynor Orthotics (P) Limited sera limitée au coût du produit seulement.

Arabic

السياسة المعنية بالمنتجات المعيبة

تتضمن جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورثوتيكس (ب) المحدودة بضمان مدته ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع. يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاستبدال مع "طلب إرجاع منتج" تم تعبئته في الوقت المناسب.

تتضمن مسؤولية تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing



Dry in shade on a flat surface



Do not dry-clean



Do not Iron



Do not bleach

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

**tynor**

**Tynor Orthotics Pvt. Ltd.**

169-170, Sec 82, Ind. Area, JIPL, Mohali-160 055, (Pb) India

e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com

Customer Care : 0091-172-5288111

ISO



W.H.O.
G.M.P.

ISO



CE

US FDA
registered