

PRODUCT CARE



Hand wash fabric with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Wipe the plastic parts with moist lint free cloth and mild detergent



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.



It is recommended to close hook loop closures before washing.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



LOT Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



REF Catalogue number

tynor

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali -160 055), (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISI | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

tynor

Lacepull L.S. Belt
लैस पुल एल.एस. बेल्ट
Cinturón Lace Pull L.S.
الدعامة القطنية

REF A 30



UM-A30-17-1

USER MANUAL

Lacepull L.S. Belt

English

INTENDED USE:

Lacepull L.S. Belt is an advanced brace designed with semi rigid back splints and multiple pulley driven tightening mechanism to deliver controlled and independent compression to attenuate lower back pain. It ergonomically braces the waist, requires very less force, to achieve high compression and immobilization. Recommended specifically for postoperative stabilization and multi-level decompression.

CONSTRUCTION:

Made from aerated mesh fabric which is light in weight, highly porous and provides strong compression. Semi rigid splints provide perfect fit around the waist for effective decompression, immobilization and enhanced patient comfort.

APPLICATIONS

- Post-operative stabilization.
- Stable, non - displaced spinal fractures
- Spinal stenosis.
- Herniated discs
- Degenerative spinal pathologies
- Spondylolithesis.
- Spondylolysis
- Ligamentous disorders
- Low back muscle strain

INSTRUCTIONS:

Use this product under strict guidance of a qualified doctor.

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - If pain increases or persists consult your doctor in case of concurrent use with another medical device.
- Consult your doctor in case of concurrent use with another medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

1.




- Unpack the product and read the how to use instructions carefully. Keep the brace on flat surface with flaps open.
 - Desembale el producto y lea detenidamente las instrucciones de modo de empleo. Mantenga la sujeción sobre una superficie plana con las solapas abiertas.
 - उत्पाद को खोलें और इस्तेमाल किए जाने के निर्देशों के बारे में सावधानीपूर्वक पढ़ें। ब्रेस को खुले फ्लैप वाले समतल सतह पर रखें।
- حافظ قم بإخراج المنتج من العبوة وقراءة إرشادات الاستخدام بعناية.
على الدعامة في سطح مستو مع فتح الألسنة.

2.



- Place both the lace pullers on flaps without stretching the laces.
 - Coloque ambos lazos tiradores sobre las solapas sin estirar los lazos.
 - लैस को फैलाए बिना दोनों लैस पुलर को फ्लैप पर रखें।
- ضع كلا من رباطي سحب الدعامة على الألسنة دون تمديد الربطة.

3.



- Wrap the brace around waist taking care of up inside label.
 - Envuelva la sujeción alrededor de la cintura teniendo cuidado de colocar la etiqueta hacia el interior.
 - ऊपर के आंतरिक लेबल का ध्यान रखते हुए ब्रेस को कमर के चारों ओर बांधें।
- قم بلف الدعامة حول الخصر مع ملصق المنتج للداخل.

How To Use Cómo Utilizar




कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

4.




- Tighten the brace by adjusting side flaps and using hook loop fasteners to a comfortable compression.
 - Apriete la sujeción ajustando las solapas laterales y usando los cierres de velcro hasta alcanzar una compresión cómoda.
 - आरामदायक संपीड़न के लिए साइड फ्लैप को समायोजित करके और हुक लूप फास्टेनर्स का इस्तेमाल करके ब्रेस को कसें।
- قم بتثديد الدعامة عن طريق ضبط الألسنة الجانبية واستخدام المشابك الحلقية للحصول على ضغط مريح.

5.



- Further compression force can be applied by pulling and adjusting the laces.
 - Se puede aplicar más fuerza de compresión tirando y ajustando los lazos.
 - इसके बाद लैस को खींचने तथा समायोजित करने से संपीड़न बल आरोपित होगा।
- يمكن زيادة الضغط عن طريق سحب وتعديل الربطة.

6.



- Simultaneous pulling shall apply uniform pressure on upper and lower spine area. However it can be independently controlled by variable pull of left and right laces.
 - Tirar simultáneamente aplicará una presión uniforme sobre la zona de la columna superior e inferior. Sin embargo, se puede controlar de forma independiente tirando de forma variable de los lazos izquierdo y derecho.
 - एक साथ खींचने से ऊपर और नीचे के स्पाइन क्षेत्र पर एकसमान बल आरोपित होगा। हालांकि इसे बाएँ एवं दाएँ लैस के परिवर्तनीय खिंचाव से स्वतंत्र रूप से नियंत्रित किया जा सकता है।
- السحب المتزامن يجب أن يوفر ضغط موحد على منطقة العمود الفقري العلوي والسفلي. ومع ذلك فيمكن التحكم به عن طريق السحب المتغير للاربطة اليسرى واليمنى.