


tynor


tynor

Medical Compression Stockings

मेडिकल कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स



Médica Medias De Compresión

جوارب الضغط الطبية

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :

- LOT** Batch code
-  Manufacturing date
-  Manufacturer
- REF** Catalogue number


tynor

 **Tynor Orthotics Pvt. Ltd.**

169-170, Sec 82, Ind. Area, JIPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO  **W.H.O.** **ISO** **CE** **US FDA**
9001 **CRISIL** **G.M.P.** 13485 registered

UM-166-71-18-1

REF I 66 to 71



www.tynorindia.com

USER MANUAL

Other Range



Weight Cuff



Hot and Cold Pack



Compression Stocking
(Classic)



Tubular Elastic Bandage

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام



1.

- Put on stockings first thing in the morning before you get out of bed. Your legs have the least amount of swelling early in the morning.
- सुबह सबसे पहले उठते अपने बिस्तर से बहार निकलने से पूर्व मेडिकल कम्प्रेसन स्टॉकिंग्स पहने। सुबह आपके पैरो में सबसे कम सूजन होती है।
- Ponerse las medias a primera hora de la mañana, antes de salir de la cama. Las piernas tienen la mínima hinchazón temprano de mañana.
- قدم بارتداء الجوربين قبل النهوض من الفراش وقبل أن تقوم بأي شيء. حيث أن ورم الرجلين يكون في أدنى مستوياته في الصباح



2.

- Use a little baby powder or corn starch on your legs. This may help the stockings slide up.
- अपनी टांगों पर थोड़ा बेबी पाउडर या मक्का स्टार्च का प्रयोग करें, इससे स्टॉकिंग्स को ऊपर चढ़ाने में मदद मिलेगी।
- Aplicar talco para bebés o harina de maíz en las piernas. Eso puede ayudar a que las medias se deslicen mejor hacia arriba.
- استخدم مسحوق تلميف بشرة الأطفال أو نشا الذرة على رجليك. قد يساعد هذا في انزلاق الجوربين لأعلى







3.

- For open-toe stockings, use applicator to slide the stocking over your foot.
- खुले पैर वाली स्टॉकिंग्स को चढ़ाने के लिए एप्लीकेटर का उपयोग करें।
- Para medias de pie abierto, usar un artilugio especial para deslizar la media sobre el pie.
- بالنسبة للجوارب المفتوحة عند الأصابع، استخدم أداة خاصة لتميرير الجورب على قدمك.

How To Use Cómo Utilizar






कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

4. 
 - Slide the stockings onto your arms with hand reaching the heel area .
 - स्टॉकिंग्स को अपने बाहों पे इस तरह चढ़ाये कि हाथ एड़ी क्षेत्र तक पहुँचें ।
 - Poner las medias sobre los brazos con la mano estirada hacia la parte del talón.
 - قم بفرد الجوربين على ذراعيك بحيث تصل إلى منطقة الكعبين بهما
5. 
 - Holding the extra heel material, turn the stockings inside out till the heel.
 - अतिरिक्त एड़ी के भाग को पकड़ते हुए स्टॉकिंग्स को उलटी दिशा में मोड़ें ।
 - Sosteniendo la tela extra de la parte del talón, girar las medias de dentro hacia fuera hasta llegar al talón .
 - اقلب الجانب الداخلي للجورب لجهة الخارج حتى تصل إلى منطقة الكعب وذلك مع الإمساك بمنطقة الكعب الإضافية بالجورب.
6. 
 - Broaden the mouth of the fabric cave so formed, pull till it reaches the heel .
 - गठित कपड़े के गुफा के मुँह को व्यापक करते हुए स्टॉकिंग्स को एड़ी तक खींचें ।
 - Ampliar la boca de la media y tirar de la media hasta que llegue al talón.
 - قم بتوسعة فتحة الجورب واسحبه حتى تصل إلى الكعب
7. 
 - Unfold the stockings from heel to knee, in a manner that fabric rolls on the fabric and not on bare skin.
 - एड़ी से घुटने तक स्टॉकिंग्स को इस प्रकार ऊपर खींचें की त्वचा पर स्पर्श करने के बजाये स्टॉकिंग्स एक के ऊपर एक चढ़ें ।
 - Extender las medias desde el talón a la rodilla, de manera que la tela se vaya extendiendo sobre la misma tela y no sobre la piel desnuda.
 - قم بفرد الجوربين من العقب إلى الركبة، بحيث ينسحب قماش الجورب على نفسه وليس على الجلد العاري.

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

8. 
 - Pull the upper part of the stockings from knee till half of mid thigh.
 - स्टॉकिंग्स के ऊपरी भाग को घुटने से मध्य जाँघ के बीच तक खींचें ।
 - Tire de la parte superior de las medias de la rodilla hasta la mitad de la mitad del muslo.
 - سحب الجزء العلوي من جوارب الركبة حتى من نصف من منتصف الفخذ
9. 
 - Pull the upper part of the stockings from half of mid thigh till mid thigh.
 - स्टॉकिंग्स के ऊपरी भाग को मध्य जाँघ के बीच से जाँघ के मध्य तक खींचें ।
 - Tire de la parte superior de las medias de la mitad de la mitad del muslo hasta la mitad del muslo.
 - سحب الجزء العلوي من جوارب من نصف من منتصف الفخذ حتى منتصف الفخذ.
10. 
 - Smoothen the wrinkles from bottom upwards with both hands, gloved or otherwise till you get absolutely stretched garment on the leg.
 - दोनों हाथ से दस्तानों के साथ अथवा बिना पहने स्टॉकिंग्स को निचे से ऊपर की ओर जब तक झुर्रिया खत्म न हो जाए तथा आपको अपने दांग पे बिल्कुल कैला कपड़ा ना मिले खींचें ।
 - Alisar las arrugas de abajo hacia arriba con ambas manos, ya sea con o sin guantes hasta que la prenda quede completamente estirada a lo largo de la pierna.
 - قم بتسوية الانكماشات من الأسفل وباتجاه الأعلى مستخدماً كلتا يديك سواء كنت مرتدياً قفازين أم لا حتى تتم تسوية الجورب بالكامل على الرجل.

Medical Compression Stockings

Medical Compression Stockings provide graduated compression, which is strongest at the ankle and it gradually decreases as we move up. This controlled and graduated compression effectively stops any abnormal back flow of blood. They compress the outer walls of superficial veins to make them strong and prevent varicose veins.

CONSTRUCTION:

Woven on the state of art circular looms, from high quality, Nylon and spandex yarn, to get a four way stretching seamless stockings with anatomical shape of the calf and a gradual taper from top to bottom. The top end has dots of silicon to make it slippage proof.

COPING WITH VARICOSE VEINS:

- Avoid prolonged standing
- Take regular walks
- Keep leg elevated while sitting if possible
- Wear Compression stockings before you get out of the bed while your leg is still elevated
- Loose weight if overweight
- Avoid constricting clothes such as girdles around the leg

APPLICATIONS:

- Tired, aching legs
- Edema of ankle. Foot or leg
- Chronic peripheral venous insufficiency
- Varicose veins
- Spider Veins (mild varicosities)
- Deep Vein Thrombosis (DVT)
- Lymphedema
- Phlebitis
- Economy Class Syndrome (ECS)
- Lipodermatosclerosis
- Pregnancy

- Aching and heavy feeling in legs
- Blood clots, post surgery or injury.

CONTRAINDICATIONS:

Patients with peripheral obstructive arterial disease, peripheral neuropathy, congestive heart failure, septic phlebitis or oozing dermatitis should not wear Medical Compression Stockings.



CAUTION / RECOMMENDATION :

- If you use lotion on your legs, let it dry before you put on the stockings.
- Use a little baby powder or corn starch on your legs. This may help the stockings slide up.
- Put on rubber dishwashing gloves. Use your hands to adjust the stocking and smooth it out.
- For open-toe stockings, use an applicator to slide the stocking over your foot.

INSTRUCTIONS:

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with another medical device
- Excessive physical exertion can lead to a risk of rise in blood pressure. Take extra precaution
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.