

## PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Do not wring the product



Dry in shade on a flat surface.



Do not bleach.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

### Symbol Explanation :

- LOT Batch code  
Manufacturing date  
Manufacturer  
REF Catalogue number

### Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

[www.tynorindia.com](http://www.tynorindia.com)

Ortho Stockinette

ऑर्थो स्टॉकिनेट

Orto Stockinette

Ortho Stokinete

جرابات قطنية



UM-109/10/12-18-1

REF I09/10/12

USER MANUAL

**How To Use**  
**Cómo Utilizar**



**कैसे उपयोग करें**  
**Comment utiliser**  
**كيفية الاستخدام**

**English**

Decide accurately the width and type of orthostokinet, "Absorbent or Non Absorbent". Measure the area of application, and cut the required length accordingly. Roll it over to form a ring. Unroll on the desired area. Apply the POP cast, Orthosis etc. as the case may be.

**Hindi**

ऑर्थोस्टोकिनेट की चौड़ाई और प्रकार तय करें, "अवशोषक या गैर अवशोषक। प्रयोग के हिस्से को नापें और आवश्यक लम्बाई के हिसाब से इसे काट लें। इसे रिंग बनाने के लिए लपेटें। इसके बाद इसे आवश्यक क्षेत्र में खोलें। इसे पीओपी कास्ट, ऑर्थोसिस आदि पर आवश्यकतानुसार उपयोग में लाया जा सकता है।

**Spanish**

Decidir el ancho y tipo de venda ortopédica, "absorbente o no absorbente". Medir el área de aplicación, y cortar el largo requerido correspondientemente. Enrollarlo a modo de anillo. Desenrollarlo aplicándolo sobre el área afectada. Aplicar yeso POP, ortosis, etc. tal como sea requerido.

**How To Use**  
**Cómo Utilizar**



**कैसे उपयोग करें**  
**Comment utiliser**  
**كيفية الاستخدام**

**French**

Décidez précisément de la largeur et du type d'orthostokinet, «absorbant ou non absorbant». Mesurez la zone d'application et coupez la longueur requise en conséquence. Roulez pour former un anneau. Déroulez sur la zone souhaitée. Appliquez le moulage POP, l'orthèse, etc., selon le cas.

**Arabic**

حدد بدقة عرض ونوعية الجبيرة التقويمية " ماصة أو غير ماصة". ثم قياس منطقة التطبيق، وقطع الطول المطلوب وفقاً لذلك. قم بالتلفيف لتشكيل عصابة. ثم انبسط على المنطقة المرغوبة. قم بتطبيق البوب كاست والأجهزة التقويمية الخ كما هو مطلوب



## Ortho Stockinete

### English

Made from the finest long staple cotton yarn, woven on state of art circular looms. It is available as non absorbent greige, absorbent beige & ultra white. The absorbent varieties are treated for hypoallergenicity during the process of dyeing washing and finishing. Knitting in loose loops provides an inbuilt property of four way stretch to the fabric.

#### APPLICATIONS:

- As an underliner for POP cast
- As a hypo allergenic underliner for OrthoticAids
- As a construction material for stump liners
- In burns treatment
- In specialized bandaging
- Protection for photo sensitive skins
- As a generic material for creating fracture supports and binders



**CAUTION/RECOMMENDATION :** Decide the size and the type i.e. Absorbent or Non absorbent carefully before application.

#### INSTRUCTIONS:

- Use this product on recommendation of a doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Impaired sensation
  - Impaired blood flow
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.
- Product be preferably worn over a cotton lining or an under garment.

## ऑर्थो स्टॉकिनेट

### Hindi

ये उत्तम गुणवत्ता के, लंबे स्टैपल वाले कॉटन यार्न से बनते हैं, इन्हें आधुनिक आर्ट गोलाकार करघे पर बुना जाता है। ये बिना अवशोषित करने वाले ग्रेज, अवशोषित करने वाले बेज या अल्ट्रा व्हाइट रंगों में मिलते हैं। डायिंग, धुलाई व फिनिशिंग अवस्थाओं में अवशोषण के विभिन्न प्रकारों को हायपोएलेर्जेनिसिटी के लिए उपचार स्वरूप उपयोग किया जाता है। ढीले प्रकार से बुनाई के कारण इसका कपड़ा चारों ओर से खिंचाव प्रदान करता है।

#### अनुप्रयोग:

- पीओपी कास्ट के लिए अन्डरलाईनर के समान
- ऑर्थोटिक एड्स में हायपो एलर्जिक अन्डरलाईनर
- स्टम्प लाईनर्स के लिए निर्माण सामग्री
- जल जाने पर उपचार हेतु
- विशेष प्रकार के बैंडेजिंग हेतु
- फोटो संवेदनशील त्वचा हेतु
- फ्रैक्चर के लिये सहारा व बाईन्डर्स हेतु सहारा आदि देने की सामग्री संबंधी



**चेतावनी/सलाह:** आकार और प्रकार तय करें जैसे अवशोषक या गैर अवशोषक प्रकार तथा अनुप्रयोग से पहले इन्हें चुन लें।

#### निर्देश:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
  - दुर्बलता का अनुभव
  - रक्त प्रवाह में कमी
  - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
  - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
- डिवाइस को सूती कपड़े या अंतर्वस्त्र के ऊपर लगाना बेहतर है।