

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Wipe the plastic parts with moist lint free cloth and mild detergent



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.



Close hook loop fasteners before washing.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered

www.tynorindia.com

PF Night Splint (De-rotation)

पीएफ नाइट स्प्लिंट (डी-रोटेशन)

Férula nocturna PF (Sin rotación)

(الذوران تشوه تصحيح) الليلية الأحمصي التي جبرّة

REF D 41



UM-D41-1B-1

USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar




कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

How to attach De-rotation Bar, when required


आवश्यकता पड़ने पर डी-रोटेशन बार को कैसे लगाएँ

Cómo fijar la barra de ausencia de rotación, cuando sea necesaria


ذلك يلزم عندما De-rotation التوران تشوه تصحيح ضريب تركيب كيفية

1. 
 - Loosen all three straps.
 - सभी तीनों स्ट्रैप को खोलें।
 - Afloje las tres tiras.

• مکان حشو رغوۀ داخل هییکل.

2. 
 - Remove the Cushion pad.
 - कुशन पैड निकालें।
 - Retire el cojín almohadillado


• البطانة وسادة بإزالة قم

3. 
 - Place the de-rotation splint against the PF splint while aligning the holes.

• छिट्टों को अलाइन करते समय डी-रोटेशन स्प्लिंट को PF स्प्लिंट के सहारे रखें।

• Coloque la férula con ausencia de rotación frente a la férula PF antes de alinear los agujeros.

• التثني جبيرة مغالبل في de-rotation التوران تشوه تصحيح جبيرة وضع الثقوب ومحاذاة بتنظيم تقوم بينما PF الأخمصي

4. 
 - Place the screw from inside and fasten the nut on outer side. Repeat same for fastening other side screw. Tighten both the screws securely.

• स्कू को अंदर से लगाएँ और नट को बाहरी भाग पर कसें। दूसरी ओर के स्कू को कसने के लिए इस प्रक्रिया को दोहराएँ। दोनों स्कू को सुरक्षित रूप से कसें।

• Coloque el tornillo desde el interior y apriete la tuerca en el lado externo. Repita los mismos pasos para apretar el otro tornillo. Apriete ambos tornillos de forma segura.

• العملية نفسه كرر. الخارجي الجانب على الصمولة و اربط الداخل من المسامير وضع و بطفة امن بشكل المساميرين كلا ربط أحكم, الآخر الجانب على المسامير لربط

5.



- Place the Cushion pad back inside the splint.
- कुशन पैड को वापस स्प्लिंट के भीतर रखें
- Vuelva a colocar el cojín almohadillado dentro de la férula.

• الجبيرة داخل أخرى مرة البطانة وسادة وضع

How to Use Tynor PF Night Splint

टाइनोर PF नाइट स्प्लिंट का उपयोग कैसे करें

Modo de empleo de la férula nocturna PF de Tynor

Tynor PF Night Splint टिनोर شركة من الليلية الأخصي الثني جبيرة استخدام كيفية

1.



- Loosen all three straps.
- सभी तीनों स्ट्रैप को खोलें।
- Afloje las tres tiras.

• كلها الثلاثة الأشرطة بيفك قم

2.



- Thread the Leg through the straps. Ensure that the heel rests properly. Tighten the ankle strap along with adjusting the cushion pad.

• पैर को स्ट्रैप से बाँधें। सुनिश्चित करें कि एड़ी उपयुक्त रूप से आरामदायक स्थिति में हो। कुशन पैड को समायोजित करने के साथ-साथ एंकल स्ट्रैप को कसें।

• Inserte la pierna a través de las tiras. Asegúrese de que el talón descansa adecuadamente. Apriete la tira del tobillo a la vez que ajusta el cojín almohadillado.

• موضوع الكعب أن من تأكد. الأشرطة خلال من وضعها الساق قممر وسادة ضبط مع جنب إلى جنب الكاحل حزام ربط أحكم. صحيح بشكل البطانة

3.



- Similarly adjust and tighten the rest of the straps as per comfort level.
- उसी तरह बाकी के बचे हुए स्ट्रैप को आरामदायक स्तर के अनुसार समायोजित करें और करें।
- De forma similar ajuste y apriete el resto de las tiras según el nivel de comodidad.

• الراحة لمستوى وفقا ربطها وأحكام الأشرطة بقية اضبط وبالمثل

4.



- The angle of dorsi-flexion can be customized by pulling or loosening both hook loop tape fasteners provided on the sides.
- डोरसी-फ्लेक्सन के कोण को साइड में दिए गए दोनों ही हुक लूप टेप फास्टरों को खींचकर या ढीला करके अनुकूलित किया जा सकता है।
- El ángulo de dorsiflexión puede personalizarse tirando o aflojando ambos cierres de velcro que se proporcionan a ambos lados.

• من كلاً فلك أو شد طريق عن الظهري الأثناء زاوية وتعديل ضبط يمكن الجانبين على الموجودين بالضغط اللاصقين الشريطيين

5.



- Extra wedge pad can also be used to further increase dorsiflexion.
- अतिरिक्त वेज पैड का उपयोग बाद में डोरसीफ्लेक्सन बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है।
- Asimismo puede usarse una almohadilla en cuña para aumentar más la dorsiflexión.

• الظهري الأثناء من لمزيد الشكل وتدية إضافية وسادة استخدام أيضا ويمكن

PF Night Splint (De-rotation)

English

INTENDED USE :

Tynor PF Night Splint is designed for rehabilitation after injury, fracture, sprains or surgery of foot, ankle or lower leg to prevent plantar flexion, when required. The rigid casing provides support to lift the ankle, constraining the plantar flexion, enabling prevention of conditions like foot drop or contractures on prolonged bed rest. De-rotation Bar can be used for prevention of rotation post femur fracture.

CONSTRUCTION:

Molded foot casing is durable and aesthetically pleasing, it ensures full protection to ankle & foot and maintains the ankle joint in the neutral position. Liner provides effective cushioning for better grip of product. It reduces strapping pressure and discomfort. Extra Pad set can increase degree of dorsiflexion. Bilateral symmetric design allows use for either foot. Can be used as a night splint for early healing and can also be used as a day splint in foot drop. Simple Velcro pull mechanism allows customization of degree of dorsiflexion.

APPLICATIONS:

- Prevention and correction of foot drop contracture.
- Plantar Fasciitis
- Achilles tendonitis
- Prevention of Achilles tendon contracture during prolonged bed rest
- Night splint for rehabilitation.
- Ambulatory, can be used as a day splint
- Perfect post operative immobilization and de-rotation
- Peroneal, pre tibial nerve or muscle damage



CAUTION/RECOMMENDATION : Not for use on patients with circulatory or sensory problems.

INSTRUCTIONS:

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Adjust padding and strapping for secure and comfortable fitting.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.