

English

**POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:**

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only .

Hindi

**दोषपूर्ण माल के लिए नीति :**

टायनोर ओर्थोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी है। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनोर ओर्थोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनोर ओर्थोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित है।

Spanish

**DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :**

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

French

**POLITIQUE POUR LES MARCHANDISES DÉFECTUEUSES:**

Tous les produits fabriqués par Tynor Orthotics (P) Limited sont couverts par une garantie de six mois contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Les unités défectueuses doivent être retournées à Tynor Orthotics (P) Limited par le Super Dealer concerné pour être remplacées, ainsi que le «Formulaire de retour du produit» dûment rempli. La responsabilité de Tynor Orthotics (P) Limited sera limitée au coût du produit seulement.

Arabic

**السياسة المعنية بالمنتجات المعيبة**

تتبع جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورثوتيكس (ب) المحدودة بضمان مدته ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع. يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاستبدال مع "طلب إرجاع منتج" تتم تعبئته في الوقت المناسب.

تنحصر مسؤولية تينور أورثوتيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

**PRODUCT CARE**



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not iron.



Do not bleach.



Do not use fabric softener.

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

**Symbol Explanation :**

LOT

Batch code

M

Manufacturing date

M

Manufacturer

REF

Catalogue number



**Tynor Orthotics Pvt. Ltd.**

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO 9001 | CRISIL | W.H.O. G.M.P. | ISO 13485 | CE | US FDA registered



**Tennis Elbow Support**

टेनिस एल्बो सपोर्ट  
Soporte Para Codo De Tennis  
Coudière de tennis  
دعامة مرفق مخصصة للعب التنس

REF E 10



UM-E10-18-1

www.tynorindia.com

www.tynorindia.com

USER MANUAL

### How To Use Cómo Utilizar



### कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

1.



- Pull hook end through buckle so that the silicone pad faces inside of the support, creating a loop.
- हुक का सिरा बकल की मदद से खींचें जिससे सिलिकॉन पैड अन्दर की ओर आधार दे और एक लूप बन सके।
- Tire del extremo del gancho a través de la hebilla para que la almohadilla de silicona esté de frente con interior del soporte, creando un bucle.
- Tire del extremo del gancho a través de la hebilla para que la almohadilla de silicona esté de frente con interior del soporte, creando un bucle.

• اسحب طرف المشبك من خلال الإبريم حتى تصبح  
ضمادة وسادة السيليكون في مواجهة الدعامة من الداخل حتى يتم  
عمل عقدة

2.



- Position the pad exactly on the point radiating pain, or as directed by a physician.
- पैड को दर्द के प्रमुख स्रोत की ओर रखें, अथवा जैसे फिजिशियन द्वारा सलाह दी गई है।
- Posicionar la almohadilla exactamente en el punto de dolor irradiado, o como lo indique un médico. .
- Positionnez le coussinet exactement sur le point de la douleur irradiante, ou selon les directives d'un médecin.

• ضع الضمادة مباشرة على منطقة الألم أو كما يوجهك الطبيب

### How To Use Cómo Utilizar



### कैसे उपयोग करें Comment utiliser: كيفية الاستخدام

3.



- Tighten the strap until the fit is snug, yet comfortable
- पट्टी को तब तक खींचें जब तक यह अच्छे से फिट भी हो और सुविधाजनक भी।
- Aprieta la correa hasta que el ajuste esté ajustado, pero cómodo.
- Serrez la sangle jusqu'à ce que l'ajustement est serré mais confortable

• اضغط الحزام حتى يصبح الربط محكماً لكن مريحاً

### Tennis Elbow Support

#### English

Tennis Elbow Support is designed to help provide relief from generalized pain and tenderness in the forearm and elbow caused by repetitive strain injury due to strong grip or active finger movement. Its quite often used by tennis players, golfers, racquet players, industrial workers etc.

#### CONSTRUCTION:

It is made from three layered PU bonded fabric incorporating anatomically contoured silicone pad surrounding the epicondyle silicone pad provide an intermittent compression to the soft tissue of the joint, leading to increased circulation, thus aiding in the resorption of swelling and edema. It also absorbs any vibrations reaching the elbow joint and the tissue around it.

#### APPLICATIONS:

- Osteoarthritis
- Post elbow Arthroscopy
- Chronic swelling and edema
- Pre and Post-operative elbow conditions
- Medial Epicondylitis (golfer's elbow)
- Epicondylitis (tennis elbow)
- Elbow strains or sprains
- Targeted relief from forearm pain

#### INSTRUCTIONS:

- Use this product on recommendation of a doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use of another medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.