

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.

EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Symbol Explanation :



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer



Catalogue number

Tynor Orthotics Pvt. Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care : 0091-172-5288111

ISO
9001



W.H.O.
G.M.P.

ISO
13485



US FDA
registered

www.tynorindia.com

Universal Shoulder Immobilizer

युनिवर्सल शोल्डर इम्मोबिलायजर
Inmovilizador De Hombro Universal
مثبت الكتف العالمي

REF C 02



UM-C02-1B-1

USER MANUAL

How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें كيفية الاستخدام

1.



- The pouch is placed on the belly with the Velcro facing outward and the injured arm is made to snuggle into it.
- पाउच को पेट पर यह ध्यान देते हुए रखे की वेल्क्रो बाहरी ओर से दिखे और फिर घायल हाथ को पाऊच के अन्दर डाले ।
- La bolsa se sitúa en la barriga con el velcro mirando hacia afuera y el brazo lesionado se acomoda dentro del mismo.
- يتم وضع الجيب على البطن مع الفيلكرو في اتجاه الخارج ويوضع الذراع المصاب في حالة استراحة داخله.

2.



- The straps stitched on the pouch are taken below the injured arm and crossed at the back.
- पाऊच के ऊपर सिले हुए पट्टों को घायल बाह के नीचे से होते हुए पीठ से पार करें ।
- Las correas de la bolsa se pasan por debajo del brazo lesionado y se cruzan por la espalda.
- توضع الأشرطة المخيطة على الجيب تحت الذراع المصاب وترتبط إلى الخلف

3.



- Then these are thrown over the shoulder, passed through the reverse buckle mechanism and pasted using hook and loop tapes at the required horizontal position of the arm.
- दोनों पट्टों को कंधे से होते हुए रिवर्स बकल तंत्र से निकाला जाता है । हुक और लूप के बंधन से इसे बाह को खड़ी आरामदायक स्थिति में लगा दिया जाता है।
- Luego estas se tiran por encima del hombro, se hacen pasar a través del mecanismo de hebilla inversa y se colocan usando cintas adhesivas a la requerida posición horizontal del brazo.
- ثم يتم طرحها على الكتف و تمر من خلال آلية المشبك العكسي ثم يُلصق باستخدام أشرطة رباط الحلقة حسب الوضع الأفقي المطلوب للذراع

4.



- Velcro stitched end of the Arm restraint Band is made to stick on the front side of the pouch. It is then encircled around the body along with the injured arm and fastened securely, so that the injured arm is tightly immobilized.
- वेल्क्रो जो आर्म रिस्ट्रैन्ट बैंड पर सिला हुआ है उसे आगे के पाउच पर चिपकाया जाता है । इसके पश्चात शरीर के आस पास घेरा जाता है और इसमें घायल बांह को भी सुरक्षात्मक तरीके से कसा जाता है जिससे घायल बाह को अचलीकरण प्राप्त हो ।
- El extremo de la banda inmovilizador de brazo con velcro cosido se hace pegar al lado delantero de la bolsa. Luego se envuelve en torno al cuerpo junto con el brazo lesionado y se aprieta firmemente, de manera que el brazo lesionado quede completamente inmovilizado.
- الفيلكرو المخيوط في نهاية حزام الذراع يساعد على الالتصاق على الجهة الأمامية من الجيب حيث تتم محاصرته حول الجسم جنباً إلى جنب مع الذراع المصاب وتثبيتته بإحكام، حتى يتم تثبيت الذراع المصاب بإحكام

Universal Shoulder Immobilizer

English

Universal Shoulder immobilizer is one of the most effective designs to immobilize and support the dislocated shoulder. This is also used in the fractures of clavicle bone and the shoulder joint where immobilization of the region is indispensable.

CONSTRUCTION:

Both pouch and arm restraint band are made out of three layered PU bonded fabric, each layer imparting to the fabric its unique properties. Outer layer with raising provides soft feel and plush looks. Middle layer imparts cushioning effect and a wrinkle free property to the fabric. Inner most layer gives the fabric its required strength and non tear ability.

The pouch holds and provides a comfortable rest to the arm. Arm Restraint Band designed with a large loop area ensures rigid immobilization of arm and the shoulder joint on one hand and ensures that one size can fit diverse body sizes. Unique design with reverse buckle mechanism makes it easy to apply and one size can fit diverse body sizes.

APPLICATIONS:

- Shoulder dislocation
- Fractures of the shoulder joint
- Fractures of clavicle bone, humerus or scapula
- Post surgical care of the shoulder area

CAUTION/RECOMMENDATION:

Use other design in case of open wounds or nervous injury in the shoulder area.

INSTRUCTIONS:

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation
 - Impaired blood flow
 - Allergy rash or itching
 - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.
- Adjust padding and strapping for a secure and comfortable fitting.