



Ovulation Test

EN -

REF EZW.S

INTENDED USE

Easy@Home ovulation test is a qualitative test that is designed to help predict when a woman will experience a surge in luteinizing hormone (LH). The test detects the surge in LH to identify the most fertile days of a woman's menstrual cycle.

For in vitro diagnostic use.

For self-testing use.

HOW DOES IT WORK?

The LH (luteinizing hormone) in the urine of most women will increase dramatically in the middle of the menstrual cycle. The LH increase triggers ovulation, which is when a woman's ovaries releases an egg. WHO experts state that LH testing is a reliable way to detect ovulation. The LH surge occurs about 24 to 48 hours before you actually ovulate. A positive LH test result may indicate that you are entering your most fertile period of your cycle.

The ovulation test contains antibodies which specifically react with LH. When the strip is immersed in a urine specimen capillary action carries the specimen to migrate along the membrane. When the luteinizing hormone (LH) in the urine reaches the test zone, a colored line will appear in the test zone. The control zone also works as a reference line for you to find the LH peak time when the test line is as dark or darker than the control line.



Ovulationstest

DE -

REF EZW.S

BESTIMMUNGSGEMÄRBE VERWENDUNG

Der Easy@Home Ovulationstest ist ein qualitativer Test, der dazu entwickelt wurde, vorherzusagen, wann eine Frau einen Anstieg des luteinisierenden Hormons (LH) erleben wird. Der Test erkennt den LH-Anstieg in den fruchtbarsten Tagen im Menstruationszyklus einer Frau zu identifizieren.

Zur in-vitro-diagnostischen Verwendung.

Zur Eigenanwendung bei Selbsttests.

WIE FUNKTIONIERT ES?

Der LH (luteinisierende Hormon) im Urin vieler Frauen steigt in der Mitte des Menstruationszyklus dramatisch an. Der Anstieg des LH löst den Eisprung aus, bei dem die Eizelle einschlägt. Eine einfache fruchtbarkeitsorientierte Methode zur Erkennung des Eisprungs. Der LH-Anstieg tritt etwa 24 bis 48 Stunden vor dem tatsächlichen Eisprung auf. Ein positives LH-Testergebnis kann darauf hinweisen, dass Sie sich in Ihrer fruchtbarsten Zeit des Zyklus befinden.

Der Ovulationstest erkennt jedoch, die ovulationszeitliche Eisprung. Wenn die Strips im Urin geblieben sind, verbleibt ein farbiger, die Kapillare der Probe entlang der Membran. Wenn das luteinisierende Hormon (LH) im Urin die Testzone erreicht, erscheint eine farbige Linie in der Testzone.

Wenn der Test ordnungsgemäß durchgeführt wurde, erscheint eine farbige Linie in der Kontrollzone. Die Kontrolllinie dient auch als Referenz für die Spätzeit des LH, um zu finden, wenn die Testlinie dunkler oder dunkler ist als die Kontrolllinie.



Test di Ovulazione

IT -

REF EZW.S

USO PREVISTO

Il test di ovulazione Easy@Home è un test qualitativo progettato per aiutare a prevedere quando una donna esperimerà un picco dell'ormone luteinizante (LH). Il test indica il picco di LH per identificare i giorni più fertili del ciclo mestruale di una donna.

Per uso diagnostico in vitro.

Per l'uso nell'autotest.

COME FUNZIONA?

L'HL (ormone luteinizante) nell'urina della maggior parte delle donne aumenterà in modo significativo a metà del ciclo mestruale. L'aumento dell'HL provoca l'ovulazione, che è quando l'ova di una donna rilascia un uovo. Gli esperti dell'OMS affermano che il test dell'LH è un modo affidabile per rilevare l'ovulazione. L'impatto di LH si verifica circa 48 ore prima dell'effettivo ovulazione. Un risultato positivo al test dell'LH potrebbe indicare che si è entrati nel periodo più fertile del ciclo.

Il test di ovulazione contiene anticorpi che reagiscono specificamente con l'LH. Quando la striscia viene immersa in un campione di urina, l'azione capillare trasporta il campione lungo la membrana. Quando l'ormone luteinizante (LH) nell'urina raggiunge la zona di test, comparirà una linea colorata.

Se il test è stato eseguito correttamente, comparirà una linea colorata nella zona di controllo. La linea di controllo funziona anche come linea di riferimento per individuare il momento di picco dell'LH quando la linea di test è altrettanto scura o più scura della linea di controllo.



Test d'Ovulation

FR -

REF EZW.S

UTILISATION PRÉVUE

Le test d'ovulation Easy@Home est un test qualitatif conçu pour aider à prévoir quand une femme connaît une montée de l'hormone luteinisante (LH). Le test détecte la montée de LH pour identifier les jours les plus fertiles du cycle menstruel d'une femme.

Pour l'utilisation diagnostique in vitro.

Pour l'utilisation en autotest.

COMMENT ÇA MARCHE ?

Le test de LH (hormone lutéinisante) dans l'urine de la plupart des femmes augmente de manière significative au milieu du cycle menstruel. L'augmentation de l'hormone lutéinisante (LH) est le signe que l'ovulation va se produire dans les prochaines heures. Les tests de LH sont une méthode fiable pour détecter l'ovulation.

La montée de LH survient environ 24 à 48 heures avant l'ovulation réelle. Un résultat positif au test de LH peut indiquer que vous entrez dans la période la plus fertile du cycle.

Le test d'ovulation contient des anticorps qui réagissent spécifiquement avec l'hormone lutéinisante (LH), qui apparaît dans l'urine lorsque l'ovulation se produit. L'action capillaire transporte l'échantillon le long de la membrane. Lorsque l'hormone lutéinisante (LH) dans l'urine atteint la zone de test, une ligne colorée apparaît dans la zone de test.

STOCKAGE ET STABILITÉ

1. Conserver entre 4 °C et 30 °C (39 °F - 86 °F) dans le sachet scellé jusqu'à la date d'expiration.

2. Le test doit être utilisé immédiatement après l'ouverture.

3. Tenir écarté de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur.

4. NE PAS GELER.

Les instructions d'utilisation sont fournies dans le manuel.



Prueba de Ovulación

- ES -

REF EZW2.S

USO PREVISTO

El prueba de ovulación Easy@Home es una prueba cualitativa diseñada para ayudar a predecir cuándo una mujer experimentará un aumento en la hormona luteinizante (LH). La prueba detecta el aumento de LH para identificar los días más fertiles del ciclo menstrual de una mujer.

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Para uso en autoevaluación.

CÓMO FUNCIONA?

El LH (Hormona Luteinizante) en la orina de la mayoría de las mujeres aumentará drásticamente a mitad del ciclo menstrual. El aumento de LH desencadena la ovulación, que es cuando el ovario de una mujer libera un óvulo. Los expertos de la OMS afirman que las pruebas de LH son una manera efectiva de detectar la ovulación. El aumento de LH ocurre aproximadamente 24 horas antes de que ovule realmente. Un resultado positivo en la prueba de LH puede indicar que estás entrando en tu período más fértil del ciclo.

La prueba de ovulación contiene anticuerpos que reaccionan específicamente con la LH. Cuando la tira se sumerge en una muestra de orina, la reacción comienza y aparece una línea de color en la zona de prueba.

Si la prueba se ha realizado correctamente, aparecerá una línea de color en la zona de control. La línea de control también funciona como línea de referencia para encontrar el momento de mayor concentración de LH cuando la línea de prueba sea igual de oscura o más oscura que la línea de control.



Ovulatietest

- NL -

REF EZW2.S

DOELGEbruIK

De easy@Home ovulatietest is een kwalitatieve test die is ontworpen om te helpen voorstellen wanneer een vrouw een piek in het luteinerend hormoon (LH) zal ervaren. De test detecteert de LH-piek op de meest vruchtbare dagen van de menstruatiecyclus van een vrouw voorbereid.

Voor *in-vitro* diagnostisch gebruik.

Voor zelftestgebruik.

HOE WERKT HET?

Het LH (luteinerend hormoon) in de urine van de meeste vrouwen neemt drastisch toe in het midden van de menstruatiecyclus. De stijging van LH veroorzaakt de eislaag, wanneer de eieren van een vrouw rijp zijn. Hetzelfde principe dat gebruikt wordt voor LH-testen een betrouwbaar manier is om de eisprung te detecteren. De LH-piek treedt op ongeveer 24 tot 48 uur voor de daadwerkelijke eisprung. Een positieve LH-testresultaat kan aangeven dat je de meest vruchtbare periode van je cyclus ingaat.

De ovulatietest bevat speciale antieiken die specifiek reageren met LH. Wanneer er een piek in LH voorkomt, wordt ondergedompeld, transporteer de capillaire weg het monster langs het membraan. Wanneer het luteinerend hormoon (LH) in de urine de testzone bereikt, verschijnt er een gekleurde lijn in de testzone.

Als de test correct is uitgevoerd, verschijnt er een gekleurde lijn in de controllerezijn. De controllerezijn werkt ook als referentielijn om het resultaat van de LH-piek te vinden wanneer de teststrip even donker is dan de controllerezijn.



Ägglossningstest

- SE -

REF EZW2.S

TÄNT ANVÄNDNING

Easy@Home ägglossningstest är en kvalitativ test som är utformad för att hjälpa till att förutspå nära en kvinna kommer att uppleva en ökning i luteinerande hormon (LH). Testet upptäcker ökningen av LH för att identifiera de mest fertila dagarna i en kvinnas menstruationscykel.

Für *in-vitro* diagnostisk användning.

Für självtestning.

HUR FUNGERAR DET?

LH (luteinerende hormon) i urinen hos de flesta kvinnor ökar dramatiskt mitt i menstruationscykeln. LH-öökningen utlöser ägglossning, vilket är närmare en kvinnas åttogång frigör det ägg. WHO-experten anser att LH-testning är ett pålitligt sätt att upptäcka ägglossning. LH-öökningen inträder cirka 24 till 48 timmar innan den faktiskt ägglossar. Ett positiv LH-testresultat kan indikera att du i den här perioden i din cykel är en godkända ägglossningsdag.

Ägglossningstesten innehåller antikroppar som specificit reagerar med LH. När remans närs i ett urinprov transporterats provet långt membranet med kapillärernas. När LH i urinen når testzonerna kommer en färgad linje att visa i testzonerna.

Om testet har uttäffat korrekt kommer en färgad linje att visa i kontrollzonerna. Kontrollzonerna fungerar också som en referenslinje för att hitta platsen för LH-pieken när testlinjen är lika mörk eller mörkare än kontrollzonerna.



Test Owulacyjny

- PL -

REF EZW2.S

PRZENACZENIE

Test owulacyjny Easy@Home jest testem jakościowym, który ma na celu pomoc przewidzieć, kiedy u kobiety wystąpi wzrost hormonu luteinizującego (LH). Test wykrywa wzrost LH, aby zidentyfikować najbardziej płodne dni w cyklu menstruacyjnym kobiety.

Do zastosowania diagnostycznych *in vitro*.

Do samodzielnego użycia w celu autodiagnozy.

JAK TO DZIAŁA?

Poziom LH (Hormon Luteinizujący) we krwi większości kobiet dramatycznie wzrasta w połowie cyklu menstruacyjnego. Wczesny wzrost LH wywołuje owulację, czyli moment, w którym jajko kobiety uwalnia się z korytkiem, jajko kryształ (follikuł). Wzrost LH powoduje wytrącanie jajek z korytkiem. Wzrost LH następuje po ok. 24-48 godzin przed faktyczną owulacją. Pozytywny wynik testu LH może wskazywać, że wchodziś w najbardziej płodny okres cyklu.

Test owulacyjny zauważa przeciwciała reagujące specyficznie z LH. Gdy pasek jajek zauważa wzrost LH, test jest pozytywny. Działanie testu polega na przepływie fluidu do strefy testowej, co powoduje zmianę koloru w strefie testowej.

OSTROŻNOŚCI:

1. Test jest przeznaczony wyłącznie dla użytku zewnętrznego. Nie poluj. Nie używaj testu w miejscu, gdzie jest niezgodne z prawem.

2. Nie używaj testu, jeśli torbka z testem jest uszkodzona lub nie jest w pełni zselekcionowana.

3. Trzymaj test w miejscu, gdzie jest bezpieczne i sucho.

4. Przede wszystkim, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących użycia zużytych testów.

PRZECIĘWYANIE I STABILNOŚĆ:

1. Przechowywanie w temperaturze od 4 °C do 30 °C (39 °F do 86 °F) w zamkniętej torbce do daty ważności.

2. Test powinien być użyty natychmiast po otwarciu.

3. Trzymaj z dala od światła słonecznego, wilgoci i ciepła.

4. NIE ZAMRAŻAJ.

Test Ovulacyjny

- ES -

REF EZW2.S

USO PREVISTO

El prueba de ovulación Easy@Home es una prueba cualitativa diseñada para ayudar a predecir cuándo una mujer experimentará un aumento en la hormona luteinizante (LH). La prueba detecta el aumento de LH para identificar los días más fertiles del ciclo menstrual de una mujer.

Para uso diagnóstico *in vitro*.

Para uso en autoevaluación.

CÓMO FUNCIONA?

El LH (Hormona Luteinizante) en la orina de la mayoría de las mujeres aumentará drásticamente a mitad del ciclo menstrual. El aumento de LH desencadena la ovulación, que es cuando el ovario de una mujer libera un óvulo. Los expertos de la OMS afirman que las pruebas de LH son una manera efectiva de detectar la ovulación. El aumento de LH ocurre aproximadamente 24 horas antes de que ovule realmente. Un resultado positivo en la prueba de LH puede indicar que estás entrando en tu período más fértil del ciclo.

La prueba de ovulación contiene anticuerpos que reaccionan específicamente con la LH. Cuando la tira se sumerge en una muestra de orina, la reacción comienza y aparece una línea de color en la zona de prueba.

Si la prueba se ha realizado correctamente, aparecerá una línea de color en la zona de control. La línea de control también funciona como línea de referencia para encontrar el momento de mayor concentración de LH cuando la línea de prueba sea igual de oscura o más oscura que la línea de control.



Ovulatietest

- NL -

REF EZW2.S

DOELGEbruIK

De easy@Home ovulatietest is een kwalitatieve test die is ontworpen om te helpen voorstellen wanneer een vrouw een piek in het luteinerend hormoon (LH) zal ervaren. De test detecteert de LH-piek op de meest vruchtbare dagen van de menstruatiecyclus van een vrouw voorbereid.

Voor *in-vitro* diagnostisch gebruik.

Voor zelftestgebruik.

HOE WERKT HET?

Het LH (luteinerend hormoon) in de urine van de meeste vrouwen neemt drastisch toe in het midden van de menstruatiecyclus. De stijging van LH veroorzaakt de eislaag, wanneer de eieren van een vrouw rijp zijn. Hetzelfde principe dat gebruikt wordt voor LH-testen een betrouwbaar manier is om de eisprung te detecteren. De LH-piek treedt op ongeveer 24 tot 48 uur voor de daadwerkelijke eisprung. Een positieve LH-testresultaat kan aangeven dat je de meest vruchtbare periode van je cyclus ingaat.

De ovulatietest bevat speciale antieiken die specifiek reageren met LH. Wanneer er een piek in LH voorkomt, wordt ondergedompeld, transporteer de capillaire weg het monster langs het membraan. Wanneer het luteinerend hormoon (LH) in de urine de testzone bereikt, verschijnt er een gekleurde lijn in de testzone.

Als de test correct is uitgevoerd, verschijnt er een gekleurde lijn in de controllerezijn. De controllerezijn werkt ook als referentielijn om het resultaat van de LH-piek te vinden wanneer de teststrip even donker is dan de controllerezijn.



Ägglossningstest

- SE -

REF EZW2.S

TÄNT ANVÄNDNING

Easy@Home ägglossningstest är en kvalitativ test som är utformad för att hjälpa till att förutspå nära en kvinna kommer att uppleva en ökning i luteinerande hormon (LH). Testet upptäcker ökningen av LH för att identifiera de mest fertila dagarna i en kvinnas menstruationscykel.

Für *in-vitro* diagnostisk användning.

Für självtestning.

HUR FUNGERAR DET?

LH (luteinerende hormon) i urinen hos de flesta kvinnor ökar dramatiskt mitt i menstruationscykeln. LH-öökningen utlöser ägglossning, vilket är närmare en kvinnas åttogång frigör det ägg. WHO-experten anser att LH-testning är ett pålitligt sätt att upptäcka ägglossning. LH-öökningen inträder cirka 24 till 48 timmar innan den faktiskt ägglossar. Ett positiv LH-testresultat kan indikera att du i den här perioden i din cykel är en godkända ägglossningsdag.

Ägglossningstesten innehåller antikroppar som specificit reagerar med LH. När remans närs i ett urinprov transporterats provet långt membranet med kapillärernas. När LH i urinen når testzonerna kommer en färgad linje att visa i testzonerna.

Om testet har uttäffat korrekt kommer en färgad linje att visa i kontrollzonerna. Kontrollzonerna fungerar också som en referenslinje för att hitta platsen för LH-pieken när testlinjen är lika mörk eller mörkare än kontrollzonerna.



Test Owulacyjny

- PL -

REF EZW2.S

PRZENACZENIE

Test owulacyjny Easy@Home jest testem jakościowym, który ma na celu pomoc przewidzieć, kiedy u kobiety wystąpi wzrost hormonu luteinizującego (LH). Test wykrywa wzrost LH, aby zidentyfikować najbardziej płodne dni w cyklu menstruacyjnym kobiety.

Do zastosowania diagnostycznych *in vitro*.

Do samodzielnego użycia w celu autodiagnozy.

JAK TO DZIAŁA?

Poziom LH (Hormon Luteinizujący) we krwi większości kobiet dramatycznie wzrasta w połowie cyklu menstruacyjnego. Wczesny wzrost LH wywołuje owulację, czyli moment, w którym jajko kobiety uwalnia się z korytkiem, jajko kryształ (follikuł). Wzrost LH powoduje wytrącanie jajek z korytkiem. Wzrost LH następuje po ok. 24-48 godzin przed faktyczną owulacją. Pozytywny wynik testu LH może wskazywać, że wchodziś w najbardziej płodny okres cyklu.

Test owulacyjny zauważa przeciwciała reagujące specyficznie z LH. Gdy pasek jajek zauważa wzrost LH, test jest pozytywny. Działanie testu polega na przepływie fluidu do strefy testowej, co powoduje zmianę koloru w strefie testowej.

OSTROŻNOŚCI:

1. Test jest przeznaczony wyłącznie dla użytku zewnętrznego. Nie poluj. Nie używaj testu w miejscu, gdzie jest niezgodne z prawem.

2. Nie używaj testu, jeśli torbka z testem jest uszkodzona lub nie jest w pełni zselekcionowana.

3. Trzymaj test w miejscu, gdzie jest bezpieczne i sucho.

4. Przede wszystkim, należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących użycia zużytych testów.

PRZECIĘWYANIE I STABILNOŚĆ:

1. Przechowywanie w temperaturze od 4 °C do 30 °C (39 °F do 86 °F) w zamkniętej torbce do daty ważności.

2. Test powinien być użyty natychmiast po otwarciu.

3. Trzymaj z dala od światła słonecznego, wilgoci i ciepła.

4. NIE ZAMRAŻAJ.

Test Ovulacyjny

- ES -

REF EZW2.S

USO PREVISTO

El prueba de ovulación Easy@Home es una prueba cualitativa diseñada para ayudar a predecir cuándo una mujer experimentará un aumento en la hormona luteinizante (LH). La prueba detecta el aumento de LH para identificar los días más fertiles del ciclo menstrual de una mujer.

Para uso diagnóstico *in*