

141mm


INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS

WARNING: To minimize the risk of injury from improper and unsafe use of this cane, read these instructions and safety precautions before using. Also, go to HurryCane.com and view the top and tripod videos.


Intended Use and Limitations: This cane is a walking aid and is not intended to absorb the full weight of the user. Not to be used by persons heavier than 350 lbs (159 kg). Not intended for use on ice or other slippery surfaces as it has the potential to slip.

Safety Precautions: Consult a physician before using any assisted mobility device. Do not use unless individual segments are securely joined together and push button is fully engaged. When assembling individual segments, keep fingers away to avoid being pinched. Do not stretch the internal elastic cord more than necessary to assemble or disassemble the segments. Do not use cane if elastic cord is cut, frayed, or damaged. Applying downward pressure on the base top (stepping on the base) while lifting up on the handle can cause the cane segments to separate and the cane to collapse, possibly causing you to fall. If the handle or bottom base becomes loose, stop using cane immediately and contact HurryCane customer service.

SETUP INSTRUCTIONS Read before setting up and using.



SAFETY PRECAUTIONS




INSTRUCTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: Lire ces instructions et mesures de sécurité avant d'utiliser cette canne afin de réduire les risques de blessures liées à une utilisation inadéquate ou inappropriée de ce produit. Visitez aussi le site HurryCane.com et consultez les vidéos de conseils et astuces.


Utilisation préconisée et limites: Cette canne est un appareil d'aide à la marche; elle n'a pas été conçue pour soutenir tout le poids de l'utilisateur. Elle ne doit pas être utilisée par une personne de plus de 159 kg (350 lb). Elle ne doit pas être utilisée sur une surface glissante ou glacée, car elle pourrait glisser.

Mesures de sécurité: Consultez un médecin avant d'utiliser tout appareil d'aide à la mobilité. N'utilisez que si tous les segments sont joints adéquatément, avec le bouton à ressort bien engagé. Évitez de vous appuyer les doigts lorsque vous assemblez les segments. N'étirez pas le cordon élastique interne plus que ce qui est nécessaire pour assembler les segments. Évitez de pousser la canne si le cordon élastique est coupé, effiloché ou abîmé. Évitez d'appuyer sur le pied (marcher dessus) lorsque vous soulevez la canne; ceci pourrait séparer les segments et faire en sorte que la canne se replie, causant votre chute. Si la poignée ou la base devient lâche, cessez immédiatement d'utiliser la canne et communiquez avec le service à la clientèle de HurryCane.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION



MESURES DE SÉCURITÉ




INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de lesiones debido al uso inadecuado e inseguro de este bastón, leer estas instrucciones y precauciones de seguridad antes de su uso. Consulte además HurryCane.com para ver sugerencias y videos de apoyo.


Uso previsto y limitaciones: Este bastón es una ayuda para caminar y no está previsto para soportar el peso completo del usuario. No deben usarse personas con un peso mayor de 159 kg (350 lb). No está previsto para usarse sobre hielo u otras superficies resbaladizas ya que puede presentar la posibilidad de resbalarse.

Precauciones de seguridad: Consultar con un médico antes de usar cualquier dispositivo de asistencia en la movilidad. No usar a menos que los segmentos individuales estén unidos de forma segura y el botón a resorte esté engranado completamente. No armar los segmentos individuales manteniendo los dedos apretados para evitar pellizcos. No armar el cordón elástico interno más de lo necesario para armar o desarmar los segmentos. No usar el bastón si el cordón elástico está cortado, desfilachado o dañado. Evitar presionar hacia abajo sobre la base de la canne; para sobre la base incorrecta se levanta el bastón hacia arriba puede hacer que los segmentos del bastón se separen y se caigan el bastón, ocasionando su caída. Si la poignée o la base inferior se aflojan, deje de usar el bastón inmediatamente y póngase en contacto con el servicio al cliente de HurryCane.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



MAINTENANCE

- Check elastic cord before every use. Do not use cane if cord is cut, frayed or damaged. Periodically check the screws on the feet to be sure they are tight. Replace the feet every six months. See HurryCane.com to purchase new feet. Enhance your mobility at HurryCane.com for official HurryCane™ accessories.


PreserveTech™

Drive PreserveTech™ products are manufactured with an antimicrobial agent that helps to minimize the growth of stain and odor-causing bacteria and mold on treated surfaces. Treated surfaces on this product include the handgrip. Antimicrobial properties are built in to protect the products. These products do not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms.

Table with 2 columns: SPECIFICATIONS and Comments, Feedback, or Questions. Includes details like FDA cleared, Eight adjustable heights, and contact information.


RESET THE FLEX

The pivoting base of a new HurryCane™ is designed to have less flexibility initially but will adapt to the user's movement over time. As the cane adapts to your movements, your HurryCane™ may need to have its flex reset when you want the cane to stand beside you without holding on to it. Simply reset the flex™ by following these 3 easy steps.



NOTE: If the cane falls over, you can raise it easily by putting your foot on the base and pressing down.

STORAGE INSTRUCTIONS



HURRY CANE

© 2022 HurryCane, LLC. 99 Sawney Boulevard | Fort Washington, WI 53033. HurryCane.com | Made in China. USA A.L.S. For more information, visit www.themedical.com/canestaff

ENTRETIEN


- Vérifier l'état du cordon élastique avant chaque utilisation. N'utilisez pas la canne si le cordon élastique est coupé, effiloché ou abîmé. Vérifiez périodiquement que les vis du pied sont bien serrées. Remplacez le pied tous les six mois. Consultez le site HurryCane.com pour l'achat d'un nouveau pied. Améliorez votre mobilité grâce aux accessoires officiels HurryCane™ disponibles sur le site HurryCane.com.

Les produits Drive PreserveTech™ sont fabriqués avec un agent antimicrobien qui aide à minimiser la croissance des bactéries et des moisissures responsables des taches et des odeurs sur les surfaces traitées. Les surfaces traitées sur ce produit incluent la poignée. Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes.

Table with 2 columns: CARACTÉRISTIQUES and Commentaires, rétroaction ou questions. Includes details like FDA approved, Number of heights, and contact information.


RÉTABLIR LE FLEX

La base pivotante d'une nouvelle canne HurryCane™ est conçue pour avoir moins de flexibilité lors des premières utilisations, mais au fil du temps, elle s'adapte à la démarche de son utilisateur. Suivez ces trois étapes simples pour rétablir la rigidité du Flex.



NOTA: Si la canne tombe, vous pouvez la relever facilement en appuyant sur la base à l'aide de votre pied.

INSTRUCCIONES DE REMISAJE



HURRY CANE

© 2022 HurryCane, LLC. 99 Sawney Boulevard | Fort Washington, WI 53033. HurryCane.com | Made in China. USA A.L.S. For more information, visit www.themedical.com/canestaff

MANTENIMIENTO

- Revisar los cordones elásticos antes de cada uso. No usar el bastón si el cordón elástico está cortado, desfilachado o dañado. Revisar regularmente los tornillos sobre las patas para asegurarse de que están apretados. Reemplazar las patas cada seis meses. Visite HurryCane.com para comprar nuevas patas. Mejore su movilidad visitando HurryCane.com para ver accesorios oficiales HurryCane™.


PreserveTech™

Los productos Drive PreserveTech™ están fabricados con un agente antimicrobiano que ayuda a minimizar el crecimiento de bacterias y moho que causan manchas y olores en las superficies tratadas. Las superficies tratadas de este producto incluyen la empuñadura. Las propiedades antimicrobianas están incorporadas para proteger los productos. Estos productos no protegen a los usuarios ni a otros personas contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.

Table with 2 columns: ESPECIFICACIONES and Comentarios, retroalimentación o preguntas. Includes details like FDA cleared, Number of heights, and contact information.


REAJUSTE DE FLEXIBILIDAD

La base giratoria de un nuevo HurryCane™ está diseñada para tener menos flexibilidad inicialmente pero se adaptará al movimiento del usuario con el tiempo. A medida que el bastón se adapta a sus movimientos, puede ser posible que tenga que volver a ajustar la flexibilidad de su HurryCane™ cuando quiera que el bastón se quede parado a su lado sin tener que agarrarlo. Sigue los siguientes 3 pasos para "reajustar la flexibilidad".



NOTA: Si se cae el bastón, lo puede levantar con facilidad colocándolo su pie sobre la base y presionando hacia abajo.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE



HURRY CANE

© 2022 HurryCane, LLC. 99 Sawney Boulevard | Fort Washington, WI 53033. HurryCane.com | Made in China. USA A.L.S. For more information, visit www.themedical.com/canestaff

915mm