



iComfort® ic4500

**MASSAGE CHAIR
FAUTEUIL DE MASSAGE**



**Instruction Manual
Manuel d'utilisation**

Thank you for purchasing this product. Please read this instruction manual carefully before operating this massage chair.

Please pay attention to the important safety warnings and keep this manual for future use.

Note: EBI reserves the right to revise the design and description of this product without notice.

CONTENT

SAFETY WARNING
RESTRICTIONS
MAINTENANCE
TROUBLESHOOTING
FEATURES AND BENEFITS
INSTALLATION
COMPONENTS
OPERATION
MOVING THE CHAIR
FLOOR PROTECTION
PRODUCT SPECIFICATIONS
WARRANTY
FRANÇAIS

1. SAFETY WARNING

- This product is not recommended for children.
- Disconnect the chair before cleaning.
- Please pull out the AC power cord after use or before cleaning to avoid injury or damage to the product.
- Please operate this product according to the instructions in this manual.
- Use only accessories recommended by iComfort®.
- This product is designed for indoor use only.
- Recommended use time is 20 minutes or less.
- Please avoid use if the chair is damaged and call your iComfort® technician or dealer.
- Make sure behind the chair is well ventilated and not obstructed.
- Please make sure small objects are not dropped into the chair mechanism.
- Use of this chair under the influence of drugs or alcohol is not recommended.
- Do not use wet hands to pull the AC cord.
- Do not spill liquids onto this product to avoid electric shock or cause damage to this product.
- Maintain your chair and avoid damaging the wires.
- Do not use a wet cloth to clean the electric parts.
- In the event of a power failure disconnect the chair.
- If the chair works abnormally, stop using it, disconnect the chair and call your iComfort® service technician or customer service representative at 1-866-967-7333 ext 227.
- This chair should be used only in a well ventilated, normally dry, and dust-free environment.

2. RESTRICTIONS

People with osteoporosis, heart disease and heart pacemakers, pregnancies, injuries, or any other health-related issues should consult their doctor before using this massage chair.

Stop immediately the use of this massage chair if you feel unwell and consult your doctor.

3. MAINTENANCE

- This product should only be maintained by iComfort® certified technicians. Otherwise, EBI reserves the right to void the warranty.
- Disconnect the power cord after if you do not plan to use the chair for a long period.
- Make sure the wall outlet is in good working order before use.
- If this chair will not be used for an extended period, store in a dry and dustless environment.
- Avoid chair exposure to high temperatures and direct sunlight.
- Clean this product with a dry cloth. Do not use thinner, benzene or alcohol.
- When moving the chair on a wood floor, rough ground or in a narrow space two people should lift the chair together.
- We recommend using the massage chair intermittently and not for long periods.

4. TROUBLESHOOTING

- It is normal for the motor to make noise while in use.
- If the controller doesn't normally work, please check that the plug and socket are properly connected, and the switch is turned on.
- When the programmed working time is over, the chair will power off automatically.
- After several uses, the chair might power off because of overheating. It can be used again after half an hour of cooling time.

5. FEATURES AND BENEFITS

Enjoy the new iComfort® ic4500 massage chair. Its vertical to horizontal movable quad-rollers will massage from your neck all the way to your thighs. Very versatile, the iComfort® ic4500 massage chair reproduces massage actions with the sensation of a professional massage in the comfort of your very own home! It even includes shoulder, seat, forearms, and foot massages.

6. INSTALLATION

The iComfort® ic4500 massage chair comes partly assembled.

- Assemble this massage chair according to the installation instructions provided in this guide.
- Check the parts list carefully to make sure nothing is missing.
- Sitting in the massage chair before it is completely assembled could result in permanent damage to the chair and personal injury.
- **This massage chair is equipped with a cord having a grounding conductor. The cord must be connected into an appropriate and grounded AC wall outlet.**
- If the massage chair fuse is burned out, please use the chair's main On/Off button to turn it off and unplug the AC power cord. **Can call iComfort® at 1-866-967-7333 ext 227 if you need help.**



CAUTION: Never substitute a missing part with one of your own. If a part is missing, contact customer service at: 1-866-967-7333 ext 227.

Unpacking


- 1) Remove the massage chair, cushions, and accessories from the main box.
- 2) Remove all plastic wraps.

Controller bracket installation instructions

- 1) After the screw thread on the support knob of the controller rest assembly aligns to the screw thread position of the support mounting seat on the armrest of the massage chair, just turn clockwise and screw tightly.




2) Connect the main remote-control cable to the connector under the seat.



Positioning

Make sure there is at least 50 cm in front and behind the massage chair before use.



Lifting

At least two people are recommended to lift and move the chair to avoid injury.


Back and head cushions

Install the back and head cushions using the cushion's zippers.




Final Installation


- 1) Insert the AC power cord into the massage chair power socket and the other end into the AC wall power outlet.




- 2) Turn on the main power switch at the bottom, behind the massage chair.



7. COMPONENTS



Main Remote Control



8. OPERATION

Once your massage chair is connected to an AC wall outlet, you can turn on the chair by power on/off key.

Press the power key  on the main remote control to start the massage.

Automatic massage programs



Press repeatedly on the automatic massage button to activate one of your 6 preferred automatic massage program.

Refresh	Full body massage, the intensity of the roller and airbags is strong.
Relax	Full body massage, the massage intensity of the roller and airbags is medium.
Yoga	Full body massage, this massage simulates a Yoga exercise.
Neck & Shoulder	Partial massage: the focus is on improving neck pain and shoulder muscle strain. The massage is more focused on the neck and shoulder.
Waist & Back	Partial massage: the focus is on the waist and back to improve back strain.
Dream	Full body massage, the intensity of the rollers is light.



Press this button to turn on/off massage rollers on the hip.



Press this button to turn on/off massage rollers on the shoulder and neck.



Press this button to turn on/off massage rollers on the waist and back.



Press this button (+) to increase the massage speed.



Press this button {-} to decrease the massage speed.



Press this button to turn on/off the arm airbags massage.



Press this button to turn on/off the shoulder airbags massage.



Press this button to turn on/off the leg airbags massage.



Press this button to turn on or off the airbag massage function.



Press this button {+} to increase the message airbag.



Press this button {-j to decrease the massage airbag.



Press this button to turn admit the roller massage function.



Press this button to increase the massage speed of the roller massage function.



Press this button to decrease the massage speed of the roller massage function.



Bluetooth is enabled by default. A long press on the button will turn on/off the Bluetooth. Voice commands are enabled by default, press to turn on/off it and adjust the volume of the voice on the massage chair speakers. Open "Bluetooth" on your smart device and Bluetooth will automatically search for the corresponding Bluetooth model (ic4500). Click the "pair" button. Turn on "Music Player" in the smart device and select the song to play.



Press this button to tum on/off the heating function.



Press this button repeatedly to set the massage time (15/20/25/30min).



Press this button to pause all massage functions. Press again to resume the massage.



Press this button to turn on/off the LED light.



Press this button repeatedly to activate one of the three zero gravity positions and deactivate it.



While a massage program is being performed, hold this button for 3 seconds to record this program to your favorite program, then you can short press this button to start this program. (Notes: only one program can be saved). The previously recorded program will be cleared when a new one is added.




Press this button continuously to raise the backrest and lower the leg rest. Release it to lock the preferred angle.



Long press this button to lower the backrest and raise the leg rest. Release it to lock the current angle.

Armrest Remote Control



Press this button to activate or deactivate the massage chair.

Rotate clockwise to change the massage chair angle to a more horizontal position. Rotate counterclockwise to change the massage chair angle to a more vertical position. There are three possible adjustments.



Press this button repeatedly to activate one of the automatic program functions. There are 6 in total. The display on the remote will show the program you have chosen.



Press this button to pause all massage functions. Press again to resume the massage.



Press this button to activate or deactivate the massage airbags.



Press this button to adjust the airbag intensity from levels 1 to 3.



Press repeatedly this button to activate one of the three zero gravity modes.



Press the backrest down button to lower the backrest. The leg rest will go up at the same time.



Press the backrest up button to lower the backrest. The leg rest will go down at the same time.

USB

You can remove the protective cover tab to recharge your phone using a USB cable (*cable not provided*).

Voice Control (English Only)

When the massage chair is turned on or in standby mode; say 'Hello massage chair' to enable the voice control feature. Use the following commands to activate or deactivate the feature of your choice:

COMMAND WORDS	RESPONSE BY CHAIR
Hello massage chair	Hello Master
Turn on massage chair / Power On	Please select your favorite program to start your.
Turn off massage chair / Power off	During shutdown, please leave or restart the massage chair after the chair is completely reset. Thank you and hope you enjoy the massage.
Pause massage	Massage paused
Continue to massage	Massage resumed
Turn on Bluetooth	OK, Bluetooth on
Turn off Bluetooth	OK, Bluetooth off
Turn off foot roller	OK, Foot roller off
Turn on foot roller	OK, Foot roller on
Turn on heating	OK, Heating on
Turn off Heating	OK, Heating off
Foot roller off	OK, Foot roller off
Foot roller on	OK, Foot roller on
Increase foot roller intensity	OK, foot roller intensity up
Decrease foot roller intensity	OK, foot roller intensity down
LED light off	LED light off
LED light on	LED light on
OK, Back heating on	OK, Back heating on
Back heating off	OK, Back heating off
Zero gravity	OK, Zero gravity
Back up	OK, Backrest up

COMMAND WORDS	RESPONSE BY CHAIR
Back down	OK, Backrest down
Start airbag massage	OK, Start airbag massage
Stop airbag massage	OK, Stop airbag massage
Massage for five minutes	OK, Massage for five minutes
Massage for ten minutes	OK, Massage for ten minutes
Massage for fifteen minutes	OK, Massage for fifteen minutes
Massage for twenty minutes	OK, Massage for twenty minutes
Massage for twenty five minutes	OK, Massage for twenty five minutes
Massage for thirty minutes	OK, Massage for thirty minutes
Relaxing massage	Start Relaxing massage
Yoga massage	Start Yoga massage
Dream massage	Start Dream massage
Refreshing massage	Start Refreshing massage
Waist&Back massage	Start Waist & Back massage
Neck&Shoulder massage	Start Neck & Shoulder massage
Lower body massage	Start lower body massage
Upper body massage	Start upper body massage
Volume up	Volume up
Volume down	Volume down
Maximum volume	Maximum volume
Minimum volume	Minimum volume
Increase strength	Increase back roller intensity
Decrease strength	Decrease back roller intensity
Increase air intensity	Air intensity up


Note: When using the voice control function, the speech speed should not be too fast, and the voice commands should be issued after 1 to 2 seconds.

Massage end

During a massage, press the remote-control power button  to turn the equipment off. The massage chair will immediately turn off all massage functions, reset the backrest unit and the leg unit, or when the massage timing time arrives, all massage functions will automatically be turned off.

MOVING THE CHAIR

Make sure that the AC power cord is pulled out of the chair. Turn the back backward to a proper angle so the centre gravity falls onto the casters. Pull the massage chair forward or backward as you wish.



FLOOR PROTECTION

Prolonged use of this massage chair can damage wood floors. To prevent permanent damage, place a carpet or mat under the chair.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Rated voltage: 110-120V~ 60Hz.

Rated power: 100W.

WARRANTY

LIMITED ONE (1) YEAR WARRANTY

This product is guaranteed against all manufactured faults and defects for a period of one (1) year from the date of purchase.

For repairs or product defects, please call our customer service department at: 1-866-967-7333. Please have your proof of purchase on hand. If we are not able to replace your defective part, we will send you a service technician for repairs.

Important notes: Any damage caused by an accident, or an abusive usage are NOT covered under warranty. We also decline all responsibility concerning indirect or consecutive damages. In certain Canadian provinces, it is not permitted to limit indirect or consecutive damages. Therefore, it is possible these limitations are not applicable to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other legal rights which vary from one province to another.

CUSTOMER SERVICE: 1-866-967-7333 ext 227

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les directives avant d'utiliser votre fauteuil vibromasseur et conservez cette notice d'utilisation.

Portez attention aux consignes de sécurité et conservez cette notice d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Note: EBI se réserve le droit de modifier le design et la description de ce produit sans autre préavis.

Table de matières

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
RESTRICTIONS
ENTRETIEN
DÉPANNAGE
AVANTAGES
INSTALLATION
COMPOSANTES
MODE D'EMPLOI
DÉPLACER LA CHAISE
PROTECTION DU PLANCHER
SPÉCIFICATIONS
GARANTIE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ce produit n'est pas recommandé pour les enfants.
- Veuillez débrancher le cordon d'alimentation CA de la chaise avant de la nettoyer.
- Utilisez cet appareil exclusivement aux fins décrites dans ce manuel.
- Veuillez n'utiliser que les accessoires recommandés par iComfort®.
- Cet appareil est conçu pour un usage intérieur seulement.
- Cet appareil est conçu pour un usage de 20 minutes ou moins à la fois.
- En cas de bris de l'appareil (tissus ou mécanique), débranchez celui-ci et appelez un centre de service iComfort® ou votre revendeur.
- Assurez-vous que l'appareil est bien aéré et non obstrué.
- Veillez à ne pas laisser tomber de petits objets dans les orifices et mécanismes de la chaise.
- L'utilisation de cette chaise n'est pas recommandée en cas d'abus d'alcool ou de drogues.
- Ne tenez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
- Ne laissez pas de liquide tomber sur cet appareil afin de réduire les risques de décharges électriques et éviter de l'endommager.
- Maintenez votre chaise en bonne condition et veuillez ne pas endommager la fiche d'alimentation.
- N'utilisez pas un linge mouillé pour nettoyer des composantes électriques telles que l'interrupteur ou la fiche d'alimentation.
- Éteignez l'appareil lors d'une panne de courant.
- Cessez d'utiliser votre chaise de massage si elle fonctionne anormalement. Coupez immédiatement l'alimentation et contactez iComfort® au 1-866-967-7333 ext 227.
- Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez un malaise et consultez votre médecin.

RESTRICTIONS

Il est fortement recommandé pour les personnes ayant des problèmes cardiaques, d'ostéoporose, de fièvres, fractures, d'une intervention chirurgicale récente, dislocation et autre problème de santé ou qui portent un stimulateur cardiaque, défibrillateur ou autres appareils de santé électroniques sensibles aux interférences, de consulter leur médecin avant d'utiliser ce produit.

ENTRETIEN

- Cet appareil doit être entretenu uniquement par un technicien recommandé par iComfort®. Dans le cas contraire, EBI se réserve le droit d'annuler la garantie de cet appareil.
- Débranchez le cordon d'alimentation après chaque utilisation.
- Veuillez ne brancher cet appareil que sur des prises murales en parfait état de marche.
- Si l'appareil demeure inutilisé pendant une période prolongée, entreposez-le dans un endroit sec et exempt de poussière.
- Ne rangez pas cet appareil près d'une source de chaleur élevée, d'un feu ou sous la lumière directe du soleil.
- N'utilisez pas de benzène, de décapant, ni d'autre solvant pour nettoyer l'appareil. Utilisez plutôt un linge sec.
- Le mécanisme de cet appareil est conçu pour en minimiser l'entretien.
- Il n'est pas recommandé de déplacer le fauteuil sur ses roulettes si vos planchers sont en bois, si vous êtes dans un espace trop étroit ou si la surface du sol est accidentée. Dans ces cas précis, deux personnes sont requises pour soulever et déplacer le fauteuil.
- Utilisez cet appareil de façon intermittente. Ne l'utilisez pas de façon continue pendant de longues périodes.

DÉPANNAGE

- Il est normal que le moteur fasse du bruit pendant que l'appareil fonctionne.
- Si le panneau de commande ne fonctionne pas normalement, assurez-vous que le cordon d'alimentation et la prise d'alimentation sont bien connectés et que l'interrupteur est allumé.
- L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le temps prescrit s'est écoulé. L'appareil s'éteindra également automatiquement pour éviter que le moteur surchauffe lorsqu'il a fonctionné continuellement sur une longue période. Il pourra, à nouveau, être utilisé après trente minutes d'arrêt.

AVANTAGES

Aidez à soulager votre tension et faites disparaître le stress avec l'incroyable chaise massage thérapeutique iComfort® ic4500. Le mécanisme de massage unique à 4 têtes rotatives parcourt le dos efficacement. Le repose-pied comprend un système de massage performant pour les pieds fatigués. La chaise de massage thérapeutique iComfort® ic4500 reproduit 9 thérapies de massage pour offrir la sensation d'un massage professionnel dans le confort de votre propre maison! Elle masse même les épaules, les jambes et les pieds.

INSTALLATION

La chaise de massage iComfort® ic4500 est partiellement assemblée.

- Assemblez la chaise de massage selon les instructions d'installation fournies dans ce guide.
- Vérifiez la liste des pièces soigneusement pour s'assurer que rien ne manque.
- S'asseoir dans le fauteuil de massage avant qu'il ne soit complètement assemblé pourrait causer des dommages permanents à la chaise et causer des blessures.

- Ce fauteuil de massage est équipé d'un cordon comportant un conducteur de terre. La fiche doit être branchée dans une prise murale CA appropriée.
- Si le fusible du fauteuil de massage est brûlé, s'il vous plaît mettre le fauteuil hors tension et débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale. Vous pouvez dévisser le couvercle recouvrant le fusible situé dans la boîte de commutation au fond et à gauche de la chaise derrière celle-ci. Utiliser un fusible de même taille et de type pour remplacer l'ancien, puis remettre le couvercle. Vous pouvez appeler iComfort® au 1-866-967-7333 EXE 227 si vous avez besoin d'aides.


ATTENTION : Ne remplacez jamais une pièce manquante par l'une des vôtres. S'il manque une pièce, contactez le service à la clientèle au : 1-866-967-7333 poste 227.

Déballage


- 1) Retirez le fauteuil de massage, les coussins et les accessoires de la boîte principale.
- 2) Retirez toutes les pellicules de plastique.

Instructions d'installation du support de contrôleur

- 1) Après que le filetage de la vis sur le bouton de support de l'assemblage du support du contrôleur s'aligne sur la position du pas de vis du siège de montage du support sur l'accoudoir du fauteuil de massage, il suffit de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et de visser fermement.




- 2) Connectez le câble de la télécommande principale au connecteur sous le siège.



Disposition

Assurez-vous qu'il y a au moins 50 cm derrière le fauteuil de massage avant utilisation.



Transport

Il est recommandé d'avoir au moins deux personnes pour soulever et déplacer le fauteuil afin d'éviter les blessures.


Coussins de dos et de tête

Installez les coussins de dossier et de tête à l'aide des fermetures à glissière du coussin.




Installation finale


1) Insérez le cordon d'alimentation CA dans la prise d'alimentation du fauteuil de massage, puis dans la prise murale.




2) Allumez l'interrupteur d'alimentation principal en bas, derrière le fauteuil de massage.



7. COMPOSANTS



Télécommande principale



8. OPÉRATION

Une fois que votre fauteuil de massage est connecté à une prise murale CA, vous pouvez allumer le fauteuil à l'aide de la touche marche/arrêt.

Appuyez sur la touche d'alimentation  de la télécommande principale pour démarrer le massage.

Programmes de massage automatiques



Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton de massage automatique pour activer l'un de vos 6 programmes de massage automatique préférés.

Rafraîchir (Refresh) : Massage complet du corps, l'intensité du rouleau et des airbags est forte.

Relax (Relax) : Massage complet du corps, l'intensité de massage du rouleau et des airbags est moyenne.

Yoga (Yoga) : Massage complet du corps, ce massage simule un exercice de Yoga.

Massage partiel du cou et des épaules (Neck & Shoulder) : L'accent est mis sur l'amélioration des douleurs du cou et des tensions musculaires des épaules. Le massage est plus axé sur le cou et les épaules.

Massage partiel de la taille et du dos (Waist & Back) : L'accent est mis sur la taille et le dos pour améliorer la fatigue du dos.

Rêve (Dream) : Massage complet du corps, l'intensité des rouleaux est légère.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver les rouleaux de massage sur la hanche.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver les rouleaux de massage sur l'épaule et le cou.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver les rouleaux de massage sur la taille et le dos.



Appuyez sur ce bouton (+) pour augmenter la vitesse de massage.



Appuyez sur ce bouton {-} pour diminuer la vitesse de massage.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le massage des airbags de bras.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le massage des airbags d'épaule.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver le massage des airbags jambes.



Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de massage de l'airbag.



Appuyez sur ce bouton {+} pour augmenter le message airbag.



Appuyez sur ce bouton {-} pour diminuer l'airbag de massage.



Appuyez sur ce bouton pour activer la fonction de massage du rouleau.



Appuyez sur ce bouton pour augmenter la vitesse de massage de la fonction de massage à rouleaux.



Appuyez sur ce bouton pour diminuer la vitesse de massage de la fonction de massage à rouleaux.



Bluetooth est activé par défaut. Un appui long sur le bouton activera/désactivera le Bluetooth. Les commandes vocales sont activées par défaut, appuyez sur pour les activer/désactiver et réglez le volume de la voix sur les haut-parleurs du fauteuil de massage. Ouvrez "Bluetooth" sur votre appareil intelligent et Bluetooth recherchera automatiquement le modèle Bluetooth correspondant (ic4500). Cliquez sur le bouton "jumeler". Activez "Music Player" sur l'appareil intelligent et sélectionnez la chanson à lire.



Appuyez sur ce bouton pour activer/désactiver la fonction de chauffage.



Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler la durée du massage (15/20/25/30min).



Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause toutes les fonctions de massage. Appuyez à nouveau pour reprendre le massage.



Appuyez sur ce bouton pour allumer/éteindre la lumière LED.



Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour activer l'une des trois positions d'apesanteur et la désactiver.



Pendant qu'un programme de massage est en cours d'exécution, maintenez ce bouton enfoncé pendant 3 secondes pour enregistrer ce programme dans votre programme préféré, puis vous pouvez appuyer brièvement sur ce bouton pour démarrer ce

programme. (Remarques : un seul programme peut être enregistré). Le programme précédemment enregistré sera effacé lorsqu'un nouveau sera ajouté.




Appuyez continuellement sur ce bouton pour relever le dossier et abaisser le repose-jambes. Relâchez-le pour verrouiller l'angle préféré.



Appuyez longuement sur ce bouton pour abaisser le dossier et relever le repose-jambes. Relâchez-le pour verrouiller l'angle actuel.

Télécommande d'accoudoir



Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le fauteuil de massage.



Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour changer l'angle du fauteuil de massage en une position plus horizontale. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour changer l'angle du fauteuil de massage en une position plus verticale. Il y a trois ajustements possibles.



Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour activer l'une des fonctions du programme automatique. Il y en a 6 au total. L'écran de la télécommande affichera le programme que vous avez choisi.



Appuyez sur ce bouton pour mettre en pause toutes les fonctions de massage. Appuyez à nouveau pour reprendre le massage.



Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver les airbags de massage.



Appuyez sur ce bouton pour régler l'intensité de l'airbag des niveaux 1 à 3.



Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour activer l'un des trois modes d'apesanteur.



Appuyez sur le bouton d'abaissement du dossier pour abaisser le dossier. Le repose-jambes montera en même temps.



Appuyez sur le bouton de relèvement du dossier pour abaisser le dossier. Le repose-jambes descendra en même temps.

USB

Vous pouvez retirer la languette de la coque de protection pour recharger votre téléphone à l'aide d'un câble USB (câble non fourni).

Commande vocale (en anglais uniquement)

Disponible en anglais uniquement. Si vous voulez, vous pouvez consulter celles-ci.

Cliquez sur le bouton Voix pour activer ou désactiver la fonction Commande vocale. Après avoir activé la fonction vocale, vous pouvez contrôler vocalement le fauteuil de massage en fonction du contenu de l'entrée vocale.

Vous pouvez appuyer sur le bouton de commande vocale sur l'accoudoir pour activer la fonction de commande vocale.

Une fois cette fonction activée avec succès, le fauteuil de massage répondra "I am here". Utilisez les différentes commandes listées ci-dessous. Si aucune entrée de commande vocale correcte n'est donnée dans les six secondes, la fonction de commande vocale s'éteindra automatiquement.


Remarque : Lorsque vous utilisez la fonction de commande vocale, la vitesse de la parole ne doit pas être trop rapide et les commandes vocales doivent être émises après 1 à 2 secondes.

Fin du massage

Pendant le massage, appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande pour éteindre l'équipement. La chaise de massage va immédiatement éteindre toutes les fonctions de massage, réinitialiser l'unité de dossier et l'unité de jambe, ou lorsque l'heure de synchronisation du massage arrive, toutes les fonctions de massage seront automatiquement désactivées, avec l'unité de dossier et l'unité de jambe non réinitialisée.

DÉPLACER LA CHAISE

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché du fauteuil. Pivotez le dos vers l'arrière à un angle approprié afin que le centre de gravité tombe sur les roulettes. Déplacez le fauteuil de massage vers l'avant ou vers l'arrière comme vous le souhaitez.



PROTECTION DU PLANCHER

L'utilisation prolongée de ce fauteuil de massage peut endommager les planchers de bois. Pour éviter des dommages permanents, placez un tapis ou une natte sous la chaise.

SPÉCIFICATIONS

Tension nominale : 110-120V~ 60Hz

Puissance nominale : 100 W

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

Ce produit est garanti contre tout vice de matières et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat. En cas de défectuosité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle au 1-866-967-7333. Ayez à portée de la main votre preuve d'achat. Si nous ne sommes pas en mesure de vous remplacer la pièce défectueuse, nous vous enverrons un technicien réparateur.

Important : Tout dommage causé à l'une des pièces de produit et attribuable à un accident, une utilisation abusive ou une installation inadéquate n'est PAS couvert par la garantie. En vertu de notre politique, nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages consécutifs ou indirects. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects. Par conséquent, il est possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. La présente garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques ; vous pouvez également bénéficier d'autres droits, lesquels varient d'une province à l'autre.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1-866-967-7333 ext 227