


Setting Alarm Tone


Your new pill dispenser features 3 different alarm tones as well as a silent (light alert only) option to accommodate users with different hearing levels. At the top of the display, symbols "A", "B", and "C" indicate the selected tone. When set to silent mode, none of the three symbols will be displayed.

- To change alarm tone, begin by pressing and holding Button 3 (10).
- While holding down Button 3 (10), press and hold Button 1 (8) as well.
- Alarm tones will sound for a few seconds each, allowing you to choose.
- To select a particular tone, simply release all buttons when that tone sounds.




Testing Your Dispenser

- Press and hold Button 2 (9) for 5 seconds. "CH" will be displayed. Device is now in testing mode.
- Press Button 1 (8), and device will automatically proceed through following tests:
 - "CH 1" will be displayed, and all display characters will then light up.
- "CH 2" will be displayed, and tray will then rotate one compartment.



c. "CH 3" will be displayed, and alarm will then sound and red light will flash.




The light becomes red

- Lift dispenser and turn it over as if pouring medication into palm. Alarm and red light will shut.
- To exit test mode and return to clock mode, press Button 3 (10). Note! If dispenser is not turned over within 10 seconds, "CH 4" will be displayed. If tray does not rotate properly, motor will stop and "CH 6" error message will be displayed. In event of test malfunction, reset by removing and replacing batteries.

Locking Your Dispenser

- Locate Cover Lock (12) on bottom of unit.
- Insert included key and turn counterclockwise.
- To unlock, insert key and turn clockwise.



Important Notes

Your pill dispenser is equipped with a special sensor. To stop the alarm and dispense the pills, lift the dispenser and turn it over to pour medication into your palm or a suitable container. The alarm and red light will then shut automatically.

A battery symbol with an "X" over it indicates that the batteries are low and should be replaced to ensure proper function. To save power, pill dispenser will stand by and shut down if no operation in several minutes. To wake it up, tilt up or press the Button 3 (10).

Do not place your pill dispenser in direct sunlight or strong ultraviolet light. It may cause operational malfunction.


Customer Service:

support@camarketing.com
1-888-390-7622

Distributed by
C&A Marketing, Inc.
114 Tived Lane East
Edison, NJ 08837 USA

C&A Marketing (UK) LTD.
167 Hermitage Road
Unit 1 Crusader Industrial Estate
London, UK, N4 1LZ

Made in China
LIVEFINE is a trademark
of C&A IP Holdings, LLC
© 2016 All right reserved




Réglage de la tonalité de l'alarme

Votre nouveau pilulier dispose de 3 tonalités d'alarme différentes, ainsi que d'une option silencieuse (voyant d'alerte uniquement) pour s'adapter aux utilisateurs ayant des capacités auditives différentes. Dans la partie supérieure de l'écran, les symboles « A », « B » et « C » indiquent la tonalité sélectionnée. En mode silencieux, aucun des trois symboles ne sera affiché.

- Pour changer la tonalité d'alarme, commencez par appuyer sur le Bouton 3 (10) en le maintenant enfoncé.
- Tout en maintenant le Bouton 3 (10) enfoncé, appuyez sur le Bouton 1 (8) en le maintenant également.
- Les tonalités d'alarme sonneront pendant quelques secondes chacune, vous permettant ainsi de choisir.
- Pour sélectionner une tonalité en particulier, relâchez simplement tous les boutons lorsque celle-ci sonnera.

Test de votre pilulier

- Appuyez et maintenez enfoncé le Bouton 2 (9) pendant environ 5 secondes. « CH » s'affichera. L'appareil est maintenant en mode test.
- Appuyez sur le bouton 1 (8) afin que le dispositif procède automatiquement aux tests suivants:
 - « CH 1 » s'affichera, puis tous les caractères d'affichage s'allumeront.
- « CH 2 » s'affichera, puis le plateau pivotera d'un compartiment.



c. « CH 3 » s'affichera, puis l'alarme se mettra à sonner et le voyant rouge se mettra à clignoter.



The light becomes red

- Saisissez le pilulier puis retournez-le comme pour verser des médicaments dans votre paume. L'alarme et le voyant rouge s'arrêteront alors.
- Pour quitter le mode test et revenir au mode horloge, appuyez sur le Bouton 3 (10). Remarque ! Si le pilulier n'est pas retourné dans les 10 secondes, « CH 4 » s'affichera. Si le plateau ne pivote pas correctement, le moteur s'arrêtera et le message d'erreur « CH 6 » s'affichera. En cas de dysfonctionnement lors du test, réinitialisez en retirant puis en remplaçant les piles.

Fermeture du pilulier

- Localisez le verrou du couvercle (12) sur le dessous de l'appareil.
- Insérez la clé fournie puis tournez-la dans le sens antihoraire.
- Pour ouvrir, insérez la clé et tournez dans le sens horaire.



Remarques importantes

Votre pilulier est équipé d'un capteur spécial. Pour arrêter l'alarme et distribuer les pilules, soulevez le pilulier et retournez-le pour verser les médicaments dans votre paume ou dans un récipient approprié. L'alarme et le voyant rouge s'arrêteront automatiquement.

Un symbole de batterie barré d'un « X » indique que les piles sont faibles et doivent être remplacées pour assurer le bon fonctionnement.

N'exposez pas votre pilulier pendant trop longtemps aux rayons du soleil ou à un éclairage UV fort. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.

Distribué par

C&A Marketing, Inc.
114 Tived Lane East
Edison, NJ 08837 USA

C&A Marketing (UK) LTD.
167 Hermitage Road
Unit 1 Crusader Industrial Estate
London, UK, N4 1LZ

Fabrique en Chine
LIVEFINE est une marque déposée de
C&A IP Holdings, LLC
© 2016 tous droits réservés




Impostazione del tono di allarme

Il tuo nuovo distributore di pillole dispone di 3 diversi toni di allarme e di una modalità silenziosa (allarme solo con illuminazione) per soddisfare gli utenti con diversi livelli di udito. Nella parte superiore del display, i simboli "A", "B" e "C" indicano il tono selezionato. Quando è impostata la modalità silenziosa, nessuno dei tre simboli verrà visualizzato.


- Per cambiare il tono di allarme, iniziare premendo e tenendo premuto il Tasto 3 (10).
- Tenendo premuto il Tasto 3 (10), premere e tenere premuto anche il Tasto 1 (8).
- I toni di allarme suoneranno per alcuni secondi ciascuno, permettendoti di scegliere.
- Per selezionare un tono particolare, è sufficiente rilasciare tutti i tasti quando quel tono emette un suono.

Verifica del Distributore

- Premere e tenere premuto il Tasto 2 (9) per 5 secondi. La scritta "CH" verrà visualizzata. Il dispositivo è ora in modalità di test.
- Premere il tasto 1 (8), e il dispositivo inizierà automaticamente a eseguire i seguenti test:
 - Viene visualizzato "CH 1", e tutti i caratteri del display si illumineranno.
- Viene visualizzato "CH 2", e il vassoio ruoterà uno scomparto.



c. Viene visualizzato "CH 3", e quindi verrà emesso un allarme acustico e la luce rossa lampeggerà.




The light becomes red

- Solleverare il distributore e capovolgerlo come se si versasse il farmaco nel palmo. L'allarme e la luce rossa si spegneranno.
- Per uscire dalla modalità di test e tornare alla modalità orologio, premere il Tasto 3 (10). Nota! Se il distributore non viene capovolto entro 10 secondi, "CH 4" verrà visualizzato. Se il vassoio non ruota correttamente, il motore si ferma e verrà visualizzato il messaggio di errore "CH 6". Nel caso di un malfunzionamento in fase di test, reimpostare rimuovendo e sostituendo le batterie.

Blocco del distributore

- Individuare il Blocco Coperchio (12) nella parte inferiore dell'unità.
- Inserire la chiave inclusa e ruotarla in senso antiorario.
- Per sbloccare, inserire la chiave e girare in senso orario.



Note importanti

Il vostro distributore di pillole è dotato di un sensore speciale. Per arrestare l'allarme e dispensare le pillole, sollevare il distributore e capovolgerlo per versare il farmaco nel palmo della mano o in un contenitore adeguato. L'allarme e la luce rossa si spegneranno automaticamente.

Il simbolo "X" sopra una batteria indica che le batterie sono scariche e devono essere sostituite per garantire il corretto funzionamento.

Non esporre il distributore di pillole alla luce diretta del sole o ai raggi ultravioletti. Ciò potrebbe causare dei malfunzionamenti.

Distribuito da

C&A Marketing, Inc.
114 Tived Lane East
Edison, NJ 08837 USA

C&A Marketing (UK) LTD.
167 Hermitage Road
Unit 1 Crusader Industrial Estate
London, UK, N4 1LZ

Prodotto in Cina
LIVEFINE è un marchio registrato di
C&A IP Holdings, LLC
© 2016 Tutti i diritti riservati




Einstellung des Alarmtons

Ihr neuer Tabletenspender verfügt über 3 verschiedene Alarmtöne sowie einen stillen Alarm (nur Lichtsignal), um für Benutzer mit unterschiedlichem Hörvermögen nutzbar zu sein. Am oberen Rand der Anzeige zeigen die Symbole "A", "B" und "C" den gewählten Ton an. Ist der stille Alarm eingeschaltet, so wird keines der drei Symbole angezeigt.


- Um den Alarmton zu ändern, beginnen Sie durch Drücken und Halten von Taste 3 (10).
- Während Sie die Taste 3 (10) gedrückt halten, drücken Sie auch Taste 1 (8) und halten sie gedrückt.
- Die Alarmtöne erklingen jeweils für ein paar Sekunden, damit Sie sich einen aussuchen können.
- Um einen bestimmten Ton zu wählen, lassen Sie einfach alle Tasten los, wenn dieser ertönt.

Testen des Spenders

- Drücken Sie die Taste 2 (9) und halten sie 5 Sekunden lang gedrückt. "CH" wird angezeigt. Das Gerät befindet sich jetzt im Testmodus.
- Drücken Sie die Taste 1 (8), und Gerät führt automatisch folgende Tests durch:
 - "CH 1" wird angezeigt, und alle Anzeigeelemente leuchten auf.
- "CH 2" wird angezeigt, und der Behälter dreht sich um ein Fach.



c. "CH 3" wird angezeigt. Der Alarm ertönt, und ein rotes Licht blinkt.




The light becomes red

- Heben Sie den Spender an und drehen Sie ihn um, als wollten Sie sich die Medikamente auf die Handfläche schütten. Alarm und rotes Licht schalten sich aus.
- Um den Testmodus zu verlassen und zum Uhr-Modus zurückzukehren, drücken Sie Taste 3 (10). Achtung! Wenn Spender nicht innerhalb von 10 Sekunden umgedreht wird, wird "CH 4" angezeigt. Wenn der Behälter sich nicht richtig dreht, wird der Motor gestoppt und die "CH 6"-Fehler-Meldung angezeigt. Im Falle einer Testfunktionsprüfung setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Batterien entfernen und austauschen.

Verschließen Ihres Spenders

- Suchen Sie den Deckverschluss (12) an der Unterseite des Geräts.
- Schieben Sie den mitgelieferten Schlüssel ein, und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
- Um die Sperre zu lösen, schieben Sie den Schlüssel ein, und drehen Sie im Uhrzeigersinn.



Wichtige Hinweise

Ihr Tabletenspender ist mit einer speziellen Sensorik ausgerüstet. Um den Alarm zu stoppen und die Tabletten auszugeben, heben Sie den Spender und drehen Sie ihn um, um die Medikamente auf Ihre Handfläche oder in einen geeigneten Behälter zu schütten. Der Alarm und das rote Licht werden dann automatisch ausgeschaltet.

Ein Batteriesymbol mit einem "X" darüber zeigt an, dass die Batterien schwach sind und ersetzt werden sollten, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

Setzen Sie Ihren Tabletenspender nicht direkter Sonneneinstrahlung oder starkem UV-Licht aus. Dies könnte dazu führen, dass das Gerät nicht funktioniert.

Vertrieben von

C&A Marketing, Inc.
114 Tived Lane East
Edison, NJ 08837 USA

C&A Marketing (UK) LTD.
167 Hermitage Road
Unit 1 Crusader Industrial Estate
London, UK, N4 1LZ

In China hergestellt
LIVEFINE ist ein eingetragenes
Warenzeichen von C&A IP Holdings, LLC
© 2016 Alle Rechte vorbehalten




Seleccionar tono de alarma

Su nuevo dispensador de pastillas incluye 3 tonos de alarma diferentes, así como un modo silencioso (alerta por luz) para adaptarse a usuarios con distintos niveles de audición. En la parte superior de la pantalla, las letras "A", "B" y "C" indican el tono seleccionado. Cuando el dispensador esté en modo silencioso, no aparecerá ninguna de las letras.


- Para cambiar el tono de alarma, mantenga pulsado el botón 3 (10).
- Mientras mantiene pulsado el botón 3 (10), pulse y mantenga también el botón 1 (8).
- Cada tono de alarma sonará durante unos segundos, permitiéndole seleccionar uno.
- Para seleccionar un tono concreto, deje de presionar todos los botones cuando suene ese tono.

Probar su dispensador

- Mantenga pulsado el botón 2 (9) durante 5 segundos. Aparecerá el símbolo "CH". El dispositivo está ahora en modo de prueba.
- Pulse el botón 1 (8), y el dispositivo hará automáticamente las pruebas siguientes:
 - Aparecerá "CH 1" y se iluminarán todos los caracteres de la pantalla.
- Aparecerá "CH 2" y la bandeja rotará un compartimento.



c. Aparecerá "CH 3", la alarma sonará y la luz roja se encenderá.




The light becomes red

- Coja el dispensador y dele la vuelta como si estuviese echándose la medicación en la mano. La alarma y la luz roja se apagarán.
- Para salir del modo de prueba y volver al modo de reloj, pulse el botón 3 (10). Nota: si no se da la vuelta al dispensador en 10 segundos, aparecerá "CH 4". Si la bandeja no rota correctamente, el motor se detendrá y se mostrará el mensaje de error "CH 6". En caso de prueba errónea, reinicie el dispositivo retirando las pilas y volviendo a colocarlas.

Cerrar su dispensador

- Busque el cierre de la tapa (12) en la base de la unidad.
- Insértela la llave incluida y gíre en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para abrir, inserte la llave y gire en el sentido de las agujas del reloj.



Notas importantes

Su dispensador de pastillas está equipado con un sensor especial. Para detener la alarma y dispensar las pastillas, coja el dispensador y dele la vuelta para echar la medicación en su mano o en un recipiente apropiado. La alarma y la luz roja se apagarán automáticamente.

Un símbolo de una pila con una "X" indica que las pilas se están agotando y que deberían cambiarse para garantizar el correcto funcionamiento del dispensador.

No exponga su dispensador de pastillas a la luz solar directa ni a luz ultravioleta fuerte. Puede producir errores de funcionamiento.

Distribuido por

C&A Marketing, Inc.
114 Tived Lane East
Edison, NJ 08837 USA

C&A Marketing (UK) LTD.
167 Hermitage Road
Unit 1 Crusader Industrial Estate
London, UK, N4 1LZ

Fabricado en China
LIVEFINE es una marca registrada
de C&A IP Holdings, LLC
© 2016 Reservados todos los derechos.



