

T A B T I M E<sup>®</sup>

S U P E R 8

**EN**

Thank you for purchasing your TabTime Super 8. It can be set up to provide a reminder alarm up to 8 timer per day and remembers your alarm settings every day. There are 8 tablet compartments which are numbered to correspond with each alarm. There is also a countdown function for regular doses of medication e.g. taking medication every 3 hours.

When an alarm sounds a flashing red LED on the lid of the TabTime Super 8 will begin to flash at the same time as the audio alarm and will continue to flash until you open the TabTime Super 8 to take your medication. So if the LED is flashing it indicates that you have not taken your last dose of medication. Please note that extended use of the LED will reduce the life of the battery.

### **Setting the Time**

Remove the plastic insulating strip to connect the CR2032 battery. Press and hold the MODE button until the display flashes. Set the time using the HOUR and MINUTE buttons. Confirm the time by pressing the MODE button.

### **Setting the Alarms**

Press and release the MODE button and the display will show --:-- with a bell and

the number 1 at the top of the screen. Press and hold the MODE button until the display flashes. Set the time the first alarm using the HOUR and MINUTE buttons. Confirm the time by pressing the MODE button. Repeat the steps above to set the other alarms. Use the HI/LO volume switch to choose the volume of the alarms.

### **Turning off an Alarm**

When an alarm sounds, the audio alarm will sound for 40 seconds and the red LED will begin to flash. Both alarms are cancelled by opening the TabTime Super 8 or by pressing the MINUTE button. The flashing LED will continue to flash until the TabTime Super 8 is opened.

### **Deleting an Alarm**

Select the alarm you want to delete by pressing the MODE button e.g. if you want to delete alarm 4, press and release the MODE button until the bell and number 4 are at the top of the screen. Press the MINUTE button and the display will show --:-- indicating the alarm has been deleted.

### **Using the Countdown Timer**

Press and release the MODE button until the egg timer symbol appears on the top left of the screen and the screen displays 00H:00M. Press and hold the

MODE button until 00H:00M flashes. Set the time you require between doses e.g. 3 hours. . Press the MODE button to confirm. Press the MINUTE button to start the countdown and the egg timer symbol will begin to flash. The alarm is cancelled by opening the TabTime Super 8. To restart the countdown with the same interval press the MINUTE button.

### **Troubleshooting**

Check the battery power indicator is at least 2 bars. If the display on your TabTime Super 8 begins to fade or the alarm rings randomly etc it is time to change the CR2032 battery which can be bought at most supermarkets or jewellers. Please don't hesitate to contact us if you are having any difficulties using your TabTime Super 8.

### **Disclaimer**

This product must be regarded as purely an aid to memory and Tabtime Ltd or their agents cannot be held responsible if you forget to take your medication, take the wrong medication, take the wrong medication at the wrong time or any combination of these events.

**To register your TabTime Super 8 for a free 12 month warranty please visit:  
[www.tabtime.com/register](http://www.tabtime.com/register)**

**FCC Statement:**

The TabTime Super 8 complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct

the interference by one of more of the following measures:

1. Reorient or relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet or circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

The responsible party located in the United States is: Testing Partners LLC, 18200 SR 306, Chagrin Falls, OH 44023.

**info@testingpartners.com**

**DE**

Vielen Dank, dass Sie sich für den TabTime Super 8 entschieden haben. Auf dem Gerät können bis zu 8 Alarmer pro Tag eingestellt werden, an welche sich das Gerät jeden Tag erinnert. Es gibt 8 nummerierte Tablettenfächer, passend zu den jeweiligen Alarmerinstellungen. Außerdem verfügt das Gerät über eine Countdown-Funktion für die regelmäßige Medikamenteneinnahme, so z.B., wenn Medikamente alle 3 Stunden eingenommen werden müssen. Sobald der Alarm ertönt, blinkt die LED-Anzeige auf dem Deckel des TabTime Super 8 zur selben Zeit wie der Alarm rot auf, und blinkt immer weiter, bis Sie den TabTime Super 8 öffnen, um die Medikamente zu entnehmen. Wenn die LED-Anzeige also blinkt, bedeutet das, dass Sie Ihre Medikamente noch nicht eingenommen haben. Bitte beachten Sie, dass die langfristige Nutzung der LED-Anzeige zu einer verminderten Leistungsfähigkeit des Akkus führt.

## **Uhrzeit einstellen**

Entfernen Sie den Plastikstreifen, um die CR2032 Batterie zu verbinden. Halten Sie die MODE-Taste (MODUS) gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Stellen Sie die Zeit mit den HOUR (STUNDE) und MINUTE-Tasten ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit, indem Sie auf die MODE-Taste drücken

## **Alarmfunktion einstellen**

Drücken Sie kurz auf die MODE-Taste, bis die Anzeige --:-- zusammen mit einer Glocke und der Nummer 1 auf der oberen Bildschirmhälfte anzeigt. Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, bis die Anzeige blinkt. Stellen Sie die Uhrzeit des ersten Alarms mit den HOUR und MINUTE-Tasten ein. Bestätigen Sie die Uhrzeit, indem Sie auf die MODE-Taste drücken. Wiederholen Sie die obigen Schritte, um die anderen Alarme einzustellen. Verwenden Sie den HI/LO Lautstärkeregler, um die jeweilige Lautstärke der Alarme einzustellen.

## **Alarme ausschalten**

Wenn der Alarm ertönt, so ertönt dieser 40 Sekunden lang und die rote LED-Anzeige fängt an zu blinken. Beide Alarme können ausgeschaltet werden, indem der TabTime Super 8 geöffnet



wird, oder indem Sie auf die MINUTE-Taste drücken. Die blinkende LED-Anzeige blinkt weiter, bis der TabTime Super 8 geöffnet wird.

### **Alarめinstellungen löschen**

Wählen Sie den Alarm, den Sie löschen möchten, indem Sie auf die MODE-Taste drücken. Wenn Sie also Alarm Nr. 4 löschen möchten, halten Sie die MODE-Taste gedrückt, bis eine Glocke und die Nummer 4 auf der oberen Bildschirmhälfte erscheinen. Drücken Sie auf die MINUTE-Taste, bis auf der Anzeige --:-- erscheint, wodurch bestätigt wird, dass der Alarm gelöscht wurde.

### **Verwendung des Countdown-Timers**

Halte Sie die MODE-Taste gedrückt, bis das Eieruhr-Symbol oben links auf der Anzeige erscheint und 00H:00M auf dem Bildschirm angezeigt wird. Halten Sie die MODE-Taste gedrückt, bis 00H:00M blinkt. Stellen Sie den gewünschten Zeitabstand zwischen den Einnahmen ein, z.B. 3 Stunden. Drücken Sie auf die MINUTE-Taste, um den Countdown zu starten, jetzt blinkt das Eieruhr-Symbol. Der Alarm wird aufgehoben, indem der TabTime Super 8 geöffnet wird. Um den Countdown erneut mit demselben

Zeitintervall zu starten, drücken Sie auf die MINUTE-Taste.

### **Troubleshooting**

Stellen Sie sicher, dass der Akku mindestens über 2 Stäbe verfügt. Wenn die Anzeige auf dem TabTime Super 8 schwächer wird oder der Alarm wahllos ertönt, sollten Sie die CR2032 Batterie austauschen. Diese kann in den meisten Supermärkten oder Juweliergeschäften erworben werden.

### **Haftungsausschluss**

Dieses Produkt dient lediglich als Erinnerungshilfe, und Tabtime Ltd oder seine Stellvertreter übernehmen keine Verantwortung dafür, dass Sie eventuell Ihre Medikamente vergessen, die falschen Medikamente einnehmen, die falschen Medikamente zur falschen Zeit einnehmen oder diese Eventualitäten in Kombination vorkommen. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, sollten Sie Probleme mit Ihrem TabTime Super 8 haben.

**Um Ihre TabTime Super 8 für eine kostenlose 12-monatige Garantie anzumelden, gehen Sie bitte auf:  
[www.tabtime.com/register](http://www.tabtime.com/register)**

**IT**

Grazie per aver acquistato TabTime Super 8. Il timer può essere impostato per fornire fino a 8 allarmi al giorno e ricorda le stesse impostazioni di allarme ogni giorno. Ci sono 8 scomparti per pastiglie che sono numerati per corrispondere a ciascun allarme. C'è anche una funzione di conto alla rovescia per dosi regolari di farmaci, ad es. assunzione di farmaci ogni 3 ore.

Quando suona un allarme, un LED rosso lampeggiante sul coperchio del TabTime Super 8 inizierà a lampeggiare contemporaneamente all'allarme acustico e continuerà a lampeggiare finché non si apre TabTime Super 8 per prendere le medicine. Quindi se il LED lampeggia significa che non hai preso l'ultima dose di farmaco. Si noti che l'uso prolungato del LED riduce la durata della batteria.

### **Impostare l'Ora**

Rimuovere la striscia isolante in plastica per collegare la batteria CR2032.

Premere e tenere premuto il pulsante MODE (MODALITA') fino a quando il display non lampeggia. Impostare l'ora usando i pulsanti HOUR (ORE) e MINUTE (MINUTI). Confermare l'ora premendo il pulsante MODE (MODALITA').

## **Impostare gli Allarmi**

Premere e rilasciare il pulsante MODE (MODALITA') e il display mostrerà --:-- con un campanello e il numero 1 nella parte superiore dello schermo. Premere e tenere premuto il pulsante MODE (MODALITA') fino a quando il display non lampeggia. Impostare l'ora del primo allarme usando i pulsanti HOUR (ORA) e MINUTE (MINUTI). Confermare l'ora premendo il pulsante MODE (MODALITA') Ripeti i passaggi sopra per impostare gli altri allarmi. Utilizzare l'interruttore del volume HI / LO per scegliere il volume degli allarmi.

## **Spegnere l'Allarme**

Quando suona una sveglia, l'allarme acustico suona per 40 secondi e il LED rosso inizia a lampeggiare. Entrambi gli allarmi vengono annullati aprendo TabTime Super 8 o premendo il pulsante MINUTE (MINUTI). Il LED lampeggiante continuerà a lampeggiare fino all'apertura del TabTime Super 8.

## **Cancellare l'Allarme**

Selezionare l'allarme che si desidera cancellare premendo il pulsante MODE (MODALITA'), ad es. se si desidera eliminare l'allarme 4, premere il pulsante MODE fino a quando la campana

e il numero 4 si trovano nella parte superiore dello schermo. Premere il pulsante MINUTE (MINUTI) e il display mostrerà --:-- che indica che l'allarme è stato cancellato.

### **Usare la Funzione "Conto alla Rovescia"**

Premere e rilasciare il pulsante MODE (MODALITA') fino a quando il simbolo a forma di uovo del timer apparirà in alto a sinistra sullo schermo e lo schermo visualizza 00H:00M. Premere e tenere premuto il pulsante MODE (MODALITA') fino a quando 00H:00M lampeggia. Impostare il tempo richiesto tra le dosi, ad es. 3 ore. Premere il pulsante MINUTE (MINUTI) per avviare il conto alla rovescia e il simbolo a forma di uovo del timer inizierà a lampeggiare. L'allarme viene annullato aprendo TabTime Super 8. Per riavviare il conto alla rovescia con lo stesso intervallo, premere il pulsante MINUTE (MINUTI).

### **Risoluzione Problemi**

Controllare che l'indicatore della batteria sia di almeno 2 tacche. Se il display sul TabTime Super inizia a sbiadire o la sveglia suona in modo casuale, ecc. è il momento di cambiare la batteria CR2032 che può essere acquistata presso

la maggior parte dei supermercati o dei tabaccaia.

### **Disclaimer**

Questo prodotto deve essere considerato come un puro aiuto alla memoria e Tabtime Ltd o i suoi agenti non possono essere ritenuti responsabili se si dimentica di prendere i farmaci, prendere il farmaco sbagliato, prendere il farmaco sbagliato al momento sbagliato o qualsiasi combinazione di questi eventi. Non esitate a contattarci

**Per ricevere la garanzia di 12  
mesi occorre registrare il vostro  
TabTime Super 8:  
[www.tabtime.com/register](http://www.tabtime.com/register)**

**FR**

Nous vous remercions d'avoir acheté votre pilulier électronique TabTime Super

8. Il peut émettre jusqu'à 8 alarmes de rappel par jour et il n'est pas nécessaire de reprogrammer les alarmes tous les jours. Il est composé au total de 8 compartiments, chacun correspondant à une alarme programmée. Il possède également une fonction de compte à rebours pour les doses régulières de médicaments, par ex. pour un rappel de prise de médicament toutes les 3 heures.

Lorsqu'une alarme retentit, l'appareil émet un flash rouge sur le couvercle du TabTime Super 8 et continue de clignoter jusqu'à ce que vous ouvriez le TabTime Super 8 pour prendre vos médicaments. Si le voyant clignote, cela signifie que vous n'avez pas pris votre dernière dose de médicament. Veuillez noter qu'une utilisation prolongée du voyant LED réduira la durée de vie de la pile.

### **Réglage de l'heure**

Retirez la bande isolante en plastique pour connecter la pile CR2032.

Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage clignote. Réglez l'heure à

l'aide des boutons HOUR et MINUTE. Confirmez l'heure en appuyant sur le bouton MODE.

### **Réglage des alarmes**

Appuyez et relâchez le bouton MODE et l'écran affichera --:-- avec une cloche et le chiffre 1 en haut de l'écran. Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'affichage clignote. Réglez l'heure de la première alarme en utilisant les boutons HOUR et MINUTE. Confirmez l'heure de l'alarme en appuyant sur le bouton MODE. Répétez les étapes ci-dessus pour définir les autres alarmes. Utilisez les boutons de volume HI/ LO (haut et bas) pour choisir le volume des alarmes.

### **Désactiver une alarme**

Quand l'alarme sonne, le signal sonore retentit pendant 40 secondes. Le voyant rouge commence à clignoter. Les deux alarmes s'annulent en ouvrant le TabTime Super 8 ou en appuyant sur le bouton MINUTE. Le clignotant LED continuera à clignoter jusqu'à ce que le TabTime Super 8 soit ouvert.



## **Supprimer une alarme**

Sélectionnez l'alarme que vous voulez supprimer en appuyant sur le bouton MODE. Par ex. si vous voulez supprimer l'alarme numéro 4, pressez et relâchez le bouton MODE jusqu'à ce que la cloche et le chiffre 4 soit en haut de l'écran. Pressez le bouton MINUTE et l'écran affichera --:-- indiquant que l'alarme a bien été supprimée.

## **Utilisation du compte à rebours**

Appuyez et relâchez le bouton MODE lorsque le symbole du sablier apparaît en haut à gauche de l'écran et que l'écran affiche 00H:00M. Appuyez et relâchez le bouton MODE jusqu'à ce que 00H:00M clignote. Réglez le temps dont vous avez besoin entre chaque dose, par ex. 3 heures. Appuyez sur le bouton MINUTE pour commencer le compte à rebours. Un sablier apparaîtra en clignotant. L'alarme s'annule en ouvrant le TabTime Super 8. Pour répéter un compte à rebours avec le même intervalle, appuyez sur le bouton MINUTE.

## **Dépannage**

Vérifiez que l'indicateur de batterie ai au moins 2 barres. Si l'affichage à l'écran de votre TabTime Super 8 commence à s'effacer ou si l'alarme sonne au hasard etc. il est temps de changer la pile CR2032 que vous pouvez trouver dans la plupart des supermarchés, grandes surfaces et bijoutiers. N'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des difficultés avec votre TabTime Super 8.

## **Avertissement**

Ce produit doit être considéré uniquement comme une aide-mémoire. TabTime Ltd ou son personnel ne peuvent en rien être portés responsables si vous oubliez de prendre votre médicament et/ ou prenez le mauvais médicament au mauvais moment.

**Pour bénéficier d'une garantie gratuite de 12 mois, veuillez vous inscrire sur notre site:  
[www.tabtime.com/register](http://www.tabtime.com/register)**

**ES**

Gracias por comprar su TabTime Super 8. Se puede configurar hasta 8 alarmas diferentes al día. Recuerda la configuración de sus alarmas todos los días. Hay 8 compartimentos para pastillas que están numerados para corresponder con cada alarma. También hay una función de cuenta regresiva para dosis regulares de medicamentos, p. Ej. Tomar medicamentos cada 3 horas. Cuando suene una alarma, un LED rojo en la tapa del TabTime Super 8 comenzará a sonar al mismo tiempo que la alarma de audio y continuará sonando hasta que abra el TabTime Super 8 para tomar su medicamento. Por lo tanto, si el LED está apagado, indica que no ha tomado su última dosis de medicamento. Tenga en cuenta que el uso prolongado del LED reducirá la vida útil de la batería.

### **Configuración de la hora**

Retire la tira aislante de plástico para conectar la batería CR2032. Mantenga presionado el botón MODE hasta que destella la pantalla. Ajuste la hora con los botones de HOUR (HORA) y MINUTE (MINUTO). Confirme la hora presionando el botón MODE.

## **Configuración de las alarmas**

Presione y suelte el botón MODE y la pantalla mostrará --:-- con una campana y el número 1 en la parte superior de la pantalla. Mantenga presionado el botón MODE hasta que destella la pantalla. Establezca la hora de la primera alarma con los botones HOUR y MINUTE. Confirme la hora presionando el botón MODE. Repita los pasos anteriores para configurar las otras alarmas. Use el interruptor de volumen HI (ALTO) / LO (BAJO) para elegir el volumen de las alarmas.

## **Apagar una alarma**

Cuando suena una alarma, la alarma de audio sonará durante 40 segundos y el LED rojo comenzará a parpadear. Ambas alarmas se cancelan abriendo el TabTime Super 8 o presionando el botón MINUTO. El indicador LED parpadeará hasta que se abra el TabTime Super 8.

## **Borrar una alarma**

Seleccione la alarma que desea eliminar presionando el botón MODE, por ej. Si desea eliminar la alarma 4, presione y suelte el botón MODE hasta que la campana y el número 4 estén en la parte superior de la pantalla. Presione

el botón MINUTO y la pantalla mostrará --:-- indicando que la alarma se ha eliminado.

### **Usar el Temporizador de cuenta regresiva**

Presione y suelte el botón MODE hasta que el símbolo del reloj de arena aparezca en la parte superior izquierda de la pantalla y la pantalla muestre 00H:00M. Mantenga presionado el botón MODE hasta que 00H:00M parpadea. Establezca el tiempo que necesita entre las dosis, por ej. 3 horas. Presione el botón MINUTO para iniciar la cuenta regresiva y el símbolo del reloj de arena comenzará a parpadear. La alarma se cancela abriendo el TabTime Super 8. Para reiniciar la cuenta regresiva con el mismo intervalo, presione el botón MINUTE.

### **Solución de problemas**

Verifique que el indicador de energía de la batería esté al menos a 2 barras. Si la pantalla de su TabTime Super 8 comienza a desvanecerse o la alarma suena aleatoriamente, etc., es hora de cambiar la batería CR2032 que se puede comprar en la mayoría de los supermercados o joyeros. No dude

en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna dificultad para usar su TabTime Super 8.

### **Descargo de responsabilidad**

Este producto debe ser considerado simplemente como una ayuda para la memoria y Tabtime Ltd o sus agentes no pueden ser considerados responsables si se olvida de tomar su medicamento, tomar el medicamento equivocado, tomar el medicamento equivocado en el momento incorrecto o cualquier combinación de estos eventos.

**Para registrar su Tabtime Super 8 y beneficiar de una garantía gratis de 12 meses, visita nuestra página web [www.tabtime.com/register](http://www.tabtime.com/register)**

## NE

Bedankt voor het aanschaffen van uw TabTime Super 8. U kunt tot 8 alarmen instellen per dag. Daarnaast onthoudt het altijd uw alarminstellingen. Er zijn 8 medicijnvakjes. De waarschuwingen komen overeen met de nummering ervan.

Er is ook een aftelfuntie voor regelmatige doseringen, bijvoorbeeld als u elke 3 uur medicatie moet nemen. Het ledlampje op het deksel van de TabTime Super 8 knippert rood wanneer het alarm klinkt, en blijft knipperen totdat u de TabTime Super 8 opent om uw medicatie te nemen. Als het ledlampje knippert, betekent dit dus dat u uw laatste dosering nog niet heeft ingenomen. Denk eraan dat het ledlampje bij langdurig gebruik voor een kortere batterijlevensduur zorgt.

### **De tijd instellen**

Verwijder de plastic insuleerstrip zodat de CR2032-batterij contact maakt. Druk de knop MODE in totdat het scherm knippert. Stel de tijd in met de knoppen HOUR (uur) en MINUTE (minuut). Bevestig de tijd door op de knop MODE te drukken.

### **De alarmen instellen**

Druk op de knop MODE en laat deze weer los. Vervolgens ziet u --:-- bovenin het scherm met een bel en het getal 1. Druk de knop MODE in totdat het scherm knippert.

Stel de tijd van het eerste alarm in met de knoppen HOUR en MINUTE. Bevestig de tijd door op de knop MODE te drukken. Herhaal de stappen hierboven om de andere alarmen in te stellen. Gebruik de volumeschakelaar HI/LO om het volume van de alarmen te wijzigen.

### **Een alarm uitzetten**

Een alarmtoon gaat 30 seconden af en het rode ledlampje begint te knipperen. Beide alarmen worden uitgezet door de TabTime Super 8 te openen of door op de knop MINUTE te drukken. Het ledlampje blijft knipperen tot u de TabTime Super 8 opent.

### **Een alarm verwijderen**

Selecteer het alarm dat u wilt verwijderen door op de knop MODE te drukken. Als u bijvoorbeeld alarm 4 wilt verwijderen, drukt u op de knop MODE tot de bel en het getal 4 bovenaan het scherm staan. U ziet --:-- op het scherm als u op de knop MINUTE drukt. Dit betekent dat het alarm is verwijderd.

### **De afteltimer gebruiken**

Druk op de knop MODE en laat deze los tot u het eierwekkerpictogram in de linkerbovenhoek ziet en 00H:00M wordt weergegeven. Druk op de knop MODE en houd deze vast tot 00H:00M knippert. Stel de tijd tussen de doseringen in



(bijvoorbeeld 3 uur). Druk op de knop MINUTE om het aftellen te starten. Het eierwekkerpictogram begint te knippen. U kunt het alarm annuleren door de TabTime Super 8 te openen. Druk op de knop MINUTE om opnieuw te beginnen met aftellen met hetzelfde interval

### **Problemen oplossen**

Zorg dat de indicator voor batterijlevensduur nog minstens 2 balkjes heeft. Als het scherm op uw TabTime Super onder andere vervaagt of het alarm willekeurig klinkt, is het tijd om de CR2032-batterij te vervangen. Deze vindt u bij de meeste supermarkten of juweliers. Aarzel niet contact met ons op te nemen als u problemen ondervindt bij het gebruik van uw TabTime Super 8.

### **Disclaimer**

Dit product moet worden beschouwd als een geheugensteun. Tabtime Ltd of haar medewerkers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als u uw medicatie vergeet in te nemen, verkeerde medicatie neemt, medicatie op het verkeerde moment neemt of een combinatie hiervan.

**Ga naar [www.tabtime.com/register](http://www.tabtime.com/register)  
om uw TabTime Super 8 te  
registreren voor een gratis garantie  
van 12 maanden**

PL

Odwiedź stronę  
**[www.tabtime.com/setup](http://www.tabtime.com/setup)**,  
aby pobrać instrukcję w  
języku polskim.

SV

Vänligen besök  
**[www.tabtime.com/setup](http://www.tabtime.com/setup)**  
för att ladda ned  
instruktionerna på svenska.



**www.tabtime.com**  
**0044 (0)1270 767207**  
**info@tabtime.co.uk**

**TabTime Ltd,**  
Unit 8 Moss Lane Business Centre,  
Moss Lane, Sandbach,  
Cheshire, CW11 3YX, UK.