


BACKplus  **SHIATSU FOLDABLE
MASSAGE CHAIR**



MANUAL

General Warnings

1. Keep cord away from heated surfaces.
2. Never block the air openings of the product or place it on a surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint and hair.
3. Never use while sleeping.
4. Never drop or insert objects into any opening.
5. Do not operate where aerosol products are being used or administered.
6. Do not use on or near eyes or other highly sensitive areas.
7. Do not operate under a blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury.
8. Do not carry this product by its supply, or power cord, or use the cord as a handle.
9. Do not use directly on one concentrated area of the body. It is meant to be used in a continuous motion, constantly changing the massage area.
10. To disconnect, turn all controls to the off position then remove the plug from the outlet.
11. Do not perform any servicing on the product.
12. Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.



To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury:

1. Always unplug the product from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
2. Do not use while bathing or in a shower.
3. Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub, sink, or other body of water.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. Do not reach for an electrical appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.


1

In the Box

Massage Chair




Mantle



12V $\overline{\text{---}}$ 5A Power Adapter and Cord

2


Location of Controls (Massage Chair)



Lock Pin
Adjust the back of the chair, turn the pin upward and lock into place.

Location of Controls (Control Panel)

1. **Neck Massage Adjustment**
Adjust the height of neck massage nodes
2. **Neck Massage Mode**
Switch between manual (left button) and automatic (right button) modes.
3. **Back Massage Mode**
Cycle through *FULL*, *UPPER*, or *LOWER* back massage.
4. **Vibration**
Cycle through 3 seat and massage intensities.
5. **Target**
Massage specific target area.
6. **Target Adjustment**
Adjust targeted massage area.
7. **Heat**
Adjust heat level.
8. **Power**
Power ON/OFF.




Setting Up the Massage Chair

Setup

Remove the massage chair from its packaging and fully unfold the chair, standing it upright. Make sure that you have room to unfold the chair and that it is located near a wall outlet.

Connect the pin of the **supplied 12V power adapter** into the **Power Cable** on the massager.

Plug the power cable into the power adapter and plug the other end into a wall outlet.



Adjusting the Seat Back

To adjust the chair, undo the lock pin, adjust the back of the seat to your liking, and return the lock pin to place.

Using the Massage Chair

Using the Massage Chair

NOTE: When using the massage chair, always sit fully upright in the chair. Do NOT slouch or slide forward, do NOT sit on the edge of the chair, and do NOT tip the chair forward or backward.

After setting the chair up, the control panel on the right arm will allow you to power the chair ON/OFF, set your massage modes and intensity, activate heat, etc.

Powering ON/OFF

- Press the **Power** button on the control panel to turn the massage chair ON/OFF.
- If not in use, the chair will **automatically power off** after **15 minutes**.

Adjusting Heat

- Press the **Heat** button to adjust the heat function.

Adjusting Vibration

- Press the **Vibration** button on the control panel to cycle through the 3 seat massage intensities.

Neck Massage

- Press the **Neck Massage Adjustment** and **Mode** buttons to adjust the intensity and area of the neck massager nodes and to switch between **manual** (left button, below) and **automatic** massage (right button, below).



Back Massage


- Press the **Back Massage** buttons to adjust the different areas of the back to be massaged.
- Press the **Target** button to massage a specific area on the back and use the arrow buttons to adjust the targeted massage area.

Additional Safety Warnings

Storing the Massager

The massager should be stored in a dry, cool location, away from sources of water or heat. It is best stored in a secure box or an airtight bag to keep it free of dust.

To fold the massager for storage:



Lock the pin on both sides

Fold the back and arm rest inward

Folded for storage

Cleaning the Massager

To clean the massager, unplug the massager and let the pad cool down if the heating function was just used.

Wipe the pad down with a soft, slightly damp sponge. Avoid using concentrated soaps, such as dish soap, as it will be very difficult to clean from the pads once applied.

- Do NOT allow any liquid or cleaning solutions to come into direct contact with the massager.
- Do NOT immerse massager in water.
- Do NOT use any abrasive cleaners or chemicals on the pad.
- Do NOT attempt to repair any damage to the massager.

Additional Safety Warnings

1. Consult your doctor before using this product.
2. Individuals with pacemakers should not use this item.
3. Never leave the product operating or unattended, especially if children are present.
4. Never use the product on open skin eruptions, swollen, or inflamed areas.
5. Do not operate after taking painkillers, sedatives, or alcohol. Consult your doctor if you are under these medications.
6. Do not continuously operate for 15 minutes or longer. It is recommended to turn the product off and allow it to rest (cool) for 30 minutes before re-using. This will prolong the life of the product.
7. The product is designed as a non-professional massager to soothe tired and aching muscles. It is not intended to be a substitute for medical attention. If your ailments and symptoms persist or worsen after use, contact your doctor immediately.

WARNING: Any individual who is pregnant, has a pacemaker, suffers from diabetes, phlebitis, and/or thrombosis, or is at an increased risk of developing blood clots due to recent surgery, should consult their physician before using a massaging device designed for home use.

One Year Limited Warranty

Caution: Any changes or modifications not expressly approved could void the user's authority to operate the equipment.

This product is warranted for 1 year from the original date of purchase, against defects in materials and/or workmanship when utilized for normal household use. During this period if the unit is proved defective it will be repaired or replaced at the discretion of the service technician.

The unit shall be returned, by original purchaser, freight prepaid with proof of original purchase date and \$39.99 return shipping/handling charges included. Redfern Enterprises does not accept C.O.D.'s and will not reimburse for any fees associated with the return or shipping of the item.

This warranty does not apply to any defect arising from a buyers misuse, negligence, failure to follow instructions, use on current or voltage other than that stamped on the unit or repairs not authorized by a Redfern Ent. technician will null and void the warranty.

If you believe that your product is defective, contact Redfern Enterprises Customer Services Department:


CANADA
101-127 Commercial Drive,
Calgary, AB T3Z 2A7
TF: 1-877-387-7770 (Toll Free)
info@redferment.com www.redferment.com

UNITED STATES
4168 N North Pecos Road, Ste 102
Las Vegas, Nevada, 89115
1-877-462-5757 ext. 1 (Toll Free)
infous@redferment.com www.redfermentus.com

Obtain a repair authorization number (RA Number) and bring in or send prepaid to the Service Center with proof of original purchase date, and prepaid return shipping of \$39.99. See contact info above for RA Number.



CHAISE PLIABLE DE MASSAGE SHIATSU



Guide de l'utilisateur

Avertissements généraux

1. Garder le cordon à l'écart des surfaces chaudes.
2. Ne jamais bloquer les ouvertures d'aération du produit ou le placer sur une surface.
3. Ne jamais utiliser durant le sommeil.
4. Ne jamais laisser tomber ou insérer des objets dans les ouvertures.
5. Ne pas utiliser là où des produits en aérosol sont utilisés.
6. Ne pas utiliser près des yeux ou d'autres zones hautement.
7. Ne pas utiliser sous une couverture ou un coussin. Une surchauffe peut se produire et provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
8. Ne pas transporter ce produit par son cordon ou son cordon électrique ou utiliser le cordon comme poignée.
9. Ne pas utiliser directement sur une zone concentrée du corps. Le produit est conçu pour être utilisé dans un mouvement continu, changement constamment la zone de massage.
10. Pour débrancher, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise.
11. Ne pas effectuer de travaux d'entretien sur le produit.
12. Utiliser ce produit seulement pour l'usage pour lequel il a été conçu et comme décrit dans ce guide. Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.



Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

1. Toujours débrancher le produit de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
2. Ne pas utiliser dans la baignoire ou la douche.
3. Ne pas placer ou ranger le produit à un endroit où il peut tomber ou être entraîné dans une baignoire, un évier ou tout autre plan d'eau..
4. Ne pas placer ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Ne pas attraper un appareil électrique qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.


1

Dans la boîte

Chaise de massage




Coussin de la chaise



12V=---=
Adaptateur CA et
cordon
d'alimentation

2

Emplacement des commandes (Chaise de massage)



Emplacement des commandes (Panneau de commande)




Installation de la chaise de massage

Installation

Retirer le fauteuil de massage de son emballage et le déplier complètement en le mettant debout. S'assurer qu'il y a de la place pour déplier le fauteuil et qu'il est situé près d'une prise de courant.

Connecter la fiche de l'adaptateur 12V fourni au câble d'alimentation de l'appareil de massage

Brancher le câble d'alimentation dans l'adaptateur d'alimentation et brancher l'autre extrémité dans une prise murale.



Adjusting the Seat Back

To adjust the chair, undo the lock pin, adjust the back of the seat to your liking, and return the lock pin to place.

5

Utilisation du fauteuil de massage

Utilisation du fauteuil de massage

NOTE : Lors de l'utilisation du fauteuil de massage, toujours s'asseoir complètement droit dans le fauteuil. Ne PAS s'avachir ou glisser vers l'avant, ne PAS s'asseoir sur le bord de la chaise et ne PAS la faire basculer vers l'avant ou l'arrière.

Après avoir installé le fauteuil, le panneau de commande situé sur le bras droit permettra d'allumer et d'éteindre le fauteuil, de régler les modes et l'intensité du massage, d'activer la chaleur, etc.

MARCHE/ARRÊT

Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT sur le panneau de commande pour allumer et éteindre la chaise de massage .

Si la chaise n'est pas utilisée, elle s'éteindra automatiquement après 15 minutes.

Ajustement de la chaleur

Appuyer sur le bouton Chaleur pour ajuster la chaleur.

Ajustement de la vibration

Appuyer sur le bouton Vibration sur le panneau de commande pour passer à travers les trois intensités d massage du siège.

Massage du cou

Appuyer sur les boutons Ajustement massage du cou et Mode pour ajuster l'intensité et la zone du cou pour les nœuds de l'appareil de massage pour passer entre le massage manuel (bouton de gauche, ci-dessous) et automatique (bouton droit, ci-dessous).



Massage du dos

- Appuyer sur les boutons Massage du dos pour ajuster les différentes zones de dos à être massées.

- Appuyer sur le bouton Cible pour masser une zone spécifique du dos et utiliser les boutons de flèches pour ajuster les zones de massage ciblées.


6

Avertissements de sécurité supplémentaires

Ranger l'appareil de massage

L'appareil de massage doit être rangé dans un endroit sec et frais, loin des sources d'eau ou de chaleur. Il est préférable de le ranger dans une boîte ou un sac hermétique pour le protéger de la poussière.

Pour plier l'appareil de massage afin de le ranger :



Verrouiller le goujon sur les deux côtés

Plier le dossier et les accoudoirs vers l'intérieur

Plié pour le rangement

Nettoyer l'appareil de massage

Pour nettoyer l'appareil de massage, le débrancher et laisser refroidir le coussin si la fonction de chaleur vient d'être utilisée. Essuyer le coussin avec une éponge douce et légèrement humide. Éviter d'utiliser des savons concentrés, tels que du savon à vaisselle, car il sera très difficile de nettoyer les coussins une fois appliqués.

- Ne pas laisser de liquide ou de solution de nettoyage entrer en contact direct avec l'appareil de massage.
- Ne PAS immerger l'appareil de massage dans l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou de produits chimiques sur le coussin.
- Ne PAS essayer de réparer les dommages subis par l'appareil de massage.

Avertissements de sécurité supplémentaires

1. Consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.
2. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser cet article.
3. Ne jamais laisser le produit en marche ou sans surveillance, surtout si des enfants sont présents.
4. Ne jamais utiliser le produit sur des éruptions cutanées ouvertes, des zones enflées ou enflammées.
5. Ne pas utiliser pas après avoir pris des analgésiques, des sédatifs ou de l'alcool. Consulter votre médecin si vous prenez ces médicaments.
6. Ne pas utiliser pendant plus de 15 minutes. Il est recommandé d'éteindre le produit off et de le laisser refroidir pendant 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau. Cela prolongera la vie du produit.
7. Ce produit est conçu comme un appareil de massage non professionnel destiné à soulager les muscles fatigués et douloureux. Il n'est pas destiné à remplacer les soins médicaux. Si vos maux et symptômes persistent ou s'aggravent après utilisation, contacter immédiatement votre médecin

AVERTISSEMENT : Toute femme enceinte, personne portant un stimulateur cardiaque, souffrant de diabète, de phlébite et/ou de thrombose, ou présentant un risque accru de formation de caillots sanguins en raison d'une intervention chirurgicale récente, doit consulter son médecin avant d'utiliser un appareil de massage conçu pour un usage domestique

Garantie limitée

Attention : Tout changement ou modification non expressément approuvée peut annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

POUR OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE :
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Ce produit sera exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initiale, lorsqu'il est utilisé dans le cadre d'un usage domestique normal, sous réserve des conditions, exclusions et exceptions suivantes. Si un défaut couvert par les termes de la garantie limitée est découvert dans un délai d'un (1) an, le fabricant réparera ou remplacera toute pièce défectueuse à condition que l'unité soit retournée par l'acheteur original, l'acheteur devant emballer l'article de façon sécuritaire et payer les frais d'expédition. Des frais de retour prépayés de 39,99 \$ doivent être inclus avec le produit si une réparation est nécessaire.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas à un appareil qui a été modifié ou utilisé à des fins autres que celles indiquées. Cette garantie ne s'applique pas aux défauts résultant d'une mauvaise utilisation du produit, d'une négligence, du non-respect du guide d'utilisation, de l'utilisation d'un courant ou d'une tension autre que ceux indiqués sur le produit, d'une modification ou d'une réparation non autorisée par le fabricant, ou de dommages dus à un emballage défectueux ou à une mauvaise manipulation pendant le transport (par un transporteur public). La réparation ou le démontage par toute personne autre qu'un centre de service agréé par le fabricant annule la garantie.

Cette garantie est accordée à l'acheteur initial de l'appareil et exclut toute autre garantie légale et/ou conventionnelle. La responsabilité du fabricant, le cas échéant, est limitée aux obligations spécifiques qu'il a expressément assumées en vertu des termes de la garantie limitée. En aucun cas, le fabricant n'est responsable des dommages accessoires ou indirects de quelque nature que ce soit.

Pour plus d'information, veuillez contacter Redfern Ent. au
CANADA

101-127 Commercial Drive,
Calgary, AB T3Z 2A7
TF: 1-877-387-7770 (Toll Free)
info@redferment.com www.redferment.com

UNITED STATES

4168 N North Pecos Road, Ste 102
Las Vegas, Nevada, 89115
1-877-462-5757 ext. 1 (Toll Free)
infous@redferment.com www.redfermentus.com