



Contra-indicações

NÃO UTILIZE o sistema Air Relax Recovery se tiver alguma das seguintes condições:

- Inflamação, Infecção, Dor de origem desconhecida, Sangramento Interno ou Externo, Feridas, Lesões, Tumores, Fraturas Ósseas ou Luxação no Local de Aplicação ou próximo a ela
- Edema Pulmonar Agudo
- Tromboflebite Aguda
- Infecções Agudas
- Trombose Venosa Profunda
- Episódios de Embolia Pulmonar
- Insuficiência Cardíaca Congestiva Aguda
- Ou qualquer condição em que o aumento do Retorno Venoso e Linfático seja indesejável
- Você esta grávida

Por favor, **consulte o seu médico antes** de utilizar o sistema Air Relax Recovery se tiver alguma das seguintes condições:

- Você tem um marcapasso cardíaco
- Você tem um implante no local de aplicação ou perto dele
- Você se sente fraco
- Você sofre de Diabetes (Tipos I e II)

Por favor, **pare de usar imediatamente e consulte o seu médico** se você desenvolver qualquer um dos seguintes sintomas:

- Você se sente fraco, leve ou desmaiado
- Você mostra sinais de compressão do nervo periférico, como dor, formigamento, dormência e fraqueza muscular

Comece a usar o sistema Air Relax a partir da pressão mais baixa e aumente gradualmente até atingir a pressão com a qual se sente confortável. Este produto é apenas para uso doméstico pessoal e não é para uso como um dispositivo médico.