

	PERUS 699 €	PLUS 785 €	PRO 1549 €
Suurin paine (mmHg) *)	230	170	170
Painetasoja	4	4	18
Jännitevaihtoehdot	(220V)	(100-240V)	(100-240V)
Lahkeiden ilmataskujen määrä	4	4	6
Valmisohjelmia **)	3	3	4
Painekammion valinta	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Ohjelmien aikavalinta (min)	15 min	15 tai 30 min	5-95 min
Paineen kalibrointi	X	Kyllä	Kyllä
Kantolaukku	Erillinen (90 €)	Erillinen (90 €)	Sisältyy hintaan
Akku	X	Lisävaruste (€150)	Lisävaruste (€140)
Kosketusnäyttö	X	X	Kyllä
Ilmataskujen tyhjennys	X	X	Kyllä
Lahkeiden levityskappale	Lisävaruste (43 €)	Lisävaruste (43 €)	Integroitu lahkeisiin
Takuu	2 vuotta	2 vuotta	2 vuotta

*) Paineen maksimi-arvo ei ole merkittävin asia, vaan kuinka kiinteänä ja tasaisena pumppu pystyy paineen pitämään. PLUS- ja PRO -malleissa on dynaaminen paineen kalibrointi, joka pitää paineen maksitasollakin todella tasaisen ja kiinteänä.

**) Perus- ja PLUS -mallissa on sama määrä ohjelmia, mutta PLUS -mallin lymfaattinen ohjelma on parempi kuin perusmallin. Pelkästään tästä syystä suosittelemme PLUS -mallia.