

Drogennachweisbarkeit ACE Drogentests

Wichtiger Hinweis: Die folgenden Nachweiszeiten können lediglich als Richtwerte genommen werden. Die Zeitspanne, über die der Drogenmissbrauch durch positive Testergebnisse nachweisbar ist, ist von einer Reihe von Faktoren abhängig. Sie richtet sich nach der Häufigkeit und Menge der eingenommenen Droge, der Stoffwechselrate, der Ausscheidungsrate, der Halbwertszeit der Droge und kann mit dem Alter, dem Gewicht, der Aktivität und der Nahrungszusammensetzung des Drogennutzers variieren.

ACE S Drogentest-Kit (Artikelnummer 100341) Nachweisbarkeit im Speichel

Substanz	Nachweisbarkeit (Speichel)
AMP (Amphetamin)	Bis zu 72 Stunden
COC (Kokain)	Bis zu 24 Stunden
THC (Marihuana)	Bis zu 14 Stunden
MET (Methamphetamin)	Bis zu 72 Stunden
MDMA (Ecstasy)	Bis zu 72 Stunden
OPI (Opiate)	24 Stunden bis zu mehreren Tagen, stark Dosis abhängig

ACE X Drogentest-Kit (Artikelnummer 100338) Nachweisbarkeit im Urin

Substanz	Nachweisbarkeit (Urin)
AMP (Amphetamin)	1 bis 3 Tage (stark abhängig vom pH-Wert des Urins)
COC (Kokain)	2-4 Tage
THC (Marihuana)	seltener Konsum: 2-3 Tage regelmäßiger Konsum: 6-8 Wochen chronischer Konsum: bis zu 12 Wochen
MET (Methamphetamin)	1-3 Tage
MDMA (Ecstasy)	1-4 Tage
OPI (Opiate)	2-4 Tage