

# ri-gital®

Easy to use, robust and precise.



Water  
proof

## ri-gital® Digital Thermometer

Clinical thermometer in the well-known Riester quality. Can be used for oral, rectal and under-arm measurement of body temperature. Digital measurement is particularly accurate thanks to the highly sensitive temperature sensor.

- **Maximum thermometer**
- **With 3-digit display, memory and signal tone**
- **Unbreakable and water-tight**
- **Measurement range: 32 – 43.9°C**

- **ri-gital® Digital Thermometer**
- **Packet with 40 disposable probe sheaths**

- Accuracy: +/- 0.1°
- Automatic switch-off after 10 min.
- Incl. long-life button cell batteries
- In plastic storage box

Art. No.: 1850

Art. No.: 12703

## ri-gital® Digitales Fieberthermometer

Bedienungsfreundlich, widerstandsfähig und präzise – Fieberthermometer in typischer Riester-Qualität. Dient zur oralen, rektalen und axillaren Messung der Körpertemperatur. Dank seines hochempfindlichen Temperaturfühlers ist die digitale Messung besonders genau.

- **Maximumthermometer**
  - **Mit 3-stelliger Anzeige, Memory und Signalton**
  - **Unzerbrechlich und wasserdicht**
  - **Messbereich: 32 bis 43,9°C**
- Genauigkeit: +/- 0,1°
  - Abschaltautomatik nach 10 Min.
  - Inkl. Langzeit-Knopfzellenbatterie
  - In Kunststoff-Aufbewahrungsbox
- **ri-gital®** Digitales Fieberthermometer
  - Packung mit 40 Einmalsondenhüllen
- Art. Nr.: 1850  
Art. Nr.: 12703

## ri-gital® Thermomètre à cristaux liquides

Facile à utiliser, solide et précis – Thermomètre très populaire d'une qualité signée Riester. Il est conçu pour la prise orale, rectale et axillaire de la température corporelle. Grâce à son capteur thermique extrêmement sensible, ce thermomètre prend des mesures particulièrement précises.

- **Thermomètre à maxima**
  - **Avec affichage à 3 chiffres, mémoire et tonalité d'avertissement**
  - **Incassable et étanche**
  - **Plage de mesure : de 32 à 43,9°C**
- Précision : +/- 0,1°C
  - Mise hors tension automatique au bout de 10 minutes
  - Pile-bouton longue durée comprise
  - Livré dans sa boîte de rangement
- **ri-gital®** Thermomètre à cristaux liquides
  - Boîte de 40 embouts de sonde
- Réf.: 1850  
Réf.: 12703

## Termómetro clínico digital ri-gital®

Fácil de manejar, resistente y preciso – Termómetro clínico con la habitual calidad de Riester. Sirve para la medición oral, rectal y axilar de la temperatura corporal. Gracias a su sensor de temperatura altamente sensible, la medición digital resulta especialmente precisa.

- **Termómetro de máxima**
  - **Con indicación de 3 dígitos, memoria y señal acústica**
  - **Irrompible y hermético**
  - **Intervalo de medición: 32 a 43,9°C**
- Precisión: +/- 0,1°C
  - Desconexión automática a los 10 minutos
  - Incluye pila de botón de larga duración
  - Con estuche de plástico
- Termómetro clínico digital **ri-gital®**
  - Envase con 40 casquillos de sonda desechables
- Art. No.: 1850  
Art. No.: 12703

## Цифровой медицинский термометр ri-gital®

Удобный в применении, точный и надёжный – медицинский термометр неизменно высокого качества от Riester. Служит для орального, ректального и подмышечного измерения температуры тела. Благодаря высокочувствительному термодатчику цифровое измерение даёт особенно точные результаты.

- **Максимальный термометр**
  - **С 3-разрядным индикатором, памятью и звуковым сигналом**
  - **Небьющийся и водонепроницаемый**
  - **Диапазон измерения: от 32°C до 43,9°C**
- Погрешность: +/- 0,1°C
  - 6 Автоматическое отключение через 10 минут
  - С миниатюрным долговечным источником питания
  - В пластмассовом футляре
- Цифровой медицинский термометр **ri-gital®**
  - Упаковка с 40 одноразовыми колпачками.
- № 1850  
№ 12703