

OUTILS ORGANISATIONNELS

Racks et boîtes de stockage



POUR PLUS D'INFORMATIONS :
labcon.com/orgtools.html



Racks en plastique réutilisables pour pointes de pipette Labcon



Racks réutilisables

Pour système de recharge Labcon Eclipse™ ou pointes en vrac

Les racks 96 rechargeables offrent une fiabilité et une polyvalence inégalées. Ils sont dotés de charnières à gonds solides, extrêmement durables, ainsi que d'une fermeture à enclenchement qui n'accroche pas les gants. L'insert séparé est doté d'une face supérieure biseautée et d'une surface extra-robuste pour le pipetage multicanal. La solidité des racks Labcon permet de les soumettre à de nombreux autoclavages.

- 96 pointes par rack
- Fabriqués entièrement en plastique recyclé pré-consommation de haute qualité
- Réutilisables — peuvent être autoclavés (122 °C) et rechargés à de nombreuses reprises
- Recyclable avec code de la résine imprimé pour faciliter le recyclage
- La fermeture à enclenchement ergonomique n'accroche pas les gants

Pointes pour système de recharge Eclipse™

Plateforme de pointes non incluse, car elle est incluse au système de recharge Eclipse™



Description	Color	Item #	Qty/Pk	Qty/Cs
10 - 250 µL	Violet	1280-960-006-9	10	100
	Vert	1280-960-008-9	10	100
	Assorted*	1280-969-000-9	10	100
100 - 1250 µL	Violet	1279-960-006-9	6	48
	Vert	1279-960-008-9	6	48
	Assortiment**	1279-969-000-9	6	48

*Couleurs incluses à l'assortiment : jaune, blanc, bleu, vert et violet

**Couleurs incluses à l'assortiment : jaune, blanc, bleu, vert, violet et blanc pur

Racks pour pointes en vrac

Une plateforme à pipettes est incluse aux racks



Description	Color	Item #	Qty/Pk	Qty/Cs
10 µL	Vert	1299-960-038-9	12	120
10 µL - 300 µL	Sarcelle	1210-960-008-9	10	100
	Vert	1277-960-008-9	6	48
1000-1250 µL	Vert	1278-960-008-9*	6	48



Racks réutilisables

pour tubes à centrifuger Labcon

Les racks en plastique Labcon pour le stockage de tubes à centrifuger remplacent les racks polluants en polystyrène. Ils sont durables, réutilisables, emboîtables, empilables, congelables et recyclables. Fabriqués entièrement en polypropylène recyclé pré-consommation de haute qualité dans le cadre de notre propre programme interne de recyclage des déchets plastique. Conçus spécifiquement pour les tubes à centrifuger Labcon, mais peuvent aussi accueillir d'autres marques de tubes.

- 25 tubes par rack avec compartiments numérotés
- 100 % plastique recyclé pré-consommation de haute qualité
- Recommandés pour la congélation des échantillons dans les tubes (-80 °C)
- Réutilisables — peuvent être autoclavés (122 °C) et rechargés
- Empilables lorsqu'ils sont vides pour un stockage facile
- Recyclables (code de la résine imprimé dessus)
- Peuvent être assemblés les uns aux autres pour former un poste de travail sur paillasse

Racks pour tubes à centrifuger de **15 ml**

Également compatibles avec les tubes de **5 ml** avec bouchon à pression


Couleur	Référence	Unité d'emb.	Qté/CS
Bleu	2715-227-000-9	5	5
Orange	2715-223-000-9	5	5
Vert	2715-228-000-9	5	5
Naturel	2715-220-000-9	5	5
Violet	2715-226-000-9	5	5
Blanc	2715-221-000-9	5	5
Rouge	2715-224-000-9	5	5
Jaune	2715-222-000-9	5	5
Assortiment*	2715-229-000-9	5	5

*Couleurs incluses à l'assortiment : jaune, orange, rouge, vert, bleu

Racks pour tubes à centrifuger **50 ml**

Couleur	Référence	Unité d'emb.	Qté/CS
Bleu	2750-227-000-9	5	5
Orange	2750-223-000-9	5	5
Vert	2750-228-000-9	5	5
Naturel	2750-220-000-9	5	5
Violet	2750-226-000-9	5	5
Blanc	2750-221-000-9	5	5
Rouge	2750-224-000-9	5	5
Jaune	2750-222-000-9	5	5
Assortiment*	2750-229-000-9	5	5

*Couleurs incluses à l'assortiment : jaune, orange, rouge, vert, bleu





Fenêtre
Permet de voir le fond des tubes


Racks en carton

Pour tubes à centrifuger Labcon

Les racks recyclables en carton, brevetés par Labcon, sont conçus spécifiquement pour les tubes à centrifuger Labcon, mais peuvent aussi accueillir d'autres marques de tubes. Ils sont dotés de compartiments numérotés et d'une fenêtre pratiquée dans le carton qui permet de voir le fond des tubes. Ils se plient à plat pour faciliter le recyclage.

- 25 tubes par rack avec compartiments numérotés
- Fenêtre permettant de voir les tubes pleins

Description	Produit	Qté/CS
Pour tubes 15 ml	2751-500-000-9	200
Pour tubes 50 ml	2752-500-000-9	225




Boîtes de conservation pour congélateur à 16 et 36 compartiments

Pour tubes à centrifuger de 50 et 15 ml

Ces boîtes sont parfaites pour le stockage à long terme d'échantillons congelés. Elles sont dotées d'une partie supérieure blanche facile à étiqueter à l'aide d'un marqueur, d'une grille de références numériques pour une identification facile du contenu, et d'une tirette pour faciliter leur retrait des étagères où elles sont conservées. Couvercle transparent inclus. Fabriquées en polypropylène.

Autoclavables (122°C) et congelables (-80°C)

Description	Référence	Unité d'emb.	Qté/CS
16 compartiments, bleu	2704-220-000-9	2	2
36 compartiments, vert	2703-220-000-9	2	2




Boîte de stockage à gonds pour racks à 80 compartiments

Pour racks de tubes de microcentrifugation à 80 compartiments

En polypropylène

Autoclavable (122°C) et congelable (-80°C)

Référence	Unité d'emb.	Qté/CS
2601-220-000-9	5	50




Racks flottants 24 et 48 compartiments

Pour tubes de microcentrifugation et cryotubes 1,5 et 2,0 ml

Les racks flottants sont empilables et compatibles avec les boîtes pour pointes de pipette Labcon ; ils flottent dans l'eau et peuvent accueillir de la glace carbonique à utiliser sur paillasse pour les échantillons congelés. Autoclavables (122°C) et congelables (-190°C).

Description	Référence	Unité d'emb.	Qté/CS
Rack 24 compartiments, en boîte à gonds	3035-500 -000-9	10	10
Rack 24 compartiments, sans boîte	3036-220 -000-9	10	100
Rack 48 compartiments, en boîte à gonds	3035-230 -000-9	5	50
Boîte à gonds, sans rack	1215-120 -000-9	5	50



Compatible avec les racks à 96 et 192 pointes de pipette Labcon