

# NUMERYS GF

# ITENA®

CLINICAL PRODUCTS

## LE 1<sup>ER</sup> INLAY-CORE FIBRÉ

### NUMERYS HC

Blocs CFAO en céramique hybride pour l'usinage de prothèses



### Iperbond Ultra

Adhésif universel



### Total C-Ram

Colle auto-adhésive spécialement formulée pour la céramique



### INNOVATION BREVETÉE

### NUMERYS GF

Blocs CFAO en fibres de verre pour l'usinage d'inlay-cores

- Sans métal en bouche
- Radiopaque
- Forme anatomique
- Module d'élasticité comparable à celui de la dentine pour une réduction du risque de fracture



### Silan-It

Silane utilisé pour promouvoir l'adhésion avec la céramique



### DentoEtch

Acide phosphorique à 37%. Pour la préparation des surfaces d'émail et de dentine avant le collage

## PROTOCOLE DE COLLAGE SIMPLIFIÉ



Préparation de l'inlay-core  
Usinage + Silane + Adhésif

Post-and-core preparation  
Milling + Silane + Bonding



Préparation du canal  
Mordançage + Adhésif

Canal preparation  
Etching + Bonding



Collage de l'inlay-core  
Colle auto-adhésive

Post-and-core cementation  
Self-adhesive cement



Préparation de la couronne  
Usinage + primer

Crown préparation  
Milling + Primer



Collage de la couronne  
Colle auto-adhésive

Crown cementation  
Self-adhesive cement