

Quantity: One Pair  
Cantidad - Un par  
Quantité - Une paire

## aluminum crutches

Push-Button/Adjustable Fully Assembled

## muletas de aluminio

Botón de presión / Ensamblado  
totalmente ajustable

## béquilles en aluminium

Avec boutons - poussoirs / Ajustables et  
complètement assemblées


# drive

MEDICAL DESIGN & MANUFACTURING

● 10400-1  
Adult  
Patient Height  
5'2" to 5'10"

10400-1  
Adulto  
Altura del  
paciente  
5'2" to 5'10"

10400-1  
Adulte  
Hauteur du  
patient  
5'2" to 5'10"



● 10401-1  
Youth  
Patient Height  
4'6" to 5'2"

10401-1  
Joven  
Altura del  
paciente  
4'6" to 5'2"

10401-1  
Enfant  
Hauteur du  
patient  
4'6" to 5'2"



● 10402-1  
Tall  
Patient Height  
5'10" to 6'6"

10402-1  
Alto  
Altura del  
paciente  
5'10" to 6'6"

10402-1  
Grande  
taille  
Hauteur du  
patient  
5'10" to 6'6"



### CAUTIONS:

- Use after proper training under the direction of your Doctor or Physical Therapist.
- Replace Crutch Tips if worn.
- Keep Hand Grip Wing Nut tightened.
- Use extra caution on wet and slippery surfaces.

### PRECAUCIONES:

- Usar luego del entrenamiento apropiado bajo la dirección de su doctor o terapeuta físico.
- Reemplace las puntas de la muletas si están desgastadas.
- Mantenga la tuerca del ala de la empuñadura ajustada.
- Tenga mayor precaución en superficies húmedas y resbaladizas.

### MISE EN GARDE:

- N'utiliser qu'après avoir été instruit par votre médecin ou kinésithérapeute.
- Remplacer l'embout de la béquille quand celui-ci est usé.
- Garder l'écrou papillon de la poignée bien serré.
- Exercer une grande vigilance lors d'une utilisation sur des surfaces humides ou glissantes.

LATEX FREE  
LIBRE DE LATEX  
LIBRE A LATEX

made in china  
hecho en china  
fabriqué en chine