



Smi

MATERIALES DE SUTURA

*Calidad
y
Seguridad*



www.sutures.be

SMI: Suturas quirúrgicas de la más alta calidad

SMI AG fue fundada en 1987 - la primera empresa Belga con fabricación de suturas quirúrgicas - desde entonces ha tenido un gran desarrollo en el mercado. Hoy en día, SMI es reconocido como un proveedor mundial de suturas quirúrgicas de Calidad y dispositivos médicos.

La empresa está situada en St. Vith en el Este de Bélgica, cerca del punto donde se encuentran las fronteras de Bélgica, Alemania y Luxemburgo.

ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD

SMI cumple con los estándares internacionales de calidad, como la norma ISO 13485, así como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). Todas sus materias primas y productos terminados son sometidos a estrictos controles de Calidad por un equipo altamente calificado. SMI está comprometido a satisfacer las necesidades del cliente, garantizando productos de alta calidad y en ofrecer un excelente servicio basado en la fiabilidad y la rápida entrega a sus pedidos.

RECONOCIMIENTO A NIVEL MUNDIAL

SMI exporta a 120 diferentes países alrededor del mundo. Por dicho desempeño, SMI recibió el „Premio Real a la Exportación 2000“ de la Cámara de Comercio Exterior de Bélgica.

CATÁLOGO

Dicho catálogo, contiene el portafolio completo de productos de SMI. Detallando cada una de las presentaciones que se encuentran en nuestro stock. Fabricamos y suministramos solicitudes especiales según las necesidades de nuestros clientes. Ya que nos esforzamos constantemente en aumentar la gama de productos basados en la evolución y necesidades del mercado.


SMI pone a disposición todos los calibres de hilo de USP desde 12/0 a 6, que permite a los cirujanos facilitar sus procedimientos en todas las especialidades quirúrgicas, incluyendo Cardiología, Microcirugía y Oftalmología.

Desde muchos años los productos SMI son reconocidos por los mejores cirujanos de todo el mundo.





1 20 01 15 2 P



Las agujas quirúrgicas de SMI se fabrican con altos estándares de calidad. Hechas de acero inoxidable, para lograr un rendimiento excepcional. Combinando una alta ductilidad y alta resistencia. Ya que cuenta con un recubrimiento avanzado de silicona que garantiza una penetración suave y reduce el trauma. La forma del cuerpo de la aguja está diseñada con el fin de maximizar la estabilidad en el soporte de la aguja.

5/8 círculo





1/2 círculo

3/8 de círculo

1/4 círculo


J-aguja

Aguja recta




PUNTA AHUSADA

Reducción gradual del cuerpo redondo de la aguja.




PUNTA ESPATULADA

Aguja con filos de corte en los dos lados.




PUNTA TAPERCUT

Balace, entre una aguja punta cortante y a una aguja de cuerpo redondo.




CORTE PUNTA SUAVE - PARA CIRUGIAS CORONARIAS

Una punta diminuta seguido de un cuerpo redondo y un cuerpo principal rectangular para una mejor penetración en la cirugía cardiovascular.




PUNTA REVERSO CORTANTE

Un cuerpo triangular ofrece un tercer filo de la curvatura externa.




PUNTA CORTE CONVENCIONAL

Un cuerpo triangular ofrece un tercer filo de la curvatura cóncava interior.



AGUJA EASY PASS

Punto de precisión con el afilado adicional.




AGUJA ROMA

Aguja con cuerpo cilíndrico con punta redonda. Para tejidos blandos como en el hígado y los riñones. Reducción del riesgo de lesiones por pinchazo de aguja.

- ✓ *Punta fuerte*
- ✓ *Fácil paso*
- ✓ *Cada paso a través del tejido se siente como la primera pasada*

La aguja de Fácil penetración combina 3 tecnologías avanzadas en una aguja de precisión:



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Punto de precisión con el afilado adicional
- ✓ Nueva generación de acero inoxidable
- ✓ Tecnología avanzada de recubrimiento de la aguja
Revestimiento de silicona sobre toda la aguja quirúrgica


BENEFICIOS

- Excelente penetración para reducir el trauma del paciente y para mantener la integridad del tejido
Previsible y óptima penetración
Nitidez de larga duración a través de una multiplicidad de pasadas
- Pase significativamente más agudo después de pase
Mejor flexión y resistencia a la rotura
Combinación óptima de resistencia y ductibilidad
- Superficie extremadamente lisa
Mejor penetración, control y paso de la aguja
Mantiene el filo de la aguja de principio a fin a través de múltiples pasadas


INDICACIONES

Cirugía plástica y estética


Penetración para un desempeño mejorado de un 40% - 50% en comparación con las agujas de corte estándar.



SUTURAS ABSORBIBLES




SURGICRYL®
910
POLYGLACTINE




SURGICRYL®
PGA
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
RAPID
POLYGLYCOLIC ACID




SURGICRYL®
MONOFAST
POLYGLICAPRONE 25



SURGICRYL®
MONOFILAMENT
POLYDIOXANONE




CATGUT
PLAIN



CATGUT
CHROM


SUTURAS NO ABSORBIBLES




POLYPROPYLENE
BLUE




POLYESTER




DACLON
NYLON
BLUE




DACLON
NYLON
BLACK




SILK
BRAIDED
BLACK



SILK
VIRGIN
BLUE



STEEL
MONOFILAMENT



SUPRAMID
BLACK

Las suturas en sobres de papel de aluminio


absorbible

- SURGICRYL® 910 Poliglatina
- SURGICRYL® PGA Acido Poliglicolico
- SURGICRYL® Rapid Acido Poliglicolico
- SURGICRYL® Monofast Poliglecaprone
- SURGICRYL® Monofilamento Polidioxanona
- CATGUT Simple
- CATGUT Cromico

no absorbible

- POLIPROPILENO
- DACLON Nylon
- SUPRAMID Poliamida
- SEDA Trenzada
- POLYESTER
- ACERO Monofilamento

La pérdida de la fuerza tensil con el tiempo:



Microcirugía

absorbible

- SURGICRYL® 910 Poliglatina

no absorbible

- DACLON Nylon
- POLIPROPILENO

Cirugía oftálmica

absorbible

- SURGICRYL® PGA Acido Poliglicolico
- SURGICRYL® 910 Poliglatina

no absorbible

- Seda Virgen
- Seda Trenzada
- DACLON Nylon
- POLYESTER
- POLIPROPILENO

Productos especializados

- Grapadora para piel y removedor de grapas
- Extractor de biopsias
- Estante de sutura quirúrgica
- Malla de polipropileno
- Cuchillas y mangos de bisturí quirúrgico
- Episio set
- Kit para de cuello uterino

- Patella set
- Pilomat - triturador de tabletas y el divisor
- Las agujas quirúrgicas
- Marcador para piel
- Cera para hueso
- SMI esponja - Hemostatico absorbible de esponja de gelatina

Las suturas en envases de cassette

absorbible

- SURGICRYL® PGA Acido Poliglicolico
- SURGICRYL® PGA Plus Acido Poliglicolico
- SURGICRYL® Monofilamento Polidioxanona
- SURGICRYL® Monofast Poliglecaprone
- CATGUT Simple
- CATGUT Cromico

no absorbible


- SEDA Trenzada negro
- SUPRAMID Poliamida blanca
- SUPRAMID Poliamida negro
- LINAFILE Natural
- VITAFIL Poliéster blanco
- DERMAFIL Poliéster verde
- DACLON Nylon
- ACERO Monofilamento

Para obtener información técnica más precisa, consulte nuestra pagina.
Ver la lista completa de productos en www.sutures.be.

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE



Tipo	Recubierta trenzada y multifilamento
Composición	Poliglactina 910, copolimero compuesto de 90% glicólico y 10% lactido
Recubierta	Poli – glicólico – lactido y estearato de calcio (<1%)
Color	Violeta
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 56-70 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 21 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

910

POLYGLACTINE

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil
- Sutura sintética
- Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- Estructura trenzada

- Cubierta multifilamento

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado

- Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
- Anudado de lazo / ajuste
- Acción capilar reducido

- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES Cierre general del tejido / ligar
especialmente en


- Cirugía general
- Cierre de la piel
- Cirugía gastrointestinal
- Cirugía plástica
- Cirugía oftálmica
- Ginecología
- Obstetricia
- Ortopedia
- Urología

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular
Neurocirugía


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



 Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>violet</i>	15150015
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	15200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	15300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	15400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	15500015
3	2/0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-3
3.5	0	3 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-3
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045-6
1.5	4/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15150045
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	15500045
2	3/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15200070-2
3	2/0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15300070-2
3.5	0	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15350070-2
4	1	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15400070-2
5	2	2 x 70 cm	<i>violet</i>	15500070-2
4	1	7 x 75 cm	<i>violet</i>	15400075

 Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	15200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	15300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	15350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	15400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	15500025



Round bodied taper point








1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	15070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200117
HR 22 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200122
HR 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300122
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400122
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100126
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350126
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400126
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300130
HR 36 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350130
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400130
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500130
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200136
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15300136U
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350136
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400136
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500136








Round bodied taper point




		Metric	USP	Length	Color	Order number
	HR 40 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300140
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350140-75
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	15500140-75
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500140
	HR 45 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400145
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500145
	HR 48 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400148
	HR 60 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500148
4		1	75 cm	<i>violet</i>	15400160	
5		2	90 cm	<i>violet</i>	15500160	
HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300165	
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350165	
HR 80 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15400180	
	5	2	100 cm	<i>violet</i>	15500180	






















Round bodied taper point double armed






		Metric	USP	Length	Color	Order number
	2 x HR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200126-2
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300126-2

	Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 45 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	15350945
	HR 65 mm 	5	2	240 cm	<i>violet</i>	15500965

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
5/8 circle 	FR 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200326
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300327
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350327

	Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 9 mm 	0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	15040209
		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	15050209
	DR 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200217
	DR 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200222
	DR 30 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400230
	DR 32 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300232
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350232

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	HS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071412	
	HS 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101417	
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151417	
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201422	
	HS 23 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501423	
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201426	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301426	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351426	
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401426	
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201430	
		HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301436
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351436
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401436
	HS 40 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501436	
		HS 40 mm 	2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	15201440
			3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301440
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351440
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401440
	HS 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501440	
		HS 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351448
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15401448	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501448	


 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	15101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>violet</i>	15151512
	DS 16 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151516
		2	3/0	45 cm	<i>violet</i>	15201516-45
	DS 16 mm Easy Pass 	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201516UP



Reverse cutting









		Metric	USP	Length		Order number
DS 16 mm black		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	15071516VB
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	15151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	15201519UP
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301524
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351524
		DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm
DS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201526
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301526
DS 26 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	15201526UP
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301526UP-75
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201530
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301530
		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15301530-90
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351530
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351530-90
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401530-90
DS 30 mm Easy Pass		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	15301530UP-75
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301536
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351536
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401536
DS 36 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15201536P
DS 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15351540
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	15401540
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15301545
DS 80 mm		7	5	150 cm	<i>violet</i>	15701580

3/8 circle







Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
1/2 circle 	HRT 13 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150513
	HRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150517
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200517
	HRT 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150526
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200526
			3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	15350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	15400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	15300536
3.5			0	90 cm	<i>violet</i>	15350536	
4			1	90 cm	<i>violet</i>	15400536	
HRT 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15350540	
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15400540	
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	15500540	
HRT 48 mm		8	6	150 cm	<i>violet</i>	15800548	









Round bodied taper cutting point






			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DRT 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	15150417
			2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15200417







Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length	Color	Order number
3/8 circle 	DRT 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	15100530-0413
1/2 circle 	HRT 30 mm						

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	15202160
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	15302160

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 36 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	15351836
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401836
	HRB 40 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i>	15401840
	HRB 45 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	15501845

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRB 63 mm 	4	1	100 cm	<i>violet</i>	15401963
	DRB 85 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i>	15501985

SURGICRYL[®]


PGA

POLYGLYCOLIC ACID

SURGICRYL[®]
PGA
POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Recubierta trenzada y multifilamento
Composición	Acido poliglicolico
Recubierta	Policaprolactone y estearato de calcio (1%)
Color	Violeta / Beige - incoloro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 60-90 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 21 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL®

PGA
POLYGLYCOLIC ACID

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil
- Sutura sintética
- Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- Estructura trenzada

- Cubierta multifilamento

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado

- Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
- Anudado de lazo / ajuste
- Acción capilar reducido

- Sellado garantizado y esterilidad de producto


INDICACIONES Cierre general del tejido / ligar
especialmente en Cirugía general
Cierre de la piel
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia
Cirugía plástica
Urología
Cirugía oftálmica
Ortopedia

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular
Neurocirugía


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.

Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>violet</i>	11200015
3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	11300015
3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350015
4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400015
5	2	150 cm	<i>violet</i>	11500015
6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	11600015
7	5	150 cm	<i>violet</i>	11700015
8	6	150 cm	<i>violet</i>	11800015
1.5	4/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11150050
2	3/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11350050
4	1	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11400050
5	2	3 x 50 cm	<i>violet</i>	11500050
2	3/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045
3	2/0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045
3.5	0	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045
4	1	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045
5	2	12 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11150045-6
2	3/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11200045-6
3	2/0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11300045-6
3.5	0	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11350045-6
4	1	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11400045-6
5	2	6 x 45 cm	<i>violet</i>	11500045-6
3	2/0	10 x 60 cm	<i>violet</i>	11300060
2	3/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11200070
3	2/0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11300070
3.5	0	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11350070
4	1	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11400070
5	2	5 x 70 cm	<i>violet</i>	11500070



Without needle

Ligapack










Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>violet</i>	11150025
2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	11200025
3	2/0	250 cm	<i>violet</i>	11300025
3.5	0	250 cm	<i>violet</i>	11350025
4	1	250 cm	<i>violet</i>	11400025
5	2	250 cm	<i>violet</i>	11500025
6	3&4	250 cm	<i>violet</i>	11600025











Round bodied taper point




1/2 circle












	Metric	USP	Length		Order number
HR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070113
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100113
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150113
HR 17 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11070117
	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11100117
	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150117
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200117
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300117
HR 20 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300120
HR 22 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150122
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200122
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300122
HR 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150126
	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200126
	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11200126U
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300126
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11300126U
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350126
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400126
HR 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200130
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300130
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350130
	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400130
HR 36 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200136
	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300136
	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350136
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400136




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	HR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350140
		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400140-75
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400140
		5	2	75 cm	<i>violet</i>	11500140-75
	HR 48 mm 	5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500140
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300148
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500148
6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11600148		









 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	DR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11150217
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11200217
	DR 25 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400225




 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	FR 27 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300327

 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
	JR 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11303036
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036
	JR 40 mm 	4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403040

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number			
5/8 circle  J-needle 	JR 36 mm FR 27 mm	 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11353036-0327

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	HR 50 mm		4	1	150 cm	<i>violet</i>	11400950


 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	HRT 26 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300526
	HRT 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11300530
			3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11350530
			4	1	75 cm	<i>violet</i>	11400530
	HRT 36 mm		3	2/0	90 cm	<i>violet</i>	11300536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350536
	HRT 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400536
			3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11350540
			4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400540
	HRT 43 mm		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11500540
			3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	11350543-150
	HRT 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11400548

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
J-needle 	JRT 31 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	11403131













Reverse cutting



3/8 circle





		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	11071512U
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151512UP
DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	11071516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101516
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	11101516U
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151516U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201516
DS 16 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151516UP
DS 19 mm		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	11101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	11151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i>	11151519-90
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	11151519U
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201519
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i>	11201519-90
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201519U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	11151519UP
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201519UP
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11201524
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11201524U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11301524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11301524U
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	11351524
DS 24 mm Easy Pass		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	11201524UP
		3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	11301524UP

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 30 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151530	
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201530	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301530	
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301530U	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351530	
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401530	
		5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501530	
	DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301536	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351536	
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401536	
	DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501536	
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301540	
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351540	
			4	1	75 cm	<i>violet</i> 11401540
			5	2	75 cm	<i>violet</i> 11501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201422
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 11201422U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301422
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 11301422U
	HS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 11151426
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201426
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301426
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 11351426
	HS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 11201430
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 11301430
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501430
	HS 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301436
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351436
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401436
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501436
	HS 40 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 11301440
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 11351440
		4	1	90 cm	<i>violet</i> 11401440
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 11501440

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
 1/2 circle	 HS 48 mm	3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	11351448
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	11401448
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	11501448
		6	3&4	90 cm	<i>violet</i>	11601448

Cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
 Straight	 GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	11202160
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	11202160U
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	11302160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	11302160U

Cutting		Metric	USP	Length	Color	Order number
 3/8 circle	 NS 16 mm	1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101716

SURGICRYL®

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID



Tipo	Recubierta trenzada y multifilamento
Composición	Acido poliglicolico
Recubierta	Policaprolactone y estearato de calcio (1%)
Color	Beige - incoloro / Violeta
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 42 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 7 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

RAPID

POLYGLYCOLIC ACID

CARACTERÍSTICAS

- Alta resistencia a la tracción inicial
- Sutura sintética
- Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- Estructura trenzada

- Cubierta multifilamento

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango de absorcion predecible y rapida absorcion de tejido
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado


- Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
- Anudado de lazo / ajuste
- Acción capilar reducido

- Sellado garantizado y esterilidad de producto


INDICACIONES Solo para cierre de tejido blando superficial de la piel y mucosa especialmente en Cirugía plástica, Obstetricia (episiotomía), Ginecología, Urología (circuncisión), Cirugía oftálmica (conjuntiva), Cirugía pediátrica

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular, Neurocirugía, Ligadura. Cuando el soporte de la herida se requiere por más de 7 días. Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN





Without needle

Metric USP Length Order number

2	3/0	150 cm	<i>undyed</i> 14200015
3	2/0	150 cm	<i>undyed</i> 14300015
3.5	0	150 cm	<i>undyed</i> 14350015
4	1	150 cm	<i>undyed</i> 14400015
5	2	150 cm	<i>undyed</i> 14500015

















Round bodied taper point


Metric USP Length Order number






1/2 circle












HR 13 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100113
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150117
HR 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200117
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150122
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200122
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300122
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200126
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300126
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14350126
HR 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300130
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14350130
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300136
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350136
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400136
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300140
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400140
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500140
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300148
HR 48 mm		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350148
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400148
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14500148





 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i>	14071512
		1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	14071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	14101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151516
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i>	14201516
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i>	14101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519
	DS 19 mm Easy Pass 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301519
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i>	14151519P
		2	3/0	50 cm	<i>undyed</i>	14201519P
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	14151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201519VB
DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201524	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301524	
DS 24 mm Easy Pass 	3	2/0	50 cm	<i>undyed</i>	14301524P	
DS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	14201526	
	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301526	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351526	
DS 30 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i>	14351530	
DS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	14301536	
	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	14351536	

  Reverse cutting Round bodied taper cutting point		Episio Set	Order number
3/8 circle  1/2 circle 	DS 26 mm  HRT 40 mm 	1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm	<i>undyed</i> S-1430-1435
		2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
	HS 17 mm 	1.5	4/0	45 cm	<i>undyed</i> 14151417	
		2	3/0	45 cm	<i>undyed</i> 14201417	
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14301436	
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i> 14351436	
		HS 40 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14351440
			4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14401440
		5	2	90 cm	<i>undyed</i> 14501440	

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14202160


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	HRT 17 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200517
		HRT 26 mm 	2	3/0	75 cm
	3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 14300526
	HRT 36 mm 	3	2/0	90 cm	<i>undyed</i> 14300536
		3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350536
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400536
		HRT 40 mm 	3	2/0	90 cm
	3.5		0	90 cm	<i>undyed</i> 14350540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i> 14400540
	HRT 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>undyed</i> 14350548
4		1	90 cm	<i>undyed</i> 14400548	

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number
	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 14100416
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150416
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200416
	DRT 19 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 14150419
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 14200419

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25



Tipo	Monofilamento
Composición	Poliglecaprone 25, de copolimero compuesto de 75% de glicolido y 25% caprolactone
Recubierta	No aplica
Color	Violeta / Beige - incoloro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 90 a 110 días. Aproximadamente el 75% de la fuerza tensil se mantiene después de los 7 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SURGICRYL[®]

MONOFAST

POLYGLECAPRONE 25

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil
- Sutura sintética
- Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- La flexibilidad y la rigidez
- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto


INDICACIONES Tejido suave superficial o para ligar especialmente en Cirugía general
Cierre de la piel
Cirugía plástica
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Urología

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Cirugía oftálmica


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.


Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	3	2/0	150 cm	<i>violet</i>	16300015
	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	16350015
	4	1	150 cm	<i>violet</i>	16400015
	5	2	120 cm	<i>violet</i>	16500012
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	16500015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

Ligapack















5	2	250 cm	<i>violet</i>	16500025
---	---	--------	---------------	----------










 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------









1/2 circle










HR 13 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	16070113
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100113
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150113
HR 17 mm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	16100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200122
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300126
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350126
HR 30 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16200130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300130
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16350130
HR 36 mm		4	1	75 cm	<i>violet</i>	16400130
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	16300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	16350140
	4	1	90 cm	<i>violet</i>	16400140	




 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 48 mm 	3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16350148
	HR 65 mm 	4	1	90 cm	<i>violet</i> 16400148
	HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>violet</i> 16300165





 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i> 16071512
		0.7	6/0	75 cm	<i>undyed</i> 16071512-75
		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i> 16071512V
		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 16101512V
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i> 16071512P
		1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151512P
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>undyed</i> 16101516
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516V
		1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151516V
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201516
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201516V
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>undyed</i> 16101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>undyed</i> 16101519
1		5/0	75 cm	<i>violet</i> 16101519V	
1.5		4/0	75 cm	<i>undyed</i> 16151519	
1.5		4/0	75 cm	<i>violet</i> 16151519V	
2		3/0	75 cm	<i>undyed</i> 16201519	
2		3/0	75 cm	<i>violet</i> 16201519V	
3		2/0	75 cm	<i>undyed</i> 16301519	
3		2/0	75 cm	<i>violet</i> 16301519V	
DS 19 mm Easy Pass 	1.5	4/0	50 cm	<i>undyed</i> 16151519P	
	2	3/0	50 cm	<i>undyed</i> 16201519P	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DS 19 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	16151519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301524
	DS 24 mm Easy Pass 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201524P-75
	DS 26 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>undyed</i>	16151526
		2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16201526
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	16201526V
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301526
	DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301530
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	16351530V
	DS 40 mm 	3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351540
		4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HS 30 mm 	4	1	240 cm	<i>violet</i>	16401430V-240
	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16301436V
		3.5	0	75 cm	<i>undyed</i>	16351436
	HS 40 mm 	4	1	90 cm	<i>undyed</i>	16401440

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>undyed</i>	16202160
		3	2/0	75 cm	<i>undyed</i>	16302160


 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	16100416

 Blunt		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRB 40 mm		3.5	0	90 cm	<i>violet</i> 16351840
	HRB 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i> 16401848

SURGICRYL[®]

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE



Tipo	Monofilamento
Composición	Polidioxanona, a polímero hecho de poliéster poli (p-dioxanone)
Recubierta	No aplica
Color	Violeta
Reacción tisular	Mínima
Absorción	La absorción ocurre bajo un proceso de hidrólisis. Esencialmente se completa entre 180 a 210 días. Aproximadamente el 50% de la fuerza tensil se mantiene después de los 42 días.
Presentación	Caja de 12 unidades



*Calidad
y
Seguridad*

www.sutures.be

SURGICRYL®

MONOFILAMENT

POLYDIOXANONE

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alta resistencia a la tracción y de larga duración
- ✓ Sutura sintética
- ✓ Se desintegra por un proceso de hidrólisis
- ✓ Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- ✓ La flexibilidad y la rigidez
- ✓ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Retención de la resistencia excepcional para el apoyo de la herida extendida
- Mínima reacción tensil
- Rango predecible de absorción
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre general del tejido especialmente en

- Cirugía general
- Cirugía gastrointestinal
- Cirugía oftálmica
- Ortopedia
- Cierre de las paredes abdominales
- Ginecología
- Cirugía plástica
- Urología


CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Dispositivos de prótesis


Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran soporte más de 6 semanas, ya que es una sutura absorbible.


Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
	5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500015
	6	3&4	150 cm	<i>violet</i>	13600015

 Without needle	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------

Ligapack















2	3/0	250 cm	<i>violet</i>	13200025
---	-----	--------	---------------	----------





 Round bodied taper point	Metric	USP	Length		Order number
--	--------	-----	--------	--	--------------




1/2 circle



















HR 13 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070113
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113
HR 17 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070117
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100117
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200117
HR 22 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150122
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200122
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200126
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300126
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>violet</i>	13350126
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i>	13200130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300136
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350136
HR 40 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400136
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i>	13300140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350140
HR 48 mm		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400140
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500140
		3.5	0	90 cm	<i>violet</i>	13350148
		4	1	90 cm	<i>violet</i>	13400148
		5	2	90 cm	<i>violet</i>	13500148



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100213
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150213
	DR 17 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100217



 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HR 13 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i>	13100113-2
		1	5/0	90 cm	<i>violet</i>	13100117-2
	2 x HR 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i>	13150117-2

 Round bodied taper point double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DR 13 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>violet</i>	13070213-2

 Round bodied taper point loop		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350940
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400940
	HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>violet</i>	13350950
		4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400950
		5	2	150 cm	<i>violet</i>	13500950
	HR 65 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i>	13400965

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i> 13071512
		1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151512
	DS 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151516
	DS 16 mm Easy Pass 	1	5/0	50 cm	<i>violet</i> 13101516P
	DS 16 mm black 	1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101516VB
	DS 19 mm 	1	5/0	45 cm	<i>violet</i> 13101519
		1	5/0	75 cm	<i>violet</i> 13101519-75
		1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>violet</i> 13151519-90
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201519
	DS 19 mm black 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151519VB
	DS 24 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>violet</i> 13151524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201524
		2	3/0	90 cm	<i>violet</i> 13201524-90
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301524
		3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301524-90
	DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13351524
		2	3/0	75 cm	<i>violet</i> 13201526
DS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301526	
	3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13351530	
DS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301530	
	4	1	90 cm	<i>violet</i> 13401540	
		5	2	90 cm	<i>violet</i> 13501540

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 36 mm 	3	2/0	75 cm	<i>violet</i> 13301436
		3.5	0	75 cm	<i>violet</i> 13351436
		4	1	75 cm	<i>violet</i> 13401436

Blunt loop		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HRB 50 mm 	4	1	150 cm	<i>violet</i> 13401850

CATGUT

PLAIN



Tipo	Multifilamento trenzado con apariencia a monofilamento
Composición	Derivado del colágeno puro, sacado de la capa de la serosa de los bovinos. Origen de los animales de países libre EEB.
Recubierta	No aplica
Color	Marfil
Reacción tisular	Moderada
Absorción	Ocurre por fagocitosis, se absorbe aproximadamente a los 63 días. Aproximadamente la fuerza tensil se mantiene un 50% después de los 7 días. Cuando es utilizado en tejidos infectados o en tejidos con aumento de niveles de enzimas proteolíticas (mucosa) su absorción es más rápida.
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

CATGUT

PLAIN

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil
- Absorción por fagocitosis
- Estructura entrelazada

- Diámetro uniforme (aparición monofilamento)

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Absorción uniforme
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado


- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- Excelente anudado

- Sellado garantizado y esterilidad de producto


INDICACIONES Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cirugía general
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia
Urología
Cirugía oftálmica

CONTRAINDICACIONES Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.
Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.
En regiones infectadas
Conocidas por tener sensibilidad o alergia al colágeno

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



CATGUT

PLAIN



Without needle

Metric USP Length Order number

2	4/0	150 cm	<i>ivory</i>	1200015
3	3/0	150 cm	<i>ivory</i>	1300015
3.5	2/0	150 cm	<i>ivory</i>	1350015
4	0	150 cm	<i>ivory</i>	1400015
5	1	150 cm	<i>ivory</i>	1500015
6	2	150 cm	<i>ivory</i>	1600015
7	3	150 cm	<i>ivory</i>	1700015



Round bodied taper point

Metric USP Length Order number

HR 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1150116
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200116
HR 20 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200120
		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300120
HR 26 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350120
		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1200126
HR 30 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300126
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350126
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400126
HR 37 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1300130
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350130
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400130
		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500130
HR 40 mm		5	1	90 cm	<i>ivory</i>	1500140-90
		4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1400145
HR 45 mm		5	1	75 cm	<i>ivory</i>	1500145
		6	2	75 cm	<i>ivory</i>	1600145
		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150
HR 50 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1350150

1/2 circle















smi

www.sutures.be


CATGUT

PLAIN

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm		1.5	5/0	45 cm	<i>ivory</i>	1151512
			1	6/0	45 cm	<i>ivory</i>	1101516
	DS 16 mm		1.5	5/0	75 cm	<i>ivory</i>	1151516
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201516
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301516
	DS 19 mm		2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201519
			3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301519
	DS 24 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351519
			2	4/0	75 cm	<i>ivory</i>	1201524
	DS 24 mm		3	3/0	75 cm	<i>ivory</i>	1301524
			3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351524
			4	0	75 cm	<i>ivory</i>	1401524
DS 37 mm		3.5	2/0	75 cm	<i>ivory</i>	1351537	

CATGUT

CHROM



Tipo	Multifilamento trenzado con apariencia a monofilamento
Composición	Derivado del colágeno puro, sacado de la capa de la serosa de los bovinos, cubierta de sal cromada. Origen de los anuncios de países libre EEB.
Recubierta	No aplica
Color	Marrón Oscuro
Reacción tisular	Moderada
Absorción	Ocurre por fagocitosis, disminuye el rango de absorción por el cromado. La absorción en su mayoría ocurre aproximadamente a los 90 días. Aproximadamente la fuerza tensil se mantiene un 50% después de los 14 días. Cuando es utilizado en tejidos infectados o en tejidos con aumento de niveles de enzimas proteolíticas (mucosa) su absorción es más rápida.
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

CATGUT

CHROM

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil
- Absorción por fagocitosis
- Estructura entrelazada

- Diámetro uniforme (aparición monofilamento)

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente soporte del tejido
- Absorción uniforme
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado

- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- Excelente anudado

- Sellado garantizado y esterilidad de producto


INDICACIONES

Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cirugía general
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia
Urología
Cirugía oftálmica


CONTRAINDICACIONES

Cirugía cardiovascular
Neurocirugía
Esta contra indicada para el uso de heridas que requieran largos soportes, ya que es una sutura absorbible.
Precaución en pacientes que presentan deficiencia en el sistema inmunológico.
En regiones infectadas
Conocidas por tener sensibilidad o alergia a colágeno o al cromico

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN



ABSORCIÓN



CATGUT

CHROM



Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	4/0	150 cm	<i>brown</i>	2200015
3	3/0	150 cm	<i>brown</i>	2300015
3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i>	2350015
4	0	150 cm	<i>brown</i>	2400015
5	1	150 cm	<i>brown</i>	2500015
6	2	150 cm	<i>brown</i>	2600015
7	3	150 cm	<i>brown</i>	2700015
8	4	150 cm	<i>brown</i>	2800015
10	6	150 cm	<i>brown</i>	21000015



Round bodied taper point

Metric	USP	Length		Order number
1	6/0	75 cm	<i>brown</i>	2100115
1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150115
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200115
1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150120
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200120
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300120
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350120
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400120
1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2150126
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200126
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300126
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350126
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400126
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500126
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200130
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300130
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350130
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400130
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500130
2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2200137
3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2300137
3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2350137
3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i>	2350137-90
4	0	75 cm	<i>brown</i>	2400137
5	1	75 cm	<i>brown</i>	2500137




1/2 circle









www.sutures.be










CATGUT




CHROM

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 40 mm	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i> 2350140
		3.5	2/0	90 cm	<i>brown</i> 2350140-90
		4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400140
		5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500140
		5	1	90 cm	<i>brown</i> 2500140-90
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600140
	HR 45 mm	4	0	75 cm	<i>brown</i> 2400145
		6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600145
	HR 48 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2500148
	HR 50 mm	6	2	75 cm	<i>brown</i> 2600150
6		2	90 cm	<i>brown</i> 2600150-90	

 Round bodied taper point reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	 HR 37 mm HS 37 mm	3.5	2/0	150 cm	<i>brown</i> 2350137-1437


 Blunt	Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	 DRB 63 mm	5	1	75 cm	<i>brown</i> 2501963

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	6/0	45 cm	<i>brown</i>	2101512
		1.5	5/0	45 cm	<i>brown</i>	2151512
	DS 16 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151516
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201516
	DS 19 mm 	1.5	5/0	75 cm	<i>brown</i>	2151519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201519
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301519
	DS 24 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351519
		2	4/0	75 cm	<i>brown</i>	2201524
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301524
	DS 30 mm 	3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351524
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401524
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501524
	DS 37 mm 	3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301530
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351530
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401530
	DS 40 mm 	5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501530
		3	3/0	75 cm	<i>brown</i>	2301537
3.5		2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351537	
		4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401537
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501537
		3.5	2/0	75 cm	<i>brown</i>	2351540
		6	2	75 cm	<i>brown</i>	2601540
		7	3	75 cm	<i>brown</i>	2701540

 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	HS 37 mm 	4	0	75 cm	<i>brown</i>	2401437
		5	1	75 cm	<i>brown</i>	2501437

POLYPROPYLENE

BLUE



Tipo	Monofilamento
Composición	Polipropileno, a polímeros de polipropileno
Recubierta	No aplica
Color	Azul
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

POLYPROPYLENE

BLUE

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil, no absorbible
- Resistencia a la flexión repetida
- Sutura sintética
- Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- La flexibilidad y la rigidez
- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente y permanente soporte del tejido
- Para uso cardiovascular (prótesis coronarias y anastomosis vascular)
- Mínima reacción tensil
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES Cierre general del tejido / ligar especialmente en









- Cirugía cardiovascular
- Neurocirugía
- Cirugía oftálmica
- Microcirugía
- Cirugía plástica
- Cierre de la piel
- Ortopedia
- Las hernias (también como una malla)
- Cirugía gastrointestinal
- Cirugía general
- Ginecología
- Obstetricia



Round bodied taper point

1/2 circle




		Metric	USP	Length		Order number
HR 10 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5050110
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070110
HR 15 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070115
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100115
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150115
HR 17 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100117
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200117
HR 20 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200120
HR 25 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300120
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100125
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200125
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300125
HR 30 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350125
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400125
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5200130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300130
HR 35 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350130
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5400130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300135
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5350135
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	5400135
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	5500140




Round bodied taper point


3/8 circle





		Metric	USP	Length		Order number
DR 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5150216





**Round bodied taper point
double armed**



		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 8 mm		0.4	8/0	60 cm	blue	5040108-2
		0.5	7/0	60 cm	blue	5050108-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070108-2
2 x HR 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050193-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070193-2
2 x HR 10 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050110-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070110-2
		1	5/0	60 cm	blue	5100110-2
2 x HR 13 mm		0.5	7/0	60 cm	blue	5050113-2
		0.7	6/0	60 cm	blue	5070113-2
		1	5/0	75 cm	blue	5100113-2
2 x HR 16 mm		0.7	6/0	90 cm	blue	5070116-2
		1	5/0	90 cm	blue	5100116-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150116-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200116-2
2 x HR 20 mm		1	5/0	90 cm	blue	5100120-2
		1.5	4/0	90 cm	blue	5150120-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200120-2
2 x HR 25 mm		1.5	4/0	90 cm	blue	5150125-2
		2	3/0	90 cm	blue	5200125-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300125-2
2 x HR 30 mm		2	3/0	90 cm	blue	5200130-2
		3	2/0	90 cm	blue	5300130-2
2 x HR 35 mm		3	2/0	90 cm	blue	5300135-2
2 x HR 40 mm		3.5	0	90 cm	blue	5350140-2
		4	1	90 cm	blue	5400140-2

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle 	HR 15 mm	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 5200115-30
	HR 30 mm				

 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DR 6.5 mm	0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i> 50402065-2-60
	2 x DR 8 mm	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i> 5040208-2
		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050208-2
	2 x DR 9.3 mm	0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050293-2
		0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070293-2
	2 x DR 10 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070210-2
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i> 5100210-2
	2 x DR 13 mm	0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i> 5050213-2
		1	5/0	60 cm	<i>blue</i> 5100213-2
	2 x DR 18 mm	0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i> 5070213-2
		1	5/0	90 cm	<i>blue</i> 5100218-2
	2 x DR 22 mm	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150218-2
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150222-2
	2 x DR 26 mm	1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i> 5150226-2
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 5300230-2



Reverse cutting


Metric

USP



Length



Order number



3/8 circle



DS 10 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071510
DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i>	5051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071512
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i>	5071512P
		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i>	5071516
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	5151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151516
DS 16 mm Easy Pass		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201516
		0.7	6/0	50 cm	<i>blue</i>	5071516P
		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101516P
DS 16 mm black		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	5151516P
		1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101516VB
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5071519
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>blue</i>	5101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	5151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151519
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201519
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301519
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351519
DS 19 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>blue</i>	5101519P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	5151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	5201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151519VB
DS 24 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	5151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	5201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	5201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	5301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	5351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	5401524






 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	DS 24 mm Easy Pass	1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i> 5151524P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i> 5201524P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i> 5301524P
	DS 26 mm	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i> 5301526-45
	DS 30 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301526
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301530
	DS 36 mm	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 5401530
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5201536
DS 40 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301536	
	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 5351536	
	4	1	75 cm	<i>blue</i> 5401536	
DS 45 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301540	
	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401540	
	5	2	90 cm	<i>blue</i> 5501540	
DS 90 mm	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401545	
DS 90 mm	4	1	90 cm	<i>blue</i> 5401590	

 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 22 mm	2	3/0	45 cm	<i>blue</i> 5201422
	HS 24 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5301424

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 5202160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302160
	GS 75 mm	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 5302175






Round bodied taper cutting point double armed

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	2 x HRT 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5100516-2
			1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150516-2
	2 x HRT 22 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	5150522-2
			2 x HRT 25 mm		1.5	4/0	90 cm
	2	3/0	90 cm		<i>blue</i>	5200525-2	
	3	2/0	90 cm		<i>blue</i>	5300525-2	
	2 x HRT 30 mm		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	5200530-2
			3	2/0	90 cm	<i>blue</i>	5300530-2









Round bodied taper cutting point

			Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 10 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5070510
	HRT 25 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	5300525



Soft cutting point coronary double armed

			Metric	USP	Length		Order number	
3/8 circle 	2 x CC 6.4 mm		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042606-2	
			0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2	
	2 x CC 8 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2	
	2 x CC 9.3 mm		0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5052693-2	
			0.7	6/0	60 cm	<i>blue</i>	5072693-2	
	2 x CC 10 m		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052610-2	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072610-2	
	2 x CC 13 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052613-2	
			0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072613-2	
				1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2



Soft cutting point coronary
black double armed

3/8 circle




		Metric	USP	Length		Order number	
2 x CC 8 mm black		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042608-2VB	
		0.5	7/0	75 cm	<i>blue</i>	5052608-2VB	
		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>	5072608-2VB	
	2 x CC 9 mm black		0.4	8/0	60 cm	<i>blue</i>	5042609-2VB
			0.5	7/0	60 cm	<i>blue</i>	5052609-2VB
		2 x CC 13 mm black		0.7	6/0	75 cm	<i>blue</i>
		1	5/0	75 cm	<i>blue</i>	5102613-2VB	

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON



Tipo	Monofilamento
Composición	Polímeros alopáticos de cadena larga de 6.0 o 6.6
Recubierta	No aplica
Color	Azul Negro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible, gradualmente se encapsula en el tejido conectivo. El hilo de la masa disminuye aproximadamente el 10% al año. Por una ruptura de campos químicos (acción por hidrólisis).
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

DACLON

NYLON

DACLON
NYLON

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil, no absorbible
- Sutura sintética
- Monofilamento con diámetro microscópico uniforme
- La flexibilidad y la rigidez
- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente y permanente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado
- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro
- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES Cierre general del tejido / ligar

Daclon color azul

especialmente en Cierre de la piel
Cirugía general
Cirugía plástica
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia
Ortopedia

Daclon color negro








especialmente en Cirugía plástica
Cirugía oftálmica









Round bodied taper point

1/2 circle








		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100116
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150116
HR 20 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9070120
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9100120
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150120
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200120
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9150126
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9200126
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300126
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350126
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400126
HR 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300130
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350130
HR 37 mm		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400130
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300137
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350137
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400137
HR 50 mm		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9400140
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9300140
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9350140
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9400140
		5	2	75 cm	<i>blue</i>	9500140

 Round bodied taper point loop	Metric	USP	Length	Order number
HR 30 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350930
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400930
HR 35 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350935
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400935
1/2 circle  HR 40 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350940
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400940
HR 50 mm 	3.5	0	150 cm	<i>blue</i> 9350950
	4	1	150 cm	<i>blue</i> 9400950

Round bodied taper point double armed



	Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle  2 x HR 65 mm 	3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9300165-2


 Blunt	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DRB 40 mm 	4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401840



Reverse cutting










		Metric	USP	Length		Order number
DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151512
DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071512P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101512P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151512P
DS 16 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	9071516-45
		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071516
		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101516-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151516-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151516
DS 16 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>black</i>	9071516P
		1	5/0	50 cm	<i>black</i>	9101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101516VB
DS 19 mm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	9101519-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151519-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519
		1.5	4/0	90 cm	<i>blue</i>	9151519-90
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201519
		2	3/0	90 cm	<i>blue</i>	9201519-90
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>blue</i>	9151519P
		2	3/0	50 cm	<i>blue</i>	9201519P
		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151519VB

3/8 circle

















Reverse cutting






		Metric	USP	Length		Order number
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i>	9101524
		1.5	4/0	45 cm	<i>blue</i>	9151524-45
		1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i>	9151524
		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201524-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201524
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301524-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301524
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351524
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401524
		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501524
DS 24 mm Easy Pass		3	2/0	50 cm	<i>blue</i>	9301524P
DS 26 mm		2	3/0	45 cm	<i>blue</i>	9201526-45
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201526
		3	2/0	45 cm	<i>blue</i>	9301526-45
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301526
DS 30 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201530
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301530
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351530
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401530
DS 36 mm		2	3/0	75 cm	<i>blue</i>	9201536
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301536
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351536
		4	1	90 cm	<i>blue</i>	9401536-90
DS 40 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301540
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i>	9351540
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401540
DS 45 mm		5	2	90 cm	<i>blue</i>	9501540
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301545
		4	1	75 cm	<i>blue</i>	9401545
DS 60 mm		3	2/0	75 cm	<i>blue</i>	9301560
		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301560-100
DS 90 mm		3	2/0	100 cm	<i>blue</i>	9301590
		3.5	0	100 cm	<i>blue</i>	9351590
		4	1	100 cm	<i>blue</i>	9401590

3/8 circle




 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
	HS 17 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>blue</i> 9151417
		2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201417
	HS 22 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201422
	HS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201426
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301426
	HS 30 mm 	2	3/0	90 cm	<i>blue</i> 9201430
		3	2/0	90 cm	<i>blue</i> 9301430
	HS 36 mm 	3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351430
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351436
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401436
	HS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>blue</i> 9501436
		3.5	0	75 cm	<i>blue</i> 9351440
		4	1	75 cm	<i>blue</i> 9401440
	HS 48 mm 	4	1	100 cm	<i>blue</i> 9401448

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9202160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302160
		3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9302175

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
	NS 26 mm 	2	3/0	75 cm	<i>blue</i> 9201726
	NS 30 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301730
	NS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>blue</i> 9301740

SUPRAMID

BLACK



Tipo	Multifilamento trenzado y recubierto Calibre monofilamento 5-0 y 6-0
Composición	Poliamida 6.6 filamentos encerrados en una lámina de poliamida 6
Color	Negro
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible, gradualmente se encapsula en el tejido conectivo
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SUPRAMID

BLACK

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil, no absorbible
- Sutura sintética
- Estructura entrelazada

- Multifilamento en una vaina

- La flexibilidad y la rigidez

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS



- Excelente y permanente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado



- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- Bueno nudo del lazo abajo / ajuste
- Acción capilar reducido



- Buenas propiedades de manipulación
- Anudado fácil y seguro



- Sellado garantizado y esterilidad de producto



INDICACIONES Cierre general del tejido / ligar
especialmente en Cierre de la piel





 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HR 16 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150116
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200116
	HR 20 mm	2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4200120
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126
	HR 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4300126



 Round bodied taper point		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GR 22 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152022



 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
1/2 circle 	HS 17 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151417
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201417
	HS 20 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151420
	HS 22 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201420
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151422
	HS 26 mm	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201426
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301426

 Cutting		Metric	USP	Length	Order number
Straight 	GS 20 mm	1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 4152120
	GS 25 mm	1.5	4/0	60 cm	<i>black</i> 4152125


 Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle 	DS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101512-45
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101512
		1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151512

Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	DS 16 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071516
			1	5/0	45 cm	<i>black</i> 4101516-45
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151516
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151516-75
			2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201516
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201516-75
	DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101516VB
	DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 4071519
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519
			1.5	4/0	45 cm	<i>black</i> 4151519
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519-75
			2	3/0	45 cm	<i>black</i> 4201519-45
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301519	
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519P-75	
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 4101519VB	
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4151519VB	
DS 24 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4201524	
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301524	
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351524	
DS 36 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 4301536	
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 4351536	
		4	1	75 cm	<i>black</i> 4401536	

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number	
 1/2 circle	HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150518
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200518

Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length	Order number	
 3/8 circle	DRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 4150418
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 4200418

SILK



	<i>Seda trenzada</i>	<i>Seda Virgen</i>
Tipo	Multifilamento trenzado	Multifilamento trenzado
Composición	Fibras trenzadas de capullo de gusano de seda	Fibras entrelazadas desde el capullo del gusano de seda
Recubierta	Silicón	No aplica
Color	Negro	Azul
Reacción tisular	Moderada	
Absorción	La sutura causa inicialmente una reacción tisular, la cual después la sutura se va encapsulando en el tejido conectivo fibroso.	
Presentación	Caja de 12 unidades	

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

SILK

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil, no absorbible
- Trenzado o estructura entrelazada
- Cubierta multifilamento
- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

Apoyo y buena extensión del tejido para un máximo de 3 meses

Excelente maleabilidad
Flexibilidad
Alta fuerza tensil
Excelente Seguridad al anudado

Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
Bueno nudo del lazo abajo / ajuste
Acción capilar reducido

Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES Cierre general del tejido /
ligar
especialmente en Cirugía general
Cierre de la piel
Cirugía oftálmica
Cirugía bucal
Cirugía gastrointestinal
Ginecología
Obstetricia

CONTRAINDICACIONES Tracto urinario
Tracto biliar
Sensibilidad o alergia a la seda

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	150 cm	<i>black</i>	8200015
3	2/0	150 cm	<i>black</i>	8300015
3.5	0	150 cm	<i>black</i>	8350015
4	1	150 cm	<i>black</i>	8400015
5	2	150 cm	<i>black</i>	8500015
6	3&4	150 cm	<i>black</i>	8600015
8	6	150 cm	<i>black</i>	8800015
2	3/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8200044
3	2/0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8300044
3.5	0	6 x 45 cm	<i>black</i>	8350044
4	1	6 x 45 cm	<i>black</i>	8400044
5	2	6 x 45 cm	<i>black</i>	8500044
1.5	4/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8150046
2	3/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8200046
3	2/0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8300046
3.5	0	17 x 45 cm	<i>black</i>	8350046
4	1	17 x 45 cm	<i>black</i>	8400046
1.5	4/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8150060
2	3/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8200060
3	2/0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8300060
3.5	0	13 x 60 cm	<i>black</i>	8350060
4	1	13 x 60 cm	<i>black</i>	8400060
1.5	4/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8150075
2	3/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8200075
3	2/0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8300075
3.5	0	12 x 75 cm	<i>black</i>	8350075
4	1	12 x 75 cm	<i>black</i>	8400075
5	2	12 x 75 cm	<i>black</i>	8500075

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
2	3/0	250 cm	<i>black</i>	8200025
3	2/0	250 cm	<i>black</i>	8300025
3.5	0	250 cm	<i>black</i>	8350025
4	1	250 cm	<i>black</i>	8400025
5	2	250 cm	<i>black</i>	8500025
6	3&4	250 cm	<i>black</i>	8600025









Round bodied taper point




1/2 circle








		Metric	USP	Length	Color	Order number
HR 12 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070112
		1	5/0	45 cm	black	8100112
		1.5	4/0	75 cm	black	8150112
HR 16 mm		0.7	6/0	45 cm	black	8070116
		1	5/0	75 cm	black	8100116
		1.5	4/0	75 cm	black	8150116
HR 20 mm		2	3/0	75 cm	black	8200116
		1	5/0	75 cm	black	8100120
		1.5	4/0	75 cm	black	8150120
HR 26 mm		2	3/0	75 cm	black	8200120
		3	2/0	75 cm	black	8300120
		3.5	0	75 cm	black	8350120
		1	5/0	75 cm	black	8100126
		1.5	4/0	75 cm	black	8150126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	black	8200126
		3	2/0	75 cm	black	8300126
		3.5	0	75 cm	black	8350126
		4	1	75 cm	black	8400126
		2	3/0	75 cm	black	8200130
HR 37 mm		3	2/0	75 cm	black	8300130
		3.5	0	75 cm	black	8350130
		4	1	75 cm	black	8400130
HR 40 mm		5	2	75 cm	black	8500130
		2	3/0	75 cm	black	8200137
		3	2/0	75 cm	black	8300137
HR 45 mm		3.5	0	75 cm	black	8350137
		4	1	75 cm	black	8400137
		5	2	75 cm	black	8500137
HR 50 mm		4	1	75 cm	black	8400140
		5	2	75 cm	black	8500140
		3.5	0	75 cm	black	8350140
HR 60 mm		4	1	75 cm	black	8400145
		5	2	75 cm	black	8500145
		6	3&4	75 cm	black	8600145

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DR 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8100212
	DR 16 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8100216
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8150216
	DR 25 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200216
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8200225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300225
	DR 30 mm 	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8350225
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8300230

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number
Straight				
GR 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8302040

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	2 x DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512-2
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512-2

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle 	DS 12 mm 	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> 8051512
		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i> 8071512
		1	5/0	45 cm	<i>black</i> 8101512
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151512
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201512
	DS 12 mm Easy Pass 	0.7	6/0	50 cm	<i>black</i> 8071512P
	DS 16 mm 	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071516
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201516
3		2/0	75 cm	<i>black</i> 8301516	






Reverse cutting





		Metric	USP	Length	Order number
DS 16 mm Easy Pass		1	5/0	50 cm	<i>black</i> 8101516P
		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151516P
DS 16 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101516VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151516VB
DS 19 mm		0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071519
		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519
		2	3/0	45 cm	<i>black</i> 8201519-45
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301519
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351519
DS 19 mm Easy Pass		1.5	4/0	50 cm	<i>black</i> 8151519P
		2	3/0	50 cm	<i>black</i> 8201519P
DS 19 mm black		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101519VB
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201519VB
DS 24 mm		1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101524
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201524
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301524
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351524
DS 26 mm		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401524
		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201526
DS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301526
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201530
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301530
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351530
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401530
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501530
DS 37 mm		2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201537
		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301537
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351537
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401537
DS 37 mm		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501537
		6	3&4	75 cm	<i>black</i> 8601537





3/8 circle






Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number
DS 45 mm		3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301545
		3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351545
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401545
		5	2	75 cm	<i>black</i> 8501545
3/8 circle	DS 60 mm	4	1	75 cm	<i>black</i> 8401560
	DS 90 mm	3.5	0	100 cm	<i>black</i> 8351590


Reverse cutting		Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle		HS 12 mm	0.7	6/0	75 cm	<i>black</i> 8071412
		HS 17 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101417
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151417
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201417
		HS 20 mm	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151420
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201420
		HS 22 mm	1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101422
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151422
			2	3/0	75 cm	<i>black</i> 8201422
		HS 26 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301422
			1	5/0	75 cm	<i>black</i> 8101426
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i> 8151426
2	3/0		75 cm	<i>black</i> 8201426		
HS 36 mm	3	2/0	75 cm	<i>black</i> 8301426		
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351426		
	3.5	0	75 cm	<i>black</i> 8351436		
		4	1	75 cm	<i>black</i> 8401436	

 Cutting		Metric	USP	Length		Order number
Straight 	GS 40 mm 	3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302140
	GS 60 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8202160
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8302160
		3.5	0	75 cm	<i>black</i>	8352160

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
1/2 circle 	HRT 18 mm 	1	5/0	75 cm	<i>black</i>	8100518
		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150518
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200518
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300518
	HRT 27 mm 	2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200527
		3	2/0	75 cm	<i>black</i>	8300527

 Round bodied taper cutting point		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	DRT 18 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8150418
		2	3/0	75 cm	<i>black</i>	8200418

POLYESTER



Tipo	Multifilamento trenzado
Composición	Poliéster - a polímero de polietileno
Recubierta	Silicón
Color	Verde Blanco
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible, gradualmente se encapsula en el tejido conectivo
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

POLYESTER

CARACTERÍSTICAS

- ☑ Resistencia en la fuerza tensil, no absorbible
- ☑ Resistencia a la flexión repetida
- ☑ Sutura sintética
- ☑ Estructura trenzada

- ☑ Cubierta multifilamento

- ☑ Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente y permanente soporte del tejido
- El uso en cirugía cardiovascular (prótesis cardíaca)
- Mínima reacción tensil
- Excelente maleabilidad
- Flexibilidad
- Alta fuerza tensil
- Excelente Seguridad al anudado

- Paso suave a través del tejido, mínimo traumatismo en el tejido
- Bueno nudo del lazo abajo / ajuste
- Acción capilar reducido

- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES Cierre general del tejido / ligar
especialmente en Cirugía cardiovascular
Cirugía oftálmica
Cirugía general
Cierre de la piel
Ortopedia
Cirugía gastrointestinal
Obstetricia

POLYESTER

○ Without needle

Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	150 cm	<i>green</i>	7150015
2	3/0	150 cm	<i>green</i>	7200015
3	2/0	150 cm	<i>green</i>	7300015
3.5	0	150 cm	<i>green</i>	7350015
4	1	150 cm	<i>green</i>	7400015
5	2	150 cm	<i>green</i>	7500015
6	3&4	150 cm	<i>green</i>	7600015
1.5	4/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7150045
2	3/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7200045
3	2/0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7300045
3.5	0	6 x 45 cm	<i>green</i>	7350045
4	1	6 x 45 cm	<i>green</i>	7400045
5	2	6 x 45 cm	<i>green</i>	7500045
2	3/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7200050
3	2/0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7300050
3.5	0	3 x 50 cm	<i>green</i>	7350050
4	1	3 x 50 cm	<i>green</i>	7400050
5	2	3 x 50 cm	<i>green</i>	7500050
2	3/0	2 x 75 cm	<i>green</i>	7200075-2

○ Without needle

Ligapack



Metric	USP	Length		Order number
1.5	4/0	250 cm	<i>green</i>	7150025
2	3/0	250 cm	<i>green</i>	7200025
3	2/0	250 cm	<i>green</i>	7300025
3.5	0	250 cm	<i>green</i>	7350025
4	1	250 cm	<i>green</i>	7400025
5	2	250 cm	<i>green</i>	7500025
6	3&4	250 cm	<i>green</i>	7600025



Round bodied taper point

1/2 circle



		Metric	USP	Length		Order number
HR 16 mm		1	5/0	75 cm	green	7100116
		1.5	4/0	75 cm	green	7150116
		2	3/0	75 cm	green	7200116
HR 20 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150120
		2	3/0	75 cm	green	7200120
		3	2/0	75 cm	green	7300120
HR 26 mm		1.5	4/0	75 cm	green	7150126
		2	3/0	75 cm	green	7200126
		3	2/0	75 cm	green	7300126
		3.5	0	75 cm	green	7350126
		4	1	75 cm	green	7400126
HR 30 mm		2	3/0	75 cm	green	7200130
		3	2/0	75 cm	green	7300130
		3.5	0	75 cm	green	7350130
		4	1	75 cm	green	7400130
HR 36 mm		3	2/0	75 cm	green	7300136
		3.5	0	75 cm	green	7350136
		4	1	75 cm	green	7400136
HR 40 mm		3.5	0	75 cm	green	7350140
		4	1	75 cm	green	7400140
		5	2	75 cm	green	7500140
HR 48 mm		4	1	75 cm	green	7400148
		5	2	75 cm	green	7500148









Round bodied taper point double armed



1/2 circle











		Metric	USP	Length		Order number
2 x HR 17 mm		3	2/0	90 cm	green	7300117-2
2 x HR 20 mm		3	2/0	90 cm	green	7300120-2
2 x HR 26 mm		2	3/0	90 cm	green	7200126-2
		3	2/0	90 cm	green	7300126-2












 Round bodied taper point double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle  HR 16 mm HR 36 mm		2	3/0	60 cm	<i>green</i> 7200116-36

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
3/8 circle  DR 50 mm		7	5	75 cm	<i>green</i> 7700250

 Round bodied taper point	Metric	USP	Length	Order number	
Straight GR 19 mm		1.5	4/0	45 cm	<i>green</i> 7152019
		2	3/0	50 cm	<i>green</i> 7202019

 Round bodied taper cutting point double armed	Metric	USP	Length	Order number		
1/2 circle  2 x HRT 17 mm		1.5	4/0	90 cm	<i>green</i> 7150517-2	
		2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200517-2	
		3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300517-2	
					with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i>	7300517-2P
		2	3/0	90 cm	<i>green</i> 7200525-2	
		3	2/0	90 cm	<i>green</i> 7300525-2	
2 x HRT 25 mm					with pledget - 4x <i>green</i> , 4x <i>white</i> 7300525-2P	

 Round bodied taper cutting point	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle  HRT 18 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i> 7150518		
		2	3/0	75 cm	<i>green</i> 7200518		
		HRT 40 mm	5	2	75 cm	<i>green</i> 7500540	
			8	6	90 cm	<i>green</i> 7800540	
		HRT 55 mm		7	5	4 x 75 cm	<i>green</i> 7700555-4









 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number
	DS 12 mm 	1	5/0	45 cm	<i>green</i>	7101512
		1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101516
	DS 16 mm 	1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151516
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201516
	DS 19 mm 	1	5/0	75 cm	<i>green</i>	7101519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519
	DS 19 mm black 	3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301519
		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151519VB
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201519VB
	DS 24 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301524
	DS 26 mm 	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351524
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301526
	DS 30 mm 	2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201530
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301530
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351530
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401530
	DS 36 mm 	4	1	110 cm	<i>green</i>	7401530-110
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301536
4		1	75 cm	<i>green</i>	7401536	
DS 40 mm 	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501536	
	3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351540	
	4	1	75 cm	<i>green</i>	7401540	
	5	2	75 cm	<i>green</i>	7501540	



Reverse cutting


1/2 circle



			Metric	USP	Length		Order number
HS 17 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>green</i>	7151417	
		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201417	
HS 20 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301420	
HS 22 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201422	
HS 26 mm		2	3/0	75 cm	<i>green</i>	7201426	
		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301426	
HS 30 mm		3	2/0	75 cm	<i>green</i>	7301430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351430	
		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401430	
HS 36 mm		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501430	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351436	
HS 40 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401436	
		3.5	0	75 cm	<i>green</i>	7351440	
HS 48 mm		4	1	75 cm	<i>green</i>	7401440	
		5	2	75 cm	<i>green</i>	7501440	
HS 48 mm		6	3&4	75 cm	<i>green</i>	7601448	
		7	5	75 cm	<i>green</i>	7701448	

STEEL

MONOFILAMENT



Tipo	Monofilamento
Composición	Hierro, Nickel y aleación de Cromo
Recubierta	No aplica
Color	Metal
Reacción tisular	Mínima
Absorción	No absorbible
Presentación	Caja de 12 unidades

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

STEEL

MONOFILAMENT

CARACTERÍSTICAS

- Alta fuerza tensil, no absorbible
- Sutura sintética
- Dúctil y maleable
- Monofilamento con diámetro microscópico uniforme

- Empaque sellado herméticamente

BENEFICIOS

- Excelente y permanente soporte del tejido
- Mínima reacción tensil
- Buenas propiedades de manipulación
- Paso suave a través de los tejidos sin costura, arrastre de tejido y sin causar trauma
- La ausencia de capilaridad (sin del crecimiento bacteriano)
- Excelente anudado

- Sellado garantizado y esterilidad de producto

INDICACIONES

Cierre de Esternón
Ortopedia
Cierre de la pared abdominal y la reparación de la hernia

CONTRAINDICACIONES

Sensibilidades conocidas o alergias al Acero Inoxidable o metales como el Cromo y el Níquel



Round bodied taper cutting point

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HRT 40 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST45

HRT 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST55

8

6

4 x 45 cm

ST65

HRT 54 mm



7

5

1 x 75 cm

ST54



Reverse cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



HS 25 mm



3.5

0

4 x 45 cm

ST01

HS 40 mm



4

1

4 x 45 cm

ST11

5

2

4 x 45 cm

ST21

HS 48 mm



6

3&4

4 x 45 cm

ST41

9

7

4 x 45 cm

ST71

HS 50 mm



7

5

1 x 75 cm

ST53

7

5

4 x 45 cm

ST51

8

6

4 x 45 cm

ST61

HS 58 mm



7

5

4 x 45 cm

ST52


8

6

4 x 45 cm

ST62

HS 120 mm



9

7

60 cm

ST75



Cutting

Metric

USP

Length

Order number

1/2 circle



NH 48 mm



7

5

4 x 45 cm

ST56

8

6

4 x 45 cm

ST63

9

7

4 x 45 cm

ST72




MICROCIRUGÍA


*Calidad
y
Seguridad*




www.sutures.be

 Micro needle taper point	Metric	USP	Length	Order number
MDR 3.8 mm 70µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN113
	0.2	10/0	10 cm	<i>black</i> MN103
MDR 3.8 mm 100µm	0.1	11/0	10 cm	<i>black</i> MN112
	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN105
	0.3	9/0	15 cm	<i>black</i> MN094
MDR 5.1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN106
	0.3	9/0	15 cm	<i>black</i> MN096
MDR 6.4 mm 140µm	0.2	10/0	15 cm	<i>black</i> MN1011
	0.3	9/0	15 cm	<i>black</i> MN098
	0.4	8/0	15 cm	<i>black</i> MN087
MDR 9.7 mm 200µm	0.5	7/0	45 cm	<i>black</i> MN078


3/8 circle







BLUE

 Micro needle taper point	Metric	USP	Length	Order number
MDR 5.1 mm 100µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> MP106
	0.3	9/0	15 cm	<i>blue</i> MP097

3/8 circle



 Micro needle taper point	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  MDR 6.4 mm 150µm	 0.4	8/0	20 cm	<i>violet</i> M910087















CIRUGÍA OFTÁLMICA





*Calidad
y
Seguridad*










www.sutures.be








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU07
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU061








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
	2 x DSP 5.5 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU102
	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU08-30
			0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU08
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU10
	2 x DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09
			0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU072
	2 x DSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU071
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU062	





 Side cutting spatula		Metric	USP	Length		Order number	
	DSP 6.2 mm 150 µm		0.2	10/0	10 cm	<i>violet</i>	OSU101
	DSP 6.4 mm 200 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>violet</i>	OSU09-1








 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number	
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU06
	350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	OSU05





 Reverse cutting		Metric	USP	Length		Order number	
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	11071512
			1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	11101512
	DS 12 mm Easy Pass		0.7	6/0	50 cm	<i>undyed</i>	11071512UP
			1	5/0	50 cm	<i>undyed</i>	11101512UP






 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/2 circle 	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O910081
	2 x HSP 8 mm 200 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O91007
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O910061
	2 x HSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O910061U
2 x HSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910052	





 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	2 x DSP 6 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>violet</i>	O91008
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>violet</i>	O910072
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077
	2 x DSP 11 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O910051






 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number			
3/8 circle 	DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	30 cm	<i>violet</i>	O910082-1
	DSP 6.5 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>violet</i>	O910077-1




 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>violet</i>	O91006
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	20 cm	<i>undyed</i>	O91006U-20
	2 x VSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91006U
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>violet</i>	O91005
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>undyed</i>	O91005U

 Side cutting spatula double armed		Metric	USP	Length		Order number
3/8 circle 	2 x DSP 6.2 mm 150 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i>	OS82
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm 	0.4	8/0	45 cm	<i>blue</i>	OS81

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 6.5 mm 200 µm		0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	OS81B
	2 x DSP 6.5 mm 240 µm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	OS71
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS61
2 x DSP 8 mm 350 µm		1	5/0	30 cm	<i>black</i>	OS52	

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 250 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	OS62
	2 x VSP 10 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	OS51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
	DS 12 mm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512
			1	5/0	45 cm	<i>black</i>	8101512
			1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151512
	DS 16 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151516
	DS 19 mm		1.5	4/0	75 cm	<i>black</i>	8151519

 Reverse cutting double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DS 12 mm		0.5	7/0	45 cm	<i>black</i>	8051512-2
			0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	8071512-2

 **Round bodied taper point double armed** **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/4 circle



2 x VR 8 mm
 220 µm



Metric	USP	Length	Order number
0.4	8/0	45 cm	ON81

black

 **Side cutting spatula** **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 circle



HSP 5.5 mm
 150 µm



Metric	USP	Length	Order number
0.2	10/0	30 cm	ON1081

black

 **Side cutting spatula double armed** **Metric** **USP** **Length** **Order number**

1/2 circle



2 x HSP 5.5 mm
 150 µm



2 x HSP 6.2 mm
 150 µm



2 x HSP 6.4 mm
 220 µm



2 x HSP 8 mm
 300 µm



Metric	USP	Length	Order number
0.2	10/0	30 cm	ON108
0.2	10/0	30 cm	ON102
0.2	10/0	30 cm	ON106
0.7	6/0	45 cm	ON62

black

black

black

black

 **Side cutting spatula** **Metric** **USP** **Length** **Order number**

3/8 circle













DSP 6.2 mm
 150 µm









Metric	USP	Length	Order number
0.2	10/0	15 cm	ON1011

black

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x DSP 6 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON103
			0.1	11/0	20 cm	<i>black</i>	ON111
			0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON101
	2 x DSP 6.2 mm 150 µm		0.3	9/0	30 cm	<i>black</i>	ON95
			0.3	9/0	45 cm	<i>black</i>	ON95-45
			0.4	8/0	30 cm	<i>black</i>	ON85
			0.4	8/0	45 cm	<i>black</i>	ON85-45
	2 x DSP 6.2 mm 200 µm		0.5	7/0	30 cm	<i>black</i>	ON75
	2 x DSP 6.4 mm 220 µm		0.2	10/0	30 cm	<i>black</i>	ON105
			0.2	10/0	38 cm	<i>black</i>	ON105-38
		0.2	10/0	45 cm	<i>black</i>	ON105-45	
2 x DSP 8 mm 300 µm		0.7	6/0	45 cm	<i>black</i>	ON61	

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number			
	2 x VSP 8 mm 350 µm		1	5/0	45 cm	<i>black</i>	ON51

 Reverse cutting	Metric	USP	Length	Order number			
	DS 12 mm		0.5	7/0	75 cm	<i>black</i>	9051512
			0.7	6/0	75 cm	<i>black</i>	9071512

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number	
1/2 circle  2 x HSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP52	
3/8 circle  2 x DSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP53	
1/4 circle 	2 x VSP 8 mm 250 µm 	0.5	7/0	45 cm	<i>white</i> OP71
	2 x VSP 8 mm 300 µm 	0.7	6/0	45 cm	<i>white</i> OP61
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1	5/0	45 cm	<i>white</i> OP51
	2 x VSP 8 mm 350 µm 	1.5	4/0	45 cm	<i>white</i> OP41

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  2 x DSP 6.4 mm 200 µm	0.2	10/0	30 cm	<i>blue</i> OPP105
	0.3	9/0	30 cm	<i>blue</i> OPP95
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
3/8 circle  DSP 6 mm 200 µm	0.5	7/0	45 cm	<i>blue</i> OPP71-1
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  2 x VSP 8 mm 300 µm	0.7	6/0	45 cm	<i>blue</i> OPP62
 Side cutting spatula	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP103
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
1/4 circle  VSP 15.3 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP113L-2
	VSP 16 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm

 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight 2 x GSP 16.15 mm 150 µm	0.2	10/0	20 cm	<i>blue</i> OPP101
	0.3	9/0	20 cm	<i>blue</i> OPP91
 Side cutting spatula loop	Metric	USP	Length	Order number
Straight GSP 16.15 mm 150 µm	0.2	10/0	15 cm	<i>blue</i> OPP110
 Side cutting spatula double armed	Metric	USP	Length	Order number
Straight GSP 16 mm 150 µm DSP 4 mm 100 µm	0.2	10/0	10 cm	<i>blue</i> OPP102
3/8 circle 				



PRODUCTOS ESPECIALIZADOS

*Calidad
y
Seguridad*

smi

www.sutures.be

Grapadora para piel y removedor de grapas


INDICACIONES:

SMI grapadora para piel, dispositivo para el cierre de piel.

BENEFICIOS:

- ✓ *Diseño fácil de usar y ergonómico*
- ✓ *Visión clara del lugar de la operación*
- ✓ *Visibilidad de grapas restantes*

Tamaño de la grapa



1. Grapadora de piel con 35 grapas anchas **ZS35W**
2. Removedor de grapas **ZSR**
3. Removedor de grapas 2 **ZSR2**

Extractor de biopsias

Para la punción estéril, precisa y suave de biopsia de piel

Filo agudo de acero inoxidable

Mango acanalado para un agarre seguro y un mejor control



Ø 2 mm	25 pc.	ZBP2
Ø 3 mm	25 pc.	ZBP3
Ø 4 mm	25 pc.	ZBP4
Ø 5 mm	25 pc.	ZBP5
Ø 6 mm	25 pc.	ZBP6
Ø 8 mm	25 pc.	ZBP8
Ø 10 mm	20 pc.	ZBP10
Ø 12 mm	20 pc.	ZBP12

Estante de sutura quirúrgica

Rack y cajón para estante



El sistema de estanterías flexibles mantiene sus suturas organizados y para un fácil acceso durante la cirugía. Las piezas intercambiables permiten el montaje en múltiples configuraciones.

- 1 rack para 2 cajas de sutura horizontales (125 mm x 72 mm x 143 mm) **Z070**
- Cajón para estante **Z071**

Malla de polipropileno

INDICACIONES:

Refuerzo de la pared abdominal

- Hernia
- Eventración

A través de celioscopia o laparotomía

COMPOSICIÓN:

Polipropileno monofilamento tricotado en una malla elástica, durable

BENEFICIOS:


- ✓ *Extrema estabilidad dimensional*
- ✓ *Estructura de malla fina*
- ✓ *Porosidad ideal*
- ✓ *Excelente transparencia*
- ✓ *Buen manejo*
- ✓ *Fácil de cortar*
- ✓ *Buena tolerancia*

Malla cuadrada y rectangular

MALLA ESTÁNDAR

5 pc.

5 cm x 10 cm	ZMS0510
6 cm x 11 cm	ZMS0611
7.5 cm x 15 cm	ZMS07515
10 cm x 15 cm	ZMS1015
15 cm x 15 cm	ZMS1515
30 cm x 30 cm	ZMS3030



Pilomat

Trituradora de la tableta Z045

Para romper las tabletas con un simple giro de muñeca.



Tablet Splitter Z044

Para cortar las tabletas de cualquier tamaño en dos.



Cuchillas y mangos de bisturí quirúrgico

Para manejar la hoja
N° 3



N° 10 N° 11 N° 12 N° 12d N° 15 N° 15c

Cuchillas quirúrgicas
sin mango

ZB10 ZB11 ZB12 ZB12d ZB15 ZB15c

Cuchillas quirúrgicas
con mango de plástico

ZBD10 ZBD11 ZBD12 ZBD15

Para manejar la hoja
N° 4



N° 18 N° 20 N° 21 N° 22 N° 23 N° 24 N° 25

Cuchillas quirúrgicas
sin mango

ZB18 ZB20 ZB21 ZB22 ZB23 ZB24 ZB25

Cuchillas quirúrgicas
con mango de plástico

ZBD20 ZBD21 ZBD22 ZBD23 ZBD24



COMPOSICIÓN:
Carbon acero

PRESENTACIÓN:
Individuales paquetes
metálicos estériles

sin mango 100 / caja
con mango de plástico 10 / caja

Puntada cortador



ZBS

Mangos de bisturí

COMPOSICIÓN: Acero inoxidable

PRESENTACIÓN: 10/ caja



N° 3 ZBH3



N° 4 ZBH4

Episio Set


Surgicryl® Rapid: Acido poliglicolico absorbible sintético – recubierta trenzada y multifilamento - absorción rápida

Reverso cortante

Cuerpo redondo punto tapercut



Número de orden



DS 26 mm
HRT 40 mm



1 x USP 2/0 – DS 26 mm – 75 cm
2 x USP 0 – HRT 40 mm – 90 cm

incoloro S-1430-1435

Kit para de cuello uterino

Kit de sutura para cerclaje Cervical

2 x aguja roma



Número de orden



2 x HRB 50 mm

Cinta de poliéster de 4 mm 40 cm

ZCE1

Cinta de poliéster de 4 mm 50 cm

ZCE4

2 x HRB 65 mm

Cinta de poliéster de 4 mm 50 cm

ZCE3

Kit de sutura para cerclaje Mc. Donald / Wurm-Hefner

2 x aguja cuerpo redondo punta tapercut



Order number



2 x HRT 48 mm

EP 6 / USP 8 poliéster verde 75 cm

ZCE9

Patella Set

Corte convencional



Métrico

USP

Longitud

Número de orden

1/2 círculo



HS 120 mm

9

7

60 cm

ST75



Marcador para piel

Para uso general de marcado para piel. Tinta violeta, indelible, no toxica, biocompatible y no irritante. Incluye regla en centímetros y pulgadas.

ZSM 20 Marcador regular para piel punta fina doble, estéril



Cera para hueso



12 x 2.5 g Z046

COMPOSICIÓN:

Cera de abeja blanca refinada, parafina y palmitato de isopropilo

INDICACIONES:

Se utiliza en el control de la hemorragia de las superficies óseas, al actuar como una barrera mecánica.

PRESENTACIÓN:

2,5 g placas envueltas individualmente
12 en una sola caja, estéril

SMI esponja


Hemostatico absorbible de esponja de gelatina

COMPOSICIÓN:

Material de gelatina de primer grado altamente purificada

INDICACIONES:


Para su uso en diversos procedimientos quirúrgicos. Previsto para el uso hemostático mediante la aplicación a una superficie sangrante. No pirogénico y biocompatible.




1. STANDARD	80 x 50 x 10 mm	ZHG805010
2. REGULAR	70 x 50 x 10 mm	ZHG705010
3. SPECIAL	80 x 50 x 1 mm	ZHG805001
4. TAMPON	80 x 30 mm DIA	ZHG8030
5. DENTAL CUBE	10 x 10 x 10 mm	ZHG101010

Agujas

12 en una sola caja



1/2 círculo



Ordinaria para los ojos GN



Anudado GF



Ordinaria para los ojos GRN



Anudado GRF



90 mm N°00		Z 751		Z 850
80 mm N°1	Z 702	Z 752		Z 851
70 mm N°2	Z 703	Z 753		Z 853
65 mm N°3	Z 704			
60 mm N°4		Z 755		Z 855
55 mm N°6	Z 706	Z 756	Z 806	Z 856
50 mm N°7		Z 758	Z 807	Z 858
48 mm				Z 840
45 mm N°8	Z 708	Z 759	Z 808	Z 859
40 mm N°9	Z 710	Z 760	Z 810	Z 860
37 mm		Z 746		
35 mm N°10	Z 711	Z 761	Z 811	Z 861
32 mm N°11		Z 745		
30 mm N°12	Z 712	Z 762	Z 812	Z 862
25 mm N°13	Z 713	Z 763	Z 813	Z 863
20 mm N°15	Z 714	Z 764	Z 814	Z 864
16 mm N°16		Z 766		Z 866

SERPENTINE NEEDLE



Ordinaria para los ojos GSN



145 mm

Z 402


135 mm

Z 401

110 mm

Z 403

DERECHO



Ordinaria para los ojos GSN



Anudado GSF



75 mm N° 1

Z 904

60 mm N° 4

Z 903

Z 913

45 mm N° 8

Z 902

40 mm N° 9

Z 912




35 mm N° 10

Z 911



3/8 de círculo




					
	Ordinaria para los ojos BN	Anudado BF	Ordinaria para los ojos BRN	Anudado BRF	Ordinaria para los ojos BRT
200 mm	Z 400				
130 mm N°6-0	Z 495		Z 595		
110 mm N°4-0			Z 599		
100 mm N°000	Z 500	Z 550		Z 650	
90 mm N°00	Z 501	Z 551	Z 601	Z 651	Z 301
90 mm LIGHT N°00	Z 502		Z 602		
85 mm N°0			Z 590		
80 mm N°1	Z 503	Z 552	Z 591		Z 303
70 mm N°2	Z 504	Z 553	Z 603	Z 653	
70 mm LIGHT N°2	Z 504L				
65 mm N°3			Z 604		
60 mm N°4	Z 505	Z 555		Z 655	
57 mm N°5	Z 506		Z 605		
55 mm N°6		Z 556		Z 656	
50 mm N°7		Z 557	Z 607	Z 657	
45 mm N°8	Z 508	Z 558	Z 608	Z 658	
40 mm N°9	Z 510	Z 560	Z 610	Z 660	
35 mm N°10	Z 511	Z 561	Z 611	Z 661	
32 mm N°11		Z 570		Z 670	
30 mm N°12	Z 512	Z 562	Z 612	Z 662	
25 mm N°13	Z 513	Z 563	Z 613	Z 663	
22 mm N°14		Z 571		Z 671	
20 mm N°15	Z 514	Z 564	Z 614	Z 664	
16 mm N°16	Z 516	Z 566		Z 666	
14 mm N°17		Z 567		Z 667	
12 mm N°20		Z 568		Z 668	

SKI AGUJAS media curvada



Ordinaria para
los ojos

Anudado



80 mm N°1	Z 202	
70 mm N°2	Z 203	
65 mm N°3	Z 204	
60 mm N°4	Z 205	
57 mm N°5	Z 201	
55 mm N°6	Z 206	
50 mm N°7	Z 207	
45 mm N°8	Z 208	
40 mm N°9		Z 260
35 mm N°10		Z 261
32 mm N°11		Z 270
30 mm N°12		Z 262
25 mm N°13		Z 263
22 mm N°14		Z 271
20 mm N°15		Z 264
16 mm N°16		Z 266
14 mm N°17		Z 267
12 mm N°20		Z 268

POST MORTEM SKI AGUJAS



Ordinaria para los ojos



130 mm 5"	Z 281
100 mm 4"	Z 282

POST MORTEM 3/8 de círculo



Ordinaria para los ojos



150 mm 6"	Z 480
130 mm 5"	Z 481
100 mm 4"	Z 482