

Ficha Técnica Braguita Bikini Ostomía Cintura Alta



- Opción con bolsillo o sin bolsillo
- Medida Personalizada
- Tejido antibacteriano y absorbente
- Certificada para uso médico según Reglamento (UE) 2017/745


COMPOSICIÓN


Tejido principal lycra : 80.0% Poliamida , 20.0% Elastán

LAVADO

 Lavado a máquina - 30° máx. - programa normal

 No utilizar lejía

 No secar en la secadora

 No planchar

 No lavar en seco

ALMACENAJE

Guardar en un lugar seco

PAIS CONFECCIÓN

España

Atención al Cliente



Correo electrónico: info@ostocare.com
Teléfono Internacional: 0034 910 601 256
Teléfono España: 910 601 256

