

Ficha Técnica Faja Ostomía Deportiva Discreet



- Opción con bolsillo o sin bolsillo
- Medida Personalizada
- Tejido antibacteriano y absorbente
- Certificada para uso médico según Reglamento (UE) 2017/745
- Altura total 24 cm con bolsillo opcional de 17cm de altura .

COMPOSICIÓN

Tejido principal lycra : 80.0% Poliamida , 20.0% Elastán

LAVADO



Lavado a máquina - 30° máx. - programa normal



No utilizar lejía



No secar en la secadora



No planchar



No lavar en seco

ALMACENAJE

Guardar en un lugar seco

PAIS CONFECCIÓN

España

Atención al Cliente



Correo electrónico: info@ostocare.com
Teléfono Internacional: 0034 910 601 256
Teléfono España: 910 601 256

