

Ficha Técnica Faja Ostomía Semi Rígida



- Opción con bolsillo o sin bolsillo
- Es de tejido hipoalergénico
- Medida Personalizada
- Tejido antibacteriano y absorbente
- Certificada **para uso médico** según Reglamento (UE) 2017/745
- Altura total 24 cm con bolsillo opcional de 17cm de altura
- Sección trasera de tejido elástico tubular y de tela suave en la parte frontal.

Composición

82% Poliamida 18% Elastán

LAVADO

 Lavado a máquina - 30° máx. - programa normal

 No utilizar lejía

 No secar en la secadora

 No planchar

 No lavar en seco

ALMACENAJE

Guardar en un lugar seco

PAIS CONFECCIÓN

España

Atención al Cliente

Correo electrónico: info@ostocare.com
Teléfono Internacional: 0034 910 601 256
Teléfono España: 910 601 256

