

CM Proslide™ Transferboard



CM Proslide™

Das CM ProSlide™ ist ein innovatives Rutschbrett, das für den Transfer von Patienten zwischen Rettungstrage, Krankenhausbett, Röntgentisch, Operationstisch, etc. eingesetzt wird. Seine Besonderheit liegt im Material: das 3 mm dünne Polyethylen ist ein zäher, bruchstabiler Kunststoff, der das CM ProSlide™ extrem biegsam macht. Dadurch lässt es sich besonders leicht unter den Patienten schieben, selbst wenn dieser auf einem weichen Bett oder z.B. in der Kuhle einer Rettungstragenpolsterung liegt.



Liegende Patienten werden in der Regel mit zwei CM ProSlides™ transferiert: eines wird im Bereich der Schulterblätter unter den Patienten gebracht, ein zweites im Bereich des Gesäßes. Dadurch ergibt sich eine glatte Oberfläche, die den Spalt zwischen z.B. Rettungstrage und Röntgentisch, sowie etwaige Unebenheiten und kleinere Höhenunterschiede überbrückt.



Proslide Vorteile

Durch den Einsatz von Proslide wird die Anzahl gesundheitsschädlicher Belastungssituationen des Krankenhauspersonals im Zusammenhang mit der Umlagerung von Patienten reduziert. Das Board wurde in Operationssälen, Röntgenabteilungen, Notaufnahmen sowie auf Intensivstationen und regulären Stationen erprobt. Der Patient wird, am besten in Kombination mit einem Flexislide-Umlagerungstuch, kontrolliert über die Proslide bewegt, ohne dabei aktiv an den Proslide zu ziehen. Für den Patienten bedeutet der Transfer mit Proslides ein müheloses, fast nicht spürbares, sanftes Gleiten.

- Dem Patienten bietet Proslide höheren Komfort und mehr Sicherheit
- Proslide ist einfach zu desinfizieren
- Proslide sind röntgendurchlässig und hinterlässt beim Röntgen keine Bildartefakte
- Proslide haben eine Funktionsgarantie von einem Jahr.

Für welche Patienten ist Proslide™ geeignet?

Proslide eignet sich für alle bettlägerigen Patienten, die nicht aufstehen können oder dürfen.

Hersteller: Comfort Medical AG, Schweden

Länge: 85 cm

Breite: 39.5 cm

Gewicht: 770 Gram/Stück.

Artikel Nr.: Proslide-Paar (2 Stück)

Anwendertips:

Bei der Applikation ist kein Log-Roll nötig.

Proslide kann auch bei der Applikation von T-PODR benutzt werden.