


Computertomographie – Zubehör



CT Kissen hart / weich

Geeignet für Kolon Aufnahmen in Bauchlage
Reinigung: Mit Alkohol/Seifen Lösung abtrocknen


Art.: CMPLKH40, (hart, 40x17x8 cm)
CMPLKM40, (weich, 40x17x8 cm)
CMPLKM25, (weich, 25x17x8 cm)



Druckentlastungskissen

Für CT Kopfstützen
Reinigung: Mit Alkohol/Seifen Lösung abtrocknen


Art.: CMPCTK, (30x18 cm)



Kopfkissen

Für Untersuchungen ausserhalb der Kopfstütze
Reinigung: Mit Alkohol/Seifen Lösung abtrocknen

Art.: CMPHD



CT-Kissen Overhead

Das Overhead-CT Kissen wird zur Befestigung der Arme bei CT Thorax / Abdomen Aufnahmen verwendet (kann auch als Kniepolster verwendet werden). Das CT Stützkissen ist mit einem Kunstlederbezug versehen. Kann mit Alkohol und Seifenlösung desinfiziert werden. Abnehmbare Griffe mit Velcro. Polsterung aus Polyurethan-Schaum.

Art.: OHEAD CT, (43x30x26 cm)

Kniekissen - verschiedene



Kniekissen mit einem Überzug aus Technoskin-Kunstleder. Sehr robustes Material.
Reinigung: mit Alkohol/Seifen Lösung abtrocknen

Art.: CMPKKF, Flach/Winkel 30° (55x38 cm 8-16 cm hoch)
CMPKK, Hoch/Winkel 45° (45x31 cm 16 cm hoch)
CMPKKC, Cylinder (55x15 cm)

Sidemarkers CT – Recht/Links Markierung



- Einfach und sicher / hygienisch
- Für CT und MRI erhältlich
- Auch für Extremitäten

Art.: SM01 01, Sidemarkers CT/R rechts
SM01 02, Sidemarkers CT/L links
SM02 01, Sidemarkers MRI/R rechts
SM02 02, Sidemarkers MRI/L links



Neu: Keil für CT Kopfstützen - EVA Material



Reinigung: Mit Alkohol/Seifen Lösung

Art.:

CMPCTKIL3, (3 cm hoch)

CMPCTKIL5, (5 cm hoch)

Kontaktieren Sie uns für eine Offerte.