

UltraGel[®]Clear

Gel para Ultrasonido

Ficha técnica:

Descripción: Gel de viscosidad media de base acuosa sin fragancia y sin color para procedimientos de diagnóstico y rehabilitación

Ingredientes: Agua, humectante, polímero y conservador.

Hecho en México. (Reg. Sanitario 0010C2020 SSA)

Presentaciones:

- Flexienvase de 5L (incluye aplicador rellenable)
- Aplicador de 250ml.

Beneficios:

- Viscosidad media
- Misma fórmula clásica sin color
- Fácil de limpiar
- Absorción lenta
- Ideal para terapia física
- Fórmula libre de bencenos

Instrucciones de uso:

Vierta directamente sobre el área a tratar o sobre el transductor. Al terminar, limpie con una toalla desechable el sobrante de la piel del paciente. No es necesario enjuagar. Usa el galón flexible para rellenar el aplicador.

Precauciones:

Mantenga fuera del alcance de los niños. Limpie el transductor con agua y secuencia con una toalla de micro fibra para no rayarlo.

Manejo y Almacenamiento:

Estiba máxima: Según instrucciones impresas de cada caja.

Temperatura de almacenaje: 10-30 ° C “No exponer el producto a los rayos del sol por tiempo prolongado”.



BORDSON[®]

Clean. Effective. Safe.