

UltraGel[®] PLUS

Gel para Ultrasonido

Ficha técnica:

Descripción: Gel de alta viscosidad de base acuosa de color azul sin fragancia, para procedimientos de diagnóstico y rehabilitación.

Ingredientes: Agua, humectante, polímero, conservador y color azul.
Hecho en México.

Presentaciones:

- Flexienvase de 5L (incluye aplicador rellenable)
- Aplicador de 250ml.

Beneficios:

- Alta viscosidad
- Mayor durabilidad, menos desperdicio
- Conducción inmejorable
- Alta Eficiencia
- Para procedimientos más exigentes
- Fórmula libre de bencenos

Instrucciones de uso:

Vierta directamente sobre el área a tratar o sobre el transductor. Al terminar, limpie con una toalla desechable el sobrante de la piel del paciente. No es necesario enjuagar. Usa el galón flexible para rellenar la botella dosificadora.

Precauciones:

Mantenga fuera del alcance de los niños. Limpie el transductor con agua y secuencia con una toalla de micro fibra para no rayarlo.

Manejo y Almacenamiento:

Estiba máxima: Según instrucciones impresas de cada caja.
Temperatura de almacenaje: 10-30 ° C “No exponer el producto a los rayos del sol por tiempo prolongado”.



BORDSON[®]

Clean. Effective. Safe.