


SISTEMA DE TIBIA DISTAL LÍNEA DE TIBIA



ARZZT
ALWAYS ONE STEP AHEAD

www.arzzt.com




- ▶ Placa Bloqueada para Tibia Distal Talus
- ▶ Tornillo Cortical
- ▶ Tornillo Bloqueado

La placa Talus para tibia distal forma parte del sistema bloqueado 3.5mm de Arzzt, que aúna la tecnología de los tornillos de bloqueo con técnicas convencionales de colocación de las placas.

- ▶ Fabricada en Titanio Ti6Al4V-ELI

Cuenta con un perfil de cuerpo de contacto limitado, agujeros combinados en el cuerpo y orificios para tornillos de bloqueo en la cabeza. La fijación con la placa Talus tiene muchas similitudes con los métodos tradicionales de osteosíntesis con placas, pero con algunas mejoras importantes. Los tornillos de bloqueo permiten crear un conjunto con ángulo fijo utilizando las técnicas tradicionales de la AO para la osteosíntesis con placas.



Producto aprobado por:

FDA U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

Sistema 3.5 para Pequeños Fragmentos

Código 08070001

SISTEMA DE TIBIA DISTAL LÍNEA DE TIBIA



Código 08070001

ARZZT
ALWAYS ONE STEP AHEAD

www.arzzt.com

Placa Bloqueada para Tibia Distal Talus

Código	Orificios	Dirección	Longitud
03141101	6	Derecha	139 mm
03141110	6	Izquierda	139 mm
03141103	8	Derecha	165 mm
03141112	8	Izquierda	165 mm
03141105	10	Derecha	192 mm
03141114	10	Izquierda	192 mm
03141107	12	Derecha	215 mm
03141116	12	Izquierda	215 mm
03141109	14	Derecha	245 mm
03141118	14	Izquierda	245 mm



Tornillo Bloqueado



Ø 2.7 mm		Ø 3.5 mm	
Code	Length	Code	Length
02094203	14 mm	02091201	10 mm
02094204	16 mm	02091202	12 mm
02094205	18 mm	02091203	14 mm
02094206	20 mm	02091204	16 mm
02094207	22 mm	02091205	18 mm
02094208	24 mm	02091206	20 mm
02094217	45 mm	02091207	22 mm
		02091208	24 mm
		02091209	26 mm
		02091210	28 mm
		02091211	30 mm
		02091212	32 mm
		02091213	34 mm
		02091214	36 mm
		02091215	38 mm
		02091216	40 mm
		02091217	45 mm
		02091218	50 mm

Tornillo Cortical



Ø 3.5 mm			
Code	Length	Code	Length
02051201	10 mm	02051210	28 mm
02051202	12 mm	02051211	30 mm
02051203	14 mm	02051212	32 mm
02051204	16 mm	02051213	34 mm
02051205	18 mm	02051214	36 mm
02051206	20 mm	02051215	38 mm
02051207	22 mm	02051216	40 mm
02051208	24 mm	02051217	45 mm
02051209	26 mm	02051218	50 mm

Contacto
Montecito 38 P.B. L13 Nápoles 03810
Deleg. Benito Juárez Ciudad de México
contact@arzzt.com