

SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



ARZZT
ALWAYS ONE STEP AHEAD


www.arzzt.com

**PRODUCTO
NUEVO**



- ▶ Placa Bloqueada para Tibia Frontal Lateral Distal
- ▶ Tornillo Cortical
- ▶ Tornillo Bloqueado

▶ Fabricada en Titanio Ti6Al4V-ELI



Sistema 3.5 para Pequeños Fragmentos

Código 08070001

Producto aprobado por:

FDA U.S. FOOD & DRUG
ADMINISTRATION

SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



Código 08070001

www.arzzt.com

ARZZT
ALWAYS ONE STEP AHEAD

**PRODUCTO
NUEVO**

Placa Bloqueada para Tibia Frontal Lateral Distal



Código	Orificios	Dirección	Longitud
03141129	5	Izquierda	100 mm
03141134	5	Derecha	100 mm
03141130	6	Izquierda	116 mm
03141135	6	Derecha	116 mm
03141131	7	Izquierda	132 mm
03141136	7	Derecha	132 mm
03141132	8	Izquierda	148 mm
03141137	8	Derecha	148 mm
03141133	10	Izquierda	180 mm
03141138	10	Derecha	180 mm

Tornillo Bloqueado



Ø 2.7 mm		Ø 3.5 mm	
Code	Length	Code	Length
02094203	14 mm	02091201	10 mm
02094204	16 mm	02091202	12 mm
02094205	18 mm	02091203	14 mm
02094206	20 mm	02091204	16 mm
02094207	22 mm	02091205	18 mm
02094208	24 mm	02091206	20 mm
02094217	45 mm	02091207	22 mm
		02091208	24 mm
		02091209	26 mm
		02091210	28 mm
		02091211	30 mm
		02091212	32 mm
		02091213	34 mm
		02091214	36 mm
		02091215	38 mm
		02091216	40 mm
		02091217	45 mm
		02091218	50 mm

Tornillo Cortical



Ø 3.5 mm			
Code	Length	Code	Length
02051201	10 mm	02051210	28 mm
02051202	12 mm	02051211	30 mm
02051203	14 mm	02051212	32 mm
02051204	16 mm	02051213	34 mm
02051205	18 mm	02051214	36 mm
02051206	20 mm	02051215	38 mm
02051207	22 mm	02051216	40 mm
02051208	24 mm	02051217	45 mm
02051209	26 mm	02051218	50 mm

Contacto

Montecito 38 P.B. L13 Nápoles 03810
Deleg. Benito Juárez Ciudad de México

contact@arzzt.com