



Dritt System
3.5 mm



LCP Plates

Placas Bloqueadas de Compresión
Pequeños Fragmentos



L C P
Locking
Compression
P l a t e




ARZZT
PLACING ONE STEP BEYOND

www.arzzt.com



Dritt System 3.5 mm

Pequeños Fragmentos



Placa Tercio de Caña
Orificios: 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10



Placa Antebrazo
Orificios: 5, 6, 7, 8, 9, 10



Placa en "Y"
Orificios: 4 y 6



Placa Cirugía de Mano
Orificios: 4, 5 y 6



Placa Humer
Orificios: 4, 6 y 8



Tornillo LCP 3.5 mm

Beneficios de las Placas LCP Dritt System 3.5 mm de Arzzt

- Permiten combinar la tecnología estándar de las placas y tornillos de bloqueo con estabilidad angular.
- Compresión interfragmentaria
- Son especialmente aptas para el tratamiento de fracturas articulares y yuxta-articulares, así como huesos osteoporóticos
- Evitan la inclinación axial y el aflojamiento de los tornillos
- Protege el periostio, ya que evita que el hueso se presione contra la placa, manteniendo el aporte sanguíneo al hueso.
- No hay pérdida de reducción primaria, porque la inserción de los tornillos de bloqueo no provoca una fuerza que tire del hueso hacia la placa.
- La pérdida de reducción secundaria es mínima, especialmente en hueso osteoporótico.

