


# SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



**ARZZT**<sup>®</sup>  
ALWAYS ONE STEP AHEAD

[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

**PRODUCTO  
NUEVO**



- ▶ Placa Bloqueada para Tibia Distal Poliaxial
- ▶ Tornillo Cortical
- ▶ Tornillo Bloqueado


La placa bloqueada para Tibia Distal Poliaxial forma parte del sistema bloqueado 3.5 Arzzt, que combina la técnica de los tornillos de bloqueo con las técnicas tradicionales de osteosíntesis con placas.

- ▶ Fabricada en Titanio Ti6Al4V-ELI

## Indicaciones

- Fracturas intrarticulares de la superficie articular tibial distal con carga axial
- Fracturas complejas que precisan de reconstrucción abierta

Producto aprobado por:



Sistema 3.5 para Pequeños Fragmentos

Código 08070001

# SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



Código 08070001




[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

**PRODUCTO  
NUEVO**

## Placa Bloqueada para Tibia Lateral

Código	Orificios	Longitud
03141119	3	91 mm
03141124	4	104 mm
03141120	5	117 mm
03141125	6	130 mm
03141121	8	156 mm



## Tornillo Bloqueado



Ø 2.7 mm		Ø 3.5 mm	
Code	Length	Code	Length
02094203	14 mm	02091201	10 mm
02094204	16 mm	02091202	12 mm
02094205	18 mm	02091203	14 mm
02094206	20 mm	02091204	16 mm
02094207	22 mm	02091205	18 mm
02094208	24 mm	02091206	20 mm
02094217	45 mm	02091207	22 mm
		02091208	24 mm
		02091209	26 mm
		02091210	28 mm
		02091211	30 mm
		02091212	32 mm
		02091213	34 mm
		02091214	36 mm
		02091215	38 mm
		02091216	40 mm
		02091217	45 mm
		02091218	50 mm

## Tornillo Cortical



Ø 3.5 mm			
Code	Length	Code	Length
02051201	10 mm	02051210	28 mm
02051202	12 mm	02051211	30 mm
02051203	14 mm	02051212	32 mm
02051204	16 mm	02051213	34 mm
02051205	18 mm	02051214	36 mm
02051206	20 mm	02051215	38 mm
02051207	22 mm	02051216	40 mm
02051208	24 mm	02051217	45 mm
02051209	26 mm	02051218	50 mm


**Contacto**  
Montecito 38 P.B. L13 Nápoles 03810  
Deleg. Benito Juárez Ciudad de México  
[contact@arzzt.com](mailto:contact@arzzt.com)

# SISTEMA DE TIBIA DISTAL LÍNEA DE TIBIA



**ARZZT**  
ALWAYS ONE STEP AHEAD

[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)



- ▶ Placa Bloqueada para Tibia Distal Talus
- ▶ Tornillo Cortical
- ▶ Tornillo Bloqueado

La placa Talus para tibia distal forma parte del sistema bloqueado 3.5mm de Arzzt, que aúna la tecnología de los tornillos de bloqueo con técnicas convencionales de colocación de las placas.

- ▶ Fabricada en Titanio Ti6Al4V-ELI

Cuenta con un perfil de cuerpo de contacto limitado, agujeros combinados en el cuerpo y orificios para tornillos de bloqueo en la cabeza. La fijación con la placa Talus tiene muchas similitudes con los métodos tradicionales de osteosíntesis con placas, pero con algunas mejoras importantes. Los tornillos de bloqueo permiten crear un conjunto con ángulo fijo utilizando las técnicas tradicionales de la AO para la osteosíntesis con placas.



Producto aprobado por:

**FDA** U.S. FOOD & DRUG  
ADMINISTRATION

Sistema 3.5 para Pequeños Fragmentos

Código 08070001

# SISTEMA DE TIBIA DISTAL LÍNEA DE TIBIA



Código 08070001

**ARZZT**  
ALWAYS ONE STEP AHEAD

[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

## Placa Bloqueada para Tibia Distal Talus

Código	Orificios	Dirección	Longitud
03141101	6	Derecha	139 mm
03141110	6	Izquierda	139 mm
03141103	8	Derecha	165 mm
03141112	8	Izquierda	165 mm
03141105	10	Derecha	192 mm
03141114	10	Izquierda	192 mm
03141107	12	Derecha	215 mm
03141116	12	Izquierda	215 mm
03141109	14	Derecha	245 mm
03141118	14	Izquierda	245 mm



## Tornillo Bloqueado



Ø 2.7 mm		Ø 3.5 mm	
Code	Length	Code	Length
02094203	14 mm	02091201	10 mm
02094204	16 mm	02091202	12 mm
02094205	18 mm	02091203	14 mm
02094206	20 mm	02091204	16 mm
02094207	22 mm	02091205	18 mm
02094208	24 mm	02091206	20 mm
02094217	45 mm	02091207	22 mm
		02091208	24 mm
		02091209	26 mm
		02091210	28 mm
		02091211	30 mm
		02091212	32 mm
		02091213	34 mm
		02091214	36 mm
		02091215	38 mm
		02091216	40 mm
		02091217	45 mm
		02091218	50 mm

## Tornillo Cortical



Ø 3.5 mm			
Code	Length	Code	Length
02051201	10 mm	02051210	28 mm
02051202	12 mm	02051211	30 mm
02051203	14 mm	02051212	32 mm
02051204	16 mm	02051213	34 mm
02051205	18 mm	02051214	36 mm
02051206	20 mm	02051215	38 mm
02051207	22 mm	02051216	40 mm
02051208	24 mm	02051217	45 mm
02051209	26 mm	02051218	50 mm

**Contacto**  
Montecito 38 P.B. L13 Nápoles 03810  
Deleg. Benito Juárez Ciudad de México  
[contact@arzzt.com](mailto:contact@arzzt.com)

# SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



**ARZZT**<sup>®</sup>  
ALWAYS ONE STEP AHEAD


[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

**PRODUCTO  
NUEVO**



- ▶ Placa Bloqueada para Tibia Frontal Lateral Distal
- ▶ Tornillo Cortical
- ▶ Tornillo Bloqueado

▶ Fabricada en Titanio Ti6Al4V-ELI



Sistema 3.5 para Pequeños Fragmentos

Código 08070001

Producto aprobado por:

**FDA** U.S. FOOD & DRUG  
ADMINISTRATION



# SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



Código 08070001

[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

**ARZZT**  
ALWAYS ONE STEP AHEAD

**PRODUCTO  
NUEVO**

## Placa Bloqueada para Tibia Frontal Lateral Distal



Código	Orificios	Dirección	Longitud
03141129	5	Izquierda	100 mm
03141134	5	Derecha	100 mm
03141130	6	Izquierda	116 mm
03141135	6	Derecha	116 mm
03141131	7	Izquierda	132 mm
03141136	7	Derecha	132 mm
03141132	8	Izquierda	148 mm
03141137	8	Derecha	148 mm
03141133	10	Izquierda	180 mm
03141138	10	Derecha	180 mm

## Tornillo Bloqueado



Ø 2.7 mm		Ø 3.5 mm	
Code	Length	Code	Length
02094203	14 mm	02091201	10 mm
02094204	16 mm	02091202	12 mm
02094205	18 mm	02091203	14 mm
02094206	20 mm	02091204	16 mm
02094207	22 mm	02091205	18 mm
02094208	24 mm	02091206	20 mm
02094217	45 mm	02091207	22 mm
		02091208	24 mm
		02091209	26 mm
		02091210	28 mm
		02091211	30 mm
		02091212	32 mm
		02091213	34 mm
		02091214	36 mm
		02091215	38 mm
		02091216	40 mm
		02091217	45 mm
		02091218	50 mm

## Tornillo Cortical



Ø 3.5 mm			
Code	Length	Code	Length
02051201	10 mm	02051210	28 mm
02051202	12 mm	02051211	30 mm
02051203	14 mm	02051212	32 mm
02051204	16 mm	02051213	34 mm
02051205	18 mm	02051214	36 mm
02051206	20 mm	02051215	38 mm
02051207	22 mm	02051216	40 mm
02051208	24 mm	02051217	45 mm
02051209	26 mm	02051218	50 mm

### Contacto

Montecito 38 P.B. L13 Nápoles 03810  
Deleg. Benito Juárez Ciudad de México

[contact@arzzt.com](mailto:contact@arzzt.com)

## SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



**ARZZT**  
ALWAYS ONE STEP AHEAD

[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

**PRODUCTO  
NUEVO**

- ▶ Placa Bloqueada para Tibia Lateral
- ▶ Tornillo Cortical
- ▶ Tornillo Bloqueado



La placa bloqueada para Tibia Lateral, es una placa proximal y forma parte del sistema bloqueado 3.5 Arzzt, que combina la técnica de los tornillos de bloqueo con las técnicas tradicionales de osteosíntesis con placas.

- ▶ Fabricada en Titanio Ti6Al4V-ELI

**Indicaciones** – Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo – Fracturas por cizallamiento del platillo tibial externo, con hundimiento asociado – Fracturas con hundimiento central puro – Fracturas por cizallamiento o fracturas con hundimiento del platillo tibial interno.

Las fracturas de la tibia proximal con fracturas diafisarias asociadas requieren de valoración especial por parte del cirujano. Para los pacientes obesos, se recomienda utilizar una placa más fuerte, como la placa para tibia proximal Hockey con tornillo bloqueado 5.0mm Arzzt. En todos los casos, es obligatoria una movilización posoperatoria reducida adaptada.



Producto aprobado por:

**FDA** U.S. FOOD & DRUG  
ADMINISTRATION

Sistema 3.5 para Pequeños Fragmentos

Código 08070001

# SISTEMA DE TIBIA DISTAL NUEVA LÍNEA DE TIBIA



Código 08070001

[www.arzzt.com](http://www.arzzt.com)

**ARZZT**  
ALWAYS ONE STEP AHEAD

## Placa Bloqueada para Tibia Lateral

Código	Orificios	Dirección	Longitud
03141119	3	Izquierda	59 mm
03141124	3	Derecha	59 mm
03141120	4	Izquierda	71 mm
03141125	4	Derecha	71 mm
03141121	5	Izquierda	84 mm
03141126	5	Derecha	84 mm
03141122	6	Izquierda	96 mm
03141127	6	Derecha	96 mm
03141123	8	Izquierda	122 mm
03141128	8	Derecha	122 mm



**PRODUCTO  
NUEVO**

## Tornillo Bloqueado



Ø 2.7 mm		Ø 3.5 mm	
Code	Length	Code	Length
02094203	14 mm	02091201	10 mm
02094204	16 mm	02091202	12 mm
02094205	18 mm	02091203	14 mm
02094206	20 mm	02091204	16 mm
02094207	22 mm	02091205	18 mm
02094208	24 mm	02091206	20 mm
02094217	45 mm	02091207	22 mm
		02091208	24 mm
		02091209	26 mm
		02091210	28 mm
		02091211	30 mm
		02091212	32 mm
		02091213	34 mm
		02091214	36 mm
		02091215	38 mm
		02091216	40 mm
		02091217	45 mm
		02091218	50 mm

## Tornillo Cortical



Ø 3.5 mm			
Code	Length	Code	Length
02051201	10 mm	02051210	28 mm
02051202	12 mm	02051211	30 mm
02051203	14 mm	02051212	32 mm
02051204	16 mm	02051213	34 mm
02051205	18 mm	02051214	36 mm
02051206	20 mm	02051215	38 mm
02051207	22 mm	02051216	40 mm
02051208	24 mm	02051217	45 mm
02051209	26 mm	02051218	50 mm

### Contacto

Montecito 38 P.B. L13 Nápoles 03810  
Deleg. Benito Juárez Ciudad de México

[contact@arzzt.com](mailto:contact@arzzt.com)