




SafeGauze[®] HemoStat[™]

Pansement hémostatique à usage topique




Se transforme rapidement en gel transparent pour contrôler les saignements — aucune suture nécessaire.


HemoStat est un pansement hémostatique 100 % naturel et soluble conçu pour contrôler les saignements après les extractions, les chirurgies parodontales et d'autres interventions nécessitant un contrôle des saignements.



Absorbe le liquide de la muqueuse buccale et se transforme rapidement en un gel visqueux transparent pour un placement facile.



Crée un « bouchon » gélatineux qui adhère à la plaie, créant un joint étanche qui ferme les vaisseaux sanguins pour contrôler le saignement et amorcer le processus de guérison.



Le bouchon gélatineux se dissout graduellement dans le sérum physiologique.



Lauréat du prix
"Dental Advisor"
pour une troisième
année depuis 2020.

Voyez par vous-même les avantages de SafeGauze HemoStat. Commandez vos échantillons dès aujourd'hui sur [Medicom.com](https://www.Medicom.com) ou contactez votre représentant Medicom.

CARACTÉRISTIQUES	AVANTAGES
Se transforme en gel en quelques secondes	Mise en place rapide et facile
Absorbe 400 % de son poids en liquide	Remplit la plaie et forme un caillot solide pour un contrôle efficace du saignement
Adhère à la plaie	Reste solidement en place - aucune suture n'est nécessaire
Fabriqué à partir de cellulose 100 % hypoallergénique, sans produits chimiques ou d'origine animale	Sans produits chimiques ni produits d'origine animale
Emballage pratique	Gain de temps précieux

Ce que les dentistes disent au sujet du SafeGauze HemoStat :

« Une fois placé dans le vide de la plaie, le pansement topique forme un gel transparent qui se dilate rapidement à mesure qu'il absorbe le sang, créant un bouchon qui arrête le saignement. Le pansement reste alors en place et n'a pas besoin d'être suturé. »

« Avec ce produit, il n'y a vraiment pas de courbe d'apprentissage. Vous pouvez commencer à l'utiliser tout de suite. »

« Efficace, économique et un gain de temps. »

« Un autre avantage de l'HemoStat SafeGauze est qu'il ne colle pas aux instruments lorsqu'il est emballé dans la douille, ce qui en fait un processus très rapide et facile. Mais surtout, le produit contrôle le saignement, maintient le caillot et favorise la cicatrisation de la plaie avant de se dissoudre graduellement en solution saline et en glucose. »



4900-STATC 0,75" x 0,75" - 4 plis, 20 unités par boîte



Fabriqué en Chine

Medicom® Fiers de protéger.

Comme vous, nous ne faisons jamais de compromis. Nous utilisons des matériaux soigneusement sélectionnés et concevons nos produits de manière à vous offrir une protection sur laquelle vous pouvez compter. Nous offrons la tranquillité d'esprit aux professionnels de la santé depuis plus de 30 ans. Nous sommes fiers de la protection que nous offrons, vous pouvez donc être fier de la vôtre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter medicom.com ou nous contacter à : cservice@medicom.com / 1-800-361-2862

AMD Medicom Inc. 2555 Chemin de l'Aviation, Pointe-Claire, Quebec H9P 2Z2 Canada

©2023 AMD Medicom Inc. Tous droits réservés.

Rev.02